

**MEDISEPT**

Perfect disinfection

# HIGIENSKI NAČRT

v zobozdravstvenih in zdravstvenih ambulantah

NAMEN UPORABE	UPORABA	IZDELEK	DOZIRANJE	KDAJ?	KDO?
 POVRŠINE	Čiščenje in dezinfekcija površin in zdravstvenih naprav iz stekla, kovine in gume.	<b>Quatrodos® Forte</b>  <b>Quatrodos® Extra</b>	1% v 15 minutah (5 ml na 995 ml vode)  0,5% v 15 minutah (2,5 ml na 997,5 ml vode)	Počistite površine po vsakem delovnem dnevu ali po potrebi.	
	Čiščenje in dezinfekcija površin, ki so občutljive na alkohol.	<b>Velox® Foam Extra</b> <b>Velox® Wipes NA</b>	Popršite/pobrišite površine in počakajte 1 minuto.	Po potrebi.	
	Čiščenje in dezinfekcija majhnih ali težko dostopnih površin, npr. delovnih površin, naslonjačev, dentalnih enot.	<b>Medi® Spray</b> <b>Velox® Top AF</b> <b>Velox® Wipes</b>	Popršite/pobrišite površine in počakajte 30 sekund.	Pred in po vsakem posegu, v primeru kontaminacije ali po potrebi.	
	Čiščenje in dezinfekcija sesalnih naprav.	<b>Quatrodos® Unit NF</b>	2% v 15 minutah (20 ml na 980 ml vode) Sperite z vodo.	Po vsakem pacientu.	
 MEDICINSKI INSTRUMENTI	Čiščenje in dezinfekcija zobozdravstvenih in kirurških instrumentov ter pripomočkov.	<b>Viruton® Pulver</b>	1% v 30 minutah (10 g na 1 l vode)	Pred posegom.	
	Čiščenje in dezinfekcija odtisnih žlic, zobnih aparatov, zobnih odtisov.	<b>Viruton® Extra</b>  <b>Viruton® Forte</b>	1% v 15 minutah (5 ml na 995 ml vode)  0,5% v 15 minutah (2,5 ml na 997,5 ml vode)	Pred posegom.	
	Čiščenje in dezinfekcija orodij za vrtnanje, kot so vrtniki, freze, brusilni diski.	<b>Viruton® Bohr</b>	Za 15 minut potopite v izdelek, ki je pripravljen za takojšnjo uporabo.	Nemudoma po uporabi. Nato sperite, posušite in sterilizirajte.	
	Čiščenje in dezinfekcija ročnikov.	<b>Medi Spray</b> <b>Velox® Top AF</b> <b>Velox® Wipes</b>	Popršite/pobrišite površine in počakajte 30 sekund.	Po uporabi.	
 DEZINFEKCIJA ROK	Higienska in kirurška dezinfekcija rok.	<b>Velodes® Soft</b>	Higienska dezinfekcija v 30 sekundah (2x3 ml tekočine). Kirurška dezinfekcija v 30 sekundah (2x3 ml tekočine).	Pred in po vsaki uporabi, v primeru kontaminacije ali po potrebi.	
	Higiensko umivanje rok.	<b>Velodes® Scrub</b> <b>Velodes® Soap</b>  <b>Velodes® Soap Foam</b>	Nanesite na mokre roke tako, da se naredi nežna pena. Sperite z vodo.  Nanesite majhno količino pene na mokre roke, umijte si roke in jih sperite.	Po potrebi.	
	Nega rok.	<b>Velodes® Cream</b> <b>Velodes® Cream</b> <b>Aloe Vera</b>	Nežno vmasirajte v kožo na rokah in na nohte.	Vsakič, ko si umivate roke ali po potrebi.	

# Velox® Wipes

## Robčki s formulo na osnovi alkohola za čiščenje in dezinfekcijo površin medicinske opreme

- ♦ širok mikrobicidni spekter že v 30 sekundah
- ♦ izjemne čistilne lastnosti
- ♦ nežen, svež vonj po grenivki in mandarini

Namočeni v formuli na osnovi alkohola, so robčki Velox Wipes sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo v enem. Namenjeni so hitri dezinfekciji majhnih, težko dostopnih površin medicinske opreme, stolov, postelj, zobnih vrhov pred postopkom sterilizacije in odtisnih žlic ter silikonskih modelov. Priporočljiva uporaba tudi za površine, ki so v stiku s hrano.

### Metodologija v skladu z EN 16615



**10+2**  
GRATIS

Cena za pakiranje (doza)  
4,58 € - 5,50 €

V skladu z EN 16615 so učinkoviti v 30 sekundah



Cena za pakiranje (vrečka)  
4,00 € - 4,80 €

### Lastnosti izdelka:

- Testirani v skladu z novimi standardi za dezinfekcijo (EN 14885).
- Širok, mikrobicidni spekter, ki zajema bakterije, mikrobakterije, glive in viruse.
- Izjemne čistilne lastnosti.
- Visoka materialna toleranca brez aldehydov in fenolov.
- Nežen in svež vonj

### Prednosti:

- Zagotovljena učinkovitost in varnost uporabe.
- Visoko zmanjšanje tveganja za okužbe.
- Hitri učinek na razkužene površine.
- Sposobnost uporabe na različnih tipih materialov.
- Osvežilni učinek.
- Ekonomičen.

# Medi Spray

**Formula, ki omogoča takojšnjo uporabo za čiščenje in hitro dezinfekcijo majhnih površin medicinske opreme**

- ◆ širok mikrobicidni spekter že v 30 sekundah
- ◆ izjemne čistilne lastnosti
- ◆ nevtralni vonj
- ◆ pripravljen na uporabo

Medi Spray je s svojo formulo pripravljen na takojšnjo uporabo, s širokim spektrom mikrobiološke aktivnosti v kombinaciji s kratkim časom delovanja in zelo učinkovitimi čistilnimi lastnostmi ter lastnostjo, ki ščiti materiale, na katere ga naneseemo



Cena za pakiranje (1L)  
**9,45 €** -10,50 €

CE 2274

## Lastnosti izdelka

- Preizkušeno v skladu z novimi standardi za dezinfekcijo (EN 14885).
- Širok mikrobicidni spekter, ki zajema bakterije, mikrobakterije, glive in viruse.
- Izjemne čistilne lastnosti.
- Visoka materialna toleranca (brez aldehydov in fenolov).
- Nevtralni vonj.
- Pripravljen na uporabo.

## Prednosti

- Zagotovljena učinkovitost in varnost uporabe.
- Visoko zmanjšanje tveganja za okužbe.
- Hitri učinek na razkužene površine.
- Sposobnost uporabe na občutljivih materialih.
- Idealno za osebje, občutljivo na dišave.

# Viruton® Extra

## Encimski koncentrat za čiščenje in dezinfekcijo medicinskih instrumentov

- ◆ koncentracija raztopine že od 0,5%.
- ◆ anti-korozijske lastnosti.
- ◆ ne potrebujete aktivatorja.
- ◆ odlične čistilne lastnosti.

Viruton® Extra je izjemno učinkovita formula za hkratno čiščenje in dezinfekcijo vseh vrst medicinskih in kirurških instrumentov, vključno z rotacijskimi instrumenti.



Cena za pakiranje (1L)  
**15,45 €** -17,50 €

CE 2274

### Lastnosti izdelka:

- Testirano v skladu z novimi standardi za dezinfekcijo (EN 14885).
- Visoka materialna toleranca brez aldehydov in fenolov.
- Širok mikrobicidni spekter, zajema bakterije, mikrobakterije, glive, viruse (Adeno, Polio).
- Izjemne čistilne lastnosti
- Nizka koncentracija raztopine: 0,5%.

### Prednosti:

- Lahko se uporabi na občutljivih materialih.
- Zagotovljena učinkovitost in varnost uporabe.
- Visoko zmanjšanje tveganja za okužbe.
- Učinkovito odstranjuje posušeno organsko umazanijo.
- Ekonomično.
- Hitrost in priročnost pri pripravi raztopine.

# Viruton® Bohr

**Formula, ki omogoča takojšnjo uporabo za čiščenje in dezinfekcijo rotacijskih instrumentov**

- ◆ material z visoko toleranco
- ◆ vsebuje inhibitorje korozije
- ◆ širok mikrobicidni spekter
- ◆ hitro delovanje



Cena za pakiranje (1L)  
**8,82 €** -10,80 €

CE 2274

Izdelek je zasnovan za hkratno čiščenje in dezinfekcijo natančnih rotacijskih instrumentov ter drugih invazivnih medicinskih orodij.

## Lastnosti izdelka

- Testirano v skladu z novimi standardi za dezinfekcijo (EN 14885).
- Širok mikrobicidni spekter, ki zajema bakterije mikrobakterije, glive, viruse (Adeno, Polio).
- Izjemne čistilne lastnosti.
- Visoka materialna toleranca (brez aldehydov in fenolov).

## Prednosti

- Zagotovljena učinkovitost in varnost uporabe.
- Visoko zmanjšanje tveganja za okužbe.
- Hitri učinek na razkužene površine.
- Sposobnost uporabe na občutljivih materialih.
- Ekonomično.