

Bluephase G2

polimerizacijska lučka



Intenziteta svetlobe: max. 1,200 mW/cm² ±10%
Valovna dolžina žarkov: 385 – 515 nm
Najdaljši čas strjevanja kompozitov: 15 sec
Najdaljši čas strjevanja Ivoclar Vivadent kompozitov: 10 sec

Programi:

HIGH Power: 1,200 mW/cm²,
LOW Power: 650 mW/cm²,
SOFT Start: 650 / 1,200 mW/cm²

Svetlobna sonda: 10 mm črna

Teža ročnika: 225 g (vključeno baterijo)

Dimenzija ročnika: D=260mm, Š=42mm, V=120 mm

Redna cena: 1.150 €/kos

490 €/kos

Cena z ddv: 597,80 €/kos

Naročite zdaj