

APARATI IN OPREMA | 2024
Ordinacija



PRODENT
INTERNATIONAL

Ker hočete več.

NDP

Poštnina
plačana
pri pošti
1102
Ljubljana

Iskanje #ordinacija #oprema #aparati

a⁺dec[®]
reliablecreativesolutions

A-dec 500

Premium. Graciously. **Udobje.**



**NAROČILA****01 5204 800****info@prodent.si****TRGOVINA****01 5204 805**

ivana.logar@prodent.si

01 5204 804

branko.koren@prodent.si

01 5204 819

robert.humar@prodent.si

OPREMA**030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

SERVIS**041 844 000**

jernej.primozic@prodent.si

030 704 891

tomaz.kozamernik@prodent.si

PRODAJA**040 251 686**

ines.stepic@prodent.si

040 372 607

saso.balkovec@prodent.si

040 422 989

sinisa.spasojevic@prodent.si

041 637 345

tomaz.kriznik@prodent.si

041 678 540

niki.andjelic@prodent.si

**JAVNO
NAROČANJE****01 5204 807**

igor.kaluza@prodent.si

01 5204 808

lili.trnjanin@prodent.si

E-TRGOVINA

e-trgovina@prodent.si

**DOGODKI IN
IZOBRAŽEVANJA****01 5204 802**

urska.brecl@prodent.si

RAČUNOVODSTVO**01 5204 810**

prodent@deltas.si

**INFORMACIJE****01 5204 802****info@prodent.si****SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA**

Naročilo stopi v veljavo z oddajo le tega s strani kupca prodajalcu, razen v primeru, če prodajalec kupca obvesti, da izbranega blaga ni na zalogi ali da zaradi tehničnih razlogov naročila ni mogoče sprejeti (neporavnane plačilne obveznosti, blokada računa, strokovna usposobljenost,...). Kupec lahko naročilo prekliče v 24 urah od oddaje naročila. Cene so v EUR in ne vključujejo DDV, stroškov transporta, dobave, zavarovanja ali namestitve opreme. Stroški transporta v višini 5,00 €* se obračunajo pri naročilu v znesku do 70,00 €* (*brez DDV). Rok dobave izdelkov (na zalogi) je 2 delovna dneva. Izdelki, ki niso na zalogi imajo rok do 30 delovnih dni. Ne velja za aparate, opremo in pohištvo. Prodajalec si pridružuje pravico do dobave v celoti ali v delnih dobavah, vendar ne več kot v 60 delovnih dneh. V primeru zamude končnega roka dobave, ima kupec pravico do razveljavitve pogodbe, sklenjene z oddajo naročila. Reklamacija se upošteva v 8 delovnih dneh, s priloženim reklamacijskim zapisnikom z navedbo vzrokov vračila (skrita napaka, poškodba, napaka pri dobavi, ipd.). V primeru vračila v neoriginalni ali kakorkoli poškodovani embalaži, prodajalec reklamacije ne bo upošteval. Prodajalec odgovarja za napake izdelkov in obveznosti v skladu z zakonom, vendar za škodo, nastalo z nepravilno uporabo ali posebnimi zahtevami uporabe materiala, ne odgovarja. Prodajalec hrani podatke o posameznih nakupih vsakega kupca. Kupec do svojih posameznih nakupov lahko dostopa le s pisno zahtevo. Vsi podatki so varovani v skladu z veljavnimi zakoni. Garancijski pogoji izdelkov in opreme so razvidni iz garancijskega lista proizvajalca. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in programa, napak pri navedbi podatkov, opisih proizvodov in cen. Fotografije so simbolične in se lahko razlikujejo od dejanskega videza. Pridružujemo si pravico, da objavljeni izdelki niso vedno na zalogi.

Izdajatelj: Prodent Int., d.o.o., Zvezna ulica 2A, SI-1000 Ljubljana**Urednik:** Uroš Šraj**Priprava:** Marko Krivograd**Tisk:** Collegium graphicum**Velja do:** 23.02.2025 oz. do nove izdaje, sprememb cen ali do razprodaje zalog.

Cene veljajo na dan izida. Pogoji določeni s strani proizvajalca so lahko vzrok odstopanj od navedb cen.



KAZALO VSEBINE

Ordinacija

04-13	Zobozdravstveni stoli
17	RTG
18	RVG
19-24	Ortopani 2D in 3D
25-27	Polimerizacija
30-32	Nasadni instrumenti
33	Nega nasadnih instrumentov
34-36	Terapevtski stoli
37-39	Mikroskopi in lupe
40	Ordinacijske luči
41	Dezinfekcija
47	Sterilizacija
49-50	Diodni laserji
51	Vitaliteta
52	Apeks lokatorji
53-54	Endo
55	Anestezija
56-61	Ustna higiena
62-63	Protetično peskanje
64	Mešalni aparati
65-66	Kompresorji
67	Sesalni motorji
68-75	Kirurgija

SE MATERIALI IN BARVE PREVLEK NA STOLU UJEMAJO Z VAŠO PREOSATALO OPREMO?

Prepričajte se, da proizvajalec ponuja širok nabor materialov za oblazinjenje. Vprašajte, kako dolgo bo možna menjava oblazinjenja.



KAKO SE STOL PREMIKA?

Premiki ob začetku in koncu spreminjanja pacientovega položaja pomembno vplivajo na pacientova udobje in izkušnjo. Sedite na stol. Dvignite ga ter spustite, da ugotovite, ali se ob začetku in koncu premikanja kaj trese. Stol se ne sme tresti, spreminjanje položaja pa mora potekati gladko od začetka do konca. Povprašajte, kdo proizvaja hidravlične cilindre; ti so pomemben del stola.

JE NASLON ZA GLAVO ZLAHKA NASTAVLJIV?

Naslon za glavo igra pomembno vlogo pri nameščanju pacienta. Nastavitev mora biti preprosta, z aktivacijo mehanizma s palcem in kazalcem. Naslon, ki se samodejno prilagodi pacientovemu gibanju ob dvigu ali spustu stola, pomeni manj reguliranja za upravljavca ter večje udobje za pacienta. Naslone, ki se nastavljajo z obračanjem gumba, je težje regulirati, posebej, če so zaščiteni s plastično prevleko.



PRISPEVATI MORA K UČINKOVITOSTI DELOVNEGA OKOLJA

Omogočati vam mora čim enostavnejši pristop do pacienta in obenem nuditi ugodje tako vam, kot tudi pacientu.

SE STOL DOBRO OBRAČA?

Naj kdo sede na stol. Medtem, ko je stol v ležečem položaju, sprostite zavoro in ga poskusite obračati z dvema prstoma. Stoli z dobrim vrtilnim mehanizmom se zlahka obračajo. Stole z manj kakovostnim vrtilnim mehanizmom, je težje vrteti.

KAKO STABILEN JE STOL?

Pri zobozdravstvenih stoli je ključnega pomena stabilnost.

Stol mora biti neomajna platforma za natančno obravnavo ustne votline.

Potreba po stabilnosti je odvisna od opreme, ki jo uporabljate in od podstavka stola. Spodnja ploskev naj bo velika, a oblikovana tako, da ne ovira kolesc vašega delovnega stola. Lito železo je trdno in močnejše od aluminija, njegov profil pa je tanjši.

Poleg tega na pacienta prenaša manj hrupa in vibracij, če udarimo ob stol. Podstavek je nenehno izpostavljen opremi in kemikalijam za čiščenje. Zaključni sloj naj ne bo zgolj nanesen, saj se bo zlahka krušil in ne bo odporen proti praskam.



POMEMBNA VRAŠANJA!

JE STOL PREPROSTO UPORABLJATI?

Uporaba prednastavljenih delovnih položajev naj bi zmanjšala dotikanje površin. Prednastavljene kombinacije položajev bi morale vključevati:

Položaj za rentgensko slikanje • ob prvi sprožitvi stol dvigne pacienta v položaj za uporabo pljuvalnika ali rentgensko slikanje. Druga sprožitev vrne pacienta v enak položaj kot pred izplakovanjem.

Program za prednastavljanje • uporabniku omogoča, da programira položaje, vključno s položajem za vstajanje s stola.

JE MOŽEN TAKOJŠEN PREKLIC PREDNASTAVLJENIH FUNKCIJ?

Ali ima stol priročno nameščena stikala, s katerimi z enim dotikom razveljavite te funkcije.

KAKŠNO JE ELEKTRIČNO NAPAJANJE STOLA, REFLEKTORJA IN INSTRUMENTOV ASISTENTA?

Nekateri stoli za doplačilo ponujajo to funkcijo.

UPOŠTEVAJTE!

Mesto napajanja – električno napajanje v podstavku stola omogoča boljši dostop do elektrike. Z njim se lahko izognete napajanju iz talne doze, ki je lahko izpostavljena puščanju vode in razlitju vodnega zbirnika.

Količino proizvedene energije – možnost električnega napajanja je pomembna, če nameravate na zobni stroj priključiti dodatno opremo, kot so elektromotorji, kamere ter čistilci zobnega kamna. 300-vatno napajanje zagotavlja dovolj elektrike za priključitev dodatnih naprav.

SO PRITRDLNI ELEMENTI PRILITI ALI PRILEPLJENI? ALI SO KJE IZBOČENI VIJAKI?

Ne bojte se odstraniti zaščitne prevleke na stolu, ki si ga ogledujete. Poglejte, kako so pritrjene. Poglejte tudi, kako so pripomočki speljani in nameščeni, ali so posamezni deli stola izdelani iz pravih materialov ter kakšni premazi so uporabljeni. Preglejte tudi podstavke.

Zakaj a[®]dec ?

IZJEMNA ZANESLJIVOST

A-dec je svoj ugled zgradil na temelju neomajne predanosti izjemnim storitvam za stranke, saj se vidijo kot partnerja pri vašem uspehu. A-dec si prizadeva, da ordinacija deluje kot dobro podmazan stroj.

ODKRIJTE DRUGAČNOST IZDELKOV A-DEC

Dodana vrednost nove energije. Nova vizija vaše ambulante. Jasne zamisli za večjo učinkovitost ordinacije in vašega osebja. Uspešne rešitve za večjo storilnost ter donosnost ambulante. A-dec. Izkusite sami.

PRISTNOST IN PREDANOST

Prodent je del A-decove pooblaščen prodajne mreže. A-dec po vsem svetu vključuje partnerje, s katerimi deli vrednote in predanost zadovoljstvu kupcev. Igramo zelo pomembno vlogo: svetujemo, opremljamo ambulante - od tehničnih storitev in podpore. Izberite partnerja, ki mu je resnično mar za vaš uspeh.

VAŠ USPEH JE NAŠ USPEH

Skupni cilj vseh je, da ostanete najboljši. A-dec ima največ priporočil v zobozdravstveni panogi. Na to so izjemno ponosni in hvaležni za številne navdušene, zadovoljne kupce po celem svetu. Vabimo vas, da se jim pridružite.

A legend,
redefined

A-dec 500

Združuje optimalno ergonomijo, ki je podprta s številnimi vgrajenimi možnostmi. Z gladkimi in nežnimi premiki stola boste spoznali, da je A-dec edinstven v svoji elegantni inovativni tehnologiji.

Anatomsko oblikovano oblazinjenje stola zmanjša točke pritiska na pacienta. Vgrajen 2 litrski rezervoar zmanjša možnost navzkrižne kontaminacije. Izjemen razpon gibanja stola in zelo nizka pozicija, ki izboljša dostop, vidljivost in držo zobozdravnika. Vgrajena kontrolna plošča na dotik vam daje enostaven nadzor nad stolom, pljuvalnikom in lučjo. Delovna enota s pripomočki zagotavlja izredno dobro pozicijo instrumentov.



a+dec
reliablecreative**solutions**



A-dec **500**

TERAPEVTSKA STRAN

1-puster, 2-el. mikromotor,
3-el. mikromotor, 4-turbinski bič,
5-čistilec zobnega kamna,
pladenj z držalom.

ASISTENSKA STRAN

1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino,
keramičen ali steklen pljuvalnik.

OPREMA NA STOLU

A-dec LED luč
Amalgam separator
Nosilec za monitor
Električna stopalka
Sistem za čiščenje vodnih poti
Dvojno artikuliran naslon za glavo
Vključeni kabli za multimedijo



Barve oblažinja s šivi



Barve oblažinja brez šivov

A-DEC

A-dec 500

Zobozdravstveni stol

Združuje optimalno ergonomijo, ki je podprta s številnimi vgrajenimi možnostmi. Z gladkimi in nežnimi premiki stola boste spoznali, da je A-dec edinstven v svoji elegantni inovativni tehnologiji. Anatomsko oblikovano oblazinjenje stola zmanjša točke pritiska na pacienta. Vgrajen 2 litrski rezervoar zmanjša možnost navzkrižne kontaminacije. Izjemen razpon gibanja stola in zelo nizka pozicija, ki izboljša dostop, vidljivost in drži zobozdravnika. Vgrajena kontrolna plošča na dotik vam daje enostaven nadzor nad stolom, pljuvalnikom in lučjo. Delovna enota s pripomočki zagotavlja izredno dobro pozicijo instrumentov.



Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Biči spodaj ali zgoraj, LED luč, Monitor, Amalgam separator, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo, Žična stopalka, Keramičen pljuvalnik, Pljuvalnik se premika s sedalnim delom po višini, Intraoralna kamera.

REF 511

že od **27.000 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)

DENTSPLY SIRONA

IntegoPro TS/CS

Zobozdravstveni stol

Zobozdravstveni stol Intego Pro je na voljo z integriranim, celovitim konceptom preprečevanja okužb za učinkovite in varne higienske postopke. Zaslona na dotik EasyTouch zagotavlja enostavno in intuitivno upravljanje. Poleg tega je prilagodljiv element asistenc primeren za dvo- ali štiriročno delo. Intego Pro na voljo kot model TS ali CS - tako da lahko izberete želeni način dela. Intego ponuja številne možnosti izbire, tako da lahko svoj zobozdravstveni stol konfigurirate tako, da ustreza vašim osebnim potrebam.

Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Biči zgoraj ali spodaj, ENDO paket, Integriran apeks lokator, LED luč, Monitor 22", Amalgam separator, Sistem za dezinfekcijo, Sistem za čiščenje sesalnih poti, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo, Žična stopalka C+, RTG in RVG naprava, Intraoralna kamera.

DENTSPLY SIRONA

Sinius TS/CS

Zobozdravstveni stol

Čas je ena naših najdragocenejših dobrin, še dobro, da imamo Sinius. Razvoj učinkovitih rešitev vam omogoča optimalno izrabo časa. Zobozdravstveni stol Sinius ni le ultrakompakten – prinaša tudi jasne prednosti v smislu časa in prilagodljivosti. To zagotavljajo intuitivno upravljanje z najnovejšo tehnologijo zaslona na dotik in številne integrirane funkcije.

Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Biči zgoraj ali spodaj, ENDO paket, IMPLANT paket, Integriran apeks lokator, LED luč, Monitor 22", Amalgam separator, Sistem za dezinfekcijo, Sistem za čiščenje sesalnih poti, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo / električno-motorno naslonjalo za glavo, Brezžična stopalka C+, RTG in RVG naprava, Intraoralna kamera.

DENTSPLY SIRONA

Sinius

Zobozdravstveni stol

Delovna enota Sinius s svojim nezapletenim načinom dela zagotavlja večjo učinkovitost. S svojimi integriranimi funkcijami zdravljenja, uporabniku prijaznim vmesnikom EasyTouch in optimalno rabo prostora omogoča praktičen potek dela v čim manj korakih. To za vas predstavlja prihranek časa in fleksibilnost.

Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Delovna enota z biči spodaj (na poteg), ENDO paket, IMPLANT paket, Integriran apeks lokator, LED luč, Monitor 22", Amalgam separator, Sistem za dezinfekcijo, Sistem za čiščenje sesalnih poti, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo / električno-motorno naslonjalo za glavo, Brezžična stopalka C+, RTG in RVG naprava, Intraoralna kamera.



REF IntegoPro TSCS

že od **16.500 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)



REF Sinius TSCS

že od **28.000 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)



REF DS Sinius

že od **28.000 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)

CEFLA

S200

Zobozdravstveni stol

S200 močno presega običajne standarde in zagotavlja najnovejše inovacije, ki jih je razvil Stern Weber. Vključuje lahko celoten nabor funkcij, ki so enostavne za uporabo in specializirane instrumente, ki vaš profesionalni razvoj dvignejo na višjo raven. Zahvaljujoč širokemu izboru higienskih sistemov, instrumentov in izbirnih multimedijskih aplikacij lahko zobozdravniki prilagodijo S200 svojim individualnim potrebam in uživajo v polnem potencialu številnih najsodobnejših naprav.



Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Biči spodaj ali zgoraj, ENDO paket, Integriran apeks lokator, LED luč, Monitor na dotik, Amalgam separator, Sistem za dezinfekcijo, Sistem za čiščenje sesalnih poti, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo s pnevmatsko zaporo, Žična ali brezžična stopalka, Keramičen ali steklen pljuvalnik, Pljuvalnik se premika s sedalnim delom po višini, RTG in RVG naprava, Intraoralna kamera.

REF CES200

že od **15.500 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)

CEFLA

S220

Zobozdravstveni stol

Pet modelov S220TR ponuja več različnih ergonomskih rešitev, ki ustrezajo širokemu naboru stilov delovanja. S talno nameščenim ohišjem enote S220TR ponuja izjemno zanesljivost zahvaljujoč visokokakovostnim konstrukcijskim materialom in integriranim sistemom, ki izhajajo iz vrhunskih centrov za zdravljenje. S220TR z LCD zaslonom na dotik zobozdravnikom omogoča enostavno nastavitve in upravljanje vseh funkcij in instrumentov zobne enote.



Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Biči spodaj ali zgoraj, ENDO paket, Integriran apeks lokator, LED luč, Monitor na dotik, Amalgam separator, Sistem za dezinfekcijo, Sistem za čiščenje sesalnih poti, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo s pnevmatsko zaporo, Žična ali brezžična stopalka, Keramičen ali steklen pljuvalnik, Pljuvalnik je fiksno nameščen glede na gibanje sedalnega dela, RTG in RVG naprava, Intraoralna kamera.

REF CES220

že od **15.500 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)

CEFLA

S300

Zobozdravstveni stol

Nov vmesnik, razpoložljivost glasovno aktivirane interakcije med uporabnikom in opremo, visoko odzivna tehnologija NFC, ki omogoča upravljanje več prilagajanj, in interaktivni paket LED: popolnoma nov S300 z vedno bolj inovativnimi načini upravljanja. Kompaktna velikost in minimalen slog sta ključni značilnosti pacientovega stola, ki medicinski ekipi nudi vse prednosti vrhunske ergonomске zasnove. Tehnologije »sliding«, počasnega načina in mehkega gibanja so le nekatere od funkcij, ki pomagajo zagotoviti najvišjo raven udobja pacientov. Napredni higijenski sistemi, ki so na voljo v kateri koli konfiguraciji, so bili izpopolnjeni tako, da ponujajo preprost in uporabniku prijazen nadzor. Certificirane naprave za dezinfekcijo in vgrajene konstrukcijske funkcije zmanjšujejo tveganje in zagotavljajo učinkovitost brez primere.



Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Biči spodaj ali zgoraj, Zaslon na dotik, ENDO paket, Paket reciproc, Implant paket, Integriran apeks lokator, LED luč, Monitor na dotik, Amalgam separator, Sistem za dezinfekcijo, Sistem za čiščenje sesalnih poti, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo s pnevmatsko zaporo, Žična ali brezžična stopalka, Keramičen ali steklen pljuvalnik, Pljuvalnik se premika s sedalnim delom po višini, RTG in RVG naprava, Intraoralna kamera.

REF CES300

že od **16.000 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)

CEFLA

S320

Zobozdravstveni stol

S320TR izvaja vrsto naprednih tehnologij, ki omogočajo natančen nadzor integriranih sistemov in instrumentov, vključno s specializiranimi. Nove inovacije za konzervativno zobozdravstvo, glasovno nadzorovana interakcija in naprave NFC tvorijo tehnološko srce model. Tehnologije »sliding«, počasnega načina in mehkega gibanja so le nekatere od funkcij, ki pomagajo zagotoviti najvišjo raven udobja pacientov. Napredni higijenski sistemi, ki so na voljo v kateri koli konfiguraciji, so bili izpopolnjeni tako, da ponujajo preprost in uporabniku prijazen nadzor. Certificirane naprave za dezinfekcijo in vgrajene konstrukcijske funkcije zmanjšujejo tveganje in zagotavljajo učinkovitost brez primere.



Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Biči spodaj ali zgoraj, Zaslon na dotik, ENDO paket, Paket reciproc, Implant paket, Integriran apeks lokator, LED luč, Monitor na dotik, Amalgam separator, Sistem za dezinfekcijo, Sistem za čiščenje sesalnih poti, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo s pnevmatsko zaporo, Žična ali brezžična stopalka, Keramičen ali steklen pljuvalnik, Pljuvalnik je fiksni ne glede na gibanje sedalnega dela, RTG in RVG naprava, Intraoralnakamera.

REF CES320

že od **16.000 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)

CEFLA

S380

Zobozdravstveni stol

Z najnovejšo ekskluzivno tehnologijo S380TRC zobozdravnikom omogoča vključitev interaktivnega paketa LED in napredne programske opreme za omogočanje glasovno aktivirane interakcije človek-stroj. Vrhunska povezljivost in instrumenti poenostavijo vaše delo in vam omogočajo, da kar najbolj izkoristite svoje sposobnosti. Dobro počutje pacienta, udobje zobozdravstvenega osebja in vrhunska zmogljivost so združeni v S380TRC. Bistven dizajn, lažji glavni deli in ekskluzivni ergonomski koncepti se zlijejo z edinstvenim pacientovim stolom, ki ponuja sinhronizirane gibe in bočno vrtenje sedeža. Delovna enota, ki izpolnjuje vse specifične klinične potrebe. 7-palčni multitouch zaslon ponuja izjemno uporabniško izkušnjo in omogoča zobozdravniku natančno upravljanje dinamičnih instrumentov ter integriranih higienskih in multimedijskih sistemov.



Tehnične lastnosti

Opcijska konfiguracija: Biči spodaj ali zgoraj, Zaslon na dotik, ENDO paket, Paket reciproc, Implant paket, Integriran apeks lokator, LED luč, Monitor na dotik, Amalgam separator, Sistem za dezinfekcijo, Sistem za čiščenje sesalnih poti, Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo s pnevmatsko zaporo, Žična ali brezžična stopalka, Keramičen ali steklen pljuvalnik, Pljuvalnik je fiksni ne glede na gibanje sedalnega dela, Sedalni del je sestavljen iz štirih delov in omogoča sedenje kot na »stolu«, ter 90 stopinjski obrat sedalnega dela proti terapevtu, RTG in RVG naprava, Intraoralna kamera.

REF CES380

že od **19.800 €***

*Cena je odvisna od konfiguracije
(št. motorjev, amalgam separator, monitor,...)



S380 TRC Continental

Ima veliko edinstvenih funkcij, ki zagotavljajo najboljšo uporabniško izkušnjo za vse, ki iščejo inovativnost.

Pozicija stola v sedečem položaju omogoča pacientu enostavni vstop in izstop. Zmogljiv mikroprocesor poskrbi za brezhibno upravljanje vseh funkcij in sistemov na stolu.

Intuitiven zaslon na dotik omogoča terapevtu, da pregledno in enostavno upravlja in prilagaja delovne parametre zobozdravstvenega stola.

Stol ima neverjetno nosilnost do 190 kg. Sedeča pozicija stola je idealna za vse oblike zobozdravstvenih terapij in omogoča naravno okluzijo med obema čeljustnima lokoma.

TERAPEVTSKA STRAN

- 1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor,
- 4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna.
- W.H.E sistem za kontinuirano dezinfekcijo
- Sanaspray sistem za ločen dovod vode
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Pladenj z držalom

ASISTENSKA STRAN

- 1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino.
- Amalgam separator
- Venus plus LED luč
- Nosilec za monitor
- Električna stopalka
- Keramičen ali steklen pljuvalnik(ročni ali avtomatski)
- Vključeni so kabli za multimedijo

TAO

Izvor nove vrste

POPOLNOMA NOV KONCEPT

TAO redefinira vlogo pohištva v ordinaciji, v smislu prostorov, varnosti in organizacije. TAO je ambiciozen projekt, ki je nastal po dolgem raziskovanju v večih evropskih klinikah.

V vašo ordinacijo bo prinesel najnovejši dizajn, z željo, da se uspešno spopade z vašimi sedanjimi in bodočimi delovnimi navadami.

ZMANJŠANA DEBELINA ZA 74%

Predali, vrata in ogrodje elementov je narejeno iz enega kosa kovine in je tanjše za 74% iz sedaj standardnih 15 mm.

4 mm debelina dodano manjša razmik med predali: minimalen izgled pomeni dejansko manj zasedenega prostora in več prostora za vas.

"3D TRUE ALIGNMENT"

Tekoči in tihi predali ter vrata vzpostavijo 4-smeren postavitveni sistem, ki vam omogoča mikro nastavitve, tako, da vedno dosežete ustrezno nastavitev; osnovni namen TAO profila.

PENTASEAL: HERMETIČNO ZAPIRANJE

Obrobno tesnilo, ki je vstavljeno med okvir in predale, je vstavljeno tudi na vsak predal. PentaSeal je TAO ekskluziva. Zasnovano podobno kot tesnila hladilnika, je predvideno, da se zoža pod pritiskom predala in tako omogoči hermetično tesnitev.

PLAVAJOČI IZGLED

Popolnoma novo stekleno podnožje, ki naredi omarico še lažjo, kot je dejansko, skupaj z LED osvetlitvijo, da TAO-u skoraj videz lebdenja.

Dobavljiv je tudi s kovinskim podnožjem ali z nižjim oblikovanim podstavkom.



All you need is
POP!



dentalart





Yes, all right, design.

It's all and nothing. An idea of style, one that combines beauty and functionality, hygiene, sturdiness and prestige. The essential, no-nonsense interpretation of your daily work.

But, this time, we decided to view things from an altogether different angle.

Because, if work is your passion, it can also be the game you play.

Thus, sharp lines were born, **shapes that impose themselves on the eye, new and original.**

In other words, some frills. At times even coloured. Everything else is there, as always. Cleanliness, hygiene, functionality. Concentration. Dedication. Precision.

All very Dental Art.

And, this time, **very POP!**

Try it to believe it.

As you would like it, really!

For example, with 3 elements, the sink unit with mobile cabinet and Wish dispenser.



POP! sports a young and carefree look, but within its metal **beats the heart of Dental Art**, that unmistakable **sartorial soul** that modulates design harmonies by interpreting your wishes.




Pop! Inspiration: The Cure · To Wish Impossible Things

I THINK
I'VE REACHED
THAT POINT

EVERY WISH
HAS COME TRUE

THE CURE



Pantone 873



Pantone 376



Isn't that enough for you? Our team of designers
will exclusively plan your new workspace.
In the spirit of POP!

FRINGE

Konkretna in realna. Prilagaja se obstoječi zasnovi prostora tako, da se posameznik v prostoru odlično počuti.

ORGANIZACIJA

Modularni vložki v predalih omogočajo maksimalno stopnjo higiene in organizacije. Zaobljeni separatorji znotraj predalov se odstranijo in so enostavni za čiščenje.

PRILAGODLJIVOST

Izvrstna prilagodljivost modularnega pohištva se zlahka prilagodi glede na vaše logistične in operative potrebe.

DELOVNI PROSTOR

Vsak kotiček ordinacije lahko postane vaš delovni prostor. Izkoristite vse prednosti prostora in racionalizirate organizacijo.

dentalart
Zagotavlja garancijo 60-mesecev






LUNA

Atraktivna, praktična in funkcionalna higienska enota, je hkrati igriva in zabavna. Ustvarjena za delovanje v sistemu, vendar odlična tudi kot samostojna enota.

Dispenzer za pripomočke v ordinaciji izberejo osebe, ki so po duhu mlade in dinamične. Cenijo da se varnost in praktična uporaba elegantno zmeša z barvo in obliko. Odkrijte najboljše barve za vašo ordinacijo in izberite izmed 49 možnih kombinacij.



CARESTREAM DENTAL

RVG 6200

Intraoralni senzor

Na voljo tudi v velikosti 2, Vključuje 5 let garancije, Sklop dobave: 5310719, 5317052

Tehnične lastnosti

Velikost 1, Realna ločljivost slike: >24 lp/mm, Velikost piksla: 19 µm, Zunanje dimenzije: 27,6 x 37,7 mm, Aktivno območje: 22,2 x 29,6 mm.



REF 5310719

6.798 €

4.078 €

DENTSPLY SIRONA

XIOS XG Supreme

Intraoralni senzor

Prava rešitev za dobre delovne procese in vrhunske rezultate vaše ordinacije. Xios XG intraoralne senzorje odlikuje izjemno visoka resolucija, ki zagotavlja jasnost, ostrino in odlično vidljivost podrobnosti (opredelitev robov, ugotavljanje kariesa,...)

Tehnične lastnosti

Tip senzorja: USB, Velikost senzorja: 1 ali 2, Realna ločljivost (lp/mm): > 28, Velikost piksla (µm): 15.



REF 6618685

13.080 €

3.924 €

CARESTREAM DENTAL

CS 1500

Intraoralna kamera

Odlično prileganje v (levo/desno) roko. Zajetje slike s pritiskom na gumbom. Preprosto manevriranje. Velika globina pogleda. Široko slikovno območje (od celotnega loka do makro pogledov). Območje široke ostrine - 1 mm do neskončno. Visoka ločljivost fotografij (1024 x 768px). Zmožnost prikazovanja podrobnosti zobne površine (razpoke, karies, lezije), Vključuje 5 let garancije.

Tehnične lastnosti

Zorni kot: 90°, Vidno polje: 80°, Senzor: 1/2.5" CMOS, Fokus: Samodejni fokus, Ločljivost slike: 1024 (H) x 768 (V), Fokusno območje: 1 mm - neskončno, Izvor svetlobe: 8 LED luči bele svetlobe, Ločljivost videoposnetka: 640 (H) x 480 (V), Video signal: USB 2.0, TV-NTSC, TV-PAL, S-Video, VGA, »8 LED, zagotavlja izjemno svetlobo v ustni votlini«.



REF 6559801

3.198 €

2.398 €

CARESTREAM DENTAL

CS 2200

Rentgenski generator (60kV - 70kV)

Dolžina raztegljive roke: 170 cm, 188 cm, 205 cm. Dolžina roka se izbere ob naročilu. Manjše število doze rentgenskih žarkov do 30%. Ročni sprožilec za enostavno gibanje po ordinaciji. Enostaven za uporabo, intuitiven in varen sprožilec. Poenostavljene nastavitve parametrov izpostavljenosti. Nadzor parametrov izpostavljenosti, ponovljivosti in doslednosti. 1 stopnja mA (7 mA) poenostavitev, zmanjševanje zamegljenosti, Vključuje 5 let garancije, Dobava vključuje: 5321898, 5188560 ali 5188552 ali 5188575, 5317094

Tehnične lastnosti

Napetost/tok: 60-70kV/4mA, Goriščna točka: 0.7mm, Goriščna razdalja: 203.2mm, Priključna napetost: 230-240V/50Hz.



REF 5321906

3.798 €

3.038 €

DENTSPLY SIRONA

Heliodent Plus

Rentgenski generator (60kV - 70kV)

Detekcijski mediji: digitalni senzor, fosfor plošče in filmi. Varno in intuitivno upravljanje. 3 različne možnosti dolžine rok. Robustna kvaliteta zagotavlja trajnost. Upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalca. Barvni zaslon prikazuje različne stadije sistema. Fleksibilnost z možnostjo stenske ali mobilne enote. Dobava vključuje: 6483692, izbrano dolžino roke glede na prostor, HD Plus eksponator 6281930, Timer kit 6200542

Tehnične lastnosti

Napetost/tok: 60-70kV/3.5mA, Goriščna točka: 0.4(IEC336), Čas dispozicij-nastavljiv: 0.21-11.2mAs,(0.06-3.2s), Dolžina raztegljive roke: 30cm,60cm,80cm, Skupna dolžina: 138cm,168cm,188cm.



REF 6483726

8.710 €

3.919 €

CARESTREAM DENTAL

RVG 5200

Intraoralni senzor

Na voljo tudi v velikosti 2, Vključuje 5 let garancije, Sklop dobave: 5311295, 5317052

Tehnične lastnosti

Velikost 1, Realna ločljivost slike: >16 lp/mm, Velikost piksla: 19 µm, Zunanje dimenzije: 27,6 x 37,7 mm, Aktivno območje: 22,2 x 29,6 mm.



REF 5311295

5.298 €

3.178 €

CS 8200 3D

Razširjene
zmogljivosti.
v majhnem
paketu



Kakovost in dostopnost brez kompromisov

CS 8200 3D je raznolik in kompakten 4v1 CBCT sistem, ki dopolnjuje Carestream DENTAL ekstraoralni portfolio, z razširjenim vidnim poljem (FOV 12x10 cm) in vključuje najnovejšo tehnologijo zajema slike in programsko opremo za njeno obdelovanje.

Kakovost posnetka je bistvo CS 8200 3D. Napredne slikovne tehnologije omogočajo izjemno čistost, z omejenim šumom in kovinskimi artefakti, boljšo diagnostiko ki terapevtu pomagajo z do sedaj najboljšo analizo posnetka. S širšim vidnim poljem, napredno uporabo programske opreme in opsijskim cefalometričnim modulom, je CS 8200 3D odlična izbira za splošne, implantološke, endodontske, parodontološke, kirurške in ortodontske posege.

Razširjeno vidno polje (FOV)

Dodatni vidni polji – 12x5 in 12x10 cm – sta optimalni za skeniranje celotnega zobnega loka v enem posnetku in idealna za katerikoli primer, ki vključuje celotno zobovje in modrostni zob.

Multifunkcijski sistem

Vsebuje natančne 3D modele, ki se tekoče povežejo z opsijskimi 3D aplikacijami.

Manj kovinskih artefaktov

Ekskluzivna CS MAR tehnologija s primerjavo v živo, samodejno zmanjšuje kovinske artefakte.

Napredno zmanjševanje šuma (ANR)

Z algoritmom, ki zmanjšuje šum, ne da bi zmanjšal klinične podrobnosti.

Visokoresolucijski 3D posnetki

EndoHD način omogoča izjemne visokoresolucijske posnetke (do 75 µm).

Izjemni 2D posnetki

Zahvaljujoč novi Tomosharp tehnologiji in naprednemu procesiranju slik, CS 8200 3D prikaže panoramske, cefalometrične in ekstraoralne posnetke v izjemni ostrini.

CARESTREAM DENTAL

CS 8200 3D

Digitalni 2D/3D sistem

Vsestranski 2D/3D sistem. Najširši razpon vidnih polj v svoji kategoriji. Izjemne 2D/3D slike zahvaljujoč najnovejši vrhunski tehnologiji. 3D slike visoke ločljivosti z omejenimi artefakti in šumom. Pameten potek dela in intuitiven uporabniški vmesnik poenostavlja pridobivanje slik. Najsodobnejša programska oprema 2D/3D za enostaven pregled slik, Vključuje 5 let garancije, Sklop dobave: 5943212, 5943139, 1758837

**Tehnične lastnosti**

Napetost: 60 - 90 kV, Tok/ Frekvenca:: 2 - 15 mA / 140 kHz, Goriščna točka: 0.5 (IEC60336), Polje slike (mm): 6.4 x 140, 6.4 - 120 (otroci), Način ekspozicije: 4 velikosti pacientov (majhen, srednji, velik in otrok), 3 različne morfologije zobnega loka, Čas ekspozicije - pano: 2 - 14 sek., Zajemanje svin: 14 bitno, Zunanje dimenzije: 330 x 936 x 1596 mm, Min. prostor: 1200 x 1400 x 2400 mm, Teža: 92 kg.

REF 5943212

62.497€

35.500 €

DENTSPLY SIRONA

Orthophos S 2D

Digitalni 2D sistem

S tem visoko zmogljivim zobnim rentgenskim aparatom imate obsežen nabor zmogljivosti za vsa vaša dnevna opravila. Senzor Csl Plus s funkcijo samodejnega ostrenja zagotavlja ostre slike tudi v anatomsko zahtevnih primerih. Dobava ne vključuje: računalnika.

Tehnične lastnosti

Generator rentgenskih žarkov: 60 - 90 kV, 3-16mA, Čas ekspozicije panorama: P1 14.2 s max., Čas ekspozicije cefalostat: Standard 9.4 s, Uporabniški vmesnik: EadyPad, Pozicioniranje pacienta: avtomatično, Tehnologija panorame: Csl Plus, Opcijsko cefalostat: levo ali desno.



REF 6679646

37.390 €

22.434 €

DENTSPLY SIRONA

Orthophos S 3D

Digitalni 2D/3D sistem

Ustvarjanje optimalnega poteka dela – ta hibridna rentgenska enota zagotavlja celoten obseg zmogljivosti za vse 2D in 3D naloge v vaši ordinaciji. Ostre in samodejne slike tudi v anatomsko težkih primerih s senzorjem 2D Csl s funkcijo samodejnega ostrenja. Največja doslednost in ponovljivost zahvaljujoč samodejnemu pozicioniranju pacienta s patentiranim okluzalnim blokom za ugriz. S funkcijo Low Dose in HD lahko ustvarite 3D slike v obsegu odmerka 2D rentgenskih in HD slik z ločljivostjo do 80 µm.

Tehnične lastnosti

Generator rentgenskih žarkov: 60-90 kV, 3-16 mA, Čas ekspozicije panorama: P1: max. 14.2 s, P1 Quickshot: max. 9.1 s, Čas ekspozicije cefalostat: Standard 9.4 s, Quickshot 4.7 s, Uporabniški vmesnik: EasyPad, Pozicioniranje pacienta: avtomatsko (okluzalni zagrizni blok), Tehnologija panorame: Csl Plus, Avtomatski fokus: da, Opcijsko cefalostat: levo ali desno, Quickshot: da, Volumen slike: 5 x 5.5 to 8 x 8, 5 x 5.5 to 11 x 10, 3D nizka doza: da, HD način: da.



REF 6679653

87.280 €

43.892 €

DENTSPLY SIRONA

Orthophos E 2D

Digitalni 2D sistem

Zanesljiva diagnoza zahvaljujoč senzorju 2D-Csl Plus in zanesljivi kakovosti slike. Enostavno in premišljeno upravljanje z nadzorno ploščo MultiPad. Pomembni 2D programi za osnovno diagnostiko v 2D. Orthophos E je prava rešitev za splošne zobozdravnike in ortodonte, diagnostična natančnost omogočajo številne prednosti, ki jih dobite pri izbiri digitalnega slikanja, Dobava ne vključuje: računalnika



Tehnične lastnosti

Generator rentgenskih žarkov: 60–90 kV, 3–16 mA, Čas ekspozicije panorama: P1 14.2 s max., Čas ekspozicije cefalostat: Standard 9.4 s, Uporabniški vmesnik: MultiPad, Pozicioniranje pacienta: ročno, Tehnologija panorame: Csl, Opcijsko cefalostat: levo.

REF 6707488

26.995 €

19.800 €

IVOCLAR

Bluephase G4

Polimerizacijska lučka

Polywave LED tehnologija širokopasovnega spektra. Barva: Siva

Tehnične lastnosti

Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385-515 nm, Intenziteta svetlobe: High Power program 1.200 mW/cm (odstopanje 10%), Intenziteta svetlobe: PreCure program 90 mW/cm (odstopanje 10%), Svetlobno vodilo: 10 mm, Dimenzije brez svetlobnega vodila: 170 x 30 x 30 mm, Teža: 135 g (vključuje baterijo in sondo), Dimenzija napajalnega podstavka: 110 x 55 mm.



REF 691258

1.275 €

1.020 €

MECTRON

Starlight pro

Polimerizacijska lučka

Brezžična LED polimerizacijska svetilka. Ima dva načina delovanja: hiter in počasen program. Optično vlakno je možno sterilizirati. Kontrolni mehanizem zagotavlja konstantno moč svetlobe, ki jo preverja integriran radiometer. Barva: Mat črna

Tehnične lastnosti

Vir svetlobe: LED, optična vlakna, Moč LED svetlobe: > 1.400 mW/cm², Optično vlakno: premer 8 mm, Teža: 105 g.



REF 5100086

590 €

443 €

MECTRON

Starlight uno

Polimerizacijska lučka

Akustičen signal se oglasi v primeru, ko je baterija skoraj prazna. S pomočjo "pametnega" procesorja nudi konstanten nadzor nad močjo presvetljevanja. Gladek in ergonomičen ročnik omogoča enostavno čiščenje. Barva: Siva

Tehnične lastnosti

Vir svetlobe: LED, optična vlakna, Moč LED svetlobe: > 1.500 mW/cm², Valovna dolžina svetlobnega spektra: 440 - 465 nm, Teža: 105g.



REF 5100093

480 €

360 €

IVOCLAR

Bluephase PowerCure

Polimerizacijska lučka

Visoko zmogljiva luč za utrjevanje s pametnim pomočnikom za utrjevanje. Iščete luč za utrjevanje, ki zmore več? Če je odgovor Ja, boste uživali v uporabi luči Bluephase PowerCure. Visoko zmogljiva naprava za utrjevanje združuje inteligenco in učinkovitost. Bluephase PowerCure ima pametnega pomočnika za utrjevanje, ki opozori ob vsaki nepravilni uporabi. Kratki časi osvetljevanja, od 3 sekund naprej, vam omogočajo učinkovito delo.

Prednosti sistema Bluephase PowerCure: inteligenca, pametni pomočnik za utrjevanje s svetlobo, ki uporablja zaščiteno tehnologijo Polyvision, pametni pomočnik zaznava premikanje držala med postopkom polimerizacije in vas opozori na vsako nepravilno uporabo. Najboljša združljivost z različnimi materiali: primeren za polimerizacijo vseh vrst sodobnih zobozdravstvenih materialov, ki se utrjujejo s svetlobo. Visoka intenzivnost svetlobe omogoča polimerizacijo neposrednih in posrednih prenov. Enakomerna polimerizacija zaradi enakomerne porazdelitve svetlobe. Osvetljen zaslon vas obvešča o programu utrjevanja in trajanju njegovega postopka. Štirje načini utrjevanja zagotavljajo vsestransko uporabo. Široko, vrtljivo vodilo luči prihrani čas pri nastavljanju. Kratki časi osvetljevanja od 3 sekund naprej.



Tehnične lastnosti

LED luč omogoča polimerizacijo v 3 sekundah, Intenzivnost: 1.200 / 2.000 / 3.000 mW/cm², Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385 - 515 Nm, Enakomeren žarek svetlobe, Svetlobno vodilo: 9 mm, Teža: 170g.

REF 667092

1.645 €

1.316 €


High-performance handpieces for high-strength materials

The Synea Power Edition is especially designed for heavy-duty applications, such as the removal of decayed materials, cavities, fillings, crowns, and bridges. These new high-speed contra-angle handpieces with a unique black push-button are built extra strong and durable. They are the optimal solution for advanced ceramic material like zirconia that is increasingly being used in restorative dentistry. Thus, this up-to-date addition to the Synea family is the perfect complement to your existing handpiece range.

extra solid
chucking system
with more than
20% more
clamping force

extra tough
for the removal of
high-strength materials

extra easy
bur changes with unique
and distinctive black
push-button design



extra precise
with new head
design for better
bur guidance

extra robust
for less
service costs

extra strong
with more torque and
better removal rate

extra durable
with at least
20% extended
lifetime

Zirconia as restorative material: **Boone and bane**




Zirconia-based dental restorations are becoming used more commonly. However, limited attention has been given to the difficulties experienced, concerning cutting, in removing the restorations when needed. (1)

.....

Dental zirconia has posed a problem in removal [...] due to its high flexural strength and hardness. Attempts to section dental zirconia often result in destroying multiple burs, loss of chair time, and frustration by the dentist and patient. (3)

.....

[...] cutting of Zir [Zirconia] took about 1.5- and 7-fold longer than cutting of LD [lithium disilicate glass-ceramic] and L [leucite glass-ceramic], respectively. (1)



Synea Power Edition

Power



Dr Simon Enzinger, AT-Salzburg: „Simply ingenious, the four-wheel drive among contra-angle handpieces!“

.....

Dr Klaus Kohlpaintner, AT-Bürmoos: „I am thrilled with the clamping system, it offers a better workflow when changing burs!“

.....

Dr Romana Krapf, D-Weißenhorn: „The Jeep® among contra-angle handpieces: robust, less susceptible to repair, reliable!“

.....

Dr Florian Krekel, D-Munich: „Safe separating crowns contra-angle handpiece, protects the stock contra-angle handpieces!“

Technical Data

erful



Product name:	Synea Vision	Synea Fusion	Synea Fusion
Type:	WK-900 LT	WG-900 LT	WG-900 A
Head size:	Ø 10.7 mm		
Head height with bur (19 mm):	22.9 mm		
Rotary instruments:	FG bur		
Max. working part diameter:	Ø 2.5		
Max. length:	25 mm		
Transmission ratio:	1:4		
Max. bur speed:	160,000 rpm		
Spray:	3× (> 50 ml/min)		
Light (compact glass rod):	Yes		No
Light intensity:	25,000 lux		n. a.
Coupling:	ISO 3964		
Areas of application:	Removal of decayed materials, cavities and crown preparation, removal of fillings		
ScratchBlocker:	Yes	No	
HeatBlocker:	Yes		
Warranty:	36 months	24 months	



Bibliography



wh.com

W&H

WK-99 LT

Rdeč kolenčnik

Garancija: 3 leta. Linija proizvoda: Synea Vision.

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:4,5, Maks. dolžina: 21 mm, Višina glave: 21.6 mm, Velikost glave: Ø 9.1 mm, Moč razsvetlitve: 25.000 Lux, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Pršilo: 5x (> 50ml/min.).

W&H

HK-43 LT

Ročnik

Garancija: 3 leta. Linija proizvoda: Synea Vision.

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Moč razsvetlitve: 25.000 Lux, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Pršilo: 1x (> 50ml/min.).

W&H

WK-56 LT

Moder kolenčnik

Garancija: 3 leta. Linija proizvoda: Synea Vision.

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Višina glave: 20 mm, Velikost glave: Ø 9.5 mm, Moč razsvetlitve: 25.000 Lux, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Pršilo: 1x (> 50ml/min.).

W&H

TK-98 L

Turbina

Garancija: 2 leti. Linija proizvoda: Synea Vision.

Tehnične lastnosti

Moč: 24 W, Razsvetlitev: LED +, Maks. dolžina: 25 mm, Višina glave: 21.4 mm, Velikost glave: Ø 11.5 mm, Pršilo: 5x (> 50ml/min.), Maks. hitrost: 360.000 vrt./min.



REF 30023000

~~1.572 €~~

1.022 €



REF 30028000

~~1.036 €~~

726 €



REF 30025000

~~1.066 €~~

747 €



REF 30019000

~~1.499 €~~

975 €

W&H

WG-99 LT

Rdeč kolenčnik

Garancija: 2 leti. Linija proizvoda: Synea Fusion.

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:5, Maks. dolžina: 25 mm, Višina glave: 21.6 mm, Velikost glave: Ø 9.5 mm, Moč razsvetlitve: 25.000 Lux, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Pršilo: 4x (> 50ml/min.).

W&H

HG-43 A

Ročnik

Garancija: 2 leti. Linija proizvoda: Synea Fusion.

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Pršilo: 1x (> 50ml/min.).

W&H

WG-56 LT

Moder kolenčnik

Garancija: 2 leti. Linija proizvoda: Synea Fusion.

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Višina glave: 20 mm, Velikost glave: Ø 9.5 mm, Moč razsvetlitve: 25.000 Lux, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Pršilo: 1x (> 50ml/min.).

W&H

TG-98 L

Turbina

Garancija: 1 leto. Linija proizvoda: Synea Fusion.

Tehnične lastnosti

Moč: 21 W, Razsvetlitev: LED +, Maks. dolžina: 25 mm, Višina glave: 21.4 mm, Velikost glave: Ø 11.5 mm, Pršilo: 4x (> 50ml/min.), Maks. hitrost: 360.000 vrt./min.



REF 30007000

1.192 €

775 €



REF 30013000

600 €

420 €



REF 30009000

825 €

578 €



REF 30001000

935 €

655 €

W&H

RQ-34

Roto Quick sklopka

Lahka. Prilagodljiva. Možnost sterilizacije. Prosto vrtenje instrumenta za 360 °. Zvezna regulacija dovoda pršilne vode. Nepovratni ventil Roto Quick. Garancija: 2 leti.

Tehnične lastnosti

Razsvetlitev: da, Nastavitev pršenja: da, Povezava: 6 lukenj.



REF 10403400

355 €

284 €

W&H

RM-34 LED

Sklopka za Multiflex priklop

Uporaba LED osvetlitve brez kakršnih koli sprememb v zobni enoti. Dolga življenjska doba LED. Zvezna regulacija dovoda pršilne vode. Nepovratni ventil Multiflex®*. Garancija: 2 leti.

Tehnične lastnosti

Razsvetlitev: da, Nastavitev pršenja: da, Povezava: 6 lukenj.



REF 10403410

569 €

456 €

W&H

RQ-24

Roto Quick sklopka

Lahka. Prilagodljiva. Možnost sterilizacije. Prosto vrtenje instrumenta za 360 °. Zvezna regulacija dovoda pršilne vode. Nepovratni ventil Roto Quick. Garancija: 2 leti.

Tehnične lastnosti

Razsvetlitev: da, Nastavitev pršenja: ne, Povezava: 6 lukenj.



REF 10402400

310 €

248 €

ULTRADENT

Valo cordless

Polimerizacijska lučka

Brezžična LED polimerizacijska svetilka z ultra visokim spektrom delovanja

Tehnične lastnosti

Intenzivnost: 1.000 - 1.400 mW/cm² (do 3.200 mW/cm²), Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385 - 515 Nm, Premer leče: 10 mm, Teža: 170g.



REF 5941

1.449 €

1.087 €

ULTRADENT

Valo Grand

Polimerizacijska lučka

Velik, 12 mm svetlobno telo. Gumb za strjevanje na spodnji strani za intuitivno upravljanje. Ultravisokoenergijske širokopasovne LED diode strdijo vse zobozdravstvene materiale. Optimalno usklajen žarek zagotavlja popolno, enotno strjevanje. Tri možnosti strjevanja – Standardna moč, High Power Plus in Xtra Power – nudijo udobje in prilagodljivost. Tanka, ergonomska palica omogoča dostop brez primere do vseh mest obnove. Edinstvena unibody zasnova je izjemno vzdržljiva in lahka. Barva: Midnight

Tehnične lastnosti

Leča: 11,7 mm, Razpon valovnih dolžin: 385 - 515 nm, Teža: 190 g, Dimenzije: 203 x 32,5 x 27 mm.



REF 4866

1.559 €

1.170 €

SDI

Radii xpert

Polimerizacijska lučka

Radii Xpert strdi vse komercialno dostopne kompozite brez potrebe po večvalovni svetlobi. Svetlobna jakost 1500 mW/cm²* prek 4 mm odprtine pokriva območje valovne dolžine med 440 nm in 480 nm. Profesionalna LED polimerizacijska lučka. Edinstvena tehnologija za pomoč pri ciljanju adii Xpert vam omogoča, da pravilno postavite svetlobo in ste prepričani o kotu pred strjevanjem. Radii Xpert je idealna izbira za restavracije vseh velikosti, vključno z restavracijami z masivnim polnjenjem, ki zahtevajo globoko strjevanje. Ergonomska oblika Radii Xpert vam omogoča udoben dostop do vseh mest obnove. 360-stopinjska vrtljiva glava omogoča enostaven dostop do restavracij v vseh kvadrantih.

Tehnične lastnosti

Vhodna moč: 12 V DC, Dimenzije: 142 x 70 x 70 mm, Teža: 155 g, Območje emisije valovne dolžine Standardni nastavek za strjevanje: 440 nm - 480 nm, Najvišja valovna dolžina Standardni nastavek za strjevanje: 460 nm.



REF 5600300

1.300 €

1.040 €

SALLI

Multiadjuster

Sedlasti stol

Dvodelni sedež. Nastavitev širine sedeža. Nastavitev naklona. Usnje, umetno usnje, umetno usnje ESD ali blago. Ročna nastavitev višine s plinsko vzmetjo. Plinska vzmet in osnova kovinska ali črna, odvisna od telesne višine uporabnika. Maksimalna obremenitev 120 kg. Salli MultiAdjuster lahko zaradi nagibnega mehanizma vedno nastavite v optimalen položaj. Vsestranske prilagoditve za zahtevnega uporabnika.

Tehnične lastnosti

Teža 12 kg. Garancija 10 let.

SALLI

SwingFit

Sedlasti stol

Dvodelni aktivni sedež. Nastavitev širine sedeža. Usnje, umetno usnje, umetno usnje ESD ali blago, glejte barvno tabelo. Ročna nastavitev višine s plinsko vzmetjo. Plinska vzmet in osnova kovinska ali črna, preverite pravilno dolžino. Maksimalna obremenitev 120 kg. Nihajni mehanizem Salli SwingFit omogoča nagib sedeža v vse smeri brez ločene nastavitvene ročice. Zaradi nihajnega mehanizma lahko vadite sede, kar prispeva k gibljivosti in metabolizmu spodnjega dela hrbta ter aktivira celotno telo. Ergonomski, dinamičen sedež Salli SwingFit se prilagaja vašim gibom.

Tehnične lastnosti

Teža 11 kg. Garancija 10 let.



REF SALLIMU

753 €

603 €



REF SALLISFT

800 €

640 €

SALLI

Salli Expert

Sedlasti stol

Ergonomski Salli Expert ima standardno podporo za hrbet z oporami za komolce in nadzorom višine z nogo. Dvodelni sedež, Twin, MultiAdjuster ali Small MultiAdjuster. Na voljo z ali brez nagibnega mehanizma. Usnje ali umetno usnje, glejte barvno tabelo. Ročna nastavitev višine s plinsko vzmetjo. Nožna in ročna nastavitev višine s plinsko vzmetjo. Naslonjalo za hrbet in opore za komolce (z naslona stola). Za zahtevna natančna dela, npr. operacijske dvorane ali zobozdravstvene ordinacije.

Tehnične lastnosti

Maksimalna obremenitev 120 kg. Garancija na stol 10 let, na dodatke 2 leti.

Tip stola: MultiAdjuster



REF EXSMALLMUTCH-A1

1.330 €

1.064 €

W&H

Assistina Twin

Aparat za čiščenje in podmazovanje instrumentov

Kapacitete: 200 ml W&H Activefluid, 200 ml W&H Service Oil F. Zelena luč za dodatno učinkovitost: Assistina TWIN potrebuje 10 sekund za podmazovanje instrumenta in zahvaljujoč inovativni tehnologiji se lahko uporablja non-stop. Podmazovanje brez čakanja. Brez stresa, enostavno in varno.



Tehnične lastnosti

Process: čiščenje kanalov za sprej in lubriciranje, Primerno za: ročnike, kolenčnike, turbine, zračne UZ čistilce kamna in zračne motorje, Maks. Poraba moči: 18 VA, Poraba zraka: 40 NI/min, Delovni pritisk: 5 - 10 bar, Dimenzije: 279 x 435 x 190 mm, Teža: 3,5 kg.

REF 30310003

~~3.016 €~~

2.112 €

W&H

Assistina One

Aparat za čiščenje in podmazovanje instrumentov

Kapaciteta: 200 ml čistilne raztopine W&H Activefluid in 200 ml servisnega olja W&H F1. Hitro, temeljita in enostavna za uporabo. Assistina One pospeši vsakodnevni proces čiščenja in olajša nego za nasadne instrumente. Z najkrajšim časom cikla v svojem razredu in visokokakovostnimi rezultati nege je inovativna rešitev za vzdrževanje nasadnih instrumentov. Kartuše za ponovno polnjenje, pripravljene za uporabo. Hiter čas cikla Samo 18 sekund za celoten postopek mazanja in čiščenja. Gumb za zagon z enim dotikom. HEPA filter za izpolnjevanje higienskih standardov, ki stremijo k čistemu delovnem okolju. Sistem Quick Connect: Prilagodljivo preklapljanje med ročniki z adapterjema Quick ISO in Quick RM.



Tehnične lastnosti

Postopek: čiščenje pršilnih kanalov, mazanje, Primerno za: ročnike in kolenčnike, turbine, zračne čistilce zobnega kamna, zračne motorje, Poraba zraka: pribl. 50 NI/min, Delovni tlak: 5-10 barov (nadzorovano z integriranim avtomatskim regulatorjem tlaka), Mere: 166 x 383 x 243 mm, Teža: 2,2 kg.

REF 30398003

~~1.596 €~~

1.118 €

HAGEN&WERKEN

Bambach Standard

Sedlasti stol

Vsi sedeži so opremljeni z nastavljivim naklonom sedeža za optimalno ravnotežje, ki ustreza vašim delovnim navadam, visoko gostoto oblazinjenja za celodnevno udobje, možnost izbire vinila, ki se enostavno čisti, ali razkošnega usnja z več kot 30 barvami, med katerimi lahko izbirate.

Tehnične lastnosti

Višina sedala glede na izbrano plinsko vzmet velikosti: S 51-63 cm, M 60-77 cm, L 66-91 cm, Dimenzije baze (okvir s kolesčki): 46 ali 54 ali 72 cm, Širina sedala (zadnji del): 38 cm, Šifra sedala (sprednji del): 22 cm



REF Standard

750 €

690 €

HAGEN&WERKEN

Bambach Cutaway seat

Sedlasti stol

Pomanjšani sedež ima vse enake edinstvene, patentirane funkcije kot standardni sedež, vendar z rahlo spremenjeno zasnovo, posebej za uporabnike z omejeno abdukcijo ali ozkimi boki.

Tehnične lastnosti

Višina sedala glede na izbrano plinsko vzmet velikosti: S 52-64 cm, M 61-78 cm, L 67-92 cm, Dimenzije baze (okvir s kolesčki): 46 ali 54 ali 72 cm, Širina sedala (zadnji del): 38 cm, Šifra sedala (sprednji del): 22 cm



REF Cutaway

750 €

690 €

HAGEN&WERKEN

Bambach Small seat

Sedlasti stol

Majhen sedež ima vse enake edinstvene, patentirane lastnosti kot naš standardni sedež, vendar z nekoliko zmanjšanimi proporcijami, posebej za bolj »drobne« uporabnike.

Tehnične lastnosti

Višina sedala glede na izbrano plinsko vzmet velikosti: S 50-62 cm, M 59-76 cm, L 65-90 cm, Dimenzije baze (okvir s kolesčki): 46 ali 54 ali 72 cm, Širina sedala (zadnji del): 33 cm, Šifra sedala (sprednji del): 18 cm



REF Small seat

750 €

690 €

HAGEN&WERKEN

Bambach Large seat

Sedlasti stol

Velik sedež ima vse enake edinstvene, patentirane funkcije kot standardni sedež, vendar z nekoliko spremenjeno zasnovo, posebej za »večjega« uporabnika.

Tehnične lastnosti

Višina sedala glede na izbrano plinsko vzmet velikosti: S 51-63 cm, M 60-77 cm, L 66-91 cm, Dimenzije baze (okvir s kolesčki): 46 ali 54 ali 72 cm, Širina sedala (zadnji del): 40 cm, Šifra sedala (sprednji del): 20 cm



REF Large seat

900 €

828 €

EURONDA

Coral

Stol za terapevta

Model: Šivani sedeži ali toplotno varjeni sedeži. Terapevtski stol z recikliranim, ognjevarnim okvirjem stola, ki je odporen na praske. Sedež je izdelan iz materiala, ki se ne deformira in zmanjša obremenitev hrbta in bokov. Naslonjalo je nastavljivo, zaokroženo in anatomsko oblikovano. Okroglo sedalo. Praktičen, zanesljiv in vzdržljiv stolček. Barva: Siemens Siva

Tehnične lastnosti

Barve: na voljo 25 različnih barv. Okrogel sedež s premerom: 39 x 9 cm (ØxV). Nastavljiva višina: 52 – 70 cm. Teža: 13 kg.



REF 75065

660 €

581 €

EURONDA

Onyx

Stol za terapevta

Terapevtski stol z alu. okvirjem in petimi kraki na spodnjem nosilcu. Ročica za prilagajanje je pod sedežem in omogoča hitro nastavitve višine stola v parih sekundah. Anatomsko oblikovano naslonjalo za hrbet ima tri različne nastavitve prilagoditve. Udobje in izjemna kakovost za vse. Barva: Siva

Tehnične lastnosti

Barve: na voljo 25 različnih barv, Model: Šivani sedeži ali toplotno varjeni sedeži, Okrogel sedež s premerom: 39 x 9 cm (ØxV), Premer podnožja: 58 cm, Nastavljiva višina: 50 – 68 cm, Teža: 11 kg.



REF 75080

660 €

581 €

EURONDA

CDS301

Stol za terapevta

Gladka zaobljena površina za maksimalno higieno in čistočo. Upravljalni mehanizem, vgrajen v spodnji del sedeža, ki ga lahko upravljate za 360° z obema rokama. Robusten, stabilen in varen za daljše sedenje. Barva: Siemens Siva

Tehnične lastnosti

Barve: na voljo 25 različnih barv, Model: Šivani sedeži ali toplotno varjeni sedeži, Okrogel sedež s premerom: 40 x 10 cm (ØxV), Nastavljiva višina: 51 – 69 cm, Teža: 15 kg.



REF 75051

703 €

619 €

ZUMAX

OMS2380 Standard

Mikroskop

OMS2360/2380 (opcijsko): Vgrajena Full HD kamera + SD spominski sistem, 30° binokularni podaljšek in delilnik žarkov, rotacijski obroč, sdapter za digitalno ali video kamero (Sony/Nikon/Canon) ali Easy 360/Easy 360 Plus adapter za mobilni telefon, brezžično nožno stikalo za digitalno kamero in notranje napajanje za kamere in mobilne telefone. Mobilni (opcijsko stropni, stenski)



Tehnične lastnosti

0 – 180° binokularni tubus z nastavitvijo zenične razdalje, Integrirana LED osvetlitev, 600mm druga roka, Super uravnotežena roka, Vgrajeni rumeni in zeleni filtri, Menjalec povečave, Leče VarioDist 200 - 450mm, 12.5x okularji.

REF 283V0040

19.200 €

14.400 €

ZUMAX

OMS2360 Standard

Mikroskop

OMS2360/2380 (opcijsko): Vgrajena Full HD kamera + SD spominski sistem, 30° binokularni podaljšek in delilnik žarkov, rotacijski obroč, adapter za digitalno ali video kamero (Sony/Nikon/Canon) ali Easy 360/Easy 360 Plus adapter za mobilni telefon, brezžično nožno stikalo za digitalno kamero in notranje napajanje za kamere in mobilne telefone. Mobilni (opcijsko stropni, stenski)

**Tehnične lastnosti**

0 – 180° binokularni tubus z nastavitvijo zenične razdalje, Integrirana LED osvetlitev, 600mm druga roka, Super uravnotežena roka, Vgrajeni rumeni in zeleni filtri, 6-stopenjski menjalec povečave, Leče VarioDist 200 - 450mm, 12.5x okularji.

REF 260V0040

15.750 €

11.813 €

ZUMAX

HL8300

Naglavna svetilka

Rumeni filter zmanjša modro svetlobo in preprečuje prezgodnje strjevanje kompozitov. Primerno za lupe: Binokularne lupe Zumax, Galilei, Zeiss Orascophic, TTL, Orascophic, Flip Up, Grendel, Meier in Heine. Naglavna svetilka se lahko uporablja med polnjenjem.



Tehnične lastnosti

Osvetlitev na 200 mm delovni razdalji: > 35.000 Lux, Smer osvetlitve: Vertikalna +/- 25°, Izvor svetlobe: 3W LED, Baterija: 3,6 V Li-ion, Temperatura barve: 5.5000 K.

REF 578-0080

~~1.400 €~~

1.050 €

ZUMAX

SL serije binokularnih lup

Naglavne lupe

Visokokakovostne steklene leče z večslojno prevleko zagotavljajo ostre in jasne slike. Lupe, ki uporabljajo okular z zelo velikim premerom vidnega polja. Fokus je globok in predmet mogoče videti stereoskopsko z občutkom za dejansko razdaljo od uporabnika. Kot lup je mogoče nastaviti med 0°-40° brez napora. Lupe se lahko nastavijo 6 mm s premiki gor in dol. Zenično razdaljo se lahko prilagodi individualno glede na tip obraza.



Tehnične lastnosti

SLF lupe (s športnim okvirjem), SLE lupe (z okvirjem iz titana), SLH lupe (z naglavnim trakom).

REF 50R-xxxx

~~800 €~~

600 €

MELAG

Vacuclave 118

Strailizator

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Pro Line. Funkcija varčevanja energije. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo. Dobava vključuje: ME10118, ME82620, 3x ME00280

Tehnične lastnosti

Tip naprave: samostojec, Velikost komore: ø 25 cm x 35 cm, Volumen komore: 17 L, Kapaciteta: 5 kg inštrumentov, 1,8 kg tekstila, Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm, Teža: 48 kg.



REF ME10118

~~6.7685 €~~

3.447 €

MELAG

Vacuclave 123

Strailizator

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Pro Line. Funkcija varčevanja energije. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo. Dobava vključuje: ME10123, ME82630, 3x ME00230

Tehnične lastnosti

Tip naprave: samostojec, Velikost komore: ø 25 cm x 45 cm, Volumen komore: 23 L, Kapaciteta: 6 kg inštrumentov, 2 kg tekstila, Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm, Teža: 49 kg.



REF ME10123

~~7.039,00 €~~

3.660 €

MELAG

Vacuclave 318

Strailizator

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Prime Line. Funkcija varčevanja energije. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo. ProControl: potrjevanje sarže s šifro. Tiskanje nalepk z bar kodami. DRYteligence: sistem za sušenje, ki zmanjša sušenje do 80%. Dobava vključuje: ME10318, ME82620, 3x ME00280

Tehnične lastnosti

Tip naprave: samostojec, Velikost komore: ø 25 cm x 35 cm, Volumen komore: 17 L, Kapaciteta: 7 kg inštrumentov, 1,8 kg tekstila, Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm, Teža: 48 kg.



REF ME10318

~~7.543 €~~

3.998 €

MELAG

Vacuclave 323

Strailizator

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Prime Line. Funkcija varčevanja energije. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo. ProControl: potrjevanje sarže s šifro. Tiskanje nalepk z bar kodami. DRYteligence: sistem za sušenje, ki zmanjša sušenje do 80%. Dobava vključuje: ME10323, ME82630, 3x ME00230

Tehnične lastnosti

Tip naprave: samostojec, Velikost komore: ø 25 cm x 45 cm, Volumen komore: 23 L, Kapaciteta: 8 kg inštrumentov, 2 kg tekstila, Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm, Teža: 48 kg.



REF ME10323

~~8.059 €~~

3.949 €

D-TEC

Vnesite naravno svetlobo z **Leaf**



Izkusite najnovejšo inovacijo razsvetljave podjetja D-tec s tehnologijo "Sunlike LED". Naravna svetloba z visokim indeksom barvnega upodabljanja (CRI) in edinstveno tehnologijo, ki zmanjšuje izvore modre svetlobe. Luč ne samo izboljša vaše okolje, temveč tudi vaše dobro počutje, saj zagotavlja bolj naravno in zdravo osvetlitev.



Naravna dinamična svetloba

Edinstvena svetlobna plošča Leaf-a z lasersko vgraviranim vzorcem lista zagotavlja enakomerno in učinkovito porazdelitev svetlobe ter izboljšuje delovno okolje. Vgrajene mikropризme omogočajo minimalno raven senčenja in zagotavljajo maksimalno svetilnost.

Tanek kot list in brez bleščanja

Edinstvena svetlobna plošča Leaf-a z lasersko vgraviranim vzorcem lista zagotavlja enakomerno in učinkovito porazdelitev svetlobe ter izboljšuje delovno okolje. Vgrajene mikropризme omogočajo minimalno raven senčenja in zagotavljajo maksimalno svetilnost.

Nosilec za monitor

Izboljšajte pacientovo izkušnjo z našim inovativnim nosilcem za monitor. Zaradi idealnega prikaza digitalnih rentgenskih posnetkov in slik kamere postane vsak obisk bolj interaktiven in informativen.

Trajnostno in ekonomično

Naš energijsko učinkovit sistem osvetlitve nudi dolgo življensko dobo luči ter omogoča okolju prijazno svetlobo.

Tehnologija "Sunlike LED"

S tehnologijo "Sunlike LED" ponujamo svetlobo, ki posnema naravno dnevno svetlobo. Z visokim indeksom barvnega upodabljanja (CRI) in tehnologijo, ki zmanjšuje modro svetlobo spodbujamo boljše počutje v delovnem okolju.

Produkt	L168
Izvor svetlobe	168 W
Svetilnost	00 LUX/1.2 m 14000 m
Temperatura barve	RI 98
Dimenzije	119 x 638 x 5
Teža	12 kg
Izbirne možnosti:	irect light namicl h M n tor mou

D-TEC

Cloud

Luč za osvetlitev delovnega okolja

Cloud je s svojo velikostjo popoln za uporabo v ordinacijah. Dobava vključuje: daljinski upravljalac. Opcijske nadgradnje: indirektna svetloba, dinamična svetloba.

Tehnične lastnosti

Izvor svetlobe: LED 209 - 290 W, Svetilnost: 4.500 lux / 1,2 m, Temperatura barve: 3.000 - 5.700 K CRI94, Dimenzije: 1282 x 850 x 15 mm, Teža: 20 kg.



REF C209

4.500 €

3.600 €

D-TEC

Clair

Luč za osvetlitev delovnega okolja

Dobava vključuje: daljinski upravljalac. Opcijske nadgradnje: indirektna svetloba, dinamična svetloba.

Tehnične lastnosti

Izvor svetlobe: LED 104 - 216 W, Svetilnost: 3.000 lux / 1,2 m, Temperatura barve: 3.000 - 5.700 K CRI94, Dimenzije: 1530 x 670 x 59 mm, Teža: 16,3 kg.



REF CL104

3.700 €

2.960 €

Varilci folij

MELAG

Melaseal 100+

Varilec folij

Naprava je pripravljena na uporabo po 2 minutah in varčuje energijo v "stand by" programu, ko se ne uporablja LED prikazovalnik nam s spreminjanem barve prikazuje različne načine delovanja. Robustna naprava za termično zatesnitev sterilne embalaže, ki ima optimalno zasnovo. Vključuje Comfort dispencer s šifro: ME1011

Tehnične lastnosti

Poraba: 300 W, Čas segrevanja: 240 sekund, Hitrost varjenja: cca. 4 sekunde, Širina spoja: 10 mm, Maks. dolžina spoja: 275 mm, Temperatura: 100 - 210 °C, Dimenzije: 41,5 x 24 x 15 cm, Teža: 5,4 kg.



REF ME10211

1.108 €

554 €

Demineralizatorji

MELAG

MELAdem 40

Demineralizator vode

Enote za pripravo vode MELAdem® zagotavljajo visokokakovostno demineralizirano vodo.

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 32 x 35 x 15 cm, Kapaciteta / Volumen: 1,4 L, Teža: 3,7 kg, Maksimalni pretok: 800 l/h, Maksimalni pritisk vode: 1,5 - 10 bar, Kvaliteta vode: 1 - 5 µS / cm.



REF ME01049

529 €

265 €

MELAG

Cliniclave 45

Veliki parni sterilizator

105L parni sterilizator namenjen večjim ordinacijam in specializiranim klinikam. Z zmogljivostjo sterilizacije do 70 kg presega večino naprav v svojem razredu. Odlikuje ga izjemno nizka poraba vode in energije. Dobava in dodatki: po dogovoru

Tehnične lastnosti

Velikost komore: Ø 44 cm x 72 cm, Volumen komore: 105 L, Tečaj vrat: levo ali desni, Zunanje dimenzije: 65 x 160 x 91 cm, Priključna napetost: 3 x 380 - 415 V, 50/60Hz, Poraba moči: 10.500 W, Teža: 255 kg.



REF ME10045XX

že od **27.000 €**

MELAG

MELAtherm 10 Evolution

Termodezinfektor

MELAtherm 10 Evolution omogoča ekonomsko, ekološko in hitro obdelovanje instrumentov v rekordnem času. Aktivno sušenje, zaščiti instrumente pred ponovno kontaminacijo. Odlikuje ga samodejni nadzor vrtenja spiranih rok, pritiska spiranja in zamašenosti filtra ter lahka dostopnost rezervoarjev pralnih tekočin. Ima integriran sistem dokumentacije preko CF kartice oz. ethernet vmesnika. Izberate med 5 programi sterilizacije, strajanjem od 3 do 45 minut.

Tehnične lastnosti

Zunanje dimenzije: 59.8 x 83.6 x 67.8 cm, Dimenzije komore: 46.5 x 40.5 x 44.8 cm, Teža: 85 kg, Kapaciteta polnjenja: instrumenti 3 kg oz. tekstila 0.8 kg., Dobava vključuje: ME20021, ME00197, ME80110, ME00184, ME80135, ME80001



REF ME20021

~~13.218 €~~

od 9.250 €

QTECK

General Sonic GS3

Ultrazvočna banjica

Ultrazvočna banjica s košarico in pokrovom.

Tehnične lastnosti

Kapaciteta rezervoarja: 3 L, Zunanje mere: 265 x 160 x 235 mm, Velikost rezervoarja: 238 x 138 x 100 mm, Velikost košarice: 213 x 99 x 53 mm, Ultrazvočna frekvenca: 35 KHz, Gretje: 20-80°C, Gretje: 230 W, Časovnik: 1-30 min, Zaščita: IP20.

***Na voljo je različica s kapaciteto 2 L in 4 L.**



REF 45960

358 €

287 €

EURONDA

Eurosonic 4D

Ultrazvočna banjica

Eurosonic® 4D je najnaprednejši digitalni ultrazvočni čistilec v seriji Euronada Pro System, Ima krmilnik z LED osvetlitvijo in je intuitiven ter uporabniku prijazen zahvaljujoč svetlobnim signalom, povezanim z različnimi cikli, časi in temperaturami.

Tehnične lastnosti

Kapaciteta: 3,5 L, Dimenzije: 320 x 240 x 170 mm, Teža: 5,5 kg, Predstavljeni cikli: Instrumenti: 20 min pri 40°C, Svedri: 10 min pri 40°C, Držalo za odtise: 40 min pri 60°C, Odstranjevalec cementa: 10 min pri 30°C, Odstranjevalec mavca: 30 min pri 60°C, Proteze: 40 min pri 60°C.



REF 1031659

923 €

693 €

BANDELIN

Sonorex Super RK102H

Ultrazvočna banjica

Dobava brez dodatkov, dodatki opcijsko.

Tehnične lastnosti

Kapaciteta rezervoarja: 3 L, Zunanje mere: 260 x 160 x 250, Velikost rezervoarja: 240 x 140 x 100 mm, Ultrazvočna frekvenca: 35 KHz, Gretje: 30-80°C, Gretje: 140 W, Zaščita: IP20.



REF 92901

1.132 €

963 €

W&H

Lina

Sterilizator

Sterilizator razreda B z najboljšimi časi ciklov v svoji kategoriji. Enostavna uporaba za neprekinjeno gladko uporabniško izkušnjo. Edinstvena nadgradljivost za prilagajanje in posodabljanje. Napredna sledljivost za popolno dokumentacijo.



Tehnične lastnosti

Tip: RIK-117, Velikost komore: 17 l, Velikost komore: 195 x 195 x 312 mm, Dimenzije: 465 x 452 x 646 mm, Teža: 40 kg, Rezervoar za vodo: 4,8 l, Razpon dela z enim rezervoarjem: 7-10 ciklov.

*** Na voljo je različica s kapaciteto 22 L.**

REF 19951131

~~6.485 €~~

3.891 €

W&H

Lara XL

Sterilizator

Najhitrejši B cikel v svojem segmentu. S svojo 28-litrsko komoro lahko Lara XL ponovno predela do 7 kg zavrtih instrumentov ali 9 kg posod. Eco Dry+ tehnologija prilagodi čas sušenja obremenitvi. Edinstvena nadgradljivost zahvaljujoč aktivacijskim kodam. Barvni zaslon na dotik za enostavno navigacijo. Samodejno beleženje cikla prek USB ključka visoke zmogljivosti. Izbirni vrhunski tiskalnik nalepk in poročil o ciklih. Ergonomija in funkcionalna oblika.



Tehnične lastnosti

Tip: RIS-311, Velikost komore: 28 l, Velikost komore: 230 x 230 x 420 mm, Dimenzije: 492 x 455 x 614 mm, Teža: 42 kg, Rezervoar za vodo: 4,8 l, Razpon dela z enim rezervoarjem: 7-15 ciklov.

REF 19933110

~~9.041 €~~

5.425 €

MELAG

MELAquick 12+ p

Hitri parni sterilizator

7-minutni program je idealen za instrumente, Z integrirano vakuumsko pumpo, Dobava vključuje: ME11012, ME00125, ME00123

Tehnične lastnosti

Dovod vode: demineralizirana voda, Dimenzije: 19.5 x 43 x 47 cm, Velikost komore: 9 x 20 cm, Volumen komore: 1.4 l, Teža: 23 kg, Obratovalni nadtlak: 2.2 bar, Delovna temperatura: 136 °C.



REF ME11012

6.542 €

3.402 €

MELAG

MELAdem 40 kartuše

Dodatki za sterilizatorje

Kartuše za sistem MELAdem 40

Tehnične lastnosti

2x kartuša



REF ME61026

77 €

69 €

MELAG

MELAflash CF sistem

Dodatki za sterilizatorje

Dokumentacijski sistem za Melag sterilizatorje

Tehnične lastnosti

Vključuje: CF kartico, bralec CF kartic



REF ME01039

780 €

508 €

MELAG

MELAprint 44

Dodatki za sterilizatorje

Dokumentacijski sistem za Melag sterilizatorje

Tehnične lastnosti

Vključuje: MELAprint 44 tiskalnik, 1 kolut papirja za tiskanje



REF ME01144

750 €

339 €

ULTRADENT

Gemini

Diodni laser

Je prvi laser z dvojno valovno dolžino. Združuje optimalno absorpcijo melanina in vode. 20 W super-impulzne moči pomeni hitrejše in bolj gladko rezanje. Elegantna, inovativna zasnova ponuja pregleden elektroluministenčen zaslon. Enostaven uporabniški vmesnik in 19 prednastavljenih programov. Brezžična bluetooth stopalka za aktivacijo. Preprosta uporaba ročnika, ki se lahko tudi sterilizira. LED osvetlitev konice omogoča boljšo vidljivost med posegom.



Tehnične lastnosti

Področje uporabe: splošno zobozdravstvo, ortodontija, ustna higiena, Valovna dolžina: 810, 980 nm, Moč: 2 W.

REF 8990

11.579 €

8.106 €

DENTSPLY SIRONA

SIROLaser Blue

Diodni laser

Diodni laserji imajo velike prednosti v primerjavi z običajnimi metodami zdravljenja. Glavne razlike so vidne pri celjenju ran brez brazgotin in izboljšani zaščiti, ki znatno zmanjša število bacilov. Za bolnike uporaba diodnih laserjev pomeni manj pooperativne bolečine in zato tudi manjšo potrebo po zdravljenju. Kompakten SIROLaser Blue je prvi zobni diodni laser, ki ima modro, infrardečo in rdečo diodo. To mu omogoča neskončne možnosti uporabe v vaši praksi na dnevni bazi. *OPCIJSKO: Sterilna vlakna za enkratno uporabo. Pakiranje 25 kosov. EasyTip 320 µm, EasyTip 200 µm, EasyTip 200 µm Endo.

Tehnične lastnosti

Laserska dioda: modra, Valovna dolžina: 445 nm, Moč: 0.5 – 3.0 W, Področje uporabe: kirurgija (mehka tkiva), hemostaza, Laserska dioda: infrardeča, Valovna dolžina: 970 nm, Moč: 0.5 – 2.5 W, Področje uporabe: parodontologija, endodontija, aftozne razjede, herpes, Laserska dioda: rdeča, Valovna dolžina: 660 nm, Moč: 0.5 – 100 mW, Področje uporabe: LLLT, biostimulacija, Način delovanja: kontinuiran, prekinjen, Frekvenca: 1 – 10.000 Hz, Dimenzije: 197 x 182 x 189 mm, Teža: 1.3 kg.

DENTSPLY SIRONA

EasyTip 200

Dodatki za diodni laser SIROLaser Blue

Konice za SIROLaser Blue 200 (REF 6498484)

Konice za SIROLaser Blue 320 (REF 6498062)

Konice za SIROLaser Blue Endo (REF 6535905)

Tehnične lastnosti

Pakiranje: 25 kos

BONART

ART E1

Elektrokirurška enota

Ugodna in prefinjena kirurška enota. Hitro in neboleče celjenje ran. Enostavno upravljanje analognega stikala frekvenca in moči. Samodejni nadzor izhodne moči, varnostni mehanizem pri stiku s kovino. Ročnik in elektrode se lahko avtoklavirajo pri 134 °C

Tehnične lastnosti

Maks.izhodna moč: 50 W, Delovna frekvenca: 1,5~1,7 MHz ±5%
Dimezije: 230 x 225 x 85 mm, Teža: 5,5 kg, Dolžina kabla ročnika: 1,9 m

ORDINACIJA
Diodni laserji


REF 6540673

15.100 €

5.814 €


253 €/pak.

228 €/pak.


REF EL-TOM

876 €

700 €

MORITA

DentaPort TriAuto OTR

Endodontski motor in apeks lokator

Natančni in zanesljivi merilni rezultati. Samodejna kalibracija. Zvočni signali za večjo varnost. Vedno takoj pripravljen za uporabo.



Tehnične lastnosti

Napajanje: 3x 1.5 V AA-baterije 0.2 V, Dimenzije: 105 x 105 x 105 mm, Zaslona: LCD, Teža: 370 g, Hitrost motorja: 0 800 min⁻¹, Teža ročnika: 70 g. Vsebuje: 6900 in 6907

REF 6900 + 6907

~~3.643 €~~

2.915 €

MORITA

TriAuto ZX2+

Brezžični endodontski mikromotor z vgrajenim apeks lokatorjem

Tri Auto ZX2+ je opremljen z novo generacijo recipročnega pogona, OGP2, ki močno zmanjša možnost zloma instrumentov v kanalu. Ta inovativni motor se lahko uporablja za prehodnost, drsno pot in oblikovanje, Integriran apeks lokator,



Tehnične lastnosti

Hitrost obratovanja: 100 - 100 rpm, Navor: 4 Ncm ali več, Baterija: Li-ion, Teža: 140 g

REF 6962

~~2.727 €~~

2.182 €

NSK

iSD900

Protetični izvijač

*** PREVERITE SEZONSKE AKCIJE
NA SPLETNI STRANI WWW.PRODENT.SI**

Brezžični protetični izvijač s sistemom za kalibracijo navora (TCS). Prihranek časa pri samodejni pritrditvi abutment vijakov. Univerzalna uporaba za vse glavne implantatne sisteme. Sistem za kalibracijo navora (TCS). Individualno prilagodljiv navor med 10 in 40 Ncm. Izbirne hitrosti (15, 20, 25/min). Ergonomsko On/Off stikalo. Uporabniku prijazen LCD zaslon. Napredna tehnologija polnjenja baterije (indukcija).

Tehnične lastnosti

Navor: 10-40 Ncm ali 5 Ncm povečanje, Hitrost: 15,20,25 min⁻¹, Teža: 148 g, Čas polnjenja: cca. 90 min, Čas uporabe: cca. 72 min



REF Y1001358

~~1.784 €~~**1.249 €**

DENTAL ELECTRONICS

Pulppen B1000 Analogue

Analogni vitalitetni aparat

Neboleče za pacienta. Enostaven, brezžičen, praktičen in učinkovit. Lahko se uporablja v vsakdanji praksi.

Tehnične lastnosti

Model se vklopi samodejno ob dotiku. Nastavitev in odčitavanje z nastavljenim gumbom. Samodejni izklop po uporabi (30 sec.)



REF 11090

~~399 €~~**342 €**

DENTAL ELECTRONICS

Pulppen DP2000 Digital

Digitalni vitalitetni aparat

Neboleče za pacienta. Enostaven, brezžičen, praktičen in učinkovit. Lahko se uporablja v vsakdanji praksi.

Tehnične lastnosti

Upravljanje na dotik. Digitalno odčitavanje na zaslonu. Samodejni izklop po uporabi (30 sec.).



REF 11290

~~443,31 €~~**379 €**

PARKELL

Digitest 3

Digitalni vitalitetni aparat

Digitest® 3 električno stimulira zob za testiranje vitalnosti. Primerjava odziva na dražljaj izbranega zoba z znanim odzivom zdravega zoba vam pomaga ugotoviti izvor bolečine.

Tehnične lastnosti

Trajanje impulza (širina): visoko (3 vrstice): 60,5 ms; Srednje (2 vrstici): 100 ms; Nizka (1 vrstica): 124 ms, Period ponavljanja impulza: Visoka (3 vrstice): 140 ms; Srednje (2 vrstici): 228 ms; Nizka (1 vrstica): 284 ms, Povečanje povprečne napetosti: 7 V.



REF D655

~~606 €~~**485 €**

VDW

Raypex 6

Apeks lokator

Edinstven zaslon na dotik. Intuitiven meni za nastavitve. DEMO način za prikaz delovanja.

Tehnične lastnosti

Baterija: NiMh, Dimenzije naprave: 101 x 110 x 27 mm, Dimenzije odprte naprave: 101 x 110 x 97 mm, Teža: 350 g, Zaslon: 3,5" TFT barvni zaslon na dotik, Dimenzija zaslona: 70 x 53 mm.



REF V041113000000

1007 €

887 €

MORITA

Root ZX mini

Apeks lokator

Spominska nastavitve programa. Kompakten, priročen in prenosen. LCD zaslon za enostavno pregledovanje.

Tehnične lastnosti

Zaslon: LCD, Dimenzije: 60 x 103 x 57 mm, Teža: 110 g.



REF 6951-150

1.343 €

1.008 €



MORITA

DentaPort ZX

Apeks lokator

Natančni in zanesljivi merilni rezultati. Samodejna kalibracija. Zvočni signali za večjo varnost. Vedno takoj pripravljen za uporabo. Pripravljen na nadgradnjo z OTR modulom.

Tehnične lastnosti

Napajanje: 3x 1.5 V AA-baterije 0.2 V, Dimenzije: 105 x 105 x 105 mm, Zaslon: LCD, Teža: 370 g.

REF 6900

1.343 €

1.008 €



DR. MAYER

GuttaCut

Rezalnik poenov

Ročnik ima gumb za hitro segrevanje rezalne konice, ki ga pritisnemo po pozicioniranju aparata. Ko spustite gumb za gretje, se rezalna konica ohladi v le nekaj sekundah. Rezalno konico lahko večkrat sterilizirate in ponovno uporabite.

Tehnične lastnosti

Dimenzije ročaja (D x Ø): 126 x 19 mm, Delovna temperatura: + 10° - +40°C, Zaščita pred električnim udarom: tip B, Baterija: nikelj-metal hidrid, Enostaven za uporabo, Brežžični ročnik.

REF 1054313

102,96 €

98 €

VDW

VDW.SILVER RECIPROC

Endodontski motor

Aparat, ki vam omogoča učinkovito in varno preparacijo koreninskega kanala, Široka paleta rotirajočih in recipročnih sistemov, Varnostne funkcije za nemoteno in uspešno preparacijo

Tehnične lastnosti

Napajanje: NiMH baterija, 2000 mAh, 6V, Hitrost mikromotorja: 1500 - 6000 vrt./min., Način delovanja: recipročno in rotacijsko, Odstopanje navora: 20 - 410 gcm (0.2 - 4.1 Ncm), Dimenzije: 206 x 90 x 85 mm, Teža: 1.1 kg.



REF VO41163000000

1.749 €

1.540 €

VDW

VDW.GOLD RECIPROC

Endodontski motor in apeks lokator

Tržno preizkušena naprava na katero se lahko zanesete, Endo motor z integriranim apeks lokatorjem, Visoka zmogljivost, Natančno določanje dolžine kanala z apeks lokatorjem, Varnostne funkcije

Tehnične lastnosti

Napajanje: NiMH baterija, 2000 mAh, 6V, Hitrost mikromotorja: 1200 - 19200 vrt./min., Način delovanja: recipročno in rotacijsko, Razpon navora: 0.2 - 5 Ncm, Dimenzije: 209 x 89 x 93 mm, Teža: 1.1 kg.



REF VO41173000000

3.010 €

2.649 €

EMS

AIR-FLOW Prophylaxis Master Premium

Kombinirana naprava za peskanje in ultrazvok

AIRFLOW Prophylaxis Master je bil zasnovan z najvišjimi standardi zmogljivosti, varnosti in udobja v mislih, saj je posebej narejen, da zadovolji 3 stopenjsko zdravljenje. Odlikuje intenzivna profesionalna in enostavna uporaba, ki nudi visoko stopnjo ergonomije, natančnosti, enostavno vzdrževanje in skladnost z najvišjimi higienskimi standardi. Paket vsebuje: 1x device, 1x AIRFLOW MAX Application*, 1x PERIOFLOW Application, 1x PIEZON PS Application (with 3x PIEZON Instruments PS), 1x Boost wireless pedal*, 1x PLUS powder chamber, 1x CLASSIC powder chamber, 1x PIEZON bottle (800ml), 1x NIGHT CLEANER* (800ml), 1x NIGHT CLEANER bottle (800ml), 1x AIRFLOW COMFORT powder 300g, 3x AIRFLOW PLUS powder 400g, 1x Biofilm Discloser* box, 1x AIRFLOWING Tool*, 1x PIEZON PS Training Tool, 1x AIRFLOW handpiece cord, 1x PIEZON handpiece cord, 1x air hose, 2x CLIP+CLEAN, 1x water hose, 1x power cord

Tehnične lastnosti

Delovni pritisk vode: 2-5 bar, temperatura: 10-30 °C, Dimenzije: 245 x 260 x 290 mm, Teža: 5 kg.



REF FT-229

9.778 €

8.800 €

EMS

AIR-FLOW STATION

Dodatki za aparat AFPM

AIRFLOW STATION spremeni AIRFLOW Prophylaxis Master in AIRFLOW One v popolnoma mobilno 360° postajo. Zahvaljujoč popolnoma vrtljivim valjčnim ležajem in minimalistični zasnovi izkoristite večjo okretnost v najožjem prostoru.

Tehnične lastnosti

Potrebuje zunanji priključek za oskrbo z vodo, 1x voziček, 1x nastavek za kabel, 1x namestitveni komplet, 1x cev za zrak, 1x cev za vodo, 1x napajalni kabel (za neposredno priključitev zobozdravstvene enote), naprava, pedal in steklenice za prašek niso priložene



REF DW-048B

1.313 €

1.050 €

EMS

AIR-FLOW STATION+

Dodatki za aparat AFPM

AIRFLOW STATION spremeni AIRFLOW Prophylaxis Master in AIRFLOW One v popolnoma mobilno 360° postajo. Zahvaljujoč popolnoma vrtljivim valjčnim ležajem in minimalistični zasnovi izkoristite večjo okretnost v najožjem prostoru.

Tehnične lastnosti

Brez potrebe po zunanjem priključku za dovod vode 1x voziček, 1x steklenica za vodo (800 ml), 1x vložek zračnega filtra, 1x nastavek za kabel, instalacijski komplet, 1x zračna cev, 1x napajalni kabel (za direktno priključitev zobozdravstvene enote), naprava, nožno pedalo in steklenice s prahom niso priložene.



REF DW-048A

1.592 €

1.273 €

Pospeši
vas!Promocijska
ponudbaZaradi komprimiranega zraka
je **LISA Mini cenejša,**
hitrejša in zmanjšuje
stroške vzdrževanja!

Alberto Borghi Produkti vodja pri W&H

- › **Super hitra:** samo 9:45, vključno s časom sušenja zaradi priključitve na komprimirani zrak, namesto integrirane vakuumske črpalke
- › **Majhna:** 44cm x 20cm x 67cm
- › **Popolnoma opremljena:** vključuje zaslon na dotik v vašem jeziku, notranji rezervoar za čisto vodo in samodejno polnjenje vode
- › **Fleksibilna:** za do 22 instrumentov in s popolno sledljivostjo

€ **2.990**
~~4.930 €~~**Lisa MINI**
5 litrska, komprimirani zraklisa^{MINI}

RONVIG

CALAJECT

Računalniško vodena lokalna anestezija

Vašim pacientom nudi nežno in neboleče injiciranje – sebi pa sproščen in boljši delovni položaj! Ergonomska enota z majhnim odtisom. Dober vizualni prikaz in zvočni signal. Nadzoruje pretok lokalnega anestetika. Avtomatizirana aspiracija. CALAJECT™ vam pomaga dajati injekcije brez bolečin. Sistem nadzoruje pretok, kar zagotavlja gladek in nežen tok anestezije. Celo palatalne injekcije se lahko izvajajo z manj nelagodja za bolnika. Lahek oprijem peresa zagotavlja sproščen delovni položaj, dobra opora za prste pa kaže, kje je igla lahko popolnoma mirna na mestu.

Tehnične lastnosti

Dolžina kabla nožne stopalke: 2,2m, Dimenzije aparata: 100 x 117 x 115 mm, Teža: 760g, Kapaciteta baterije: cca. 5 ur, Čas polnjenja: cca 3 ure, Dolžina kabla ročnika: 200 mm, Teža ročnika: 50g, Primerno za kartuše: 1,7/1,8 ml standardne kartuše, Primerno za igle: Standard M6 in 7/32«.



REF 2111

2.915 €

2.332 €

NSK

Varios 970

Ultrazvočni odstranjevalec oblog

iPiezo motor za stabilno izhodno moč. Ekstremno tanek in lahek ročnik za vse indikacije. Širok izbor koic za profilakso, parodontologijo, endodontijo in ostale postopke zdravljenja. LED osvetlitev. 2 posodi za irigacijsko tekočino + zunanji dovod vode.



Tehnične lastnosti

Varios 970 celoten komplet vsebuje: Kontrolna enota, Ročnik s cevjo, Nožno stikalo, 3 konice (G4, G16, G8), 2 posodi za irigacijsko tekočino, Kaseto za sterilizacijo in 3 ključi za konice.

REF Y1004161

2.924 €

2.047 €

EMS

AIR-FLOW handy 3.0 PLUS

Peskalnik

Optimalen za uporabo v parodontalnih žepih do globine 4 mm in po celotnem vidnem predelu zob ter za odstranjevanje madežev – prilagodljiv in učinkovit s praškom AIRFLOW PLUS.

Tehnične lastnosti

Adapterji na voljo: Dentsply Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air, Midwest, Castellini, NSK, Borden, Pritisk na turbini: Zračni tlak 2.7 - 3.5 bar, Pritisk na turbini: Voda 1 - 2.2 bar, Način: Neprekinjeno delovanje, Temperatura: 40 °C, Teža: 0.160 kg.

Paket vsebuje: 1x body, 1x AIRFLOW PLUS handpiece (ročnik za supra-gingivalno peskanje), 1x AIRFLOW PLUS powder, 1x Easy Fill, 1x Easy-Clean



REF FT-221#

~~1.530 €~~**1.148 €**

EMS

AIR-FLOW PERIO ročnik

Peskalnik

Perio ročnik za subgingivalno terapijo (dobava brez aparata AIR-FLOW handy 3.0)



REF EL-542#

~~467,31 €~~**350 €****Tehnične lastnosti**

Primerno za: Handy 3.0 aparat

EMS

PIEZON 250

Ultrazvočni čistilec kamna

Originalna tehnologija Piezon. Upravljanje moči s konico prsta. Udobna »perio« intenziteta ultrazvoka. LED indikator za stopnjo miči ultrazvoka. Originalni ročnik Piezon LED. Steklenica 350 ml s hitro spojko.



REF FT-224#

~~2.261 €~~**1.696 €****Tehnične lastnosti**

Poraba moči: 30 W, Izhodna moč: 8 W, Frekvenca ultrazvoka: 24-32 khz, Teža: 1 kg, Dimenzije (V x Š x D): 96 x 153 x 215 mm.

W&H

Proxeo Ultra

Ultrazvočni odstranjevalec oblog

Nožna stopalka: WIFI ali žična. Sistem hitre povezave Q-Link. Združljivost s srčnimi spodbujevalniki je testirala Univerza za tehnologijo v Gradcu. Ročnik z LED obročem. Tanki, gibljiva cev. Brezžična nožna kontrola. Samodejno zaznavanje nivoja polnjenja. Brezstopenjsko nastavljiva nastavitev moči. Širok razpon konic. Velik rezervoar (750 ml). Poseben čistilni program za cevni sistem. Izvedenka: Set PB-5 L Q (z W&H navojem konic) Na voljo različice za: W&H/EMS/Mectron in W&H/ Satelec/ NSK navoj)



Tehnične lastnosti

Največja izhodna moč na ročniku pod obremenitvijo (ultrazvok): 12 W, Frekvenca (ultrazvočna): 22–35 kHz, Način delovanja: S3 (14 s/6 s), Dolžina kabla ročnika: 1,8 m, Mere: 120 × 185 × 205 mm, Teža: 1,1 kg. Dobava: Glavna enota PB-5, WIFI nožna stopalka, Konice: 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ z navornim ključem

REF 90000258

2.518 €

1.763 €

NSK

Prophy-Mate neo

Supra-gingivalni instrument za peskanje

Z originalnimi dvojnimi šobami NSK se doseže večja moč poliranja. Z močnim curkom se čas čiščenja močno skrajša in s tem skrajša čas zdravljenja. Dvojni sklepi se gladko vrtijo za 360° za enostavno upravljanje in se prožno odzivajo na majhne premike prstov z enostavno nastavitvijo kota šobe. Izbirne šobe 60° in 80° povečajo zmogljivost čiščenja. 60° šoba deluje še posebej dobro za molarno področje in okluzivno površino, 80° šoba pa za sprednji zob. Ročnik lahko perete v termodezinfektorju. Možnost avtoklaviranja do 135°C.

Tehnične lastnosti

Vsebina seta: ročnik s 60° glavo šobe. Rezervoar za prah. Nadomestna glava šobe 80°. 5 x 15 g vrečk FLASH pearl. Set za vzdrževanje. Priklop primeren za: KaVo, Na voljo dodatno še izvedenka priklopa na: NSK, Dentsply Sirona, W&H Rotoquick sklopke



REF Y135030

1.014 €

710 €

NSK

Perio-Mate

Sub-gingivalni instrument za peskanje

NSK-jeva analiza dinamike tekočin, pridobljena z leti izkušenj pri razvoju turbinske tehnologije, v celoti upošteva, kako mora klinik manevrirati v omejenem prostoru znotraj žepa. Tanka konica šobe ima ravno pravo stopnjo prožnosti, da gladko prehaja čez zobne površine in jo je mogoče enostavno vstaviti v ozke žepe in koreninske površine sosednjih zob, ne da bi pri pacientu povzročali nelagodje. Priročen obroček za nadzor pudra Perio-Mate omogoča preprosto in intuitivno fino uravnavanje pretoka prahu s hitrimi nastavitvami na konici prsta. Poleg tega, da na ta način enostavno nadzirate in ustavite pretok prahu, lahko nemoteno očistite območje zdravljenja pred biofilmom. Ročnik je mogoče preprosto vrteti s konicami prstov tudi med izvajanjem zapletenih operacij. Konica šobe omogoča enostaven dostop do težko dostopnih mest in ne vpliva negativno na sosednje zobe in konture.

Tehnične lastnosti

Vsebina seta: ročnik, rezervoar za prah, konica šobe (40 kosov), Perio-Mate Powder (160 g) x 1, set za vzdrževanje, Priklop primeren za: KaVo, Na voljo dodatno še izvedenka priklopa na: NSK, Dentsply Sirona, W&H Rotoquick sklopke



REF Y1002655

1.193 €

836 €

NSK

Varios Combi Pro

Kombinirana naprava za peskanje in ultrazvok

Ultrazvočni odstranjevalec oblog in peskalnik v eni napravi - za učinkovito, udobno, profesionalno in zanesljivo odstranjevanje oblog in biofilma, supra in sub-gingivalno.

Tehnične lastnosti

Dimenzija: 225 x 290 x 162 mm, Teža: 2,7 kg. Vsebina seta: PROPHY-Ročnik s 60° šobo, PROPHY-Cev, PROPHY-CHAMBER FLASH pearl (5 kosov x 15 g vrečk), Komplet za vzdrževanje VA2LUX-Ročnik, VA2LUX-Cev, 3 nasveti za UZ aplikacije, sterilizacijski zaboj, steklenica za vodo (400 ml), nožni upravljalnik. Opcijsko: Prophy set (supra-gingivalno peskanje).



REF Y1002843

5.073 €

3.552 €

RONVIG

DENTO-PREP

Protetični peskalnik

DENTO-PREP™ je kompakten, popolnoma avtoklavirni mikro peskalnik za uporabo z abrazivi, kot je aluminij in prah silicijevega oksida (velikost delcev 20-80 mikronov). Mikro fino peskanje se lahko uporablja za hrapavost površin kovinskih, keramičnih in plastičnih materialov za učinkovito okrepitev oprijema z lepilnimi sredstvi. Vključuje hitro odklopno spojko in cev. Tip sklopke je potrebno določiti ob naročilu (Multiflex, RotoQuick, NSK).

Tehnične lastnosti

DENTO-PREP je izdelan iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla (tudi notranji deli in cevi) in se lahko avtoklavirajo do 135°C. Šoba se popolnoma vrti (360°) in lahko pritrditi v kateri koli položaj. Zračni tlak za delovanje mora biti pribl. 2 do 5 barov, odvisno na nanos in abraziv.

RONVIG

Aluminium oxide

Dodatki za protetični peskalnik

Prah aluminijev oksid

Tehnične lastnosti

Pakiranje: 900 g

RONVIG

Stojalo in šoba za DENTO-PREP

Dodatki za protetični peskalnik

Stolajo za protetični peskalnik DENTO-PREP

Tehnične lastnosti

RONVIG

DENTO-PREP DUST-CABINET

Sesalna omara

Sesalna omara za prah je zasnovana za uporabo v povezavi z čiščenje in peskanje npr. posredne restavracije pred cementacijo. Sesalna omara za prah je opremljena z močno svetilko in s filtrom zaščiten elektroniko sesalni sistem za zagotovitev jasnega pogleda na predmet obdelati in preprečiti neželeno razpršitev prahu v okolico. Ohišje je enostaven za čiščenje in vzdrževanje. Omarica je izdelana iz prašno barvanega jekla in je opremljena z preglednim oknom iz kaljenega stekla.

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 180 x 225 x 315 mm, Teža: 4.130 g.



REF 1900

400 €

337 €



REF 1906

30 €

29 €



REF HF20045M1

REF 1950

38 €

40 €

37 €

38 €



REF 1903

629 €

545 €

DURR DENTAL

Vector Paro

Ultrazvočni odstranjevalec oblog

Paket vključuje: Vector® Paro ročnik, prilagodljivo nožno stikalo, Vector® Fluid polish, set adapterjev za čiščenje, dezinfekcija Vector/RinsEndo, čistilo Vector®, Service-Kit, Tool-Kit Paro, Too-Kit Recall/Implant



Tehnične lastnosti

Delovna frekvenca (kHz): 25-35, Kapaciteta rezervoarja za vodo: 600 ml, Poraba vode: 30 ml/min, Kapaciteta Vector Fluid: 200 ml, Dimenzije: 16 x 25,5 x 21,5 cm, Teža: 2,5 kg

REF 2031-50

~~3.620 €~~**2.896 €**

DURR DENTAL

Vector Paro Pro

Ultrazvočni odstranjevalec oblog

Paket vključuje: vklj. Ročnik Paro Vector, Ročnik Scaler, Fleksibilno nožno stikalo, Vector Fluid Polish, komplet adapterjev za čiščenje, Vector RinsEndo Disinfection, Čistilo Vector, Servisni komplet, Komplet orodij Paro, Too-Kit Recall/Implant, Komplet orodij Scaler P1



Tehnične lastnosti

Delovna frekvenca (kHz): 25-35, Kapaciteta rezervoarja za vodo: 600 ml, Poraba vode: 30 ml/min, Kapaciteta Vector Fluid: 200 ml, Dimenzije: 16 x 25,5 x 21,5 cm, Teža: 2,5 kg

REF 2031-51

~~4.530 €~~**3.624 €**

IVOCLAR

Silamat S6

Mešalec kapsul

Sodobna univerzalna naprava za mešanje amalgama, stekloionomernih cementov in drugih, v dozah pripravljenih, stomatoloških materialov v kapsulah in injektorskih kapsulah. Značilni sta poseben vzorec gibanja v obliki številke, in nadpovprečna hitrost rotacije 4500 rpm (rotacij v minuti), ki omogočata, da dosežemo zanesljivo in enakomerno mešanje.

Tehnične lastnosti

Mešalna frekvenca: 4500 rpm, 75Hz, Dimenzije: 240 x 230 x 170 mm, Teža: 3,2 kg.



REF 602286

763 €

610 €

HAGER WERKEN

Algimix

Mešalec

Elektronsko krmiljeno, enakomerno gibanje mešanja. Meša prah in tekočino v homogeno alginatno maso brez mehurčkov. Hitrost mešanja nastavlja v dveh korakih (počasno: 250 vrt/min, hitro: 500 vrt/min). Visokokakovostna, trpežna mešalna posoda iz prožne plastike. Priporočena količina polnjenja max. 250 – 350 ml

Tehnične lastnosti

Velikost vklj. skleda (Š x V x G): 17,5 x 23 x 25 cm. Teža s posodo (brez): 3 kg (2,8 kg)



REF 452045

695 €

590 €

ZHERMACK

MX-300

Mešalec alginata

Prihranek časa. Tiho in hitro delovanje. Zavzema manjši prostor. Enostaven in popolnoma čist postopek delovanja. Primeren za vse vrste alginatov vseh proizvajalcev. Digitalni zaslon in ohišje je enostavno za čiščenje.

Tehnične lastnosti

Veliko dodatne opreme: lopatica, 4 mešalne skodelice, mešalna palica, steklenica za doziranje vode in priročno držalo z magnetno lopatico, ki se uporablja za mešalnik. Hitrost vrtenja: 3600 vrt./min., z dvojnim gibanjem: vrtenje in revolucija. Nastavitev čas mešanja: (od 1 do 20 sekund).



REF C305170

1.065 €

799 €

CATTANI

AC 100Q

Kompresor s sušilcem zraka in dušilcem zvoka

Tehnične lastnosti

Št. delovnih mest: 1, Pretok zraka: 67,5 l/min., Volumen rezervoarja: 30 l, Jakost glasnosti: 63 dB (A), Teža: 72 kg, Dimenzije: 660 x 600 x 860 mm.



REF 13150

2.435 €

2.070 €

CATTANI

AC 200Q

Kompresor s sušilcem zraka in dušilcem zvoka

Tehnične lastnosti

Št. delovnih mest: 2, Pretok zraka: 160 l/min., Volumen rezervoarja: 30 l, Jakost glasnosti: 63 dB (A), Teža: 79 kg, Dimenzije: 660 x 600 x 860 mm.



REF 13250

3.650 €

2.847 €

CATTANI

AC 300Q

Kompresor s sušilcem zraka in dušilcem zvoka

Tehnične lastnosti

Št. delovnih mest: 3 - 4, Pretok zraka: 238 l/min., Volumen rezervoarja: 45 l, Jakost glasnosti: 68 dB (A), Teža: 100 kg, Dimenzije: 720 x 600 x 970 mm.



REF 13350

4.323 €

3.026 €

DURR DENTAL

Tornado 1

Kompresor s sušilcem

Ne zagotavlja le, da je moč kompresorja vedno na voljo, ampak tudi pri neprekinjenem delovanju omogoča neprekinjen dovod suhega stisnjenega zraka. Visoko razvita kompresorska enota zagotavlja zelo tiho delovanje za sprostitev tako izvajalca kot pacienta. Vse komponente kompresorja so zasnovane za delovanje 10.000 ur brez potrebe po vzdrževanju. Opcijsko: pokrov za zmanjšanje zvoka

Tehnične lastnosti

Izhodni pretok zraka pri 5 bar: 60 / 70 l/min., Velikost rezervoarja: 20 l, Razpon pritiska: 6 - 7,8 bar, Teža: 37 kg, Dimenzije: 65 x 49 x 47 cm.



REF 5182-01

2.980 €

2.324 €

DURR DENTAL

Tornado 2

Kompresor s sušilcem

Ne zagotavlja le, da je moč kompresorja vedno na voljo, ampak tudi pri neprekinjenem delovanju omogoča neprekinjen dovod suhega stisnjenega zraka. Visoko razvita kompresorska enota zagotavlja zelo tiho delovanje za sprostitev tako izvajalca kot pacienta. Vse komponente kompresorja so zasnovane za delovanje 10.000 ur brez potrebe po vzdrževanju. Neverjetno tih kompresor z 2-valjnim agregatom in 20-litrskim rezervoarjem za dva uporabnika. Opcijsko: pokrov za zmanjšanje zvoka

Tehnične lastnosti

Izhodni pretok zraka pri 5 bar: 110 / 126 l/min., Velikost rezervoarja: 20 l, Razpon pritiska: 6 - 7,8 bar, Teža: 43 kg, Dimenzije: 65 x 49 x 47 cm.



REF 5282-01

4.390 €

3.424 €

DURR DENTAL

Tornado 4

Kompresor s sušilcem

Ne zagotavlja le, da je moč kompresorja vedno na voljo, ampak tudi pri neprekinjenem delovanju omogoča neprekinjen dovod suhega stisnjenega zraka. Visoko razvita kompresorska enota zagotavlja zelo tiho delovanje za sprostitev tako izvajalca kot pacienta. Vse komponente kompresorja so zasnovane za delovanje 10.000 ur brez potrebe po vzdrževanju. Opcijsko: pokrov za zmanjšanje zvoka

Tehnične lastnosti

Izhodni pretok zraka pri 5 bar: 205 / 230 l/min., Velikost rezervoarja: 50 l, Razpon pritiska: 6 - 7,8 bar, Teža: 43 kg, Dimenzije: 65 x 49 x 47 cm.



REF 4282-01

6.610 €

5.156 €

CATTANI

Turbo-Smart

Sesalni sistem z amalgam separatorjem za mokro sesanje

Kombinirani sistem sesalnega motorja in amalgam separatorja (mokri vlek) z ISO 18 hidrociklonom, Možna nadgradnja z B kodo za več uporabnikov

Tehnične lastnosti

Št. delovnih mest: 2, Maks. pretok zraka: 1400 l/min., Maks. nivo vakuma: 210 mbar, Raven zvoka: 52 dB(A), Dimenzije: 510 x 395 x 665 mm, Teža: 45.5 kg.



REF 35115

3.841 €

2.689 €

CATTANI

Uni-Jet 75

Sesalni motor za suho sesanje

Sesalni motor za suho sesanje

Tehnične lastnosti

Št. delovnih mest: 1, Maks. pretok zraka: 1250 l/min., Maks. nivo vakuma: 140 mbar, Raven zvoka: 62 dB(A), Dimenzije: 246 x 232 x 251 mm, Teža: 12 kg.



REF 20322

512 €

435 €

CATTANI

Tecno-Jet

Sesalni motor za suho sesanje

Ob nakupu enote Tecno-Jet je potrebno dokupiti še razdelilno omarico za drugo delovno mesto

Tehnične lastnosti

Št. delovnih mest: 2-4, Maks. pretok zraka: 2000 l/min., Maks. nivo vakuma: 140 mbar, Raven zvoka: 68 dB(A), Dimenzije: 303 x 302 x 319 mm, Teža: 21 kg.



REF 20590

777 €

660 €

DURR DENTAL

VC 45

Kirurški sesalec

Dobava vključuje: Glavno enoto, nožno stopalko

Tehnične lastnosti

Maks. Tlak: 910 mbar, Prostornina posode za izločanje: 1,5 / 3,0 l, Dimenzije: 33 x 24 x 36 cm, Teža: 6,7 kg, Teža z vozičkom: 12,5 kg, Raven hrupa: 48 dBA.



REF 0670-02

~~3.890 €~~

3.307 €

DURR DENTAL

VC 65

Kirurški sesalec

Kirurški sesalec, Dobava vključuje: Glavno enoto, nožno stopalko

Tehnične lastnosti

Volumski pretok: 65/75 l/min., Maks. Tlak: 910 mbar, Dimenzije: 35 x 33 x 37 cm, Teža: 16 kg, Raven hrupa: 44 dBA.



REF 672500000

~~4.140 €~~

3.519 €

DURR DENTAL

VC 65 + Cart

Kirurški sesalec VC 65 na vozičku.

Tehnične lastnosti

Teža aparata z vozičkom: 27 kg, Dimenzije aparata z vozičkom: 105 x 45 x 57 cm



REF 672300000

~~5.281 €~~

4.711 €

NOUVAG

Vacuson 40

Kirurški sesalec

Vacuson 40 se uporablja za sesanje tekočin in izločkov. Moč črpalke je mogoče regulirati, nenehno spremlja manometer s skalo v barih in mmHG. Kirurška črpalka. Kiretažna črpalka za aspiracijo materničnega tkiva v ginekologiji. Ekstraktorska črpalka v porodništvu. Delovanje pedala za VKLOP/IZKLOP. Aspiracija tekočin in izločkov. 2 in 5 litrski sistem za zbiranje polisulfona. Na voljo je zbiralni sistem z vrečkami za enkratno uporabo. 5 let garancije.

Tehnične lastnosti

Nastavljiv vakuum: - 0.9 bar at 675 mmHG, Dimenzije: 360 x 300 x 280 mm, Teža: 10 kg, Meja točnosti, manometer: ± 5 %, Kapaciteta sesanja: 40 l/min, Kapaciteta do 40 litrov na minuto.

NOUVAG

Vacuson Stand

Dodatki za kirurški sesalec Vacuson 40

Voziček za sesalec Vacuson 40

Tehnične lastnosti

Opremljen je s spodnjo in zgornjo polico, na katere se lahko postavi kirurški sesalec Nouvag.

NOUVAG

Flovac sistem

Dodatki za kirurški sesalec Vacuson 40 - Sistem Flovac

Skupaj s pokrovom in podporo vklj. 1 vrečko za tekočino za enkratno uporabo

Flovac vrečke za enkratno uporabo

Dodatki za kirurški sesalec Vacuson 40

Flovac vrečka za tekočino za enkratno uporabo. Pakiranje v škatli: 50 kos

Sesalna posoda

Dodatki za kirurški sesalec Vacuson 40

Sesalna posoda primerna za sterilizacijo, s pokrovom

Tehnične lastnosti

Kapaciteta: 2 L



REF 4227-230

2.550 €

2.040 €

REF 4122

710 €

568 €

REF 4030F

130 €

104 €

REF 4035F

500 €

400 €

REF: 4052nou

REF 4052nou

400 €

320 €

W&H

WS-75 LG

Zelen kolenčnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 20:1, Višina glave: 21.6 mm, Razsvetlitev: mini LED +, Razsvetlitev: lastni generator svetlobe, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.).

W&H

WS-75 L

Zelen kolenčnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 20:1, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 50.000 vrt./min., Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.).

W&H

S-11 LG

Moder ročnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Razsvetlitev: lastni generator svetlobe, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.).

W&H

S-11 L

Moder ročnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.).



REF 30032000

~~1.602 €~~

1.121 €



REF 30033000

~~1.448 €~~

1.014 €



REF 30057000

~~1.562 €~~

1.093 €



REF 30058000

~~1.593 €~~

1.115 €

W&H

S-9 LG

Moder ročnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Razsvetlitev: lastni generator svetlobe, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.).

W&H

S-9

Moder ročnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.).

W&H

WS-92 LG

Rdeč kolenčnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:2,7, Razsvetlitev: lastni generator svetlobe, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Višina glave: 21,6 mm, Zunanje pršilo: 3-kratno (> 50ml/min.).

W&H

WS-92 L

Rdeč kolenčnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:2,7, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Višina glave: 21,6 mm, Zunanje pršilo: 3-kratno (> 50ml/min.).



REF 30054000

1.719 €

1.203 €



REF 30053000

1.340 €

938 €



REF 30042000

1.492 €

1.044 €



REF 30043000

1.336 €

935 €

W&H

WS-56 LG

Moder kolenčnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Razsvetlitev: lastni generator svetlobe, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Višina glave: 21,6 mm, Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.).

W&H

WS-56 L

Moder kolenčnik - razstavljiv

Garancija: 1 leto

Tehnične lastnosti

Prestavno razmerje: 1:1, Razsvetlitev: mini LED +, Maks. hitrost: 40.000 vrt./min., Višina glave: 21,6 mm, Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.).

W&H

Implantmed Plus SI-1023

Kirurški mikromotor

Kirurški mikromotor, SET 4, WIFI pedalka, mikromotor brez osvetlitve, primeren za nasadne instrumente brez luksa ali nasadne instrumente z lastnim generatorjem, za ostale različice artikla (žična pedalka, mikromotor z osvetlitvijo) se obrnite na vašega prodajnega zastopnika.

Tehnične lastnosti

Maks. Izhodna moč: 80 W, Maks. Navor na motorju: 6,2 Ncm, Hitrost mikromotorja: 200 - 40.000 min⁻¹, Pretok hladilne tekočine pri 100%: vsaj 90 ml/min., Nožna stopalka: S-N2 (žična) ali opsijsko S-NW (brezžična), Nasadni instrumenti primerni za mikromotor: S-11 L / WS-56 L, WS-75 L, WS-91 L, WS-92 L, Garancija: 2 leti

W&H

Piezomed modul

Piezomed Plus modul

Za normalno delovanje modula je potreben Implantmed SI-1023 glavna enota ali že obstoječi mikromotor. Samodejno zaznavanje instrumentov (model črne barve). Učinkovito hlajenje zahvaljujoč pršilni odprtini blizu delovnega območja instrumenta. Brezžični nožni upravljalnik vam omogoča izbiro optimalne lokacije v vašem delovnem prostoru. Brez škode za sterilno okolje zaradi emisije hladilnega zraka. Piezomed Plus modul. Povezava z Ostell Beacon sistemom. ioDent sistem. Posodobitev preko USB ključa. Implantmed in Piezomed v eni napravi.

Tehnične lastnosti

LED osvetlitev, Funkcija: boost, Moč: 24W, Ročnik z osvetlitvijo SA-40 L, Avtomatska zaznava nastavkov, Ključ za menjavo nastavkov, Knjižnica nastavkov, 6 irigacijskih cevk.



REF 30039000

~~1.492 €~~

1.044 €



REF 30040000

~~1.336 €~~

935 €



REF 90000164

~~4.027 €~~

3.020 €




REF 90000350

~~5.060 €~~

3.542 €

PREDSTAVLJAMO

Pro 2 3D tiskalnik



Revolucija natančnosti

SprintRay Pro 2 je zasnovan tako, da je najnatančnejši 3D tiskalnik v zobozdravstvu. Od preoblikovanih smolnih profilov do patentno zaščitene optične plošče, je vsaka podrobnost zasnovana tako, da izboljša vaše rezultate pri več kot 15. zobozdravstvenih indikacijah.

4x večja zmogljivost

Tiskajte do 6 zobnih lokov skupaj ali uporabite Arch Kit za 2x hitrejši tisk.

35µm natančnost

S patentom zaščitena tehnologija optične plošče zagotavlja ločljivost 35 µm.

15+ delovnih tokov

Tiskajte nočne zaščitnike, krone, modele, implantatne zobne proteze in še več.



Poganja ga UV-A 385 nm svetlobni motor.

Optimiziran delovni tok

S Pro 2 ni nič prepuščeno naključju. Izvedite več indikacij v krajšem času.

Zobni modeli

6 modelov v
22 minutah



Kirurški vodnik

6 vodnikov v
33 minutah



Nočni ščitniki

6 ščitnikov v
48 minutah



Konvencionalne zobne proteze

6 osnov zobnih
protez v 109
minutah



Hibridne zobne proteze

6 hibridov v
27 minutah



Nadzorni center delovnega toka

12-palčni zaslonski računalnik pomaga upravljati vaš delovni tok z uporabniku prijaznim vmesnikom in vgrajenim čitalnikom črtnih kod za sledenje medicinskih pripomočkov.

Arch Kit


2x hitrejši tisk, optimiziran za hitrost. Odlikuje ga manjša anodizirana aluminijasta platforma za gradnjo, ki je odporna proti koroziji, in manjša smolasta posoda za ohranjanje materiala.



Cementirane restavracije

15 minut z
Arch Kit-om



 **SprintRay**

MECTRON

PIEZOSURGERY touch

Ultrazvočna kirurška enota

Natančni mikrometerski rezi za minimalno invazivnost pri kirurških posegih, Visoka kirurška natančnost, Selektivni rezi ščitijo vse vrste tkiv, Živci in membrane bodo med rezanjem kosti zaradi izjemne, Natančnosti rezalnega instrumenta ostali nedotaknjeni, Najvišja stopnja varnosti za terapevta in pacienta, Odlična vidljivost znotraj operativnega področja, Učinki ultrazvočnih premikov in gibanja pripomorejo, k zmanjšanju krvi v operativnem območju, Na voljo je ročnik z ali brez LED osvetlitve

**Tehnične lastnosti**

Maks. poraba moči: 120 W, Programi: endo, perio, special, cancellous, cortical, implant, Dimenzije: 300 x 250 x 95 mm, Teža: 3,2 kg, Sklop dobave: Glavna enota, ročnik LED, navorni ključ K8, kovček, dobava brez konic!

REF 5120061

7.290 €

5.468 €

W&H

Osstell Beacon

Aparat za merjenje stabilnosti implantata

Aparat za merjenje stabilnosti implantata, ob nakupu je potrebno dodatno izbrati Smart-peg glede na izbran implantatni sistem (ni vključeno v ceno aparata).

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 210 x 35 x 25 mm, Teža: 0,75 kg, IP razred: IP20.

W&H

SmartPeg

Dodatki za Osstell Beacon

SmartPeg za uporabo preverjanja stabilnosti vstavljenega implantata, Za enkratno uporabo, SmartPeg je na voljo za več obstoječih implantatnih sistemov

Tehnične lastnosti

SmartPeg se uporablja skupaj z napravami Osstell, ki merijo resonančno frekvenco SmartPeg, ko je pritrdjen na implantat ali abutment. Je enostaven za montažo in zaradi svoje majhnosti zahteva minimalno prostora. Da bi preprečili poškodbe vsadka, je material SmartPeg precej mehak.

HAGER WERKEN

hf Surg

Elektrokirurška enota

Ugodna in prefinjena kirurška enota. Hitro in neboleče celjenje ran. Enostavno upravljanje analognega stikala frekvence in moči. Samodejni nadzor izhodne moči, varnostni mehanizem pri stiku s kovino. Ročnik in elektrode se lahko avtoklavirajo pri 134 °C

Tehnične lastnosti

Maks.izhodna moč: 50 W, Delovna frekvenca: 2,2 MHz, Dimezije: 190 x 90 x 180 mm, Teža: 1,6 kg

NSK

Surgic Pro 2

Kirurški mikromotor

vidljivost je zagotovljena z velikim, osvetljenim, visokokонтastnim zaslonom LCD, Zaslona je mogoče nastaviti v 10 stopnjah svetlosti. Intuitivne in lahko razumljive ikone zaslona omogočajo gladko delovanje, Črpalka zagotavlja dosleden in enakomeren pretok, ki tiho deluje v ozadju. Nastavitev irigacijske cevi je enostavna, črpalka pa se brezhibno prilega kompaktni in elegantni zasnovi Surgic Pro2. Sklop dobave pri modelu z luksom: Glavna enota, SGL80 optični mikromotor, X-SG20L optični kolenčnik (20:1), WIFI nožna stopalka, paket irigacijskih tubic (3 kos).

Tehnične lastnosti

Maks. Izhodna moč pumpe: 57 mL/min, Programi: 8, Dimenzije: 245 x 235 x 90, Navor: 5-80 Ncm, Svetilnost (optični mikromotor): Več kot 32.000 Lux,



REF 103000


2.967 €

2.226 €



REF 100xxx

113 €



979 €

866 €



REF Y1004195

4.870 €

3.409 €

TECNO-GAZ

Orion 40 DS

Kirurška luč

Posebej priporočljivo za operacijske dvorane, kjer kirurg potrebuje dimenzijsko manjšo luč. Odličen za oralno in maksilofacialno kirurgijo ter estetsko plastično kirurgijo. Model ima 30 eliptičnimi reflektorjev, ki so razdeljeni v 6 modulov, od katerih vsak vsebuje 5 LED, ki zagotavljajo 130.000 luksov. Za lažje pozicioniranje je okrog kupole aluminijast obroč. Izvedenka: stropna luč

**Tehnične lastnosti**

Osvetlitev pri razdalji 80 cm (pri 5000°K): 130.000 lux, Osvetlitev pri razdalji 80 cm (pri 4500°K): 80.000 lux, Temperatura barve: 4500°K/ 5000°K, Fokus: fiksni, Premer točke osvetlitve, majhno polje: 130 mm, Premer točke osvetlitve, veliko polje: 210 mm, Število LED luči: 30, Vir svetlobe: N°30 LEDs.

REF LC102LRD

~~7.500 €~~**6.000 €**

TECNO-GAZ

Slim

Kirurška luč

S tem novim modelom je Tecno-Gaz razširil svojo ponudbo kirurških luči. Model SLIM je najboljša rešitev za problem kirurške osvetlitve pri operacijah. Zahvaljujoč svojim lastnostim in tehnični strukturi izpolnjuje vse zahteve za umestitev v zobozdravstveni ordinacijo. Osvetlitev operacijskega polja je bistvenega pomena v sodobnem zobozdravstvu in SLIM je bil zasnovan in izdelan kot ustrezen odgovor na to zahtevo. Izvedenka: stropna luč

**Tehnične lastnosti**

Osvetlitev pri razdalji 100 cm : 100.000 lux, Temperatura barve: 4500°K, Število LED luči: 12, Vir svetlobe: N°12LEDs, Upravljanje intenzitete barve: 20 - 100 %.

REF LC012Z17

~~4.100 €~~**3.280 €**



KAZALO VSEBINE

Laboratorij

04-13	Mikroskop in dleto
17	Gorilniki
18	Peskalniki
19-24	Vrtalniki za pine
25-27	Sesalci
30-32	Vakuumski mešalci
33	Obrezovalci modelov
34-36	Vibratorji
37-39	Parni čistilci
40	Mikromotor
41	CAD/CAM
47	Peči za keramiko
49-50	Artikulacija
51	Globoki vlek
52	3D tisk

RENFERT

Mobiloskop S

Mikroskop

5- in 10-kratna povečava omogočata največjo možno natančnost. Nepopačena slika in enotna ostrina v celotnem vidnem polju. Veliko vidno polje z globokim fokusom in ostrimi robovi. Sproščeno sedenje v ergonomičnem položaju zahvaljujoč visoki, 150-milimetrski delovni razdalji. Dioptrijska kompenzacija omogoča tridimenzionalen pogled. Opcijsko: bela LED osvetlitev z LED žarnico 9.000 Lux/18.

Tehnične lastnosti

Svetlobni tok pod kotom: 45°, Vidno polje: Ø 44 mm (5 x), 22 mm (10 x), Fokusna globina: 22 mm (5 x), 10 mm (10 x), Delovna razdalja: 150 mm, Polmer obračanja vrtljive roke: 850 mm, Maks. debelina mize z univerzalno sponko: 18–74 mm, Maks. debelina mize z navojno sponko maks.: 26 mm, Teža (vklj. z vrtljivo roko): 1,8 kg.



REF 22000400

2.137 €

1.496 €

RENFERT

Power pillo

Dleto za odstranjevanje lusk

S tekočim delovanjem se laboratorijsko izdelane restavracije nežno, hitro in enostavno odstranijo s pomočjo Power pillo. Napetost v mostičkih, razpoke v akrilnih protezah in zlomljeni zobje so stvar preteklosti. Laboratorijske protetične nadomestke nežno, zlahka ter hitro spravite iz kalupa s pnevmatskima dletoma Power pillo in Pillo.

Tehnične lastnosti

Nominalni delovni tlak: 5 bar, Delovni tlak: 4–6 bar, Poraba zraka, maks.: 10 l/min, Frekvenca bata: 130 Hz, Dimenzije: 29 x 168 mm, Teža pribl. 398 g.



REF 50225000

535 €

455 €

RENFERT

Pillo

Dleto za odstranjevanje lusk

Laboratorijske izdelane restavracije se nežno, hitro in enostavno odstranijo z uporabo Pillo.

Tehnične lastnosti

Nominalni delovni tlak: 5 bar, Delovni tlak: 4–6 bar, Poraba zraka, maks.: 9 l/min, Frekvenca bata: 110 Hz, Dimenzije: 29 x 157 mm, Teža pribl. 300 g.



REF 50224000

445 €

378 €

RENFERT

Safety burner eco

Gorilnik eko propan plin (F)

Ekološki varnostni gorilnik je enocevni varnostni gorilnik za uporabo s tekočim in zemeljskim plinom E. Visoka stopnja varnosti zaradi samodejnega izklopa dovoda plina, če plamen nenamerno ugasne. Hitro čiščenje enostavno snemljivega zbiralnika. Preverjena kakovost in varnost zahvaljujoč certifikatu o tipskem pregledu DVGW po DIN 30665-1.

Tehnične lastnosti

Priključna cev (norma): DIN 30664, Priključni tlak: 50 mbar, Ø (šoba): 0,34 mm, Poraba: 50 g/h, Temperatura okolja maks.: 40 °C, Dimenzije: 141 x 102 x 121 mm, Teža: 460 g.



REF 9340100

170 €

144 €

RENFERT

Bijou 90

Gorilnik BIJOU 90, propan F

Bijou 90 je dvocevni gorilnik za uporabo na tekoči plin in zemeljski plin E. Dve dvižni cevi omogočata izbiro jakosti plamena. Individualna nastavitve dovoda plina (zibna ročica) in dovoda kisika (regulacijsko kolesce). Preverjena kakovost in varnost zahvaljujoč certifikatu o tipskem pregledu DIN-DVGW po DIN 30665-1.

Tehnične lastnosti

Višina (odvisna od kota): 102 - 109 mm, Priključna cev (norma): DIN 30664, Priključni tlak: 50 mbar, Ø (šoba): 0,34 mm, Poraba: 48 g/h, Temperatura okolja maks.: 40 °C, Dimenzije: 100 x 109 x 60 mm, Teža: 530 g



REF 9600000

170 €

144 €

AMANNGIRRBACH

noflame plus

Električni Bunsenov gorilnik

Električna priključna vrednost: 230 V/50 Hz/130 W. Mobilno in takoj pripravljeno, plin ni potreben. Ravnanje kot običajno, prilagajanje ni potrebno. Odpravlja nevarnost opeklin ali povzročitve požara. Brez oddajanja toplote v okolje: ne porablja kisika. Čisto, tj. brez delcev saj na instrumentu in/ali materialu. Prihrani 75 % stroškov energije; varuje okolje. Idealni pogoji, za uporabo tudi v zobozdravstveni ordinaciji.

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 195 x 85 x 83 mm, Teža: 600 g.



REF 116250

530,36 €

477 €

RENFERT

Vario jet

Reciklirni pesalnik

Intuitivna uporaba. Izbira programa prek membranske tipkovnice. Pesalni tlak nastavlja od 1 do 6 bar. Prikaz manometra. Samodejni nadzor zunanje ekstrakcijske enote z zakasnelo izključitvijo, nastavljivo na 5–30 sek. Možnost priključitve in povezave enot na stisnjeni zrak (mikropesalnik, pnevmatsko dleto, peskalna šoba). Opazovalno okno iz visoko odpornega stekla z nanosom. Zaščitne rokavice, prevlečene z bombažem.



Tehnične lastnosti

Maks. poraba elektrike za zunanji ekstraktor prahu: 1200 W, Maks. priključitveni tlak: 1–6 bar, Maks. Priključitvena moč zraka: 10 bar, Poraba zraka: 200 l/min pri 6 bar, Dimenzije: 405 x 650 x 460 mm, Prostornina peskalne komore: 25 l, Teža: 26 kg

REF 29610000

~~4.079 €~~

3.059 €

RENFERT

Basic quattro IS

Enota za fino peskanje z 2 rezervoarjema

Nadzorovano in natančno peskanje najmanjših podrobnosti zahvaljujoč integrirani tehnologiji hitre ustavitve „IS“ (Immediate Stop), ki sproži/ustavi peskanje v nekaj sekundah. Natančna, zanesljiva in maksimalno stroškovno učinkovita obravnava zaradi posebne tehnologije mešalne komore. Hitro in varno delovanje zaradi natančnega uravnavanja tlaka in nadzora dejanskega tlaka v vsakem rezervoarju posebej. Velika peskalna komora (20 l) omogoča maksimalno svobodo gibanja.

Tehnične lastnosti

Delovni tlak: 1–6 bar, Maks. priključitveni tlak: 8 bar, Poraba zraka: 98 l/min pri 6 bar, Intenzivnost osvetlitve: 4800 Lux, Moč žarnice: 16 W, Dimenzije z 1-2 rezervoarjem: 395 x 320 x 510 mm, Dimenzije z 3-4 rezervoarjem: 395 x 320 x 610 mm, Zmogljivost rezervoarja: 1000 ml, Število rezervoarjev (1 x 25–70 µm, vklj. šoba 0.8 mm, 1 x 70–250 µm, vklj. šoba 1.2 mm): 2, Prostornina peskalne komore 20 l, Teža (prazna) z dvema rezervoarjema: 11,5 kg

RENFERT

Basic eco

Enota za fino peskanje z 2 rezervoarjema

Maksimalno vidno polje zaradi velikega opazovalnega okna z inovativno LED osvetlitvijo. Dolgoletna tradicija na področju tehnologije peskanja zob zagotavlja zanesljivo obravnavo. Prihranek pri abrazivih zaradi optimalne mešanice zraka in abraziva. Enoten pretok abraziva zagotavlja homogeno obravnavo površin. Zmanjšani obratovalni stroški zaradi zelo nizke porabe abraziva. Učinkovita uporaba zaradi postavitev stikala znotraj peskalne komore. S pomočjo barvno kodirnega sistema lahko razširi rezervoar in priključi tlačno cev kdorkoli od osebja. Daljša življenjska doba IT šob iz posebnega volframovega karbida. Prostornina peskalne komore: 10 l.

Tehnične lastnosti

Delovni tlak: 1–6 bar, Maks. priključitveni tlak: 6 bar, Poraba zraka: 98 l/min pri 6 bar, Intenzivnost osvetlitve: 4800 Lux, Moč žarnice: 9 W, Dimenzije: 350 x 275 x 400 mm, Zmogljivost rezervoarja: 1000 ml, Število rezervoarjev (1 x 25–70 µm, vklj. šoba 0.8 mm, 1 x 70–250 µm, vklj. šoba 1.2 mm): 2, Prostornina peskalne komore: 10 l, Teža (prazna) 1-rezervoar: 4,4 kg, Teža (prazna) 2-rezervoarja: 5,5 kg

RENFERT

Basic classic

Enota za fino peskanje z 2 rezervoarjema

Zaradi vitke oblike se lahko nahaja v najmanjšem prostoru. Ustrezna običajnim zahtevam tehnologije za zobno tehniko, na primer: Plemenita kovina in keramika z abrazivom z grobstvo 25-70 µm in 70-250 µm. Vedno osvetljena komora (4.800 Lux) zagotavlja optimalno konturo in prepoznavanje podrobnosti na ogrodjih. Popolnoma enoten pretok abraziva, abrazivna moč in "jet" vzorec. Učinkovito peskanje zmanjšuje stroške abraziva do 80%, zahvaljujoč abrazivnemu toku z optimalno mešanico zraka in peska, ne glede na napolnjenost rezervoarja.

Tehnične lastnosti

Delovni tlak: 1–6 bar, Maks. priključitveni tlak: 6-8 bar, Poraba zraka: 98 l/min pri 6 bar, Intenzivnost osvetlitve: 4800 Lux, Moč žarnice: 16 W, Dimenzije: 355 x 270 x 415 mm, Zmogljivost rezervoarja: 1000 ml, Število rezervoarjev (1 x 25–70 µm, vklj. šoba 0.8 mm, 1 x 70–250 µm, vklj. šoba 1.2 mm): 2, Prostornina peskalne komore: 14 l, Teža (prazna) 1-rezervoar: 5,4 kg, Teža (prazna) 2-rezervoarja: 6,5 kg



REF 29590000

2.458 €

1.844 €



REF 29492025

1.099 €

769 €



REF 29472025

1.280 €

960 €

AMANNGIRRBACH

giroform

Vrtalnik pin

Laserski žarek za enostavno pozicioniranje svedra. Držalo za plošče je gladko nastavljivo, kar zagotavlja varno in hitro delovanje. Držalo plošče se ob začetku vrtanja samodejno pritrdi: magnetno. Avtomatsko vrtanja zagotavlja enake izvrtine v ploščah (0,5 sekunde na cikel vrtanja). Ergonomsko nameščeni nastavljivi gumbi za visoko stopnjo udobja upravljanja in enostavno aktiviranje vrtanja. Vodilni utori zagotavljajo enostavno menjavo svedrov. Univerzalno držalo za plošče za vse velikosti in oblike osnovnih plošč Giroform z zaščito proti vrtenju.

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 250 x 183 x 370 mm, Teža: 9,6 kg, Hitrost motorja: 2.800 min-1, Laserski razred: 3A < 5mW



REF 176701

2.409 €

2.050 €

RENFERT

Top spin

Vrtalnik pin

Natančnost vrtanja $\leq 0,01$ mm zahvaljujoč prefinjeni tehnologiji. Motor z visokim navorom brez izgube moči pri vrtanju (8000 vrt/min). Izjemno enostavno vrtanje brez upora zahvaljujoč posebnimi geometriji svedra.

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 153 x 330 x 175 mm, Teža: 4 kg, Hitrost motorja: 8000 rpm, Laserski razred: 2, Primerno za svedre s premerom vretena: 3 mm (± 0.03 mm), Primerno za svedre dolžine: 34–46 mm,



REF 18400000

1.313 €

1.050 €

RENFERT

AUTO spin

Vrtalnik pin

Prihranek časa in stroškov zaradi manjše porabe mavca. Varno pozicioniranje in poravnava v zahtevnih situacijah odvisa zaradi inovativnega Renfert Level Controllerja. Prilagodljiva uporaba za skoraj vsako geometrijo plošč zaradi univerzalnega držala za plošče z varno dvojno fiksacijo.

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 180 x 368 x 275, Teža: 7,6 kg, Hitrost motorja: 8000 rpm, Laserski razred: 2, Laserska valovna dolžina: 630–680 nm, Izhodna moč laserja: 1 mW, Primerno za svedre s premerom vretena: 3 mm (± 0.03 mm), Primerno za svedre dolžine: 38–40 mm



REF 18600000

2.025 €

1.519 €

RENFERT

Vortex compact 3 L

Sesalna enota

Vortex compact 3L je naprava za mokro in suho sesanje prahu razreda L, posebej razvita za uporabo skupaj z opremo. Izjemna moč zaradi sesalne turbine s hitrostjo 1.200 W in maks. 3.700 l/min (12 9,50 cfm). 25-odstotno povečanje zmogljivosti filtra ob pritisku, na gumb. Optimalna zaščita pred drobnimi prašnimi delci (99,9-odstotna učinkovitost filtriranja) z uporabo dvofaznega filtrirnega sistema s finimi filtri razreda M; na voljo tudi i filtri H/Hepa (št. 900034410/-4420).

Tehnične lastnosti

Moč sesalne turbine: 1200 W, Prostorninski pretok (maks.): 3700 l/min, Maks. Depresija: 250 hPa, Kakovost filtra: M v skladu z EN 60335-2-69, Maks. priključitvena napetost za vtičnico za naprave: 2400 W, Teža (prazna): 10 kg, Dimenzije: 385 x 600 x 480 mm, Zmogljivost zbiralnika prahu 30 l



REF 29245000

827 €

578 €

RENFERT

SILENT TC2

Sesalec za dve delovni mesti

Zmogljiva sesalna enota brez vrečk z dvema neodvisno nadzorovanima sesalnima odprtinama, samodejnim čiščenjem filtra in dolgotrajnim kolektorskim motorjem. Konstantna sesalna moč zahvaljujoč samodejni ponovni nastavitvi. 3x daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi kolektorskimi motorji (zagotovljenih 1000 obratovnih ur). Nizek hrup delovanja max. 55 dB (A). Brez naknadnih stroškov zaradi zbiranja prahu brez vrečk. Učinkovito zmanjšanje prahu z uporabo velikega volumnskega pretoka (pribl. 4000 l/min.).

Tehnične lastnosti

Prostorninski pretok (maks.): 3980 l/min, Maks. depresija: 281 hPa, Tehnologija motorja: Kolektor, Tehnologija filtra: brez vrečk, Kakovost filtra: Razred M po EN 60335-2-69, Maks. dovoljena priključna moč vtične vtičnice: 2000 W, Min./maks. priključni tlak zunanji: 4,5–8 bar, Skupna priključna moč: 2850 W, Omrežna vhodna varovalka: 15 A(T), Število sesalnih cevi: 2, Raven zvočnega tlaka (LpA): 55 dB(A), Teža (prazen): 23 kg, Dimenzije: 285 x 535 x 540 mm, Notranji Ø sesalne armature: 45 mm, Zunanji Ø sesalne armature: 50 mm, Zbiralnik prahu: 7 l



REF 29360000

2.766 €

2.075 €

RENFERT

SILENT TC

Sesalec za eno delovno mesto

Zmogljiva ekstrakcijska enota brez vrečk s samodejnim čiščenjem filtra in dolgotrajnim kolektorskim motorjem. Brez naknadnih stroškov zaradi zbiranja prahu brez vrečk. Nizek hrup delovanja max. 54,3 dB (A). 3x daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi kolektorskimi motorji (zagotovljenih 1000 ur delovanja). Udobno upravljanje funkcije vklopa s kombinacijo tipk.

Tehnične lastnosti

Prostorninski pretok (maks.): 3980 l/min, Maks. depresija: 281 hPa, Tehnologija motorja: Kolektor, Tehnologija filtra: brez vrečk, Kakovost filtra: Razred M po EN 60335-2-69, Maks. dovoljena priključna moč vtične vtičnice: 2000 W, Skupna priključna moč: 2850 W, Omrežna vhodna varovalka: 15 A(T), Število sesalnih cevi: 1, Raven zvočnega tlaka (LpA): 54,3 dB(A), Teža (prazen): 22 kg, Dimenzije: 275 x 535 x 540 mm, Notranji Ø sesalne armature: 45 mm, Zunanji Ø sesalne armature: 50 mm, Zbiralnik prahu: 7 l



REF 29350000

2.139 €


1.658 €

RENFERT

SILENT EC2

Sesalec za dve delovni mesti

Zmogljiva ekstrakcijska enota brez vrečk z dvema neodvisno nadzorovanima sesalnima priključkoma, samodejnim čiščenjem filtra in tehnologijo EC motorja. Zanesljiv proizvodni proces s tehnologijo brezkrtačnega motorja EC (zajamčen čas delovanja 5000 ur delovanja). Konstantna sesalna moč zahvaljujoč samodejni ponovni nastavitvi. Nizek hrup delovanja max. 55 dB (A). Brez naknadnih stroškov zaradi zbiranja prahu brez vrečk. Intuitivno upravljanje vklj. kalibracija ročnika z velikim multifunkcijskim zaslonom.



Tehnične lastnosti

Prostorninski pretok (maks.): 3980 l/min, Maks. depresija: 257 hPa, Tehnologija motorja: EC, Tehnologija filtra: brez vrečk, Kakovost filtra: Razred M po EN 60335-2-69, Maks. dovoljena priključna moč vtične vtičnice: 1840 W, Skupna priključna moč: 3450 W, Omrežna vhodna varovalka: 15 A(T), Število sesalnih cevi: 2, Raven zvočnega tlaka (LpA): 55 dB(A), Teža (prazen): 18,5kg, Dimenzije: 285 x 535 x 540 mm, Notranji Ø sesalne armature: 45 mm, Zunanji Ø sesalne armature: 50 mm, Zbiralnik prahu: 7 l

REF 29370000

3.320 €

2.324 €

REITEL

LED COMFORT TABLE

Led luč za laboratorij

Sistem LED osvetlitve je brezstopenjsko nastavljen v svetlosti in barvni temperaturi od tople bele do hladne bele, kar uporabniku omogoča shranjevanje do treh nastavitvev svetlobe: hladna svetloba (pribl. 6.500 K – podobno kot dnevna). Topla svetloba (približno 3.000 K) ustvarja dobro počutje in zmanjšuje odsev na sijočih delih. S preusmeritvijo svetlobnih žarkov iz več kot 100.000 mikroleč se izognemo neprijetni svetlosti in dosežemo homogeno porazdelitev svetlobe. Elegančna oblika iz aluminija in visokokakovostni sintetični deli združujejo funkcionalne industrijske standarde in privlačno pisarniško zasnovo. Predel prizme je enostaven za čiščenje zaradi gladke površine. Vključuje artikularno roko za montažo na mizo. Brezstopenjska nastaviteljnost svetlosti in barvne temperature. Eleganten dizajn. Enostaven za uporabo.

Tehnične lastnosti

Tri nastavitve svetlobe, Mere (v/š/g): 31 / 564 / 198 mm, Barva svetlobe: bela, nastavitelna, Kot sevanja: pribl. 60°, Osvetlitev 0,5 m: 4.650 Lux, Osvetlitev 1,0 m: 1.322 Lux, Osvetlitev 1,5 m: 617 Lux, Material ohišja: aluminij



REF 19111000

1.220 €

1.003 €

RENFERT

Waxlectric I

Električni nož za vosek

Waxlectric I je profesionalni uvod v ponudbo električnih nožev za vosek. Točna nastavitve temperature zagotavlja nadzorovane delovne procese. Neposreden dostop do želenih delovnih temperatur s funkcijo programiranja. Hitro segrevanje in nizek prenos toplote na ročaj zahvaljujoč grelnemu elementu, ki je vgrajen v konico. Vgrajena držala omogočajo ergonomski dostop do ročnika in menjavo konic. Neposredna nastavitve najvišje ali najnižje temperature. 3-mestni LED zaslon, ki deluje pri dnevni svetlobi. Barvno kodiran za nadzorovano upravljanje ročnika.

Tehnične lastnosti

Izhodna moč: 5 W, Delovna temperatura min./ max.: 50–200 °C, Dolžina kabla ročnika: 85 cm, Dimenzije: 120 x 60 x 98 mm, Teža (z napajalno enoto): 430 g



REF 21560000

326 €

277 €

RENFERT

Waxlectric II

Električni nož za vosek

Točna nastavitve temperature zagotavlja nadzorovane delovne procese. Neposreden dostop do želenih delovnih temperatur s funkcijo programiranja. Hitro segrevanje in nizek prenos toplote na ročaj zahvaljujoč grelnemu elementu, ki je vgrajen v konico. Vgrajena držala omogočajo ergonomski dostop do ročnih nastavkov in menjavo konic. Neposredna nastavitve najvišje ali najnižje temperature. 3-mestni LED zaslon, ki deluje pri dnevni svetlobi. Z Waxlectric II lahko oba kanala nastave ločeno. Barvno kodiran za nadzorovano upravljanje ročnikov.

Tehnične lastnosti

Izhodna moč: 10 W, Delovna temperatura min./ max.: 50–200 °C, Dolžina kabla ročnika: 85 cm, Dimenzije: 150 x 60 x 98 mm, Teža (z napajalno enoto): 460 g



REF 21570000

445 €

378 €

NEW LIGHT 1

Zobotehnična luč

LIGHT 1 je zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve, ki so potrebne pri vsakodnevnem delu v zobotehničnem laboratoriju. Opremljen je z inovativno optično tehnologijo, ki zagotavlja osvetlitev delovnega območja brez primere.

Prednosti

- Največja natančnost in jasna vizualizacija najfinejših barvnih odtekov zahvaljujoč izjemni kakovosti barvnega upodabljanja (CRI 97 z razširjenim barvnim ujemanjem 14 barv)
- Enakomerja površinska svetlost s pravokotno osvetlitvijo zahvaljujoč visoki svetilnosti delovnega območja z visoko vrednostjo lumna.
- Briljantna površinska reprodukcija predmetov zahvaljujoč homogeni porazdelitvi svetlobe in visokim nivojem osvetlitve

Podobrobnosti

- Posebna tehnologija osvetlitve brez bleščanja omogoča osredotočeno delo brez utrujenosti
- Optimalen prikaz površinskih tekstur zahvaljujoč dobro uravnoteženi kombinaciji usmerjene svetlobe
- Modeliranje svetlobe z načini, ki so enostavni za uporabo. Prilagajanje načina osvetlitve različnih zahtevam.
- Udobno in zdravo delovno okolje z lučko brez „utripanja“



easy use



perfect view



Enostavna izbira željene funkcije svetilnosti

Tehnični podatki

Dimenzije min. (skrščena) (W x H x D)	645 x 515 x 235 mm // 25.4 x 20.3 x 9.25"
	660 x 88 x 310 mm // 26.0 x 3.5 x 12.2"
Dimenzije max. (raztegnjena) (W x H x D)	685 x 750 x 660 mm // 27.0 x 29.5 x 26.0"
	660 x 88 x 515 mm // 26.0 x 3.5 x 12.2"
Indeks barvne reprodukcije Ra / CRI	97.5
Indeks razširjenega barvnega upodabljanja Re / CRle	96
Vrednost bleščanja UGR	19

Temperatura barve (raven 1-5)	3500 – 6000 K 2700 – 6000 K
	A+
Intenzivnost osvetlitve (max., at 43 cm distance)	13000 lx
Skupni svetlobni tok Φ skupaj, lumni	3500 lm
Teža	3,7 kg // 8.16 lbs 2,9 kg // 6.39 lbs
Poraba moči	53 W

1.499 €

This page was intended to be empty and without content

Ta stran naj bi bila prazna in brez vsebine

RENFERT

Twister

Vakuumska mešalna enota

Visokohitrostna vakuumska mešalna enota z membransko črpalko za vakuumsko in osnovno mešalno funkcijo. Zanesljiva obdelava velikih količin zaradi visoke hitrosti. Enostaven in hiter vnos parametrov mešanja z uporabo velikega, zelo svetlečega zaslona. Zmanjšanje mehurčkov zaradi vakuumu, ki ga je mogoče regulirati od 70% do 100%. Lahko se uporablja za alginatne materiale za odtise in vse materiale dupliciranje in modeliranje, ki se uporabljajo v zobozdravstveni tehniki.

Tehnične lastnosti

Zmogljivost vakuumske črpalke: 16 l/min, maks. vakuum: 890 mba, Abs. tlak posode: 80 mbar, Zmanjšanje vakuumu: 70–100 %, Hitrost vrtenja: 100–450 rpm, Mere (stenska enota): 152 x 285 x 235 mm, Mere (Š x V x G) (s stojalom): 230 x 640 x 295 mm, Teža (brez posode): 5,2 kg

RENFERT

Twister evolution

Vakuumska mešalna enota

Zanesljiva obdelava velikih količin zaradi visoke hitrosti. Lahko se fleksibilno uporablja za mavčne in vložne materiale, materiale za dupliranje in alginatne materiale za odtise. Zmanjšanje mehurčkov zahvaljujoč vakuumu, ki ga je mogoče regulirati v korakih med 70% in 100%. Programabilen: Twister evolution ima več kot 100 programirljivih mešalnih programov po meri. Predspatulacija: funkcija predspatulacije zagotavlja dosledne rezultate, ne glede na to, ali je uporabljen mavec ali vložni material. Predvakuum: Neželenne reakcijske pline iz vložkov izloči predvakuumska funkcija pred glavnim časom mešanja. Glavni mešalni cikel: zmogljivi motorji Twister evolution brez težav vzdržujejo nastavljen hitrost mešanja s katerim koli materialom, stopnjo polnjenja in velikostjo posode.

Tehnične lastnosti

Zmogljivost vakuumske črpalke: 16 l/min, maks. vakuum: 890 mba, Abs. tlak posode: 80 mbar, Zmanjšanje vakuumu: 70–100 %, Hitrost vrtenja: 100–450 rpm, Mere (stenska enota): 152 x 285 x 235 mm, Mere (Š x V x G) (s stojalom): 230 x 640 x 295 mm, Teža (brez posode): 5,2 kg

RENFERT

Twister venturi

Vakuumska mešalna enota

Visokohitrostna vakuumska mešalna enota, vakuumska tehnologija Venturi in funkcije osnovnega mešanja. Zanesljiva obdelava velikih količin zaradi visoke hitrosti. Enostaven in hiter vnos parametrov mešanja z uporabo velikega, zelo svetlečega zaslona. Zmanjšanje mehurčkov zahvaljujoč dvema nastavitvama vakuumu 80 % ali 100 %. Lahko se fleksibilno uporablja za alginatne materiale za odtise in vse materiale za dupliranje in modeliranje, ki se uporabljajo v zobozdravstveni tehniki.

Tehnične lastnosti

Min./ maks. priključni dovod zraka: 4,5–6 barov, Zmogljivost vakuumske črpalke: 16 l/min, maks. vakuum: 890 mba, Abs. tlak posode: 80 mbar, Zmanjšanje vakuumu: 80 i 100 %, Poraba zraka: 28 l/min, Hitrost vrtenja: 100–450 rpm, Mere (stenska enota): 152 x 320 x 235 mm, Mere (Š x V x G) (s stojalom): 230 x 640 x 295 mm, Teža (brez posode): 4 kg



REF 18260000

1.519 €

1.215 €



REF 18280000

2.025 €

1.316 €



REF 18270000

1.203 €

902 €

REITEL

Vacuret digit

Vakuumska mešalna enota

VACURET DIGIT je primeren za homogeno mešanje mavca, vložnih materialov, silikonov ali alginatov, ki se uporabljajo v zobni tehniki. Dvojni filtrirni sistem ščiti vakuumsko črpalko pred vdorom onesnaževalcev, kar je še posebej uporabno, če nenamerno prenapolnite mešalno posodo. Montaža: Stenska, Opcijsko: stojalo



Tehnične lastnosti

Dimenzije: 180 x 150 x 300mm, Teža: 8, Hitrost: 150-600 rpm, Maks. Vakuum: 90%, Ohišje iz nerjavnega jekla

REF 10608100

2.080 €

1.768 €

OMEC

SD.84.96.00

Obrezovalnik modelov

Model-trimer je še posebej močan. Njegova pogonska gred se vrti na krogličnih ležajih. Njegova moč in visoka hitrost omogočata zelo dobro končno obdelavo mavčnih modelov. Enota ima varnostno stikalo in elektromagnetni ventil. Priložen je obojestranski brus iz karbidne trdine ali diamant, primeren za suho brušenje (SD.84.96.D.00).

Tehnične lastnosti

Moč: 1.100 W, Hitrost motorja: 2.800 G/min, Dimenzije: 30x40x32 cm, Teža: 14 Kg



REF SD.84.96.00

895 €

698 €

REITEL

ROTOGRIND NT Set

Obrezovalac mavca vklj. popolnoma prevlečena diamantna brusilna plošča »srednja«

Zmogljiv mokri trimer ROTOGRIND NT, ki ga je mogoče spremeniti v suho delovanje, je opremljen s tihim brezkrtačnim motorjem. ROTOGRIND NT lahko preprosto preklpite s suhega na mokro obrezovanje. Disk je vedno očiščen in se nikoli ne zamaši (tudi po suhem rezanju) zaradi patentirane tehnologije mokrega izpiranja. Plošča: Kurund »Klett«

Tehnične lastnosti

Posebno čiščenje diska, Odstranljiv sprednji pokrov, Avtomatska zaustavitev in zaviranje motorja pri odpiranju ohišja, Stalni nadzor količine vode, Preobremenitveni rele in varnostna varovalka v primeru izpada električne energije, Višina/širina/globina: 350/350/470 mm, Širina/globina odtisa: 200/250 mm, Teža: 22 kg, Hitrost: 3.000 vrt/min, Premer diska: 250 mm, Ohišje: nerjaveče jeklo



REF 43299000

2.380 €

2.023 €

REITEL

VIBROMAT

Vibrator

Vibrator VIBROMAT je namenjen enakomernemu in homogenemu vibriranju materialov. Intenzivnost lahko nadzirate z dvema spremenljivima frekvencama vibriranja. Gumijasti pladenj se enostavno odstrani za čiščenje.

Tehnične lastnosti

Vibracijska plošča, Pralni gumijasti pladenj, Močan nihajoči magnet, Intenzivnost tresljajev je zvezno nastavljiva znotraj obeh frekvenc tresljajev, Višina/širina/globina: 125/300/170 mm, Teža: 6 kg, Frekvence/min.: 3.000 in 6.000, Intenzivnost: brezstopenjsko, nastavljiva, Ohišje: nerjaveče jeklo



REF 14002000

640 €

544 €

OMEC

VIBR-X-15

Vibrator

Vibrator za investicije, ki je bil preučen tako, da omogoča navpične vibracije, katerih jakost je dobro nadzorovana z elektronskim vezjem. Njegove nogice v obliki skodelice zagotavljajo stabilnost. Na voljo so trije modeli različnih velikosti in moči. Njegova gumijasta odstranljiva miza omogoča dobro čiščenje.

Tehnične lastnosti

Moč: 80 W , Dimenzije: 16 x 13 cm , Teža: 5 kg



REF VIBR-X-15

332 €

258 €

OMEC

VIBR-X-24

Vibrator

Vibrator za investicije, ki je bil preučen tako, da omogoča navpične vibracije, katerih jakost je dobro nadzorovana z elektronskim vezjem. Njegove nogice v obliki skodelice zagotavljajo stabilnost. Na voljo so trije modeli različnih velikosti in moči. Njegova gumijasta odstranljiva miza omogoča dobro čiščenje.

Tehnične lastnosti

Moč: 150 W , Dimenzije: 25 x 15 x 12 cm , Teža: 10 kg



REF VIBR-X-24

378 €

294 €

OMEC

VIBR-X-34

Vibrator

Vibrator za investicije, ki je bil preučen tako, da omogoča navpične vibracije, katerih jakost je dobro nadzorovana z elektronskim vezjem. Njegove nogice v obliki skodelice zagotavljajo stabilnost. Na voljo so trije modeli različnih velikosti in moči. Njegova gumijasta odstranljiva miza omogoča dobro čiščenje.

Tehnične lastnosti

Moč: 200 W , Dimenzije: 35 x 25 x 13 cm , Teža: 10 kg



REF VIBR-X-34

541 €

421 €

OMEC

PI.88.00

Hidravlična preša

Hidravlični krog je popolnoma vodotesen in ne potrebuje servisiranja.



Tehnične lastnosti

Največja moč: 15.000 Kg, Razmak med stebri: 12 cm, Razmak med ploščami: 25 cm, Dimenzije: 20x19x50h cm, Teža: 21 Kg

REF PI.88.00

698 €

544 €

OMEC

GP.92.4.00

Parni čistilec

Čistilnik na mokro paro s pritiskom 3,5 bar. Enota ima 4-litrski rezervoar iz nerjavečega jekla (tip AISI 304), manometer za spremljanje tlaka v rezervoarju, varnostni pokrov in odtočno pipo, ki omogoča čiščenje rezervoarja. Enota je v skladu s standardom PED 97/23 (Direktiva o tlačni opremi). Polnjenje rezervoarja z vodo je ročno.

Tehnične lastnosti

Prostornina rezervoarja: 4 L, Največji pritisk: 3,5 bara, Dimenzije: 27x35x40 cm, Teža: 14 Kg



REF GP.92.4.00

1.150 €

897 €

REITEL

SUPERSTEAM

Parni čistilec z ročnim polnjenjem

Višji tlak pare 6 barov in nasičena mokra para zagotavljata podaljšano učinkovitost čiščenja. SUPERSTEAM dodatno vključuje funkcijo ekstrakcije voska z vročo vodo za odstranjevanje lepljivega voska, predmete pa lahko nato posušite z zrakom. Čistilne ščetke preprosto pritrdite na parno pištolo s pomočjo Luer-Lock priključka.

Tehnične lastnosti

Preprosto ročno polnjenje in velik rezervoar, Spremenljiv tlak, vlaga in količina pare, Curek vroče vode, Funkcija stisnjenega zraka za sušenje predmeta, Enostavno upravljanje z eno roko, Manometer, Višina/širina/globina: 420/270+30/350 mm, Teža: 14 kg, Temperatura: 160 °C, Tlak: 6 barov, Prostornina: 5 l, Vlaga + količina: zvezno nastavljiva, Polnjenje: ročno polnjenje, Ohišje: nerjaveče jeklo



REF 14201000

2.750 €

2.338 €

REITEL

STEAMY MINI

Parni čistilec

STEAMY MINI je zasnovan predvsem za laboratorije. Zaradi svoje kompaktne zasnove zahteva le malo prostora. Maščobe, lepljivi vosek, lužilna sredstva, različna onesnaženja in lepila se nežno odstranijo, ne da bi pri tem prizadeli sam predmet. Trdovratno umazanijo na težko dostopnih mestih enostavno odstranite s patentiranimi čistilnimi ščetkami za notranje in zunanje čiščenje. Dodatne možnosti so različne velikosti šob (1,5 mm in 2,5 mm) ali čistilno sito za čiščenje zob.

Tehnične lastnosti

Preprosto ročno polnjenje, Ena stopnja pare, Nastavljiv tlak, Enostavno upravljanje, Kompaktna oblika, Višina/širina/globina: 280/290+40/330 mm, Teža: 8 kg, Temperatura: 150 °C, Tlak: 4,5 bar, Prostornina: 3,5 l, Ohišje: nerjaveče jeklo



REF 10904000

1.450 €

1.160 €

REITEL

TRONADA

Parni čistilec z avtomatskim polnjenjem

TRONADA ima vgrajeno črpalko, ki zagotavlja samodejno dolivanje vode, zato se lahko delo nadaljuje brez prekinitev. REITEL priporoča bodisi uporabo dekalificirane vode v parnem čistilniku ali alternativno napravo za mehčanje vode DELIMER COMFORT med TRONADO in glavnim vodovodom.

Tehnične lastnosti

Samodejno polnjenje preko integrirane vodne črpalke, Spremenljiv tlak, vlaga in količina pare, Curek vroče vode, Funkcija stisnjenega zraka, Enostavno upravljanje, Manometer, Tlak vode: max. 4 bari, Višina/širina/globina: 420/300+30/350 mm, Teža: 15 kg, Temperatura: 160 °C, Tlak: 6 barov, Prostornina: 5 l, Vlaga + količina: zvezno nastavljiva, Polnjenje: avtomatsko, Ohišje: nerjaveče jeklo



REF 10101000

3.480 €

2.958 €

OMEC

WIZARD.60

Laserski varilec

Wizard je idealen laserski varilec za zobozdravstvene, zlatarske laboratorije in laboratorije za očala. Združuje zelo visoko delovno moč, nizko porabo in dolgo življenjsko dobo sijalke. Gre za majhno napravo, ki pa ima zmogljiv sistem vodnega in zračnega hlajenja. Ima 7" zaslon na dotik in krmilno palčko za izbiro parametrov varjenja. Široka komora je lahko dostopna zaradi velikih sprednjih vrat in je osvetljena s hladnimi led lučmi. Aparat je opremljen z 10-kratnim stero-mikroskopom Leica z naklonom 45° in spletno kamero, ki je nameščena na njegovi vidni osi, s katero je mogoče na zaslonu spletne kamere videti vse predmete, ki se varijo.

Tehnične lastnosti

Energija: 60J , Maksimalna moč: 60J: 4,5 kW , Dimenzije: 35x63x45 cm, Teža: 40 Kg



REF WIZARD.60

11.000 €

10.100 €

* PREVERITE SEZONSKE AKCIJE NA SPLETNI STRANI WWW.PRODENT.SI

W&H

Pefecta 300

Laboratorijski mikromotor, kolenska izvedenka

Pogon naprej/nazaj. Učinkovit motorni ročnik. Ergonomsko upravljanje s pomočjo kontrole delovanja. Prosto in sproščeno delo. Samodejni programi. Motor »E-type« z ISO priključkom. 24 mesecev garancije. Na voljo v: Namizni, kolenski in nožni različici.

Tehnične lastnosti

Ročnik: 5,5 Ncm 1.000 – 40.000 vrt./min, Brezkrtačni motor, Primerno za svedre: Ø 2,35 mm, Opcijsko: Različica »E-Type« z ISO priključkom, Samodejno: bistabilni način



REF 14933100

1.692 €

1.269 €

W&H

Pefecta 600

Laboratorijski mikromotor, kolenska izvedenka

Prihranek časa zaradi integrirane funkcije zračnega izpihovanja (Perfecta 600). Učinkovit motorni ročnik. Ergonomsko upravljanje s pomočjo kontrole delovanja. Prosto in sproščeno delo. Samodejni programi. 24 mesecev garancije. Na voljo v: Namizni, kolenski in nožni različici.

Tehnične lastnosti

Ročnik 7,5 Ncm 1.000 – 50.000 vrt./min, Brezkrtačni motor, Primerno za svedre: Ø 2,35 mm, Funkcija zračnega izpihavanja, Samodejno: bistabilno delovanje/ regulacija hitrosti, Pogon naprej/nazaj

W&H

Pefecta 900

Laboratorijski mikromotor, kolenska izvedenka, notranji rezervoar za vodo

Prihranek časa zaradi integrirane funkcije zračnega izpihovanja. Nežen, učinkovit, nizki tresljaji med delovanjem, visokohitrostni ročnik s 100.000 vrt./min. Učinkovit motorni ročnik s 7 Ncm. Optimalno hlajenje s priklonim trojnim pršenjem. Ergonomsko upravljanje s pomočjo kontrole delovanja. Prosto in sproščeno delo. Avtomatski programi. 24 mesecev garancije. Na voljo v: Namizni, kolenski in nožni različici. Na voljo z: notranjim rezervoarjem za vodo ali zunanjem dovodom vode.

Tehnične lastnosti

Visokohitrostni ročnik 0,7 Ncm 5.000 – 100.000 rpm, Primerno za svedre: Ø 1,6 mm, Opcijsko: ročnik 7,8 Ncm 1.000 – 50.000 rpm, Primerno za svedre: Ø 2,35 mm, Brezkrtačni motor, Funkcija zračnega izpihavanja, Samodejno: bistabilno delovanje/nadzor hitrosti, Pogon naprej/nazaj

W&H

Ročnik LA-66

Ročnik z motorjem LA-66

Ročnik z motorjem za perfecto 900

Tehnične lastnosti

Ročnik 7,8 Ncm 1.000 – 50.000 rpm, Primerno za svedre: Ø 2,35 mm

W&H

Kabel za ročnik LA-66

Kabel

Primerno za ročnik LA-66

Tehnične lastnosti

Dolžina kabla: 1,8 m



REF 14936100

2.209 €

1.657 €



REF 14939400

2.533 €

1.900 €



REF 5201200

1.158 €

869 €



REF 5116500

172 €

129 €



GC

Labolight DUO

Lučka za kompozite

Labolight DUO strdi vse svetlobno polimerizirane dentalne kompozitne materiale (tj. GRADIA® gumi shades, OPTIGLAZE™ Color in OPTIGLAZE™) z uporabo nove LED tehnologije, ki zagotavlja visoko energijsko učinkovitost pri polimerizaciji. S svetlobo iz vseh smeri Labolight DUO skrajša čas strjevanja na premaznem materialu (in ga celo naredi tršega). Tehnologija LED zagotavlja nižje stroške delovanja in ni potrebe po menjavi žarnic. Prihrani delovni prostor s prilagajanjem 2 funkcij v 1 enoti.

Tehnične lastnosti

Število izvora svetlobe: Modra LED 12, Vijolična LED 3, Valovna dolžina: Modra LED 465 - 485 nm, Vijolična LED 390 - 400 nm, Razpon valovne dolžine: 380 - 540 nm, Dimenzije (zaprta vrata): 159 x 290 x 297 mm, Dimenzije (odprta vrata): 159 x 307 x 418 mm, Teža: 5,4 kg

REF 10001246

3.067 €

2.147 €

DENTSPLY SIRONA

inEos X5

Ekstraoralni skener

Omrežna povezava: prek skenerja PC: LAN / WiFi (izbirno). Tehnologija skeniranja inEos X5 omogoča izboljšano vodenje uporabnika, da postane tudi najbolj zapletena naloga digitalizacije uporabniku prijazna in intuitivna. Zlasti v primeru digitalnih zobnih protez je skener idealen za natančen zajem vseh pomembnih informacij iz funkcionalnih odtisov in registracijo ugriza. Dobava vključuje CAM-CAM računalnik, miško in tipkovnico in NE vključuje monitorja. Ob naročilu je potrebno določiti sklop željenih programskih sklopov (niso vključeni v dobavi).



REF 6324649

21.980 €

15.386 €

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 474 x 735 x 460 mm, Teža: 40 kg, Tehnika skeniranja: Digitalna projekcija svetlobnega traku, Material za skeniranje: vsi pogosto uporabljeni odlitki zobnih modelov (razen močno vpojnih, odbojnih ali prozornih materialov), Vmesniki: USB 2.0

DENTSPLY SIRONA

MC X5

5-osna rezkalna enota

inLab MC X5 je univerzalna 5-osna proizvodna enota za mokro in suho proizvodnjo blokov in diskov. Zasnovan je bil tako, da izpolnjuje zobozdravstvene zahteve v laboratorijih in se osredotoča na ekonomične in učinkovite proizvodne procese. Izkoristite široko paleto materialov in lahko izbirate med visokokakovostnimi materiali družbe Dentsply Sirona in njenih partnerjev za materiale CAD/CAM, za katere so optimizirani proizvodni procesi inLab MC X5. Je popolno dopolnilo komponentam inLab inEos X5 in programski opremljen inLab, lahko pa se uporablja tudi za obdelavo drugih podatkov o restavracijah STL, vključno z restavracijami, podprtimi z vsadki, s kanali za dostop do vijakov. Ker ima enoto svoj modul CAM, jo je mogoče fleksibilno povezati z drugimi CAD sistemi. InLab MC X5 se lahko uporablja za suho ali mokro proizvodnjo, odvisno od materiala in indikacije. Zaradi več kot trideset let izkušenj pri mokri obdelavi steklokeramike je to najboljši profesionalni stroj za mokro brušenje popolnoma oblikovanih restavracij iz monolitnih materialov končne trdnosti. Izmenjava med mokro in suho proizvodnjo, na primer od steklokeramike do cirkonija, je hitra in enostavna.

Tehnične lastnosti

Dovod komprimiranega zraka (najmanj): 7,0 bar, Pretok stisnjenega zraka (najmanj): 50 l/min, Kratkotrajni pretok stisnjenega zraka: 100 l/min, Pripočljiv pretok zraka za suho rezkanje: 80 l/min, Dimenzije: 629 x 795 x 575 mm, Teža: 87 kg



REF 6468560

42.000 €

29.400 €

DENTSPLY SIRONA

inLabPC

CAD-CAM računalnik

Dobava brez monitorja

Tehnične lastnosti

Računalnik za CAD-CAM Dentsply Sirona



REF 6370360

3.840 €

3.456 €

DENTSPLY SIRONA

inLab sesalna enota

Sesalna enota za MC X5

Tehnične lastnosti

Primerna za delovanje z rezkalno enoto MC X5



REF 6385129

1.780 €

1.513 €

DENTSPLY SIRONA

inLab SW Basic Modul

Program za oblikovanje

Omogoča oblikovanje inlejev, onlejev, lusk, kron, mostičkov, ogradij, kap, večplastnih restavracij in modelov, Aktivira vsa orodja za oblikovanje kot kot tudi virtualni artikulater in možnosti Smile Design, Zagotavlja tudi dostop do portala Connect Case Center.

Tehnične lastnosti

Program za CAD-CAM Dentsply Sirona



REF 6788058

3.560 €

2.314 €

DENTSPLY SIRONA


inLab SW Implantology Modul

Program za oblikovanje

Omogoča oblikovanje posameznih abutmentov, večplastnih struktur na abutmentih, mostičkov in gredi z direktnim vijačenjem, kirurških vodil kot tudi uporabe »Open Implantat GALILEOS«.

Tehnične lastnosti

Program za CAD-CAM Dentsply Sirona



REF 6563709

1.780 €

1.157 €

DENTSPLY SIRONA


inLab SW Removables Modul

Program za oblikovanje

Omogoča oblikovanje teleskopov, protez, gredi, polzila in odlitkov modela

Tehnične lastnosti

Program za CAD-CAM Dentsply Sirona



REF 6563717

1.780 €

1.157 €

DENTSPLY SIRONA

inLab SW Interface

Program za oblikovanje

Omogoča uvoz skeniranih podatkov v formatu STL; izvoz obnovitvenih podatkov v STL/ format XML; izvoz skeniranih podatkov v formatu 3Shape; izvoz modelov v formatu STL; izvoz podatkov/modelov skeniranja Connect v format STL.

Tehnične lastnosti

Program za CAD-CAM Dentsply Sirona



REF 6563725

3.560 €

2.314 €

IVOCLAR

PM3

5-osna rezkalna enota

Visoka natančnost in dosledni rezultati. Intuitivno upravljanje in zaslon na dotik. Integriran CNC PC in inteligentno upravljanje stroja. Samodejno mokro in suho delovanje. Oba stroja, PrograMill PM3 in PM5, zagotavljata idealna zmogljivost za digitalni zobni laboratorij. Te enote so primerne za mokro in suho obdelavo, in ponujajo široko paleto materialov in indikacij.

Tehnične lastnosti

Magazin za materiale: 1 disc / IPS e.matrix držalo, Procesiranje blokov/diskov, Avtomatska menjava orodja: 13, Harmoničen pogon, Servomotor, Vpenjalni sistem z ničelno točko, Vreteno: Jager 390 W / 60.000 rpm, Avtomatska kalibracija aparata: opcijsko, Notranji računalnik, HD zaslon, Teža: 195 kg, Dimenzije: 695 x 870 x 818 mm



REF 689238

41.900 €

35.615 €

IVOCLAR

PM5

5-osna rezkalna enota

Visoka natančnost in dosledni rezultati. Intuitivno upravljanje in zaslon na dotik. Integriran CNC PC in inteligentno upravljanje stroja. Samodejno mokro in suho delovanje. Oba stroja, PrograMill PM3 in PM5, zagotavljata idealna zmogljivost za digitalni zobni laboratorij. Te enote so primerne za mokro in suho obdelavo, in ponujajo široko paleto materialov in indikacij.

Tehnične lastnosti

Magazin za materiale: 5 disc / IPS e.matrix držalo, Procesiranje blokov/diskov, Avtomatska menjava orodja: 13, Harmoničen pogon, Servomotor, Vpenjalni sistem z ničelno točko, Vreteno: Jager 390 W / 60.000 rpm, Avtomatska kalibracija aparata: opcijsko, Notranji računalnik, HD zaslon, Teža: 215 kg, Dimenzije: 695 x 979 x 818 mm



REF 689239

56.900 €

48.365 €

IVOCLAR

PM7

5-osna rezkalna enota

Visoka natančnost in dosledni rezultati. Intuitivno upravljanje in zaslon na dotik. Integriran CNC PC in inteligentno upravljanje stroja. Samodejno mokro in suho delovanje. Oba stroja, PrograMill PM3 in PM5, zagotavljata idealna zmogljivost za digitalni zobni laboratorij. Te enote so primerne za mokro in suho obdelavo, in ponujajo široko paleto materialov in indikacij. 970 W moči zagotavlja odlično rezkanje širokega spektra materialov. Servo motorji zagotavljajo izjemno hitrost. Intuitivno upravljanje prek zaslona na dotik. Integriran CNC PC in inteligentno upravljanje stroja. Ionizator in samodejno samočistilno aktivno sesanje zraka pomagata ohranjati komoro čisto.

Tehnične lastnosti

Magazin za materiale: 5 disc / IPS e.matrix držalo, Procesiranje blokov/diskov, Avtomatska menjava orodja: 20, Harmoničen pogon, Servomotor, Vpenjalni sistem z ničelno točko, Vreteno: Jager 970 W / 60.000 rpm, Avtomatska kalibracija aparata: opcijsko, Notranji računalnik, HD zaslon, Teža: 220 kg, Dimenzije: 695 x 979 x 818 mm



REF 689240

74.900 €

63.665 €

IVOCLAR

PrograMill DRY

5-osna rezkalna enota

Idealen za izdelavo restavracij iz cirkonijevega oksida, npr. IPS e.max ZirCAD Prime. Primerno za rezkanje akrila. Avtomatski menjalnik orodja (16 orodij). Prilagodljiva namestitvev v laboratoriju: potrebno malo prostora. Vgrajen sistem za hitro vpenjanje. Enostavna menjava materialov brez orodja. Hitro in uporabniku prijazno rokovanje.

Tehnične lastnosti

Vreteno: SFK 500 W 60.000, Dimenzija: 545 x 450 x 630 mm, Teža: 91 kg, Koračni motor, Avtomatska menjava orodja: 16



REF 746261

19.820 €

16.847 €

IVOCLAR

PrograMill CAM Set

Dodatki za rezkalne enote PM serije

Programska oprema za PM rezkalne enote

Tehnične lastnosti

Set: Programil CAM, ki vključuje RFID zapisovalnik/bralnik



REF 691953

4.900 €

IVOCLAR

PrograMill Base Set

Dodatki za rezkalne enote PM serije

Programill nosilna omara za PM serije rezkalnik enot.



REF 689970

6.760 €

IVOCLAR

P310 G2

Peč za keramiko

Barvni zaslon na dotik s tipkovnico, zaprto z membrano. Tehnologija dušilca QTK2 s spodnjim reflektorjem iz SiC. OSD z indikatorjem napredka. Enostavno upravljanje zaradi sodobnega koncepta upravljanja. Individualni programi: 300/20. Prednastavljen program Ivoclar. Tehnologija varčevanja z energijo. Integrirani vzdrževalni in diagnostični programi (npr. grelec, vakuum itd.). Sistem za premostitev kratkih izpadov napajanja. Posodobitev programske opreme preko USB ključka in kabla. IoT povezljivost. Poročila. Integrirano držalo za klešče. Velik pladenj za hlajenje. USB priključki: 1.

Tehnične lastnosti

Končni vakuum: < 50 mbar, Uporabljajte samo preizkušene Ivoclar vakuumske črpalke, Mera zaprte peči: 495 x 320 x 390 mm, Višina (s hladilnim pladnjem): 320 mm, Mere komore: 90 x 80 mm, Maks. Temperatura: 1200 °C, Teža 15,6 kg, Garancija: 2 leti

IVOCLAR

P510 G2

Peč za keramiko

Barvni zaslon na dotik s tipkovnico, zaprto z membrano. Tehnologija dušilca QTK2 s spodnjim reflektorjem iz SiC. OSD z indikatorjem napredka. Programirana infrardeča tehnologija (IRT). Enostavno upravljanje zaradi sodobnega koncepta upravljanja. Individualni programi: 500/20. Prednastavljen program Ivoclar. Tehnologija varčevanja z energijo. Integrirani vzdrževalni in diagnostični programi (npr. grelec, vakuum itd.). Sistem za premostitev kratkih izpadov napajanja. Posodobitev programske opreme preko USB ključka in kabla. IoT povezljivost. Poročila. Upravitelj slik prek aplikacije za prenosni računalnik/PC/Programat.....

Tehnične lastnosti

Končni vakuum: < 50 mbar, Uporabljajte samo preizkušene Ivoclar vakuumske črpalke, Mera zaprte peči: 495 x 320 x 395 mm, Višina (s hladilnim pladnjem) : 320 mm, Mere komore: 90 x 80 mm, Maks. Temperatura: 1200 °C, Teža 18,7 kg, Garancija: 3 leta

IVOCLAR

P710 G2

Peč za keramiko

..... Vgrajene multimedijske funkcije. Vgrajen pomočnik za kopiranje programa. Digitalni asistent za senčenje (DSA). Postopek zapiranja, ki ga nadzoruje IRT. Predsušenje pod nadzorom IRT. Hladilni proces pod nadzorom IRT. Pomočnik za prilagajanje sijaja. Bluetooth funkcija. Samodejna kalibracija temperature z dvojnim območjem (ATK2). Integrirano držalo za klešče. Velik pladenj za hlajenje. USB priključki: 3. Čitalec SD kartice.

Tehnične lastnosti

Končni vakuum: < 50 mbar, Uporabljajte samo preizkušene Ivoclar Vivadent vakuumske črpalke, Mera zaprte peči: 495 x 320 x 395 mm, Višina (s hladilnim pladnjem) : 320 mm, Mere komore: 90 x 80 mm, Maks. Temperatura: 1200 °C, Teža 18,7 kg, Garancija: 3 leta



REF 747825

5.105 €

4.339 €



REF 747827

6.840 €

5.814 €



REF 747829

8.800 €

7.480 €

IVOCLAR

VP3 easy

Dodatki za peč za keramiko P xxx G2 serije

Membransko črpalco odlikuje majhna teža in majhne dimenzije,

Tehnične lastnosti

Moč vakuuiranja: 14 NL/min, Končni vakuum: pod 20 mbar, Dimenzije: 271 x 140 x 156 cm, Teža: 6,6 kg



REF 594554

~~891 €~~

757 €

IVOCLAR

VP5

Dodatki za peč za keramiko P xxx G2 serije

Črpalca se ponaša z zelo visoko hitrostjo pretoka. Poleg tega ga odlikuje sodoben dizajn in ročaj za prenašanje za priročno prestavljanje,

Tehnične lastnosti

Moč vakuuiranja: 15 l/min, Končni vakuum: cca. 20 mbar, Dimenzije: 415 x 112 x 230, Teža: 8 kg



REF 666308

~~1.360 €~~

1.156 €

IVOCLAR

EP3010

Press in keramična peč

Optični prikaz stanja (OSD). Power Fail Save System premosti prekinitve napajanja. 300 individualnih programov žganja in 20 individualnih programov stiskanja. Velik hladilni pladenj z ločeno hladilno rešetko. Integrirano držalo za žganje. Odstranljiva glava peči za enostaven transport in vzdrževanje. Vakuumska tehnologija z dvojnimi ventilom. Tehnologija varčevanja z energijo. Način delovanja za velike laboratorije. Pomočnik za vakuumske parametre (VPA). Izbirni zvočni signali in melodije. Velik indikator preostalega časa. Programska oprema PrograBase vzpostavi povezavo z osebnim računalnikom. Raznolikost vzdrževalnih in diagnostičnih programov.

Tehnične lastnosti

Podatki o vakuumski črpalci Max. Poraba energije: 250 W, Končni vakuum: < 50 mbar, Uporabljajte samo preizkušene Ivoclar Vivadent vakuumske črpalke, Mera zaprte peči: 465 x 320 x 550 mm, Višina (s hladilnim pladnjem) : 390 mm, Dimenzija komore: 90 x 80 mm, Maks. Temperatura: 1.200 °C, Teža: 18,3 kg



REF 747831

~~10.205 €~~

8.674 €

IVOCLAR

EP5010

Press in keramična peč

Posodobitev programske opreme prek WLAN ali USB ključka. Vakuumska tehnologija z dvojnimi ventilom. Power Fail Save sistem za premostitev kratkih prekinitev napajanja. Raznolikost vzdrževalnih in diagnostičnih programov. Programska oprema PrograBase vzpostavi povezavo z osebnim računalnikom. Brezžični prenos podatkov preko WIFI. LAN, USB in avdio priključki ter integriran čitalnik SD. Diagnostika na daljavo preko podatkovne datoteke ali interneta. Multimedijske funkcije (fotografije, videi, glasba). 500 individualnih programov žganja in 20 individualnih programov stiskanja. Velik hladilni pladenj z ločeno hladilno rešetko. Integrirano držalo za žganje. Čitalec kartic SD za prenos slik.

Tehnične lastnosti

Podatki o vakuumski črpalki Max. Poraba energije: 250 W, Končni vakuum: < 50 mbar, Uporabljajte samo preizkušene Ivoclar Vivadent vakuumске črpalke, Mera zaprte peči: 495 x 320 x 550 mm, Višina (s hladilnim pladnjem) : 395 mm, Dimenzija komore: 90 x 80 mm, Maks. Temperatura: 1.200 °C, Teža: 20,5 kg



REF 747833

13.500 €

11.475 €

IVOCLAR

CS 2

Glazirna in kristalizacijska peč

Barvni zaslon na dotik in preizkušena tipkovnica, zatesnjena z membrano. Tehnologija dušilca QTK2 s spodnjim reflektorjem iz SiC. Enostavno upravljanje; posebej razvit za uporabo v zobozdravstveni praksi. Samodejna kalibracija temperature z dvojnimi območjem (ATK2). Diagnostika na daljavo preko interneta, e-pošte in podatkovnih dnevniških datotek. Posodobitve programske opreme prek ključka USB. Tehnologija za varčevanje z energijo. OSD zaslon. Integrirano držalo za klešče. Vakuumska tehnologija z dvojnimi ventilom.

Tehnične lastnosti

Dimenzije zaprte peči: 465 x 320 x 320, Višina (s hladilnim pladnjem): 390 mm, Dimenzije komore: 90 x 80 mm, Maks. temperatura: 1200 °C, Teža: 15,6 kg



REF 645986

5.335 €

4.535 €

NABERTHERM

LHT 01/16 Turbo Fire

Peč za visoko temperaturno hitrostno sintranje

Šest visokokakovostnih grelnih elementov iz molibdenovega disilicida nudi zelo dobro zaščito pred kemičnimi interakcijami med nabojem in grelnimi elementi. Zelo dobra enakomernost temperature zaradi vsestranskega ogrevanja komore peči. Ohišje z dvojno lupino iz teksturiranih nerjavnih jeklenih plošč z dodatnim ventilatorskim hlajenjem za nizko površinsko temperaturo. Izključna uporaba izolacijskih materialov brez kategorizacije po Uredbi ES št. 1272/2008 (CLP). Obseg dobave vključuje začetni set za polnjenje na enem nivoju. Natančen, motoriziran zobati jermenski pogon mize z gumbnim upravljanjem. V eni uri je mogoče sintrati 1 - 3 posamezne krone. Uporaben za hitro sintranje surovcev vseh vodilnih proizvajalcev. Odvod zraka v strehi. Termočlen tipa S. Krmilnik z upravljanjem na dotik P580 (50 programov z vsakimi 40 segmenti), 2 prednastavljena vzorčna programa.



Tehnične lastnosti

Maksimalna temperatura: 1600 °C, Dimenzija delovnega območja: 65 x 65 x 30 mm, Maksimalno enot: 5, Zunanje dimenzije: 295 x 405 x 565 mm, Teža: 25 kg, Čas gretja: 20 min3, Tmax 1.600°C

REF LHB006WN1

11.370 €

9.664 €

NABERTHERM

LHT 01/17 LB Speed

Peč za sintranje z dvizžno mizo

Komora s prostornino 1 ali 2 litra. Visokokakovostni grelni elementi iz molibdenovega disilicida nudijo zelo dobro zaščito pred kemičnimi interakcijami med nabojem in grelnimi elementi. Odlična enakomernost temperature zahvaljujoč tristranskemu (LHT 02/17 LB Speed) ali štiristranskemu (LHT 01/17 LB Speed) ogrevanju komore peči. Ohišje z dvojno lupino iz teksturiranih nerjavnih jeklenih plošč z dodatnim ventilatorskim hlajenjem za nizko površinsko temperaturo. Izključna uporaba izolacijskih materialov brez kategorizacije po Uredbi ES št. 1272/2008 (CLP). Obseg dobave vključuje začetni set za polnjenje na enem nivoju. Natančen, motoriziran zobati jermenski pogon mize z gumbnim upravljanjem. Funkcija prisilnega hlajenja s samodejnim postopnim odpiranjem od prednastavljene temperature. Odvod zraka v strehi. Termočlen tipa S. Uporaben za sintranje surovcev vseh vodilnih proizvajalcev. Funkcija sušenja: ob zagonu programa se miza premakne v položaj sušenja in se samodejno zapre pri 500°C. Krmilnik z upravljanjem na dotik P580 (50 programov z vsakimi 40 segmenti), 2 prednastavljena vzorčna programa.

Tehnične lastnosti

Maksimalna temperatura: 1650 °C, Dimenzija delovnega območja: 75 x 110 x 60 mm, Maksimalno enot: 30, Zunanje dimenzije: 350 x 590 x 695 mm, Teža: 45 kg, Čas gretja: 30 min3, Tmax: 1.600°C



REF LHB157WN3

11.140 €

9.469 €

NABERTHERM

LHT 01/17 D

Visoko temperaturna peč za sintranje

Komora s prostornino 1 ali 4 litre. Posebni grelni elementi iz molibdenovega disilicida nudijo zelo dobro zaščito pred kemičnimi interakcijami med nabojem in grelnimi elementi. Ohišje z dvojno lupino iz teksturiranih nerjavnih jeklenih plošč z dodatnim ventilatorskim hlajenjem za nizko površinsko temperaturo. Izključna uporaba izolacijskih materialov brez kategorizacije po Uredbi ES št. 1272/2008 (CLP). Obseg dobave vključuje začetni set za polnjenje na enem nivoju. Nastavljiv dovod zraka. Komoro peči je mogoče napolniti z do dvema (LHT 01/17D) ali tremi (LHT 03/17D) sagarji, 15 ali 25 posameznih kron na raven (odvisno od modela). Odprtina za odvod zraka v strehi. Termočlen tipa S. Natančen nadzor temperature, tudi v nižjem temperaturnem območju za sušenje. Stikalna naprava s stalnim nadzorom grelnih elementov. Prosto uporabna za sintranje surovcev skoraj vseh vodilnih proizvajalcev. Krmilnik z upravljanjem na dotik P580 (50 programov z vsakimi 40 segmenti).

Tehnične lastnosti

Maksimalna temperatura: 1650 °C, Dimenzija delovnega območja: 110 x 120 x 120 mm, Maksimalno enot: 30, Zunanje dimenzije: 385 x 25 x 525 + 195 mm, Teža: 28 kg, Čas gretja: 30 min3, Tmax 1650°C, Volumen: 1 l, Tmax: 1.650°C



REF LHT127WN2

8.380 €

7.123 €

RENFERT


Magma

Peč za predgretje

Štiristransko ogrevanje zagotavlja enakomerno ogrevanje v celotnem območju. Hitra stopnja segrevanja: do 900 °C (1654 °F) v samo 60 minutah. 99 prostorov za shranjevanje programov + 1 hiter program. Magma je predgrelna peč z vsemi tehničnimi lastnostmi, ki izpolnjujejo vse zahteve glede programiranja, upravljanja in ergonomije. Verzija brez katalizatorja, na voljo model Magma, ki je primerna za katalizator in katalizator opcijsko.

Tehnične lastnosti

Temperaturno območje: 0–1100 °C, Programabilna hitrost segrevanja: 0–9 °C/min, maks. hitrost segrevanja v 1 uri: 900 °C, Število programabilnih odskih programov: 99, Število hitrostnih programov: 1, Prostornina (mufel): 3,45 l, Tip senzorja temperature: PtRh-Pt, Mere (vključno z enim ročajem in dimnikom): 430 x 500 x 440 mm, Mere (vključno z enim ročajem in katalizatorjem): 430 x 610 x 550 mm, Dimenzije (glušnik): 160 x 120 x 180 mm, Teža (vključno z dimnikom): 30 kg, Teža (vključno s katalizatorjem): 34,8 kg



REF 23000000

3.262 €

2.283 €

DENTSPLY SIRONA

inLab Profire

Peč za sintranje

Upravljanje prek vgrajenega zaslona na dotik in intuitivnega uporabniškega vmesnika. Prosta izbira programov in potrjenih vnaprej konfiguriranih programov. Možnost posodobitve prek USB za dodajanje novih programov za nove materiale. Super hitro sintranje z največjo možno hitrostjo segrevanja 120°C/minuto. Tanek, kompakten dizajn. Opcijsko: inLab Profire z možnostjo za kovine

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 360 x 780 x 534 cm, Teža: 63 kg, Moč: 1.3 kW, Maks. Temperatura sintriranja: 1650°C



REF 6690338

13.600 €

9.520 €

IVOCLAR

UTS 3D

Obrazni lok za prenos

Ta sistem omogoča usmerjenost glede na lobanjo/sklep modelov v artikulatorje Stratos glede na individualne podatke pacientov. UTS 3D je nastavljen glede na Frankfort Horizontal (FH) ali Campers Plane (CP). Fleksibilni modularni konstrukcija prenosnega loka omogoča njegovo uporabo z večino artikulatorskih sistemov, ki so trenutno na trgu. 3D-registracijski spoj za hitro in natančno pritrditev s samo enim vijakom. Lahke konstrukcije iz ogljikovih vlaken za večje udobje. Slušalke je mogoče zamenjati in razkužiti. Zamenljiva nosna blazinica.

Tehnične lastnosti

Teža prenosnega loka 188 g, Teža 3D registracijskega spoja 94 g, Območje nastavitve dolge slušalke 85–155 mm, Območje nastavitve kratke slušalke 105–175 mm

AMANNGIRRBACH

Artex facebow

Obrazni lok

Anatomsko pravilna fiksacija razmerja lobanjske osi v samo 2 minutah. Artex facebow, transfer jig in artikulator tvorijo eno samo komunikacijsko enoto. Zobozdravniki določijo položaj lobanjske osi zgornje čeljusti s pomočjo obraznega loka Artex. Ta anatomsko pomemben parameter je hitro in natančno fiksiran v položaju na prenosniku. To ga zavaruje za transport iz ordinacije v laboratorij, kjer so modeli nameščeni analogno pacientu v artikulator Artex.

IVOCLAR

Stratos 300

Artikulator

Aktivira se lahko centrična fiksacija. Možnost individualne in srednjevernostne usmeritve modela. Enostavno rokovanje. Centrični zaklep za natančno delovanje. Ločljiv zgornji in spodnji okvir. Prosto napredujoča vodena sklepna os. Ergonomska oblika z veliko delovnega prostora. ISS vijak za bočno premikanje. Praktično usmerjena ponudba dodatkov. Kompatibilen s split-cast sistemi in sistemi za koordinacijo (Adesso-Split, Quick-Split). Podpora za naklon 45°.

Tehnične lastnosti

Bonwill trikotnik 108 mm, Balkwill kot 15°, Kot poti štrline 0°–60°, Kot povratne poti 35°, Bennettov kot 0°–30°, Stranski premik 0–1,5 mm, Gibanje štrline 0–4 mm

AMANNGIRRBACH

Artex cr

Artikulator

Zagotavlja obsežne možnosti prilagajanja za reprodukcijo pacientove oddaljenosti in dinamike gibanja. Popolnoma nastavljen artikulator Artex Carbon z dodatnimi funkcijami. Funkcija variabilnega stranskega premika za prečni razmik, nastavljen od 0 do 1,5 mm (za vsako stran). Spremenljiva štrlina, nastavlja od 0 do 6 mm. Spremenljiva retruzija, nastavlja od 0 do 2 mm. Distrakcija, ki omogoča sprostitvev stisnjenih mandibularnih sklepov od 0 do 3 mm. Idealno za analizo modela, izdelavo opornic in korekcijo. °.

Tehnične lastnosti

Nastavljen naklon kondilne steze od -20° do +60°. Bennettov kot nastavljen od -5° do +30°



REF 593710

891 €

818 €



REF 218600

920 €

782 €



REF 576821

1.295 €

1.166 €



REF 218760

1.590 €

1.431 €

AMANNGIRRBACH

Artex ct

Artikulator

Model, ki ni Arcon – protetični artikulator. Delno nastavljen ne-Arcon artikulator. Nastavljen naklon kondilne steze od -15° do 60° . Bennettov kot nastavljen od 0 do 20. Klik - centrično hitro zaklepanje. Poljubni žeblički za prilagajanje obraznega loka.

Tehnične lastnosti

Nastavljen naklon kondilne steze od -15° do 60° . Bennettov kot nastavljen od 0 do 20. Klik - centrično hitro zaklepanje. Poljubni žeblički za prilagajanje obraznega loka.

AMANNGIRRBACH

Artex cpr

Artikulator

Delno nastavljen artikulator Arcon s 3 delovnimi položaji, brez prevračanja. Visoko natančno in robustno centrično hitro zaklepanje prek mehansko vodene pol osi. Žebličke za direkten prenos z Artex obraznim lokom. Nastavljen naklon kondilne steze od -20° do $+60^{\circ}$. Distrakcija, ki omogoča sprostitve stisnjenih mandibularnih sklepov od 0 do 3 mm. Arcon sponka preprečuje ločevanje zgornjega in spodnjega dela artikulatorja, medtem ko je centrična odprta.

Tehnične lastnosti

Bennettov kot nastavljen od -5° do $+30^{\circ}$ Brezstopenjsko retruzijo, nastavljivo od 0 do 2 mm.

AMANNGIRRBACH

Artex cn

Artikulator

Karbonski osnovni model, ki ni Arcon. Enostavno in prijetno rokovanje. 3 delovni položaji, brez prevračanja. Klik - centrično hitro zaklepanje.

Tehnične lastnosti

Fiksni povprečni naklon steze kondila pri 35° . Bennettov kot nastavljen od 0 do 20° .

AMANNGIRRBACH

Artex bn

Artikulator

Osnovni model Artex, ki ni arcon. Natančne funkcionalne komponente iz aluminija in nerjavečega jekla. Vgrajen sistem magnetne montažne plošče.

Tehnične lastnosti

Fiksni kondil s polmerom poti 19 mm. Fiksni povprečni naklon sagitalne kondilarne poti 35° . Fiksni Bennettov kot 15° . "Klik" – hitro centrično zaklepanje.



REF 217320

738 €

664 €



REF 218750

1.190 €

1.071 €



REF 217310

524 €

472 €



REF 217360

374 €

337 €

ERKODENT

Occluform-3

Okludator

Occluform-3 je okludator, ki ga je mogoče integrirati v termoformirno enoto za odtis nasprotnega ugriza (pat. 19915567) in ga je mogoče namestiti samo na Erkoform enote serije 3.



Tehnične lastnosti

Konstrukcija enote Occluform-3 temelji na Bonwill trikotnik s stranico 11,5 cm in Balkwillovim kotom 20°.

REF 119935

~~649 €~~

519 €

ERKODENT

Erkoform-3d+

Aparat za globoki vlek

Erkoform-3d+ ima enake značilnosti kot Erkoform-3dmotion, vendar brez avtomatiziranega procesa termoformiranja. Tudi funkcije plošče na dotik so enake. Zadržuje se velik rezervni vakuum, ki omogoča nenadno oblikovanje. Senzor za merjenje temperature brez dotika zagotavlja natančno temperaturo materiala za termoformiranje ne glede na temperaturo okolja. Enota je opremljena s srednjevalovnim infrardečim gretjem, ki ne potrebuje časa za predgretje. Srednji val omogoča, da se materiali segrejejo ne samo na površini, temveč tudi v globino. Rezultat je manj obremenjena opornica.



REF 119939

~~2.189 €~~

1.751 €

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 31,5 x 35 x 37 cm, Teža 11,9 kg, Premer folije 120 mm, Debelina folije 0 - 5,5 mm, Moč: 340 vatov, maks. vakuum 0,8 bar, Raven hrupa < 60 dB(A)

ERKODENT

Erkoform-3d motion

Aparat za globoki vlek

Termoformirna enota z avtomatiziranim termoformirnim procesom. Zadržuje se velik rezervni vakuum, ki omogoča nenadno oblikovanje. Senzor za merjenje temperature brez dotika zagotavlja natančno temperaturo materiala za toplotno oblikovanje ne glede na temperaturo okolja. Enota je opremljena s srednjevalovnim infrardečim gretjem, ki ne potrebuje časa za predgretje. Srednji val omogoča materiali se segrejejo ne samo na površini, temveč tudi v globino. Rezultat je manj obremenjena opornica. Occluform-3 je mogoče namestiti (pribor).



Tehnične lastnosti

Dimenzije: 31,5 x 35 x 37 cm, Teža 13,9 kg, Premer folije 120 mm, Debelina folije 0 - 5,5 mm, Moč: 340 vatov, maks. vakuum 0,8 bar, Raven hrupa < 60 dB(A)

REF 119938

2.585 €

2.327 €

SCHEU DENTAL

MINISTAR S

Aparat za globoki vlek

3 leta garancije, 10 let dobavljivosti rezervnih delov. Kompaktna enota za tlačno oblikovanje MINISTAR S®, opremljena s tehnologijo skeniranja: skener bere kodiran material, kar omogoča programiranje vseh pomembnih parametrov, kot so čas segrevanja, temperatura in čas hlajenja. Natančni rezultati tlačnega oblikovanja so doseženi v rekordnem času zahvaljujoč izjemno hitremu, patentiranemu grelcu in delovnemu tlaku 4,0 bara, nastavljenemu preko regulatorja tlaka. Nova generacija opremljena z uporabniku prijazno membransko tipkovnico in velikim zaslonom. Vsi parametri delovanja se spremljajo in prikazujejo na zaslonu.



Tehnične lastnosti

Delovni tlak: 0,5 - 4,0 bar, Mere (Š x V x G): 500 x 210 x 400 mm, Teža: 9 kg

REF 366951

2.525 €

2.020 €

SCHEU DENTAL

BIOSTAR

Aparat za globoki vlek

3 leta garancije, 10 let garancije na dobavljenost rezervnih delov. Vsestranski tlačni modelarski stroj za vse aplikacije v zobozdravstvenem tlačnem modeliranju in ortodontiji, opremljen s tehnologijo skeniranja in delovnim tlakom 6,0 barov, nastavljen z reducirnim ventilom na enoti. Edinstven termično nadzorovan infrardeči grelec doseže delovno temperaturo v eni sekundi. Vsi parametri, kot so temperatura, časi ogrevanja in hlajenja, se programirajo z branjem skenerja ali vnosom ustrezne kode. Barvni 3,2-palčni LCD-zaslon z ločljivostjo 320 x 240 slikovnih pik vas vodi skozi posamezne delovne korake procesa tlačnega brizganja, zagotavlja dodatne informacije o skeniranem materialu, njegovo indikacijo ter knjižnico z ilustriranimi namigi za uporabo za izdelavo.

Tehnične lastnosti

Delovni tlak: 0,5 - 6,0 bar, Dimenzije: (Š x V x G): 520 x 240 x 440 mm, Teža: 14 kg



REF 366999

4.785 €

3.742 €

OMEC

EOS.20.A.00

Aparat za globoki vlek

Barvni LCD zaslon s preprostim in intuitivnim vmesnikom. Vakuumski motor zadnje generacije, močan in tih. Zaklepna plošča primerna za kvadratne in okrogle plošče: kvadratne 125 x 125 mm, okrogle Ø 120 in Ø 125 mm. Kvarčni infrardeči grelni element, ki lahko enakomerno segreje površino diska. Kvarčni infrardeči grelni element, ki lahko enakomerno segreje površino diska. Samodejno aktiviranje zaklepne plošče: plošča, ki vsebuje diske, ki jih je treba termoformirati, se samodejno aktivira tako med segrevanjem kot v fazi termoformiranja.

Tehnične lastnosti

Moč grelnega elementa: 325 W, Absorpcija: 1,4 A, Moč: 325 W



REF EOS.20.A.00

2.086 €

1.627 €

SCHEU DENTAL

Parallelometer

Parallelometer

Parallelometer omogoča določitev smeri vstavljanja in označevanje ekvatorja zoba. Podaljški opornic DURAN®, nadgrajenih z DURASPLINT® LC, ne smejo preseči ekvatorja zoba, da preprečite razpoke ali razpoke pri vstavljanju ali odstranjevanju opornice. Vklj. nosilec modela, grafitne žice in pribor za merjenje.

Tehnične lastnosti

Dimenzije: 240 x 220 x 310, Teža: 2,24 kg



REF 466951

571 €

485 €

APARATI IN OPREMA | 2024
Laboratorij



PRODENT
INTERNATIONAL

Ker hočete več.

Iskanje #laboratorij #oprema #aparati

NDP

Poštnina
plačana
pri pošti
1102
Ljubljana

a[®]dec
reliablecreativesolutions

A-dec 500

Premium. Graciously. **Udobje.**

