




PRODENT
INTERNATIONAL

DENTALNA OPREMA

- ORDINACIJA -
2025-2026





NAROČILA

01 5204 800

info@prodent.si

TRGOVINA

01 5204 805

ivana.logar@prodent.si

01 5204 804

branko.koren@prodent.si

E-TRGOVINA

e-trgovina@prodent.si

DOGODKI IN IZOBRAŽEVANJA

01 5204 802

urska.breclj@prodent.si



PRODAJA

040 251 686

ines.stepic@prodent.si

040 372 607

saso.balkovec@prodent.si

040 422 989

sinisa.spasojevic@prodent.si

041 637 345

tomaz.kriznik@prodent.si

ORTODONTIJA IN IMPLANTATI

041 678 540

niki.andjelic@prodent.si

OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si

JAVNO NAROČANJE

01 5204 807

robert.humar@prodent.si

01 5204 808

lili.trnjanin@prodent.si

RAČUNOVODSTVO

01 5204 810

prodent@deltas.si

SERVIS

041 844 000

jerne.j.primozic@prodent.si

030 704 891

tomaz.kozamernik@prodent.si

DIGITALNA PODPORA

030 750 013

domen.avsec@prodent.si

INFORMACIJE

01 5204 802

info@prodent.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Naročilo stopi v veljavo z oddajo le tega s strani kupca prodajalcu, razen v primeru, če prodajalec kupca obvesti, da izbranega blaga ni na zalogi ali da zaradi tehničnih razlogov naročila ni mogoče sprejeti (neporavnane plačilne obveznosti, blokada računa, strokovna usposobljenost,...). Kupec lahko naročilo prekliče v 24 urah od oddaje naročila. Cene so v EUR in ne vključujejo DDV, stroškov transporta, dobave, zavarovanja ali namestitve opreme. Stroški transporta v višini 5,00 €* se obračunajo pri naročilu v znesku do 70,00 €* (*brez DDV). Rok dobave izdelkov (na zalogi) je 2 delovna dneva. Izdelki, ki niso na zalogi imajo rok do 30 delovnih dni. Ne velja za aparate, opremo in pohištvo. Prodajalec si pridružuje pravico do dobave v celoti ali v delnih dobavah, vendar ne več kot v 60 delovnih dneh. V primeru zamude končnega roka dobave, ima kupec pravico do razveljavitve pogodbe, sklenjene z oddajo naročila. Reklamacija se upošteva v 8 delovnih dneh, s priloženim reklamacijskim zapisnikom z navedbo vzrokov vračila (skrita napaka, poškodba, napaka pri dobavi, ipd.). V primeru vračila v neoriginalni ali kakorkoli poškodovani embalaži, prodajalec reklamacije ne bo upošteval. Prodajalec odgovarja za napake izdelkov in obveznosti v skladu z zakonom, vendar za škodo, nastalo z nepravilno uporabo ali posebnimi zahtevami uporabe materiala, ne odgovarja. Prodajalec hrani podatke o posameznih nakupih vsakega kupca. Kupec do svojih posameznih nakupov lahko dostopa le s pisno zahtevo. Vsi podatki so varovani v skladu z veljavnimi zakoni. Garancijski pogoji izdelkov in opreme so razvidni iz garancijskega lista proizvajalca. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in programa, napak pri navedbi podatkov, opisih proizvodov in cen. Fotografije so simbolične in se lahko razlikujejo od dejanskega videza. Pridružujemo si pravico, da objavljeni izdelki niso vedno na zalogi.

Izdajatelj: Prodent International., d.o.o., Zvezna ulica 2A, Ljubljana

Urednik: Uroš Šraj

Priprava: Marko Krivograd

Tisk: Collegium graphicum

Velja do: 31.01.2026 oz. do nove izdaje, sprememb cen ali do razprodaje zalog. Cene veljajo na dan izida. Pogoji določeni s strani proizvajalca so lahko vzrok odstopanj od navedb cen.

KAZALO VSEBINE



ZOBOZDRAVSTVENI STOLI	5 - 10
KIRURŠKI STOLI	11
TERAPEVTSKI STOLI	12 - 15
2D RTG	16 - 32
3D RTG	33 - 41
NASADNI INSTRUMENTI	42 - 45
VZDRŽEVANJE NASADNIH INSTRUMENTOV	46
DEZINFEKCIJA IN STERILIZACIJA	47 - 67
KOMPRESORJI	68 - 69
SESALNI MOTORJI	70
ULTRAZVOČNI ČISTILCI IN PESKALNIKI	71 - 75
PROTETIČNI PRIPOMOČKI	76
UZ KONICE	77
KIRURŠKI APARATI	78 - 83
KIRURŠKI NASADNI INSTRUMENTI	84 - 85
VOZIČKI IN TIHI ASISTENTI	86 - 87
MIKROSKOPI IN LUPE	88 - 95
ORDINACIJSKE IN KIRUŠKE LUČI	96 - 97
DIGITALNO ZOBOZDRAVSTVO	98 - 101
NAPRAVE IN APARATI	102 - 115

PAMETNE INVESTICIJE ZA SODOBNO ORDINACIJO

Nadgradnja ordinacije je pomembna odločitev – nova oprema ni le nakup, ampak naložba v kakovost, učinkovitost in udobje pri delu.

Zato v sodelovanju s preverjenimi finančnimi partnerji omogočamo fleksibilne možnosti financiranja in leasing, prilagojen zobozdravstveni dejavnosti.

ZAKAJ LEASING?

Ker omogoča hiter začetek uporabe opreme brez večjih začetnih vložkov. Strošek se razdeli na mesečne obroke, ki so predvidljivi in enakomerni, brez skritih stroškov. Tako ohranite likvidnost podjetja in vlagate tam, kjer je to res pomembno – v rast in razvoj.

NA VOLJO SO RAZLIČNE MOŽNOSTI FINANCIRANJA ZA:

- zobozdravstvene in laboratorijske enote,
- rentgenske sisteme, digitalno diagnostiko in CAD/CAM opremo,
- sterilizacijo, sesalne in kompresorske sisteme,
- terapijske stole, pohištvo in drugo opremo ordinacije.

PREDNOSTI LEASINGA:

- možnost financiranja že od 500 € neto,
- odplačilna doba od 12 do 60 mesecev,
- brez pologa in predhodnega plačila DDV,
- brez stroškov odobritve pri manjših zneskih,
- možnost odkupa, menjave ali vračila po zaključku obdobja.

Partner pri financiranju: GRENKELEASING d.o.o.

grenke

Velja za vse oblike pravnih oseb – od zasebnih praks do javnih ustanov.

Za svetovanje in izračun individualne ponudbe nas pokličite:

01 5204 800 | info@prodent.si | www.prodent.si





PRODENT
INTERNATIONAL

Spoštovani kolegi, partnerji in prijatelji,

v zobozdravstvu šteje zanesljivost. V Prodentu že več kot tri desetletja skrbimo, da imate ob sebi opremo, ki deluje – vedno. Naša ekipa stoji za vsakim stolom, rentgenom, sterilizatorjem in digitalno rešitvijo, ki jo izberete.

Zastopamo vodilne blagovne znamke – A-dec, Stern Weber, Dentsply Sirona, W&H, Carestream Dental in druge. Naše delo pa se ne konča pri prodaji. Poskrbimo za strokovno svetovanje, hitro dostavo, zanesljiv ****servis**** in stalno ****digitalno podporo****, da lahko brez skrbi delate tisto, kar najbolje znate – zdravite.

Redno pripravljamo izobraževanja in predstavitve, kjer lahko spoznate novosti in izmenjate izkušnje z drugimi strokovnjaki. Skupaj gradimo prihodnost zobozdravstva – natančno, učinkovito in brez kompromisov.

Ta katalog je vaš priročnik za opremo, ki olajša delo in **dvigne raven vsake ordinacije**.

Z zaupanjem,

Ekipa *PRODENT int.*



OPREMA

030 709 029
uros.sraj@prodent.si



INFO


01 5204 800
info@prodent.si



A-DEC

A-dec 500 zobozdravstveni stol

Z gladkimi in nežnimi premiki stola boste spoznali, da je A-dec edinstven v svoji elegantni inovativni tehnologiji. Anatomsko oblikovano oblazinjenje stola zmanjša točke pritiska na pacienta. Izjemen razpon gibanja stola in zelo nizka pozicija, ki izboljša dostop, vidljivost in držo zobozdravnika. Vgrajena kontrolna plošča na dotik vam daje enostaven nadzor nad stolom, pljuvalnikom in lučjo.

**BARVE***Oblazinjenje s šivi***TEHNIČNE LASTNOSTI****OPCIJSKA KONFIGURACIJA:**

- Biči spodaj ali zgoraj,
- LED luč,
- monitor,
- amalgam separator,
- dvojno artikulirano naslonjalo za glavo,
- žična stopalka,
- keramičen pljuvalnik se premika s sedalnim delom po višini.

BARVE*Oblazinjenje brez šivov***Od 27.000 € do 35.000 €**

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!



STERN WEBER

STERN WEBER

– EVOLUCIJA, KI POMENI POPOLNOST

Natančnost, doslednost in nenehno izboljševanje.

To so temelji, na katerih stoji Stern Weber

– sinonim za napredno dentalno tehnologijo in vrhunski dizajn.



Zgodba se je začela leta 1958, ko je Stern Weber

kot del švicarske urarske industrije prvi združil

tehnično popolnost in medicinsko funkcionalnost. Že leta 1967 so ustvarili prvi zobozdravstveni stol z instrumenti na uravnoveženi roki – rešitev, ki je za vedno spremenila način dela v zobozdravstvu.

Danes Stern Weber združuje tradicionalno natančnost s sodobno digitalno tehnologijo, da bi zobozdravnikom omogočil popolno prilagoditev načinu dela. Vsaka enota je zasnovana s ciljem, da olajša delo, izboljša ergonomijo in zagotovi izjemno zanesljivost.



DIGITALNA DENTALNA IZKUŠNJA

Stern Weber je pionir v povezovanju zobozdravstvene opreme z digitalnimi rešitvami. Njihovi stoli so danes resnično pametni – z vgrajenimi senzorji, ki zaznajo prisotnost pacienta in samodejno preklopijo enoto v varčen način, ko ta ni v uporabi. Zmanjšana poraba energije pomeni večjo trajnost in manjši ogljični odtis ordinacije.

Sistem Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) omogoča oddaljen nadzor nad enoto, beleži uporabo in pomaga pri preventivnem vzdrževanju. Tako lahko zobozdravnik vedno dela brez prekinitev, z vpogledom v delovanje naprave v realnem času.



INTELIGENTNA KOMUNIKACIJA IN NAPREDNE FUNKCIJE

Nove digitalne funkcije v Stern Weber enotah izboljšujejo tudi komunikacijo med zobozdravnikom, asistentom in pacientom.

Glasovno upravljanje omogoča delo brez dotikov, kar povečuje higieno. Pametni LED sistem vizualno opozarja na stanje instrumentov, vklop apeks lokatorja ali potek samodejnih higienskih ciklov – vse pregledno in brez dodatnih gibov.

Vrhunska operacijska luč Venus LED MCT View s 4K kamero pa omogoča snemanje, povečevanje in prenos slike v živo. Kamera z digitalnim ostrenjem zajema kristalno čiste posnetke brez motenj, ki nastanejo zaradi razpršene svetlobe ali tekočin v delovnem polju.

To ni le tehnični dodatek – je orodje za dokumentacijo, komunikacijo in izobraževanje. Posnetki lahko služijo za natančno analizo posegov, predstavitve pacientom ali strokovna izobraževanja.

VEČ KOT SAMO STOL

Stern Weber ni le oprema – je del vaše profesionalne zgodbe.

Z vsako inovacijo pomaga zobozdravnikom delati bolj natančno, varno in učinkovito.

Združuje tehnologijo, ergonomijo in estetiko, da bi vsak poseg potekal brez kompromisov.

Vaš talent nas navdihuje. Naša tehnologija vas podpira.

STERN WEBER

STERN WEBER

S200 zobozdravstveni stol

S200 močno presega običajne standarde in zagotavlja najnoveše inovacije, ki jih je razvilo podjetje CEFLA. Vključuje lahko celoten nabor funkcij, ki so enostavne za uporabo. Zahvaljujoč širokemu izboru higienskih sistemov, instrumentov in izbirnih multimedijskih aplikacij lahko zobozdravniki prilagodijo S200 svojim individualnim potrebam in uživajo v polnem potencialu številnih najsodobnejših naprav.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Opcijska konfiguracija:

- Biči spodaj ali zgoraj
- ENDO paket in Integriran apeks lokator
- LED luč in monitor
- Amalgam separator
- Sistem za dezinfekcijo
- Sistem za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Žična ali brezžična stopalka
- Keramičen ali steklen pljuvalnik
- Pljuvalnik se premika s sedalnim delom po višini
- Integrirani RTG/RVG sistem in intraoralna kamera.



Od 14.000 € do 20.000 €
CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!



STERN WEBER

S220 zobozdravstveni stol

Pet modelov S220TR ponuja več različnih ergonomskih rešitev, ki ustrezajo širokemu naboru stilov delovanja. S220TR z LCD zaslonom na dotik zobozdravnikom omogoča enostavno nastavitve in upravljanje vseh funkcij in instrumentov zobne enote.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Opcijska konfiguracija:

- Biči spodaj ali zgoraj
- ENDO paket in integriran apeks lokator
- LED luč in monitor
- Amalgam separator
- Sistem za dezinfekcijo
- Sistem za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Žična ali brezžična stopalka
- Keramičen ali steklen pljuvalnik
- Pljuvalnik je fiksni glede na gibanje sedalnega dela
- Integrirani RTG/RVG sistem in intraoralna kamera.

Od 14.000 € do 20.000 €
CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si

STERN WEBER

STERN WEBER

S300 zobozdravstveni stol

Nov vmesnik, razpoložljivost glasovno aktivirane interakcije med uporabnikom in opremo, visoko odzivna tehnologija NFC, ki omogoča upravljanje več prilagajanj, in interaktivni paket LED: popolnoma nov S300 z vedno bolj inovativnimi načini upravljanja. Kompaktna velikost in minimalen slog sta ključni značilnosti pacientovega stola, ki medicinski ekipi nudi vse prednosti vrhunske ergonomске zasnove.



TEHNIČNE LASTNOSTI

Opcijska konfiguracija:

- Biči spodaj ali zgoraj
- Zaslon na dotik
- ENDO, RECIPROC in Implant paket
- Integriran apeks lokator
- LED luč in monitor
- Amalgam separator
- Sistem za dezinfekcijo
- Sistem za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Žična ali brezžična stopalka
- Keramičen ali steklen pljuvalnik
- Pljuvalnik se premika s sedalnim delom po višini
- Integrirani RTG/RVG sistem in intraoralna kamera.

Od 16.500 € do 25.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!

**OPREMA****030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

**INFO****01 5204 800**

info@prodent.si

TEHNIČNE LASTNOSTI

Opcijska konfiguracija:

- Biči spodaj ali zgoraj
- Zaslon na dotik
- ENDO, RECIPROC in Implant paket
- Integriran apeks lokator
- LED luč in monitor
- Amalgam separator
- Sistem za dezinfekcijo
- Sistem za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Žična ali brezžična stopalka
- Keramičen ali steklen pljuvalnik
- Pljuvalnik je fiksni ne glede na gibanje sedalnega dela
- Integrirani RTG/RVG sistem in intraoralna kamera.

**Od 16.500 € do 25.000 €**

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!

STERN WEBER

S320 zobozdravstveni stol

S320TR izvaja vrsto naprednih tehnologij, ki omogočajo natančen nadzor integriranih sistemov in instrumentov. Nove inovacije za konzervativno zobozdravstvo, glasovno nadzorovana interakcija in naprave NFC tvorijo tehnološko srce model. Tehnologije "sliding", počasnega načina in mehkega gibanja so le nekatere od funkcij, ki pomagajo zagotoviti najvišjo raven udobja pacientov.



STERN WEBER

S380 zobozdravstveni stol

Vrhunska povezljivost in instrumenti poenostavijo vaše delo in vam omogočajo, da kar najbolje izkoristite svoje sposobnosti. Dobro počutje pacienta, udobje zobozdravstvenega osebja in vrhunska zmogljivost so združeni v S380TRC. Bistven dizajn, lažji glavni deli in ekskluzivni ergonomski koncepti se zlijejo z edinstvenim pacientovim stolom, ki ponuja sinhronizirane gibe in bočno vrtenje sedeža. Sedalni del je sestavljen iz štirih delov in omogoča sedenje kot na običajnem stolu, ter 90 stopinjski obrat sedalnega dela proti terapevtu.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Opcijska konfiguracija:

- Biči spodaj ali zgoraj
- Zaslon na dotik
- ENDO, RECIPROC in Implant paket
- Integriran apeks lokator
- LED luč in monitor
- Amalgam separator
- Distem za dezinfekcijo
- Sistem za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Žična ali brezžična stopalka
- Keramičen ali steklen pljuvalnik
- Pljuvalnik je fiksni ne glede na gibanje sedalnega dela
- Integrirani RTG/RVG sistem in intraoralna kamera

Od 19.000 € do 29.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!



DENTSPLY SIRONA

IntegoPro TS/CS zobozdravstveni stol

Zobozdravstveni stol Intego Pro je na voljo z integriranim, celovitim konceptom preprečevanja okužb za učinkovite in varne higienske postopke. Zaslona na dotik EasyTouch zagotavlja enostavno in intuitivno upravljanje. Intego ponuja številne možnosti izbire, tako da lahko svoj zobozdravstveni stol konfigurirate tako, da ustreza vašim osebnim potrebam.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Opcijska konfiguracija:

- Biči zgoraj ali spodaj
- ENDO paket in integriran apeks lokator
- LED luč in monitor
- Amalgam separator
- Sistem za dezinfekcijo
- Sistem za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
- Žična stopalka
- Integrirani RTG/RVG sistem in intraoralna kamera.

Od 20.000 € do 30.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si



TEHNIČNE LASTNOSTI

Opcijska konfiguracija:

- Biči zgoraj ali spodaj
- ENDO in IMPLANT paket
- Integriran apeks lokator
- LED luč in monitor
- Amalgam separator
- Sistem za dezinfekcijo
- Sistem za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikulirano ali električno-motorno naslonjalo za glavo
- Brežžična stopalka
- Integrirani RTG/RVG sistem
- Intraoralna kamera.

Od 27.000 € do 40.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!

DENTSPLY SIRONA

Sinus TS/CS zobozdravstveni stol

Čas je ena naših najdragocenejših dobrin, še dobro, da imamo Siniusa. Zobozdravstveni stol Sinius ni le ultrakompakten – prinaša tudi jasne prednosti v smislu časa in prilagodljivosti. To zagotavljajo intuitivno upravljanje z najnovejšo tehnologijo zaslona na dotik in številne integrirane funkcije.



TEHNIČNE LASTNOSTI

Opcijska konfiguracija:

- Biči spodaj
- ENDO in IMPLANT paket
- Integriran apeks lokator
- LED luč in monitor
- Amalgam separator
- Sistem za dezinfekcijo
- Sistem za čiščenje sesalnih poti
- Dvojno artikulirano ali električno-motorno naslonjalo za glavo
- Brežžična stopalka
- Integrirani RTG/RVG sistem
- Intraoralna kamera.

Od 29.000 € do 45.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE


Cene so brez DDV!

DENTSPLY SIRONA

Sinus zobozdravstveni stol

Delovna enota Sinius s svojim nezapletenim načinom dela zagotavlja večjo učinkovitost. S svojimi integriranimi funkcijami zdravljenja, uporabniku prijaznim vmesnikom EadyTouch in optimalno rabo prostora omogoča praktičen potek dela v čim manj korakih. To za vas predstavlja prihranek časa in fleksibilnost.

TECNO-GAZ



TEHNIČNE LASTNOSTI

Teža: 120 kg.

Od 6.500 € do 15.000 €CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE
Cene so brez DDV!

TECNO-GAZ

Kyri stol za kirurga

Kyri Evo je idealna izbira za vse zobozdravstvene strokovnjake. Vsestranski, ergonomski in integriran, presega pričakovanja, saj ponuja delovno izkušnjo, ki je daleč boljšo od tiste, ki jo zagotavljajo klasične zobozdravstvene enote. Kyri Evo je najboljša izbira za sodobne zobozdravstvene ordinacije, ki želijo optimizirati svojo učinkovitost s spremembo načina delovanja.



Za več informacij
nas kontaktirajte na
uros.sraj@prodent.si



SALLI

SwingFit sedlasti stol za terapevta

Dvodelni aktivni sedež. Nastavitev širine sedeža. Usnje, umetno usnje, umetno usnje ESD ali blago. Ročna nastavitev višine s plinsko vzmetjo. Nihajni mehanizem Salli SwingFit omogoča nagib sedeža v vse smeri brez ločene nastavitvene ročice. Ergonomski, dinamičen sedež Salli SwingFit se prilagaja vašim gibom. **GARANCIJA: 10 let (stol), 2 leti (dodatki).**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maksimalna obremenitev: 120 kg
- Teža: 11 kg

800-€

640 €

Akcijska cena z DDV: 781 €



SALLI

Multiadjuster sedlasti stol za terapevta

Dvodelno sedalo. Nastavitev širine sedeža. Nastavitev naklona. Usnje, umetno usnje, umetno usnje ESD ali blago. Ročna nastavitev višine s plinsko vzmetjo. Salli MultiAdjuster lahko zaradi nagibnega mehanizma vedno nastavite v optimalen položaj. Vsestranske prilagoditve za zahtevnega uporabnika.

GARANCIJA: 10 let (stol), 2 leti (dodatki).

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maksimalna obremenitev: 120 kg
- Teža: 12 kg

760-€

608 €

Akcijska cena z DDV: 742 €



SALLI

Expert sedlasti stol za terapevta

Ergonomski Salli Expert ima standardno podporo za hrbet z oporami za komolce in nadzorom višine z nogo. Dvodelni sedež. Na voljo z ali brez nagibnega mehanizma. Usnje ali umetno usnje. Ročna nastavitev višine s plinsko vzmetjo. Nožna in ročna nastavitev višine s plinsko vzmetjo. Naslonjalo za hrbet in opore za komolce. Za zahtevna natančna dela, npr. operacijske dvorane ali zobozdravstvene ordinacije.

GARANCIJA: 10 let (stol), 2 leti (dodatki).

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maksimalna obremenitev: 120 kg
- Teža: 12 kg

1.330-€

1.064 €

Akcijska cena z DDV: 1.298 €



Euronda®

EURONDA

Onyx stol za terapevta

Terapevtski stol z alu. okvirjem in petimi kraki na spodnjem nosilcu. Ročica za prilagajanje je pod sedežem in omogoča hitro nastavitve višine stola v parih sekundah. Anatomsko oblikovano naslonjalo za hrbet ima tri različne nastavitve prilagoditve. Udobje in izjemna kakovost za vse.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Okrogel sedež s premerom: 39 x 9 cm (Ø x V).
- Nastavljiva višina: 50 – 68 cm.
- Teža: 11 kg.

704 €

633 €

Akcijska cena z DDV: 772 €



EURONDA

CDS301 stol za terapevta

Gladka zaobljena površina za maksimalno higieno in čistočo. Upravljalni mehanizem, vgrajen v spodnji del sedeža, ki ga lahko upravljate za 360° z obema rokama. Robusten, stabilen in varen za daljše sedenje.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Okrogel sedež s premerom: 40 x 10 cm (Ø x V).
- Nastavljiva višina: 51 – 69 cm.
- Teža: 15 kg.

750 €

675 €

Akcijska cena z DDV: 824 €



EURONDA

Coral stol za terapevta

Terapevtski stol z recikliranim, ognjevarnim okvirjem stola, ki je odporen na praske. Sedež je izdelan iz materiala, ki se ne deformira in zmanjša obremenitev hrbta in bokov. Naslonjalo je nastavljivo, zaokroženo in anatomsko oblikovano. Okroglo sedalo. Praktičen, zanesljiv in vzdržljiv stolček.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Okrogel sedež s premerom: 39 x 9 cm (Ø x V).
- Nastavljiva višina: 52 – 70 cm.
- Teža: 13 kg.

704 €

633 €

Akcijska cena z DDV: 772 €





TEHNIČNE LASTNOSTI

- Višina sedala: S 51-63 cm ali M 60-77 cm ali L 66-91 cm
- Dimenzije baze (okvir s kolesčki): 46 ali 54 ali 72 cm
- Širina sedala (zadnji del): 38 cm
- Širina sedala (sprednji del): 22 cm

750 €

712 €

Akcijska cena z DDV: 869 €

HAGEN&WERKEN

Bambach Standard sedlasti stol za terapevta

Vsi sedeži so opremljeni z nastavljivim naklonom sedeža za optimalno ravnotežje, ki ustreza vašim delovnim navadam. Visoko gostoto oblazinjenja za celodnevno udobje.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Višina sedala: S 52-64 cm ali M 61-78 cm ali L 67-92 cm.
- Dimenzije baze (okvir s kolesčki): 46 ali 54 ali 72 cm.
- Širina sedala (zadnji del): 38 cm
- Širina sedala (sprednji del): 22 cm

750 €

712 €

Akcijska cena z DDV: 869 €

HAGEN&WERKEN

Bambach Cutaway seat sedlasti stol za terapevta

Model Cutaway ima vse enake edinstvene in patentirane funkcije kot Bambach standard, vendar z rahlo spremenjeno zasnovo, ki je prilagojena posebej za uporabnike z omejeno abdukcijo ali ozkimi boki.

**OPREMA**

030 709 029

uros.sraj@prodent.si

**INFO**

01 5204 800

info@prodent.si



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Višina sedala: S 50-62 cm ali M 59-76 cm ali L 65-90 cm.
- Dimenzije baze (okvir s kolesčki): 46 ali 54 ali 72 cm.
- Širina sedala (zadnji del): 33 cm
- Širina sedala (sprednji del): 18 cm

750 €

712 €

Akcijska cena z DDV: 869 €

HAGEN&WERKEN

Bambach Small seat sedlasti stol za terapevta

Model Small ima vse enake edinstvene in patentirane lastnosti kot model Standard, vendar z manjšim sedalnim delom.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Višina sedala: S 51-63 cm ali M 60-77 cm ali L 66-91 cm
- Dimenzije baze (okvir s kolesčki): 46 ali 54 ali 72 cm.
- Širina sedala(zadnji del): 40 cm
- Širina sedala (sprednji del): 20 cm

900 €

855 €

Akcijska cena z DDV: 1.043 €

HAGEN&WERKEN

Bambach Large seat sedlasti stol za terapevta

Bambach Large ima vse enake edinstvene, patentirane funkcije kot model Standard, vendar z nekoliko večjo konstrukcijsko zasnovo.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Generator žarkov: 60–90 kV, 3–16 mA.
- Čas ekspozicije: maks. 14,2 sekund
- Uporabniški vmesnik: MultiPad
- Priporočljiva velikost sobe: 1,280 mm x 1,411 mm.

Od 18.500 € do 22.500 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!

DENTSPLY SIRONA

Orthophos S 2D ortopan 2D

Orthophos E je prava rešitev za splošne zobozdravnike in ortodontе, ki omogoča številne prednosti digitalnega slikanja. Z vgrajenim senzorjem 2D-Csl Plus omogoča zanesljivo diagnozo na visoko ločljivem posnetku, z nadzorno ploščo MultiPad pa enostavno in premišljeno upravljanje.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Generator žarkov: 60 - 90 kV, 3-16mA
- Čas ekspozicije panorama: P1 14.2 s max
- Čas ekspozicije cefalostat: Standard 9.4 s
- Uporabniški vmesnik: EadyPad
- Pozicioniranje pacienta: avtomatično
- Tehnologija panorame: Csl Plus

Od 35.000 € do 45.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!

DENTSPLY SIRONA

Orthophos E 2D ortopan 2D

Visoko zmogljiv zobni rentgenski aparat s širokim spektrom uporabe, primeren za vse rutinske postopke v ordinaciji. Senzor Csl Plus s funkcijo samodejnega ostrenja zagotavlja ostre slike tudi v anatomsko zahtevnih primerih.



CARESTREAM DENTAL

CS 8100 2D ortopan 2D

Ultra-kompaktna enota, ki se z lahkoto prilega v vse tesne prostore. Pozicioniranje pacienta je hitro in enostavno. Ima širšo ter debelejšo goriščno točko in najnovejše algoritme obdelave programske opreme. Z ekskluzivnim 2D+ programom lahko ustvarite segmentirane posnetke vzdolžne rezine čeljusti, kar omogoča več vidnih informacij kot pri standardnih 2D posnetkih. Vključuje 5 let garancije.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napetost: 60 - 90 kV
- Povečava: 1.2 mm ($\pm 10\%$)
- Čas ekspozicije: 2D 2-12.5 sek.
- Zunanje dimenzije: 330 x 936 x 1596 mm
- Min. prostor: 1200 x 1400 x 2400 mm
- Teža: 72 kg

Od 14.500 € do 17.500 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!

**OPREMA****030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

**INFO****01 5204 800**

info@prodent.si

DRUŽINA CS 8200 3D
NEO EDICIJA

**Videti razliko
narediti **razliko****



CARESTREAM DENTAL

CS 8200 3D Neo ortopan 3D

Od 33.000 € do 45.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!



NEO EDICIJA

CS 8200 3D

Spremenite vsako odločitev

Neo Edicija sistema CS 8200 3D je nadgrajena različica sistema CBCT, CS 8200 3D. Neo Edicija ohranja svojo prvotno vsestranskost in kompaktnost ter ponuja izboljšano enostavnost uporabe, boljšo klinično izkušnjo in večji mir, kar vse vodi do uspešnejših rezultatov za paciente in uspešnejše prakse.

Terapevti bodo opazili razliko v vsestranskem slikanju in to bo naredilo razliko pri vsaki njihovi odločitvi.

Ta sistem CBCT vključuje številne izboljšave številnih obstoječih vrhunskih tehnologij slikanja in programske opreme Caresteam Dental, da bi ponudili več storitev v ordinaciji in tako bo vaša ordinacija izstopala.



Več udobja

Sodoben uporabniški vmesnik in poenostavljena zasnova pomenita hitrejši potek dela in omogočata enostavno zajemanje boljših slik.

Večja vsestranskost

Izboljšane zmogljivosti in funkcionalnosti zagotavljajo več možnosti za vašo ordinacijo in vam pomagajo razširiti poslovanje.


Več mirnosti


Izboljšani rezultati za jasnejše in natančnejše slike, kar zagotavlja brezskrbnost in pozitivne rezultate za paciente.

Dosežite boljše rezultate, lažje

Nov preprost in intuitiven uporabniški vmesnik

Novi uporabniški vmesnik, prenovljen za udobje in enostavnost uporabe, olajša usposabljanje osebja, zagotavlja doslednost rezultatov in povečuje učinkovitost preiskav. Vse nastavitve so na istem zaslonu za hitrejši potek dela, jasna navodila pa kažejo, katero dodatno opremo je treba uporabiti za posameznem pregled, da se izognete napakam pri pozicioniranju.





Pregledna slika za boljši nadzor

Slikanje z nizkim odmerkom vam omogoča enostaven nadzor nad območjem slikanja pred preiskavo, kar znatno zmanjša potrebo po ponovnih posnetkih.



Ponovljivost z enim dotikom

Do parametrov skeniranja pacienta, ob ponovnem obisku dostopate z enim samim pritiskom na gumb, kar poenostavi vaš potek dela in vam pomaga pridobiti primerljive slike skozi čas.

NOVO

Vsestransko kot je vaša ordinacija

50%
nižji odmerek



LPanoramsko slikanje z nizkim odmerkom


Nov panoramski način z nizkim odmerkom zmanjša odmerek za 50, hkrati pa zagotavlja jasne slike.



5 cm x 8 cm




10 cm x 10 cm



12 cm x 5 cm

Dodatne možnosti vidnega polja

Tri dodatne možnosti vidnega polja (FOV) omogočajo terapevtom, da optimizirajo izpostavljeno območje in dozirajo ali zajamejo nasprotne zobe za implantološke primere.




Skeniranja v zelo visoki ločljivosti

Zdaj lahko zajamete slike v ločljivosti 75 mikronov na vseh vidnih poljih do velikosti 8 cm x 9 cm, kar zagotavlja celoten endodontski status ustne votline pri najvišji možni ločljivosti.


Premium storitev CS UpStream

Nova premium storitev CS UpStream¹ je napredna storitev spremljanja vaše opreme 24 ur na dan, 7 dni v tednu, preprečuje izpade in maksimira razpoložljivost sistema.



¹ CS UpStream je možnost programa CS Advantage

Razširite svojo vizijo.



Ustreza vsem vašim kliničnim potrebam

CS 8200 3D ima razširjeno vidno polje, ki je idealno za skeniranje celotnega zobnega loka z enim samim skeniranjem. Prostornine 12 cm x 5 cm in 12 cm x 10 cm¹ so idealne za primere, ki vključujejo celotno zobno vrsto in za zajemanje tretjih molarjev.

¹ Na voljo so možnosti 10 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 12 cm x 5 cm and 12 cm x 10 cm.

V Ontariu (Kanada) je uporaba vidnega polja, večjega od 8 x 8 cm, s strani zobozdravnikov pogojena.

Razširite svojo ordinacijo.




4 cm x 4 cm



5 cm x 5 cm




5 cm x 8 cm



8 cm x 5 cm
10 cm x 5 cm¹



8 cm x 9 cm
10 cm x 10 cm¹



12 cm x 5 cm¹



12 cm x 10 cm¹


Prava slike pri pravem odmerku

CS 8200 3D je vsestranski CBCT sistem z najširšim razponom vidnih polj v svoji kategoriji. Idealen za ordinacije, ki želijo razširiti svoje možnosti zdravljenja. z do devetimi vidnimi polji lahko dobite idealno sliko za vsak posamezen pregled pri najnižjem odmerku.


En kompakten sistem, veliko možnosti




Celovita paleta panoramskih programov, vključno z ekstraoralnimi programi za grizne ploskve (bitewing), pokriva vse vaše rutinske potrebe.



CBCT slikanje se lahko uporablja za vsakodnevne klinične naloge, kot so odstranitev tretjih molarjev, načrtovanje in še več.




Načrtujte vsadke z zaupanjem z uporabo virtualnih kron in obsežne knjižnice vsadkov.




Modul CS Airway¹ omogoča bavo kodiranimi 3D pogledi in amodejnimi meritvami.


¹ Možnost - opsijsko




ablja za različne
vključno z endodontijo,
predoperativnim



Ekskluzivna CS MAR¹ tehnologija z orodjem za primerja
vo v živo omogoča znatno zmanjšanje artefaktov, ki jih
povzročajo vsadki, zalivke ali restavracije.



boljšo analizo dihalnih poti
di zgornjih dihalnih poti in s



Carestream Dental funkcija za samodejno načrtovanje v
am omogoča, da v celoti načrtujete slike v samo
10 sekundah.



CARESTREAM DENTAL

RVG 5200 intraoralni senzorNa voljo tudi v velikosti 2. **Vključuje 5 let garancije.**

Sklop dobave: 5311295, 5317052

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip senzorja: USB
- Velikost 1
- Realna ločljivost slike: >16 lp/mm
- Velikost piksla: 19 µm
- Zunanje dimenzije: 27,6 x 37,7 mm
- Aktivno območje: 22,2 x 29,6 mm.

5.298 €
3.178 €

Akcijska cena z DDV: 3.877 €



CARESTREAM DENTAL

RVG 6200 intraoralni senzorNa voljo tudi v velikosti 2. **Vključuje 5 let garancije.**

Sklop dobave: 5310719, 5317052

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip senzorja: USB
- Velikost 1
- Realna ločljivost slike: >24 lp/mm
- Velikost piksla: 19 µm
- Zunanje dimenzije: 27,6 x 37,7 mm
- Aktivno območje: 22,2 x 29,6 mm

6.798 €
4.078 €

Akcijska cena z DDV: 4.975 €



CARESTREAM DENTAL

CS 2200 rentgenski generator

Manjše število doze rentgenskih žarkov do 30%. Ročni sprožilec za enostavno gibanje po ordinaciji. Enostaven za uporabo, intuitiven in varen sprožilec. Poenostavljene nastavitve parametrov izpostavljenosti. Nadzor parametrov izpostavljenosti, ponovljivosti in doslednosti. 1 stopnja mA (7 mA) poenostavitev, zmanjševanje zamegljenosti, **Vključuje 5 let garancije.**

Dobava vključuje: 5321898, 5188560 ali 5188552 ali 5188575, 5317094.


TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napetost/tok: 60-70kV/4mA
- Goriščna točka: 0.7mm
- Goriščna razdalja: 203.2mm
- Dolžina raztegljive roke: 170 cm ali 188 cm ali 205 cm.

3.798 €
3.038 €

Akcijska cena z DDV: 3.706 €





TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip senzorja: USB
- Velikost senzorja: 1 ali 2
- Realna ločljivost (lp/mm): > 28
- Velikost piksla (µm): 15

~~13.080 €~~**3.990 €**

Akcijska cena z DDV: 4.868 €

DENTSPLY SIRONA

Xios XG Supreme intraoralni senzor

Prava rešitev za dobre delovne procese in vrhunske rezultate vaše ordinacije. Xios XG intraoralne senzorje odlikuje izjemno visoka resolucija, ki zagotavlja jasnost, ostrino in odlično vidljivost podrobnosti (opredelitev robov, ugotavljanje kariesa,...)



DENTSPLY SIRONA

Heliodent Plus rentgenski generator

Detekcijski mediji: digitalni senzor, fosfor plošče in filmi. Varno in intuitivno upravljanje. Robustna kvaliteta zagotavlja trajnost. Upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalca. Fleksibilnost z možnostjo stenske ali mobilne enote. Dobava vključuje: 6483692, izbrano dolžino roke glede na prostor, HD Plus eksponator 6281930, Timer kit 6200542.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napetost/tok: 60-70kV/3.5mA
- Goriščna točka: 0.4(IEC336)
- Dolžina raztegljive roke: 138cm ali 168cm ali 188cm.

~~8.710 €~~**3.990 €**

Akcijska cena z DDV: 4.868 €

**OPREMA****030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

**INFO****01 5204 800**

info@prodent.si



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Zaslón: 2,4" barvni zaslon s steklom
- Velikosti plošč: S0, S2 (S1, S3, S4 opcijsko)
- Teoretična resolucija (LP/mm,dpi): 40 (2000)
- Effektivna resolucija:(LP/mm,dpi): 22 (1100)
- Teža: 5 kg
- Dimenzije: 249 x 211 x 258 mm.

8.500 €

5.525 €

Akcijska cena z DDV: 6.741 €

DÜRR DENTAL

Mini Easy 2.0 čitalec fosfornih ploščic

Novi VistaScan Mini Easy 2.0 se ne ponaša le s pionirsko zasnovo, temveč se ponaša tudi z najsodobnejšo tehnologijo. Skupaj z vrhunsko kakovostjo slike preizkušene tehnologije PCS vam naprava zagotavlja ostrino in natančnost.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Zaslón: 5" zaslon na dotik.
- Velikosti plošč: S0, S1, S2, S3, S4.
- Teoretična resolucija (LP/mm,dpi): 40 (2000).
- Effektivna resolucija:(LP/mm,dpi): 22 (1100).
- Teža: 5 kg.
- Dimenzije: 273 x 211 x 258 mm.

10.500 €

6.825 €

Akcijska cena z DDV: 8.327 €

DÜRR DENTAL

Mini View 2.0 čitalec fosfornih ploščic

VistaScan Mini View 2.0 je ima futuristično zasnovo. V povezavi z VistaScan Smart Readerjem je mogoče delovne procese enostavno avtomatizirati. Skupaj z vrhunsko kakovostjo slike vašo zobozdravstveno ordinacijo trajnostno pripravi na prihodnost.

Inteligenca poganja natančnost

DRUŽINA CS 9600



Pametnejši in Boljši kot kdaj koli prej

Z novim modulom Scan Ceph in inovacijami - kot je pozicioniranje s pomočjo umetne inteligence - je najinteligentnejši CBCT sistem na svetu zdaj še pametnejši in bolj vsestranski kot kdaj koli prej.

Kot eden najbolj uporabniku prijaznih CBCT skenerjev na trgu. CS 9600 zagotavlja izjemno natančnost pri vsakem pregledu, za vsakega uporabnika. CS 9600, zasnovan za širok spekter zobozdravstvenih, maksilofacialnih, ortodontskih in ORL aplikacij, je odlična rešitev za zahtevne strokovnjake, ki potrebujejo novo raven natančnosti.

Z izboljšanim CBCT skenerjem CS 9600 ekstraoralno slikanje še nikoli ni bilo tako inteligentno.



“

CS 9600 je naslednja generacija CBCT sistemov, ki se ponaša z odlično, doslej nedoseženo 2D in 3D kakovostjo slike ter revolucionarno funkcijo zmanjševanja kovinskih artefaktov.

Dr. Beat R. Kurt, D.D.S.



SEDAJ NA VOLJO Z

- Scan Ceph modul
- Pozicioniranje z umetno inteligenco
- Tomosharp tehnologija


Naredi prav že v prvem poskusu.

Napredne tehnologije CS 9600 vodijo uporabnike do doslednih rezultatov, ki jih potrebujejo zdravniki. Funkcije, kot so pomočnik za pozicioniranje v živo, video kamere in umetna inteligenca (AI), zagotavljajo natančnejše skeniranje že v prvem poskusu, rezultati pa so dosledni skozi čas.




POMOČNIK ZA POZICIONIRANJE V ŽIVO

Pacienta pozicionira s pomočjo kamer, medtem ko prenaša posnetek v živo. Pogledi pacienta so prikazani na zaslonu na dotik za enostavno in natančno pozicioniranje.




PAMETNE TEHNOLOGIJE


Funkciji SmartAuto Pan¹ in SmartAuto 3D¹ analizirata morfologijo pacienta za samodejni izračun pravilne nastavitve osvetlitve ali natančno določitev položaja vidnega polja.



PRIPRAVA PREGLEDA



POZICIONIRANJE PACIENTA




NADZOR KAKOVOSTI SLIKE

UPORABNIKU PRIJAZNA PAMETNA TABLICA

Intuitivna pametna tablica in jasen vmesnik vodita uporabnika skozi pregled in poenostavljata zajem slik.


Uporabniku prijazno. Prijazno do pacientov.

Tehnologija, na kateri temelji naša inovativna tehnologija skeniranja, je precej zapletena. Vendar pa uporaba tehnologije za zajemanje visokokakovostnih in natančnih skenov ni. Pravzaprav smo zasnovali CS 9600 najprijaznejši skener za paciente in uporabnike na trgu, od strojne opreme, programske opreme in dodatne opreme na enoti.



PONOVLJIVOST Z ENIM DOTIKOM

Do parametrov skeniranja pacienta lahko ob ponovnem obisku dostopate z enim samim pritiskom na gumb, kar poenostavi vaš potek dela in vam pomaga pridobiti primerljive slike skozi čas.



INTERAKTIVNI DODATKI ZA POZICIONIRANJE

Ta orodja samodejno opozorijo upravljalca, ko je uporabljen napačen pribor, in hitro priporočijo ustreznega.




INTEGRIRAN STOL ZA PACIENTA¹

Edini sistem z integriranim zložljivim sedežem, ki uporabnikom omogoča udobno skeniranje pacienta, kadar je potrebna večja stabilnost.




¹Ni primerno za cefalometrične postopke.




CS FACE SCAN¹

Pomaga pacientom bolje razumeti načrt zdravljenja z realističnimi 3D slikami obraza in površinskimi skeni, ki se samodejno prekrivajo s slikami CBCT in 3D modeli.




CS MAR TEHNOLOGIJA¹

Zmanjšanje kovinskih artefaktov, ki jih povzročajo restavracije, vsadki in zalivke. Zagotavlja primerjalna orodja za pomoč pri potrditvi diagnoz in zmanjšanju tveganja napačne interpretacije.




STELLAR TEHNOLOGIJA

Z izločanjem nepotrebnih nizko energijskih fotonov ta tehnologija združuje inteligentno filtracijo z rentgensko cevjo 120 kV¹ za zmanjšanje artefaktov utrjevanja žarka in izboljšanje kontrasta brez povečanja doze.



VISOKORESOLUCIJSKO SKENIRANJE

Skeniranje z ločljivostjo 75 mikronov je idealno za endodontske potrebe. CS 9600 omogoča celo zajemanje slik celotnih ust z najvišjo ločljivostjo.



NAPREDNO ZMANJŠEVANJE ŠUMA

Ta algoritem zmanjšuje šum slike, hkrati pa ohranja podrobnosti za izboljšano zaznavanje roba kortikalne kosti, ligamentnega prostora, mehkih tkiv in majhnih podrobnosti.



2D IN 3D SKENIRANJE Z NIZKIMI ODMERKI

Način nizkega odmerka vam omogoča, da sledite načelu "tako nizko", kot je razumno dosegljivo (ALARA) tako z 2D kot 3D slikanje in zagotavlja 3D slike z bistveno nižjim odmerkom kot 2D panoramsko slikanje.

Nova raven ostrine

Funkcije, ki temeljijo na podatkih, pomagajo zdravnikom doseči raven diagnostične o dličnosti. Z združevanjem pametne zasnove z naprednimi algoritmi in umetno inteligenco (AI), CS 9600 zmanjšuje tveganje napak pri pozicioniranju in zagotavlja izjemn o ostre in ponovljive panoramske slike.




Pozicioniranje z umetno inteligenco




POZICIONIRANJE Z UMETNO INTELIGENCO

CS 9600 z uporabo umetne inteligence samodejno zazna Frankfortsko ravnino, da zmanjša najpogostejše napake pri pozicioniranju in lažje doseže dosledne rezultate.



Tomosharp tehnologija




KRISTALNO JASNE PANORAMSKE SLIKE

Pri zajemanju panoramske slike nova tehnologija Tomosharp prepozna območje, kjer je anatomij a najostrejša, in samodejno rekonstruira najboljšo možno panoramsko sliko. Rezultat? Kristalno jasne slike so zajete sistematično.

Cefalometrične analize načrtovane rekordenem času

Z našim najsodobnejšim modulom Scan Ceph, funkcijami obdelave slik in samodejnega načrtovanja¹ lahko v le nekaj sekundah preidete s cefalometrične slike na načrtovanje.



HITREJŠE SKENIRANJE, NIŽJI ODMEREK SEVANJA

Ultra hitro skeniranje - že v 3 sekundah - zmanjša tveganje zamegljenosti zaradi gibanja in čas osvetlitve. V kombinaciji z naprednimi ortodontskimi filtri CS 9600 zagotavlja impresivno jasnost slike in vizualizacijo trdega in mehkega tkiva za hitrejšo analizo.

CELOTNA PALETA FORMATOV SLIK IN PROGRAMOV

Modul Scan Ceph, ki ponuja vse običajne projekcije in več slikovnih formatov (26 cm x 24 cm¹ to 18 cm x 18 cm), je idealna izbira za vse vaše ortodontske in oralno-kirurške potrebe.

PRAVO AVTOMATSKO NAČRTOVANJE

Funkcija samodejnega načrtovanja Carestream Dental vam omogoča, da v celoti načrtujete slike v samo 10 sekundah - s čimer prihranite do 9 minut na analizo in izobraževanje pacientov.



CARESTREAM DENTAL

CS 9600 3D ortopan 3D

Namestitev pacienta pomočjo kamer, ki so prikazane na zaslonu na dotik za enostavno in natančno pozicioniranje. Intuitivni SmartPad vmesnik uporabnika skozi celoten postopek, ki je zaradi tega zelo enostaven in omogoča zajem ter nadzor nad kvaliteto slike. MAR: zmanjšanje kovinskih artefaktov pri pregledovanju slik. Kakovost slike se dramatično poveča, artefakti pa zmanjšani -brez večjega odmerka- ob nadgradnji standardnega modela 90 kV na 120 kV. Vključuje 5 let garancije.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napetost: 60 – 90 kV 60 – 120 kV (opcijsko)
- Povečava: 1.28 ($\pm 10\%$)
- Volumni: 4 x 4, 5 x 5, 5 x 8, 6 x 6, 8 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 10, 12 x 5, 12 x 10, 16 x 6, 16 x 10, 16 x 12, 16 x 17
- Velikost voksla: 75 μm minimum
- Čas ekspozicije: 2D 0.5-15 sek,
- 3D 5.5 - 40 (2 x 20 s) sek.
- Zunanje dimenzije: 1284 x 1669 x 2526 mm
- Min. prostor: 1500 x 2000 x 2200 mm
- Teža: 210 kg



Od 57.500 € do 70.000 €
CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!



CARESTREAM DENTAL

CS 8200 3D Neo ortopan 3D

CS 8200 3D je raznolik in kompakten 4v1 CBCT sistem, ki dopolnjuje Carestream DENTAL ekstraoralni portfolio, z razširjenim vidnim poljem (FOV 12 x 10 cm) in vključuje najnovejšo tehnologijo zajema slike in programsko opremo za njeno obdelovanje. Vključuje 5 let garancije.

TEHNIČNE LASTNOSTI


- Napetost: 60 - 90 kV
- Povečava: 1.2 mm ($\pm 10\%$)
- Volumni: 4 x 4, 5 x 5, 5 x 8, 8 x 5, 8 x 9, 10 x 5, 10 x 10, 12 x 5, 12 x 10 cm
- Velikost voksla: 75 μm minimum
- Čas ekspozicije: 2D 2-14 sek., 3D 6-15 sek.
- Zunanje dimenzije: 330 x 936 x 1596 mm.
- Min. prostor: 1200 x 1400 x 2400 mm
- Teža: 92 kg

* OPCIJSKO FOV: 16 X 10 CM



Od 33.000 € do 45.000 €
CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Generator žarkov: 60–90 kV, 3–16 mA
- Senzor CSI Plus z ločljivostjo 80 μ m
- Zajem 3D volumna: $\varnothing$ 5x5.5 do 8x8 ali 5x 5.5 do 11x10 cm
- Pozicioniranje pacienta: avtomatsko, okluzalni "bite block"
- Čas ekspozicije: maks. 14.2 sek., quickshot: 9.1 sek.
- Uporabniški vmesnik: Easypad.
- Sistem nizke izpostavljenosti: vključen.
- Priporočljiva velikost sobe: 1.280 mm x 1.411 mm.

Od 42.000 € do 52.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!

DENTSPLY SIRONA

Orthophos S 3D ortopan 3D

Orthophos S 3D je hibridna rentgenska enota s širokim spektrom uporabnosti, ki z optimalnim potekom dela omogoča vso 2D in 3D diagnostiko v zobozdravstveni ordinaciji. S patentiranim blokom za okluzijski ugriz je pozicioniranje pacienta enostavno in hitro. Vgrajen je senzor CSI Plus s funkcijo samodejnega ostrenja, ki z nizko izpostavljenostjo in HD modulom ustvari 3D sliko, z RTG odmerkom potrebnim za 2D slikanje.



OPREMA

030 709 029
uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800
info@prodent.si



W&H

WG-900 LT rdeč kolenčnik

Linija proizvoda: Synea Power Edition.
Odporna konstrukcija proti pregrevanju.

Garancija: 2 leti.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prestavno razmerje: 1:4
- Maks. dolžina: 25 mm
- Višina glave: 22,9 mm
- Velikost glave: Ø 10,7mm
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Pršilo: 3x (> 50ml/min.).

~~1.250 €~~**812 €**

Akcijska cena z DDV: 991 €

W&H

WK-900 LT rdeč kolenčnik

Linija proizvoda: Synea Power Edition.
Odporna konstrukcija proti praskam in pregrevanju. **Garancija: 3 leta.**

~~1.650 €~~**1.073 €**

Akcijska cena z DDV: 1.309 €



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prestavno razmerje: 1:4
- Maks. dolžina: 25 mm
- Višina glave: 22,9 mm
- Velikost glave: Ø 10,7mm
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Pršilo: 3x (> 50ml/min.).

Preverite sezonske akcije na **www.prodent.si**
W&H
HG-43 A ročnik
Linija proizvoda: Synea Fusion. **Garancija: 2 leti.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prestavno razmerje: 1:1
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Pršilo: 1x (> 50ml/min.).

600 €

390 €

Akcijska cena z DDV: 476 €


W&H
WG-56 LT moder kolenčnik
Linija proizvoda: Synea Fusion. **Garancija: 2 leti.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prestavno razmerje: 1:1
- Višina glave: 20 mm
- Velikost glave: Ø 9.5 mm
- Moč razsvetlitve: 25.000 Lux
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Pršilo: 1x (> 50ml/min.).

825 €

537 €

Akcijska cena z DDV: 655 €


W&H
WG-99 LT rdeč kolenčnik
Linija proizvoda: Synea Fusion. **Garancija: 2 leti.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prestavno razmerje: 1:5
- Maks. dolžina: 25 mm
- Višina glave: 21.6 mm
- Velikost glave: Ø 9.5 mm
- Moč razsvetlitve: 25.000 Lux
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Pršilo: 4x (> 50ml/min.).

1.192 €

715 €

Akcijska cena z DDV: 872 €


W&H
TG-98 L turbina

Linija proizvoda: Synea Fusion. **PREDNOSTI:** Največje polje osvetlitve z LED+, optimalen dostop, najboljši pogled in visoka moč z idealnim razmerjem med velikostjo glave in zmogljivostjo, varno hlajenje s Quattro Spray (4-pršilni razpršilnik), higienski sistem glave, keramični kroglični ležaji za tiho delovanje brez vibracij. Optimizirana zasnova za varen oprijem in optimalno higieno. Varen oprijem in enostavna menjava svetrov s sistemom vpenjalne glave na pritisk. **Garancija: 1 leto.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Moč: 21 W
- Razsvetlitev: LED +
- Maks. dolžina: 25 mm
- Višina glave: 21.4 mm
- Velikost glave: Ø 11.5 mm
- Pršilo: 4x (> 50ml/min.).
- Maks. hitrost: 360.000 vrt./min.

935 €

608 €

Akcijska cena z DDV: 742 €





W&H

RM-34 LED sklopka

LED sklopka z zvezno regulacijo dovoda pršilne vode in nepovratnim ventilom Multiflex®. W&H RM-34 LED za priključek Multiflex®* – je sklopka, ki prenaša distribucijo zraka, vode, elektrike in svetlobe med dovodno cevjo zobozdravstvene enote in zračnim pogonom. Priključek W&H RM-34 LED je združljiv z vsemi turbinami, zračnimi motorji in odstranjevalci zobnega kamna s priključkom Roto Quick in Multiflex® **PREDNOSTI:** Uporaba LED diode brez kakršnih koli sprememb v zobozdravstveni enoti. Dolga življenjska doba LED diode. **Garancija: 2 leti.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: LED
- Nastavitev pršenja
- Povezava: 6 lukenj
- Prikllop: Multiflex (KaVo)

569 €

399 €

Akcijska cena z DDV: 487 €



W&H

RQ-24 sklopka

Sklopka s prostim vrtenjem instrumenta za 360° in zvezno regulacijo dovoda pršilne vode in nepovratnim ventilom Roto Quick.

PREDNOSTI

Vsestransko: za vse turbine, zračne motorje in odstranjevalce zobnega kamna s priključki Roto Quick. Združljivo z vsemi standardiziranimi turbinskimi cevmi.

Higiensko: nevratni ventil zmanjšuje povratni tok onesnažene pršilne vode in zmanjšuje tveganje okužbe.

Intelligentno: prenos moči vam omogoča, da izkoristite revolucionarno tehnologijo 5x Ring LED+. Prilagodljivo 360° vrtenje instrumenta za enostavno in ergonomsko rokovanje. **Garancija: 2 leti.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: LED
- Nastavitev pršenja
- Povezava: 6 lukenj
- Prikllop: RotoQuick (WH).

310 €

217 €

Akcijska cena z DDV: 265 €



W&H

RQ-34 sklopka

Sklopka s prostim vrtenjem instrumenta za 360° in zvezno regulacijo dovoda pršilne vode in nepovratnim ventilom Roto Quick.

PREDNOSTI

Vsestransko uporabno: za vse turbine, zračne motorje in odstranjevalce zobnega kamna z Roto Quick priključki. Združljivo z vsemi standardiziranimi turbinskimi cevmi.

Higiensko: nevratni ventil zmanjšuje povratni tok onesnažene pršilne vode in zmanjšuje tveganje okužbe.

Intelligentno: prenos moči vam omogoča, da izkoristite revolucionarno tehnologijo, kot je 5x Ring LED+. Prilagodljivo 360° vrtenje instrumenta za enostavno in ergonomsko rokovanje.

Garancija: 2 leti.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev
- Nastavitev pršenja
- Povezava: 6 lukenj
- Prikllop: RotoQuick (WH)

355 €

250 €

Akcijska cena z DDV: 305 €



Preverite sezonske akcije na **www.prodent.si**

W&H

HK-43 LT ročnikLinija proizvoda: Synea Vision. **Garancija: 3 leta.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prestavno razmerje: 1:1
- Moč razsvetlitve: 25.000 Lux.
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Pršilo: 1x (> 50ml/min.).

1.036 €

674 €

Akcijska cena z DDV: 822 €



W&H

WK-56 LT moder kolenčnikLinija proizvoda: Synea Vision. **Garancija: 3 leta.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prestavno razmerje: 1:1
- Višina glave: 20 mm
- Velikost glave: Ø 9.5 mm
- Moč razsvetlitve: 25.000 Lux.
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Pršilo: 1x (> 50ml/min.).

1.066 €

693 €

Akcijska cena z DDV: 846 €



W&H

WK-99 LT rdeč kolenčnikLinija proizvoda: Synea Vision. **Garancija: 3 leta.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Prestavno razmerje: 1:4,5
- Maks. dolžina: 21 mm
- Višina glave: 21.6 mm
- Velikost glave: Ø 9.1 mm
- Moč razsvetlitve: 25.000 Lux.
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Pršilo: 5x (> 50ml/min.).

1.572 €

944 €

Akcijska cena z DDV: 1.152 €



W&H

TK-98 L turbinaLinija proizvoda: Synea Vision. **100 % brezsenčna osvetlitev z Ring LED+** (samo s sistemom Roto Quick).

Optimalna moč in optimalno hlajenje s 5-kratnim pršenjem. Štiri velikosti glav za vsak. Higijenski sistem glave. Površina, odporna proti praskam, še izboljša estetiko – in podaljša življenjsko dobo turbine. Optimalna življenjska doba in tiho delovanje s keramičnimi krogličnimi ležaji. **Garancija: 2 leti.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Moč: 24 W
- Razsvetlitev: LED +
- Maks. dolžina: 25 mm
- Višina glave: 21.4 mm
- Velikost glave: Ø 11.5 mm
- Pršilo: 5x (> 50ml/min.)
- Maks. hitrost: 360.000 vrt./min.

1.499 €

975 €

Akcijska cena z DDV: 1.190 €





TEHNIČNE LASTNOSTI

- Poraba zraka: 40 NI/min.
- Delovni pritisk: 5 - 10 bar
- Dimenzije: 279 x 435 x 190 mm
- Teža: 3,5 kg

3.016 €

2.262 €

Akcijska cena z DDV: 2.760 €

W&H

Assistina Twin aparat za čiščenje in podmazovanje instrumentov

Postopek: čiščenje kanalov za sprej in lubriciranje. **Primerno za:** ročnike, kolenčnike, turbine, zračne UZ čistilce kamna in zračne motorje. **Zelena luč za dodatno učinkovitost:** Assistina TWIN potrebuje 10 sekund za podmazovanje instrumenta in zahvaljujoč inovativni tehnologiji se lahko uporablja non-stop.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Poraba zraka: pribl. 50 NI/min.
- Delovni pritisk: 5-10 barov
- Mere: 166 x 383 x 243 mm
- Teža: 2,2 kg.

1.596 €

1.197 €

Akcijska cena z DDV: 1.460 €

W&H

Assistina One aparat za čiščenje in podmazovanje instrumentov

Postopek: čiščenje pršilnih kanalov, mazanje. **Primerno za:** ročnike in kolenčnike, turbine, zračne čistilce zobnega kamna, zračne motorje. Assistina One pospeši vsakodnevni proces čiščenja in olajša nego za nasadne instrumente. Kartuške za ponovno polnjenje so pripravljene za uporabo. Hiter čas cikla je samo 18 sekund. Gumb za zagon z enim dotikom. HEPA filter za izpolnjevanje higienskih standardov, ki stremijo k čistemu delovnem okolju. Sistem Quick Connect.

**OPREMA**

030 709 029

uros.sraj@prodent.si

**INFO**

01 5204 800

info@prodent.si



SUPREME

**Vrhunska sterilizacija:
učinkovitost in trajnost**

MOCOM

Supreme sterilizator razred b

Vrhunsko: z minimalno in neprimerljivo porabo predstavlja novo tržno paradigmo. Nepogrešljiv element za sterilizacijo v avtoklavu v vsakem zobozdravstvenem centru. Enostaven dostop do rezervoarjev in skrbno zasnovana ergonomija filtra omogočata enostavno zamenjavo. Zaslona na dotik je preprost za uporabo z intuitivno programsko opremo. Na voljo v 17, 22 in 28 litrski izvedbi.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Zunanje dimenzije: 500 x 490 x 600 mm
- Dimenzije komore 17L: 250 x 350 mm
- Kapaciteta rezervoarja za vodo: 6l
- Avtonomija: 7-11 ciklov
- Teža: 47 kg



~~10.690 €~~

4.876 €

Akcijska cena z DDV: 5.949 €



Obdelava uporabljene vode

Recirkulacijski filter vgrajen v sekundarni rezervoar, omogoča demineralizaciji in čiščenje uporabljene vode. Ta postopek omogoča ponovno uporabo v naslednjih sterilizacijskih ciklih in samodejno krmili rezervoar za dovod vode. Za 50 sterilizacijskih ciklov je potrebnih le 5 litrov vode iz vodovoda: specifična poraba le 100 ml/cikel je vodilna na trgu.



Prihranki vode

50 sterilizacijskih ciklov s samo 5 litri vode iz vodovoda.

Uporablja navadno vodo iz vodovoda in lahko zajame rabljeno vodo za nadaljne sterilizacijske cikle. Te lastnosti zmanjšujejo odpadke, stroške in znatno povečajo učinkovitost, s čimer odpravljajo morebitne težave z oskrbo in shranjevanjem demineralizirane vode.



Nadzor kakovosti vode

Vgrajeni senzor prevodnosti zagotavlja skladnost s parametri **kakovosti vode** in ščiti notranje komponente naprave. Prav tako spremlja stanje filtracijskega sistema. Jasna sporočila na zaslonu uporabnika obveščajo, kdaj je treba zamenjati filtre.



Zamenjava filtrov

Enostaven dostop do rezervoarjev in skrbno zasnovana ergonomija filtra omogočata enostavno zamenjavo.

Ko sistem za sporočanje na zaslonu obvesti uporabnika, da je treba filtre zamenjati, lahko sledi navodilom v predloženih video delavnicah in samostojno nadaljuje z zamenjavo **vgrajenih filtrov**.



Integrirana demineralizacija


Demineralizacijski filter, nameščen v glavnem rezervoarju, uporabnikom omogoča polnjenje rezervoarja z navadno vodo iz vodovoda, kar ima za posledico odlično racionalizacijo razpoložljivega prostora, poenostavljene postopke in znatne prihranke. Poleg tega filtracijski sistem zagotavlja doslej nevideno preprostost delovanja. Za še lažje upravljanje vode so na voljo dodatni sistemi za samodejno polnjenje.



Enostavna uporaba in visoka zmogljivost

7-palčni zaslon na dotik je tako preprost
in uporabniku prijazen kot tablični računalnik.

Velikost in zmogljivost zaslona - ter skrbno zasnovan uporabniški vmesnik - uporabnikom omogočajo, da takoj in enostavno začnejo s sterilizacijo. Video vadnice in svetlobni indikatorji ga postavljajo v razred zaase. Uporabljene komponente in napredna programska oprema za upravljanje zagotavljajo izjemno zmogljivost.



Krajši časi cikla in modularno sušenje

Ta sterilizator izpolnjuje potrebe tudi najzahtevnejših uporabnikov. Zanesljive visokozmogljive notranje komponente in krmilni sistem, ki optimizira vsako fazo, **skrajšajo čas sterilizacijskega cikla**. Ekskluzivna funkcija **modularnega sušenja** uporabnikom omogoča izbiro količine za sterilizacijo. To prilagodi trajanje faze sušenja in s tem skrajša čas cikla. Celoten cikel B v samo 31 minutah.



Video vadnice, informacije na zaslonu

Zaradi slik visoke ločljivosti je **7-palčni zaslon** dragoceno orodje za vse uporabnike. Preproste **video vadnice** zagotavljajo pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje. Celoten nabor informacij - od navodil za pozicioniranje bremena do navodil za redno vzdrževanje - je enostavno dostopen na napravi. Poleg tega si lahko na zaslonu ogledate poročila o ciklih, shranjena v pomnilniku avtoklava.



LED indikator

Naprava komunicira tudi s pomočjo svetlobe. **LED indikator**, vgrajen v vrata, zagotavlja takojšnje informacije o stanju naprave s spreminjanjem barv glede na fazo delovanja. Posledično lahko uporabniki na prvi pogled vidijo, v kateri fazi procesa se avtoklav izvaja, tudi od daleč.



NFC - Bljižnja komunikacija

NFC senzor poenostavi delovni proces asistenta. Aktivacija uporabniškega ID-ja zagotavlja, da lahko do funkcij naprave dostopa le pooblašeno osebo. Za aktivacijo preprosto približajte napravi NFC kartico, ki je priložena sterilizatorju in povezana z uporabnikom.



Prilagodljivi sterilizacijski cikli

Avtoklav ima pet sterilizacijskih ciklov z vnaprej nastavljenimi parametri in **cikel po meri**, ki ga lahko uporabnik prilagodi. Dodatne funkcije omogočajo učinkovitejšo uporabo sterilizatorja. Funkcija **zakasnjenelega zagona** vam omogoča programiranje odloženega zagona cikla, funkcija **dodatnega sušenja** je uporabna pri posebej zahtevnih sterilizacijah, saj vam omogoča podaljšanje časa sušenja.



Di.V.A.

Di.V.A. je izbirno okolje v oblaku za sterilizacijske naprave. Vsi shranjeni podatki so na voljo operaterjem, kar jim omogoča:

- ogled poročil o zaključenih ciklih
- preveriti učinkovitost in stanje naprave
- dostop do video vadb in uporabniških priročnikov
- pregled statistike uporabe naprave



EasyCheck

Izbirna platforma v oblaku, ki zagotavlja oddaljeno tehnično podporo in znatno skrajša čas servisiranja. **EasyCheck** zagotavlja učinkovitost in zanesljivost. Posodobitve programske opreme, preverjanje intervalov vzdrževanja, oddaljeno preverjanje komponent in senzorjev so le nekatera od orodij, ki so na voljo za zagotavljanje dolgotrajnega delovanja avtoklava.



Oznake s QR kodo

Z aktivacijo te funkcije uporabniki lahko ustvarijo samolepilne nalepke s QR kodo, ki jo nalepijo na sterilne pakete ob koncu vsakega cikla. **QR koda** vsebuje edinstvene informacije, ki identificirajo sterilizator, uporabljeni cikel, njegov rezultat in datum izteka roka uporabnosti sterilnega paketa. Skeniranje QR kode vam omogoča, da podatke, ki jih vsebuje, povežete s pacientom, kar zagotavlja celovito sledljivost. Možno je tudi tiskanje nalepk s črtno kodo.

Povezljivost in upravljanje podatkov

Integriran Wi-Fi, platforme v oblaku za oddaljeno pomoč in mobilna aplikacija za optimizirano upravljanje.

Povezava sterilizatorja Supreme z omrežjem prek integriranega sistema Wi-Fi ali Ethernet povezuje sterilizator z integriranim sistemom za upravljanje podatkov, kar je bistvenega pomena za napredno sledljivost. Uporabniki lahko izkoristijo tudi druge funkcije, kot so samodejno shranjena poročila o ciklih, lokalno ali oddaljeno svetovanje in upravljanje tiskalnika.



SterilConnect

Zelo inovativno orodje, ki ga bodo uporabniki cenili. Za interakcijo z avtoklavom lahko uporabite katero koli mobilno napravo, povezano z omrežjem - tablico ali pametni telefon -, kar poenostavi vsakodnevno upravljanje postopka sterilizacije. Jasen, a celovit grafični vmesnik omogoča spremljanje stanja naprave in upravljanje različnih funkcij sterilizatorja.



Skupni tiskalnik

Z izdelavo etiket ali poročil opcijski tiskalnik omogoča dokončanje postopka sterilizacije in uporabnikom zagotavlja osnovo za ustrezno sledljivost. Za optimizacijo upravljanja lahko tiskalnik, kjer je to omogočeno, uporablja več sterilizatorjev in je povezan v isto omrežje. Ena hitra in zanesljiva tiskalna postaja racionalizira porabo prostora in zagotavlja znatne prihranke.



B FUTURA

Visokozmogljiva tehnologija:
praktična in prilagodljiva

Učinkovitost in prilagodljivost

Visoka zmogljivost v moderni zasnovi

Najsodobnejša zasnova, ki brezhibno združuje vsestranskost in higieno. Površine enostavne za čiščenje, uporabniku prijazen zaslon in optimizirane funkcije zagotavljajo vsakodnevno praktičnost ter povečujejo učinkovitost in kakovost postopkov sterilizacije.

MOCOM

B Futura sterilizator razred b

Opremljen z naprednimi sistemi poveztivosti in sledljivosti, avtoklav Futura še dodatno dviguje standarde v svetu sterilizacije. Za razliko od tradicionalnih sterilizatorjev Futura za čiščenje vode ne potrebuje zunanjega priključka na vodovod. Zahvaljujoč demineralizacijskemu filtru na glavnem rezervoarju lahko uporabnik slednjega napolni z navadno vodo iz pipe, s čimer znatno optimizira prostor, poenostavi procese in doseže znatne prihranke. Futurin filtracijski sistem zagotavlja izjemno enostavno upravljanje. Na voljo v 17, 22 in 28 litrski izvedbi.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Zunanje dimenzije: 500 x 490 x 600 mm
- Dimenzije komore 17L: 250 x 350 mm
- Kapaciteta rezervoarja za vodo: 6l
- Avtonomija: 7-11 ciklov
- Teža: 47 kg



8.160 €

3.864 €

Akcijska cena z DDV: 4.714 €



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si



Čas ciklov in modularno sušenje

Ta avtoklav izpolnjuje potrebe tudi najzahtevnejših uporabnikov. Kombinacija zanesljivih visokozmogljivih notranjih komponent s krmilnim sistemom, ki optimizira vsako fazo, skrajša čas sterilizacijskega cikla. Ekskluzivna funkcija **modularnega sušenja** uporabnikom omogoča izbiro količine instrumentov in pripomočkov za sterilizacijo. To prilagodi trajanje faze sušenja in s tem skrajša čas cikla. Celoten cikel B v samo 31 minutah.



Upravljanje z vodo

Vgrajeni filter za demineralizacijo omogoča oskrbo sterilizatorja z običajno vodovodno vodo brez potrebe po zunanjih čistilnih napravah.

Glavne prednosti:

- racionalizacija prostora,
- poenostavljeni procesi,
- znatni prihranki.

Senzorji spremljajo kakovost demineralizirane vode, ki jo zagotavlja vgrajeni filter. Uporabniki prejemajo sporočila o stanju filtra, kar zagotavlja stalno učinkovitost sterilizatorja.

Prenovljen dizajn

Zunanje površine imajo natančne spoje in manj pritrdilnih točk, kar izboljšuje higieno. Steklena nadzorna plošča z zaslonom na dotik združuje praktičnost s čistočo, saj omogoča popolno razkuževanje površin.

Z združitvijo odličnega dizajna in praktičnosti naprava jasno prikazuje stanje sterilizatorja s **posebno indikatorsko lučko** na sprednji strani. Ko se vrata odprejo, se vklopi LED osvetlitev, ki osvetli delovno območje.



Vsestransko namestitvev

Stranke lahko še naprej izbirajo med **tremi različnimi prostorninami** - 17, 22 in 28 litrov - ki imajo enake zunanje dimenzije.

Optimalna zasnova in velikost sterilizatorja omogočata enostavno namestitvev na običajne delovne površine ali znotraj stebrov, namenjenih za namestitvev teh naprav.





Cikel po meri

Avtoklav ima prilagodljiv cikel, ki operaterjem omogoča varno prilagoditev sterilizacijskega cikla specifičnim potrebam zobozdravstvene ordinacije. Z izbiro iz vnaprej določenega nabora zakonsko skladnih vrednosti je mogoče nastaviti **cikel po meri** za optimizacijo postopka, kar zagotavlja prilagodljivost in natančnost, potrebno za izpolnjevanje zahtev različnih delovnih pogojev.



Opomniki

Redno testiranje je ključnega pomena za odlično dolgoročno delovanje. Testne programe - vakuumski test, test Helix-Bowie & Dick - je treba, tako kot redno vzdrževanje, izvajati v načrtovanih intervalih, da bi to zagotovili, se na zaslonu prikažejo **opomniki za testiranje in načrtovano vzdrževanje**, ki zagotavljajo, da se ta opravila izvedejo po načrtih.



Zakasnen zagon in dodatno sušenje

Možnost **zakasnjene zagona** uporabnikom omogoča programiranje časov začetka cikla za racionalizacijo uporabe naprave. Funkcija **dodatnega sušenja** uporabnikom omogoča nastavitve prilagojenih časov sušenja za obvladovanje zahtevnih količin instrumentov ali pripomočkov za sterilizacijo.



Jasna in uporabniku prijazna komunikacija

5-palčni barvni zaslon na dotik zagotavlja preprost, a celovit vmesnik

Nov vmesnik na dotik organizira vse krmilne funkcije v enostavne menije. Vse - od izbire sterilizacijskih ciklov do konfiguracije naprave in prilagajanja številnih funkcij - je predstavljeno s preprosto, intuitivno razumljivo grafiko.



Zaslon na dotik in video

5-palčni zaslon na dotik poenostavi vsakodnevno uporabo sterilizatorja s hitrim odzivom na ukaze in uporabniku prijazno organizacijo vseh funkcij. Visokozmogljiv zaslon se lahko uporablja tudi za ogled **video vadnic**, ki zagotavljajo jasen vizualni vodnik o pravilni uporabi sterilizatorja. Da bi uporabniki kar najboljše izkoristili delovanje sterilizatorja, si lahko kadar koli ogledajo tudi priročnik.



B CLASSIC

Vsestranska rešitev: učinkovita in bistvena

Vsestranskost obremenitve

Modela s prostornino 17 in 22 litrov sta opremljena s petimi pladnji in lahko sprejmeta do tri predale. 28-litrska različica je opremljena s šestimi pladnji in lahko sprejme do štiri predale. **Modularni nosilec pladnjev**, dodatna oprema, ki omogoča maksimalno prilagodljivost, omogoča še bolj vsestransko polnjenje.



Oblika in čiščenje

Bistvena, a najsodobnejša zasnova avtoklava združuje estetiko s praktičnostjo. Vse površine zagotavljajo najvišjo stopnjo higiene, stekleni zaslon na dotik pa združuje maksimalno **higieno** z izjemno **funkcionalnostjo**. Slog in praktičnost za vrhunsko izkušnjo sterilizacije.



Uporabniku prijazen zaslon

3.2 palčni zaslon na dotik zagotavlja učinkovito in intuitivno upravljanje, ki uporabnikom omogoča, da celoten postopek sterilizacije izvedejo z največjo preprostostjo. Jasna in preprosta grafika olajša uporabo različnih funkcij in poenostavi vsak korak.





Zasnovan za vsestranskost

Sodoben dizajn in trije različni volumni zagotavljajo maksimalno prilagodljivost.

To zagotavlja odlično prilagodljivost volumna komore, ne bda bi to vplivalo na zunanje dimenzije avtoklava. Površine, ki jih je enostavno čistiti, in uporabniku prijazen zaslon zagotavljajo izjemno vsakodnevno praktičnost. Ta vsestranska, higienska zasnova povečuje udobje, ne da bi pri tem ogrozila učinkovitost in kakovost postopkov sterilizacije. Rezultat: popolno ravnovesje med funkcionalnostjo in enostavnostjo uporabe.

MOCOM

B Classic sterilizator razred b

Zasnovan za zagotavljanje najvišjih standardov varnosti in zanesljivosti, cikel za ciklom. Tri razpoložljive prostornine in šest različnih možnosti polnjenja z vodo. B Classic olajša delo z optimizacijo časa in stroškov. Visoka kakovost in funkcije zagotavljajo varnost, zanesljivost in enostavno uporabo. Zahvaljujoč enakim zunanjim dimenzijam in zaslonu na dotik je B Classic popolna rešitev za vsakogar. Na voljo v 17, 22 in 28 litrski izvedbi.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Zunanje dimenzije: 500 x 490 x 600 mm
- Dimenzije komore 17L: 250 x 350 mm
- Kapaciteta rezervoarja za vodo: 6l
- Avtonomija: 3-13 ciklov
- Teža: 46 kg

~~6.630 €~~

3.252 €

Akcijska cena z DDV: 3.967 €



Trije volumni, ena velikost

Razpoložljive prostornine so **17, 22 in 28** litrov. Tri različne zmogljivosti uporabnikom omogočajo, da izberejo napravo, ki najbolj ustreza njihovim potrebam. Zunanje dimenzije - enake pri vseh treh napravah - omogočajo enostavno namestitve, tudi v vgradni obliki, kar zmanjšuje prostor, ki ga zasedejo.



Uporabniku prijazna sledljivost in napredna povezljivost

Upravljanje avtoklavov, poročila o ciklih in oddaljena tehnična pomoč.

Napredni nadzor poročanja o procesih s samodejnim prenosom programske opreme in polno povezavo WiFi/Povezljivost Ethernet vrat lahko napravo poveže z oblaknimi platformami, kar omogoča daljinsko upravljanje avtoklava. Upoštevajte tudi, da je mogoče priključiti zunanji tiskalnik črtnih kod.



Prenosljiva poročila o ciklih

Poročila o ciklih se ustvarijo na koncu vsakega cikla v pomnilnik avtoklava. Shraniti je mogoče do 10.000 ciklov. Te lahko prenesete v PDF formatu preh vrat USB na sprednji strani naprave. **Programska oprema DataSter**, ki je priložena napravi, omogoča neposreden samodejni prenos poročil v omrežno mapo ali mapo na računalniku.



Programska oprema za sledljivost

MyTrace je dodatna programska oprema za avtoklave. Namestite jo lahko na osebni računalnik v ordinaciji in se uporablja za povezovanje steriliziranih kompletov instrumentov s pacienti prek črtne kode. Arhiv ciklov, seznam pacientov in povezava sterilnih instrumentov naredijo MyTrace nenadomestljivo orodje za dokončanje postopka sledljivosti in zagotavljanje pravne zaščite zobozdravnika.



Optimiziran potek dela

Uporabniku prijazno upravljanje naprave zagotavlja maksimalno zmogljivost, učinkovitost in praktičnost.

Prilagoditev cikla, orodja za dostop uporabnikov in opomniki zagotavljajo popoln nadzor, kar poveča učinkovitost in varnost.

Enostavna uporaba in natančne nastavitve zagotavljajo zanesljivo in celovito izkušnjo s popolnim nadzorom nad postopkom sterilizacije.



ID uporabnika

Ko je **upravljanje z identifikacijo operaterja** aktivirano, lahko do naprave dostopajo le pooblaščen osebe. Vnos PIN-a omogoči funkcijo kronologije uporabe, ki zagotavlja natančen nadzor procesa. To zagotavlja varno in nadzorovano upravljanje naprave ter ustvarja nadzorovano in zanesljivo okolje za sterilizacijo.



Opomnik za testiranje in vzdrževanje

Možno je tudi aktivirati opomnike za izvajanje rutinskih testov. Ti obvestijo operaterja o potrebi po izvedbi **prednih testov sterilizatorja**: vakuumskega testa in testa Helix - Bowie & Dick. Hkrati se bodo prikazala opozorila **o rokih za vzdrževanje**, da se poveča učinkovitost in delovanje naprave.

MELAG

Vacuclave 123 S sterilizator razred s

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Pro Line. Funkcija varčevanja energije. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip naprave: samostoječ
- Velikost komore: ø 25 cm x 45 cm
- Volumen komore: 23 L
- Kapaciteta: 5 kg instrumentov, 1 kg tekstila
- Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm
- Teža: 47 kg

5.115 €

2.890 €

Akcijska cena z DDV: 3.526 €



MELAG

Vacuclave 318 sterilizator razred b

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Prime Line. Funkcija varčevanja energije. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo. ProControl: potrjevanje sarže s šifro. Tiskanje nalepk z bar kodami. DRYteligence: sistem za sušenje, ki zmanjša sušenje do 80%.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip naprave: samostoječ
- Velikost komore: ø 25 cm x 35 cm
- Volumen komore: 17 L
- Kapaciteta: 7 kg instrumentov, 1,8 kg tekstila
- Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm
- Teža: 48 kg.

7.718 €

3.901 €

Akcijska cena z DDV: 4.759 €



MELAG

Vacuclave 323 sterilizator razred b

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Prime Line. Funkcija varčevanja energije. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo. ProControl: potrjevanje sarže s šifro. Tiskanje nalepk z bar kodami. DRYteligence: sistem za sušenje, ki zmanjša sušenje do 80%

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip naprave: samostoječ
- Velikost komore: ø 25 cm x 45 cm
- Volumen komore: 23 L
- Kapaciteta: 8 kg instrumentov, 2 kg tekstila
- Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm
- Teža: 48 kg

8.245 €

3.987 €

Akcijska cena z DDV: 4.864 €



MELAG

MELAquick 12+ p hitri parni sterilizator

7-minutni program je idealen za instrumente, Z integrirano vakuumsko pumpo.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dovod vode: demineralizirana voda
- Dimenzije: 19.5 x 43 x 47 cm
- Velikost komore: 9 x 20 cm
- Volumen komore: 1.4 l
- Obratovalni nadtlak: 2.2 bar
- Delovna temperatura: 136 °C
- Teža: 23 kg

6.870 €

3.400 €

Akcijska cena z DDV: 4.148 €



MELAG

Vacuclave 118 sterilizator razred b

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Pro Line. Funkcija varčevanja energije. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip naprave: samostoječ
- Velikost komore: ø 25 cm x 35 cm
- Volumen komore: 17 L
- Kapaciteta: 5 kg instrumentov, 1,8 kg tekstila
- Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm
- Teža: 48 kg.

6.675 €

3.450 €

Akcijska cena z DDV: 4.209 €



MELAG

Vacuclave 123 sterilizator razred b

Naprava potrebuje vsaj 60 cm pult. Linija: Pro Line. Funkcija varčevanja energij. Merjenje prevodnosti vode (kvaliteta). Integriran vmesnik za dokumentacijo,

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip naprave: samostoječ
- Velikost komore: ø 25 cm x 45 cm
- Volumen komore: 23 L
- Kapaciteta: 6 kg instrumentov, 2 kg tekstila
- Dimenzije naprave: 47 x 50 x 64 cm
- Teža: 49 kg

7.202 €

3.663 €

Akcijska cena z DDV: 4.469 €



MELAG

MELAdem 40 demineralizator vode

Enote za pripravo vode MELAdem® zagotavljajo visokokakovostno demineralizirano vodo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 32 x 35 x 15 cm
- Kapaciteta / Volumen: 1,4 L
- Maksimalni pretok: 800 l/h
- Maksimalni pritisk vode: 1,5 - 10 bar
- Kvaliteta vode: 1 - 5 µS / cm
- Teža: 3,7 kg

563 €
290 €

Akcijska cena z DDV: 354 €



MELAG

MELAdem 40 kartuše dodatki za sterilizatorje

Kartuše za sistem MELAdem 40

127 €
110 €

Akcijska cena z DDV: 134 €



MELAG

MELAflash CF sistem dodatki za sterilizatorje

Dokumentacijski sistem za Melag sterilizatorje

800 €
520 €

Akcijska cena z DDV: 634 €



MELAG

MELAprint 44 dodatki za sterilizatorje

Dokumentacijski sistem za Melag sterilizatorje

840 €
350 €

Akcijska cena z DDV: 427 €



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si

MELAG

Cliniclave 45 veliki parni sterilizator

105L parni sterilizator namenjen večjim ordinacijam in specializiranim klinikam. Z zmogljivostjo sterilizacije do 70 kg presega večino naprav v svojem razredu. Odlikuje ga izjemno nizka poraba vode in energije

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost komore: Ø 44 cm x 72 cm.
- Volumen komore: 105 L.
- Tečaj vrat: levo ali desni
- Zunanje dimenzije: 65 x 160 x 91 cm
- Priključna napetost: 3 x 380 - 415 V, 50/60Hz.
- Poraba moči: 10.500 W
- Teža: 255 kg.

Od 27.000 € do 37.000 €

CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

Cene so brez DDV!

MELAG
competence in hygiene

MELAG

MELAtherm 10 Evolution termodezinfektor

MELAtherm 10 Evolution omogoča ekonomsko, ekološko in hitro obdelovanje instrumentov v rekordnem času. Aktivno sušenje, zaščiti instrumente pred ponovno kontaminacijo. Odlikuje ga samodejni nadzor vrtenja spiranih rok, pritiska spiranja in zamašenosti filtra ter lahka dostopnost rezervoarjev pralnih tekočin. Ima integriran sistem dokumentacije preko CF kartice oz. ethernet vmesnika. Izbirate med 5 programi s trajanjem od 3 do 45 minut.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Zunanje dimenzije: 59.8 x 83.6 x 67.8 cm
- Dimenzije komore: 46.5 x 40.5 x 44.8 cm
- Kapaciteta polnjenja: instrumenti 3 kg oz. tekstila 0.8 kg
- Priključna moč: AC 400V. 50 Hz, 3 x 16A
- Teža: 85 kg

12.299 €

8.450 €

Akcijska cena z DDV: 10.309 €

***DOBAVA BREZ DODATKOV**

MELAG

MELAseal 100+ varilec folij

Naprava je pripravljena na uporabo po 2 minutah in varčuje energijo v "stand by" programu, ko se ne uporablja LED prikazovalnik nam s spreminjanem barve prikazuje različne načine delovanja. Robustna naprava za termično zatesnitev sterilne embalaže, ki ima optimalno zasnovo. Vključuje Comfort dispenser

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Čas segrevanja: 240 sekund
- Hitrost varjenja: cca. 4 sekunde
- Širina spoja: 10 mm
- Maks. dolžina spoja: 275 mm
- Temperatura: 100 - 210 °C
- Dimenzije: 41,5 x 24 x 15 cm
- Teža: 5,4 kg

1.165 €

590 €

Akcijska cena z DDV: 720 €





W&H

Lara XL sterilizator razred b

Najhitrejši B cikel v svojem segmentu. S svojo 28-litrsko komoro lahko Lara XL ponovno predela do 7 kg zavrtih instrumentov ali 9 kg posod. Eco Dry+ tehnologija prilagodi čas sušenja obremenitvi. Edinstvena nadgradljivost zahvaljujoč aktivacijskim kodam. Barvni zaslon na dotik za enostavno navigacijo. Samodejno beleženje cikla prek USB ključka visoke zmogljivosti. Izbirni vrhunski tiskalnik nalepk in poročil o ciklih. Ergonomija in funkcionalna oblika.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost komore: 28 L
- Velikost komore: 230 x 230 x 420 mm
- Dimenzije: 492 x 455 x 614 mm
- Teža: 42 kg
- Rezervoar za vodo: 4.8 L
- Razpon dela z enim rezervoarjem: 7-15 ciklov

9.041 €

5.800 €

Akcijska cena z DDV: 7.076 €



W&H

Lina sterilizator razred b

Sterilizator razreda B z najboljšimi časi ciklov v svoji kategoriji. Enostavna uporaba za nepreosljivo gladko uporabniško izkušnjo. Edinstvena nadgradljivost za prilagajanje in posodabljanje. Napredna sledljivost za popolno dokumentacijo.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost komore: 17 L
- Velikost komore: 195 x 195 x 312 mm
- Dimenzije: 465 x 452 x 646 mm
- Teža: 40 kg
- Rezervoar za vodo: 4.8 L
- Razpon dela z enim rezervoarjem: 7-10 ciklov

6.485 €

3.780 €

Akcijska cena z DDV: 4.612 €



W&H

Lisa Mini sterilizator razred b

Lisa Mini pospeši vaš dnevni potek dela! Popolnoma opremljen tip B sterilizator ponuja najhitrejša cikle v svojem razredu učinkovitosti. Zahvaljujoč majhnim dimenzijam je mogoče sterilizator Lisa Mini enostavno vključiti v sterilizacijske prostor.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Kapaciteta komore: 5 L
- Dimenzije (WxHxD): 440 x 200 x 666 mm
- Teža: 24.4 kg
- Rezervoar za čisto vodo: 2.5 L
- Rezervoar za uporabljeno vodo: 0.6 L
- Priklopna moč zraka: 5-10 bar
- Z vakuumsko črpalko

5.430 €

3.750 €

Akcijska cena z DDV: 4.575 €



Preverite sezonske akcije na www.prodent.si

W&H

THED termodezinfektor

Dve ravni pranja. Hitri cikli z visoko učinkovitostjo čiščenja. Aktivno sušenje na zraku s HEPA filtrom. Vse možnosti povezljivosti. Notranja namestitvev procesnih kemikalij. Edinstven sistem kartuš (namizni). Sodobna zasnova. Obsežna ponudba dodatne opreme. Uporabniku prijazen vmesnik. Na voljo kot samostojna enota ali vgradna



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije za montažo: 600 x 818 x 630 mm (vgradni)
- Teža: 72 kg
- Volumen komore: 64 L

8.700 €

6.700 €

Akcijska cena z DDV: 8.174 €

***DOBAVA BREZ DODATKOV**

W&H

THED+ termodezinfektor

Dve ravni pranja. Hitri cikli z visoko učinkovitostjo čiščenja. Aktivno sušenje na zraku s HEPA filtrom. Vse možnosti povezljivosti. Notranja namestitvev procesnih kemikalij. Edinstven sistem kartuš (namizni). Sodobna zasnova. Obsežna ponudba dodatne opreme. Uporabniku prijazen vmesnik. EliSense: indikator stanja naprave. Samodejno prepoznavanje stojala. Samodejno prepoznavanje injektorja razdelilnika. Samodejno priporočilo programa. Samodejna prilagoditev časa cikla, vode, procesnih kemikalij in porabe energije. Pralna komora z notranjo osvetlitvijo. Na voljo kot samostojna enota ali vgradna



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije za montažo: 600 x 818 x 630 mm (vgradni)
- Teža: 72 kg
- Volumen komore: 64 L

10.700 €

8.700 €

Akcijska cena z DDV: 10.614 €

***DOBAVA BREZ DODATKOV**

W&H

Seal2 varilec folij

Patentirano dvojno držalo za role Seal² lahko sprejme veliko izbiro širin role, da ustreza vsem vašim potrebam. Držalo za role je mogoče ločiti od varilne postaje in ga namestiti tudi na steno.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razred zaščite: I/IPX0
- Širina spoja: 12 x 310 mm
- Teža: 7.1 kg

764 €

600 €

Akcijska cena z DDV: 732 €


TEHNIČNE LASTNOSTI

- Kapaciteta: 3 L
- Teža: 2.8 kg
- Dimenzije: 265 x 220 x 165 mm
- Dimenzija posode: 240 x 100 x 135 mm

690 €

590 €

Akcijska cena z DDV: 720 €

W&H

U-Son ultrazvočna banjica

Ultrazvočna naprava U-Son podjetja W&H omogoča zelo učinkovito čiščenje. Ultrazvočno čiščenje je hitra in učinkovita metoda za popolne rezultate. Uporaba ultrazvoka olajša odstranjevanje tudi najbolj trdovratnih usedlin s težko dostopnih mest, kamor ročno čiščenje ne doseže. Na voljo tudi v 6-litrški različici.

BANDELIN


TEHNIČNE LASTNOSTI

- Kapaciteta rezervoarja: 3 L
- Zunanje mere: 260 x 160 x 250
- Velikost rezervoarja: 240 x 140 x 100 mm
- Ultrazvočna frekvenca: 35 KHz
- Gretje: 30-80°C
- Gretje: 140 W
- Zaščita: IP20

1.150 €

577 €

Akcijska cena z DDV: 704 €

BANDLIN

Sonorex Super RK102H ultrazvočna banjica

Dobava brez dodatkov, dodatki opcijsko.

Euronda®

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Kapaciteta: 3,5 L
- Dimenzije: 320 x 240 x 170 mm
- Teža: 5,5 kg

957 €

765 €

Akcijska cena z DDV: 933 €

EURONDA

Eurosonic 4D ultrazvočna banjica

Eurosonic® 4D je najnaprednejši digitalni ultrazvočni čistilec v seriji Euronda Pro System. Ima krmilnik z LED osvetlitvijo in je intuitiven ter uporabniku prijazen zahvaljujoč svetlobnim signalom, povezanim z različnimi cikli, časi in temperaturami

qteck®

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Kapaciteta rezervoarja: 3 L
- Zunanje mere: 265 x 160 x 235 mm
- Velikost rezervoarja: 238 x 138 x 100 mm
- Velikost košarice: 213 x 99 x 53 mm
- Ultrazvočna frekvenca: 35 KHz
- Gretje: 20-80°C
- Gretje: 230 W
- Časovnik: 1-30 min.
- Zaščita: IP20

358 €

305 €

Akcijska cena z DDV: 372 €

QTECK

General Sonic GS3 ultrazvočna banjica

Ultrazvočna banjica s košarico in pokrovom. Na voljo je različica s kapaciteto 2 L in 4 L.

**OPREMA****030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

**INFO****01 5204 800**

info@prodent.si



CATTANI

AC 100Q kompresor s sušilcem zraka in dušilcem zvoka

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Št. delovnih mest: 1
- Pretok zraka: 67,5 l/min.
- Volumen rezervoarja: 30 l
- Jakost glasnosti: 63 dB (A)
- Teža: 72 kg
- Dimenzije: 660 x 600 x 860 mm

~~2.435 €~~

2.090 €

Akcijska cena z DDV: 2.550 €



CATTANI

AC 200Q kompresor s sušilcem zraka in dušilcem zvoka

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Št. delovnih mest: 2
- Pretok zraka: 160 l/min.
- Volumen rezervoarja: 30 L
- Jakost glasnosti: 63 dB (A)
- Teža: 79 kg
- Dimenzije: 660 x 600 x 860 mm

~~3.650 €~~

2.860 €

Akcijska cena z DDV: 3.489 €



CATTANI

AC 300Q kompresor s sušilcem zraka in dušilcem zvoka

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Št. delovnih mest: 3 - 4
- Pretok zraka: 238 l/min.
- Volumen rezervoarja: 45 L
- Jakost glasnosti: 68 dB (A)
- Teža: 100 kg
- Dimenzije: 720 x 600 x 970 mm

~~4.323 €~~

3.100 €

Akcijska cena z DDV: 3.782 €



DURR DENTAL

Tornado 1 kompresor s sušilcem

Ne zagotavlja le, da je moč kompresorja vedno na voljo, ampak tudi pri neprekinjenem delovanju omogoča neprekinjen dovod suhega stisnjenega zraka. Visoko razvita kompresorska enota zagotavlja zelo tiho delovanje za sprostitev tako izvajalca kot pacienta. Opcijsko: pokrov za zmanjšanje zvoka

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Izhodni pretok zraka pri 5 bar: 60 / 70 L/min.
- Velikost rezervoarja: 20 L
- Razpon pritiska: 6 - 7.8 bar
- Teža: 37 kg
- Dimenzije: 65 x 49 x 47 cm

~~3.020 €~~**2.416 €**

Akcijska cena z DDV: 2.948 €



DURR DENTAL

Tornado 2 kompresor s sušilcem

Ne zagotavlja le, da je moč kompresorja vedno na voljo, ampak tudi pri neprekinjenem delovanju omogoča neprekinjen dovod suhega stisnjenega zraka. Visoko razvita kompresorska enota zagotavlja zelo tiho delovanje za sprostitev tako izvajalca kot pacienta. Neverjetno tih kompresor z 2-valjnim agregatom in 20-litrskim rezervoarjem za dva uporabnika. Opcijsko: pokrov za zmanjšanje zvoka.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Izhodni pretok zraka pri 5 bar: 110 / 126 L/min.
- Velikost rezervoarja: 20 L
- Razpon pritiska: 6 - 7.8 bar
- Teža: 43 kg
- Dimenzije: 65 x 49 x 47 cm

~~4.480 €~~**3.584 €**

Akcijska cena z DDV: 4.372



DURR DENTAL

Tornado 4 kompresor s sušilcem

Ne zagotavlja le, da je moč kompresorja vedno na voljo, ampak tudi pri neprekinjenem delovanju omogoča neprekinjen dovod suhega stisnjenega zraka. Visoko razvita kompresorska enota zagotavlja zelo tiho delovanje za sprostitev tako izvajalca kot pacienta. Opcijsko: pokrov za zmanjšanje zvoka.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Izhodni pretok zraka pri 5 bar: 205 / 230 L/min.
- Velikost rezervoarja: 50 L
- Razpon pritiska: 6 - 7.8 bar
- Teža: 43 kg
- Dimenzije: 65 x 49 x 47 cm

~~6.740 €~~**5.392 €**

Akcijska cena z DDV: 6.578 €





CATTANI

Tecno-Jet sesalni motor za suho sesanje

Ob nakupu enote Tecno-Jet je potrebno dokupiti še razdelilno omarico za drugo delovno mesto.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Št. delovnih mest: 2-4
- Maks. pretok zraka: 2000 l/min.
- Maks. nivo vakuuma: 140 mbar
- Raven zvoka: 68 dB(A)
- Dimenzije: 303 x 302 x 319 mm
- Teža: 21 kg

~~777 €~~

680 €

Akcijska cena z DDV: 830 €



CATTANI

Turbo-Smart sesalni sistem z amalgam separatorjem za mokro sesanje

Kombinirani sistem sesalnega motorja in amalgam separatorja (mokri vlek) z ISO 18 hidrociklonom. Možna nadgradnja z B kodo za več skupnih porabnikov (do maks. 4).

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Št. delovnih mest: 2
- Maks. pretok zraka: 1400 l/min.
- Maks. nivo vakuuma: 210 mbar
- Raven zvoka: 52 dB(A)
- Dimenzije: 510 x 395 x 665 mm
- Teža: 45,5 kg

~~3.841 €~~

2.690 €

Akcijska cena z DDV: 3.282 €



CATTANI

Uni-Jet 75 sesalni motor za suho sesanje

Za eno delovno mesto.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Št. delovnih mest: 1
- Maks. pretok zraka: 1250 l/min.
- Maks. nivo vakuma: 140 mbar
- Raven zvoka: 62 dB(A)
- Dimenzije: 246 x 232 x 251 mm
- Teža: 12 kg

~~512 €~~

460 €

Akcijska cena z DDV: 561 €



CATTANI

Aspi-Jet 6 y mobilna sesalna enota

Medicinski pripomoček IIa razreda. Sesalni motor je predviden za neprekinjeno delovanje in ga napaja asinhroni motor. Povezava in/ali namestitve je preprosta in jo je mogoče izvesti ne glede na konfiguracijo vaše ordinacije.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 530 x 420 x 760 mm
- Teža: 32 kg
- Raven zvoka: 58 - 68 dB (A)
- Kapaciteta rezervoarja: 4 L (ročno praznjenje).

~~1.651 €~~

1.400 €

Akcijska cena z DDV: 1.708 €



MECTRON

Multipiezo ultrazvočni odstranjevalec oblog

Ergonomska plošča na dotik novega multipiezo omogoča uporabniku hitro in intuitivno upravljanje vseh funkcij. Zaradi gladke površine na dotik jo je mogoče enostavno čistiti in razkuževati. Zahvaljujoč inovativnemu mehku načinu multipiezo postavlja tudi nove standarde pri nadzoru vstavkov in obvladovanju bolečin pri pacientih.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Programi: ENDO, PERIO/SCALER, RESTORATIVE, SOFT MODE
- Pretok vode: 28 ml/min
- Dimenzije: 320 x 230 x 145 mm
- Teža: 2.4 kg

2.490 €

1.867 €

Akcijska cena z DDV: 2.278 €

mectron



MECTRON

Combi touch - perio ultrazvočni odstranjevalec oblog

Combi touch združuje ultrazvok in poliranje z zrakom v eni enoti – omogoča popolno profilaktično zdravljenje, od odstranitve supragingivalnega in subgingivalnega zobnega kamna do nežnega odstranjevanja madežev in biofilma ter celo čiščenja vsadkov. Zahvaljujoč ergonomski plošči na dotik lahko upravljate vse funkcije tako hitro in intuitivno kot še nikoli prej – hkrati pa napravo očistite in razkužite dobesedno v hipu.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Programi: ENDO, PERIO/SCALER, RESTORATIVE, SOFT MODE
- Delovni pritisk vode: 1-6 bar
- Delovni pritisk zraka: 4-8 bar
- Teža: 4.8 kg
- Dimenzije: 410 x 260 x 145 mm

5.990 €

4.193 €

Akcijska cena z DDV: 5.115 €

mectron



DURR DENTAL

Vector Paro ultrazvočni odstranjevalec oblog

Princip Vector® spretno preoblikuje ultrazvočne oscilacije v linearno gibanje navzgor in navzdol. Osrednji element je resonančni obroč, ki se zaradi visokofrekvenčne stimulacije za kratek čas deformira in se nato vrne v začetni položaj.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Delovna frekvenca (kHz): 25-35
- Kapaciteta rezervoarja za vodo: 600 ml
- Kapaciteta Vector Fluid: 200 ml
- Dimenzije: 16 x 25,5 x 21,5 cm
- Teža: 2,5 kg

3.790 €

3.032 €

Akcijska cena z DDV: 3.699 €

DÜRR
DENTAL
THE BEST, BY DESIGN


DÜRR DENTAL

Vector Paro Pro ultrazvočni odstranjevalec oblog

Z Vector® Paro lahko pri izvajanju zdravljenja popolnoma zaupate svojim čutilom. Edinstvena odklonska nihanja namreč terapevtu omogočajo natančen nadzor nad njegovim zelo občutljivim delom, saj ultrazvočni instrumenti delujejo popolnoma brez neželenih vibracij.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Delovna frekvenca (kHz): 25-35
- Kapaciteta rezervoarja za vodo: 600 ml
- Kapaciteta Vector Fluid: 200 ml
- Dimenzije: 16 x 25,5 x 21,5 cm
- Teža: 2,5 kg

4.720 €
3.776 €

Akcijska cena z DDV: 4.607 €



DÜRR DENTAL

MyLunos Duo kombinirana naprava za peskanje in ultrazvok

Med profilaktično sejo ali parodontalnim zdravljenjem lahko s funkciji Supra in Perio po potrebi preklapljate med supragingivalnim in subgingivalnim nanosom praška. Pri tem lahko preprosto zamenjate dva različna profilaktična praška Lunos®.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Delovna frekvenca (kHz): 25-36
- Kapaciteta rezervoarja za vodo: 500 ml
- Dimenzije: 41 x 26 x 145 cm
- Teža: 4,8 kg
- Tlak vode: 1-6 bar
- Tlak zraka: 4-8 bar
- Amplituda ultrazvoka: 10-250 µm

6.980 €
5.235 €

Akcijska cena z DDV: 6.387 €



DÜRR DENTAL

MyLunos Cart dodatki za aparat mylunos

Priročen voziček za opremo s 3 odlagalnimi površinami, predalom z mehkim zapiranjem, tihimi kolesi, vključno z zavoro na sprednji strani kolesca, zaprt kabelski kanal z vodilom in trojno vtičnico s stikalom.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Mere: 40 x 79,5 x 40 cm
- Teža: 21,5 kg

1.059 €
900 €

Akcijska cena z DDV: 1.098 €



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si

EMS

GBT MACHINE peskalnik

Z več kot 40-letnimi izkušnjami je naprava GBT optimizirana za izvajanje vodenih biofilmskih terapij, ki zagotavljajo izjemno udobje za paciente, hkrati pa povečujejo učinkovitost vašega higienskega oddelka. Intuitiven in poenostavljen vmesnik. Modul PIEZON NO PAIN MAX. Povezljivost in izboljššan potek dela. Optimizirano za izvajanje GBT.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 290 x 290 x 245 mm
- Teža: 5 kg
- Nastavljiv sistem za ogrevanje/temperaturo vode.
- Priklop vode: 2-5 bar.
- Priklop zraka: 4.5-7 bar

 9.990 €
8.990 €

Akcijska cena z DDV: 10.967,80 €



EMS

AIR-FLOW handy 3.0 PLUS peskalnik

Optimalen za uporabo v parodontalnih žepih do globine 4 mm in po celotnem vidnem predelu zob ter za odstranjevanje madežev – prilagodljiv in učinkovit s praškom AIRFLOW PLUS. Ob naročilu je potrebno določiti tip priklopa na sklopko.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Pritisk na turbini: Zračni tlak 2.7 - 3.5 bar
- Pritisk na turbini: Voda 1 - 2.2 bar
- Teža: 0.160 kg

 1.576 €
1.160 €

Akcijska cena z DDV: 1.415 €



EMS

PIEZON 250 ultrazvočni čistilec kamna

Originalna tehnologija Piezon. Upravljanje moči s konico prsta. Udobna »perio« intenziteta ultrazvoka. LED indikator za stopnjo miči ultrazvoka. Originalni ročnik Piezon LED. Steklenica 350 ml s hitro spojko.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Poraba moči: 30 W
- Izhodna moč: 8 W
- Frekvenca ultrazvoka: 24-32 khz
- Teža: 1 kg
- Dimenzije (V x Š x D): 96 x 153 x 215 mm

 2.261 €
1.710 €

Akcijska cena z DDV: 2.086 €





VSEBINA SETA

- ročnik s 60° glavo šobe
- rezervoar za prah
- nadomestna glava šobe 80°
- 5 x 15 g vrečk FLASH pearl
- set za vzdrževanje

1.104 €

772 €

Akcijska cena z DDV: 942 €

NSK

Prophy-Mate neo supra-gingivalni instrument za peskanje

Z originalnimi dvojnimi šobami NSK se doseže večja moč poliranja. Z močnim curkom se čas čiščenja močno skrajša in s tem skrajša čas zdravljenja. Dvojni zglob se gladko vrti za 360° za enostavno upravljanje in se prožno odzivajo na majhne premike prstov z enostavno nastavitvijo kota šobe.



VSEBINA SETA

- ročnik
- rezervoar za prah
- konica šobe (40 kosov)
- Perio-Mate Powder (160 g) x 1
- set za vzdrževanje.

1.229 €

860 €

Akcijska cena z DDV: 1.049 €

NSK

Perio-Mate sub-gingivalni instrument za peskanje

NSK-jeva analiza dinamike tekočin, pridobljena z leti izkušenj pri razvoju turbinske tehnologije, v celoti upošteva, kako mora klinik manevrirati v omejenem prostoru znotraj žepa. Tanki konica šobe ima ravno pravo stopnjo prožnosti, da gladko prehaja čez zobne površine in jo je mogoče enostavno vstaviti v ozke žepne in koreninske površine sosednjih zob, ne da bi pri pacientu povzročali nelagodje.

**OPREMA**

030 709 029

uros.sraj@prodent.si

**INFO**

01 5204 800

info@prodent.si

Preverite sezonske akcije na **www.prodent.si**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Frekvenca: 28-32 kHz
- Maks. Izhodna moč: 11W (G mode)
- Teža: 2,1 kg
- Kapaciteta posode za vodo 400ml (2x)
- Dimenzije ŠxDxV: 160 x 270 x 190 mm

3.012 €

2.106 €

Akcijska cena z DDV: 2.569 €

NSK

Varios 970 ultrazvočni odstranjevalec oblog

iPiezo motor za stabilno izhodno moč. Ekstremno tanek in lahek ročnik za vse indikacije. Širok izbor koic za profilakso, parodontologijo, endodontijo in ostale postopke zdravljenja. LED osvetlitev. 2 posodi za irigacijsko tekočino + zunanji dovod vode.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Frekvenca: 28-32 kHz
- Maks. Izhodna moč: 11 W
- Dimenzije: 249 x 290 x 115mm
- Teža: 3.5 kg

5.950 €

4.760 €

Akcijska cena z DDV: 5.807 €

NSK

Varios Combi Pro 2 kombinirana naprava za peskanje in ultrazvok

Varios Combi Pro2 združuje sub. in supragingivalno terapijo s praškom ter ultrazvočno odstranjevanje zobnega kamna za parodontalno zdravljenje. Aparat je zasnovan za enostavno uporabo ter se prilagaja vašemu želenemu načinu zdravljenja. Varios Combi Pro2, ki je nastal na podlagi bogatih izkušenj in raziskav podjetja NSK, zagotavlja profesionalno oskrbo, ki jo lahko pričakujete od podjetja NSK.

RONVIG

DENTO-PREP protetični peskalnik

DENTO-PREP™ je kompakten, popolnoma avtoklavirni mikro peskalnik za uporabo z abrazivi, kot je aluminij in prah silicijevega oksida (velikost delcev 20-80 mikronov). Mikro fino peskanje se lahko uporablja za hrapavost površin kovinskih, keramičnih in plastičnih materialov za učinkovito okrepitev oprijema z lepilnimi sredstvi.

DENTO-PREP je izdelan iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla (tudi notranji deli in cevi) in se lahko avtoklavirajo do 135°C. Šoba se vrti (360°). Zračni tlak za delovanje mora biti pribl. 2 do 5 barov.



RONVIG

Aluminium oxide za protetični peskalnik

Prah aluminijev oksid.

Vsebina: 900g. 50 mikronov

290 €

260 €

Akcijska cena z DDV: 317 €

RØNVIG



35 €

32 €

Akcijska cena z DDV: 39 €

RONVIG

Konica za DENTO-PREP za protetični peskalnik

Konica za DENTO-PREP

HF20045M1
Konica za DENTO-PREP

40 €

39 €

Akcijska cena z DDV: 48 €



RONVIG

Stojalo za DENTO-PREP protetični peskalnik



45 €

41 €

Akcijska cena z DDV: 50 €

RONVIG

DENTO-PREP DUST-CABINET

Sesalna omara za prah je opremljena z močno svetilko in s filtrom zaščiten elektroniko sesalni sistem za zagotovitev jasnega pogleda na predmet obdelati in preprečiti neželeno razpršitev prahu v okolico. Ohišnje je enostavno za čiščenje in vzdrževanje.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 180 x 225 x 315 mm
- Teža: 4.130 g

630 €

560 €

Akcijska cena z DDV: 683 €



SIMPLEE®

UZ KONICE 36,90

UZ konice - nastavki za strojno čiščenje zobnega kamna so izdelani iz prožnega jekla, odpornega proti koroziji.

primerne za KaVo®:

KaVo® Sonicflex™ 2000 N/
Lux 2003 LX:

k5 Universal
156 007 | 1 kos | 36,90 €

k6 Sichel
156 008 | 1 kos | 36,90 €

k7 Perio
156 009 | 1 kos | 36,90 €

k60 lang
156 031 | 1 kos | 36,90 €

k61 paro
156 033 | 1 kos | 36,90 €

k62 paro
156 034 | 1 kos | 36,90 €

KaVo® Sonicflex™ quick 2008:

k5A Universal
156 003 | 1 kos | 36,90 €

k6A Sichel
156 004 | 1 kos | 36,90 €

k7A Perio
156 005 | 1 kos | 36,90 €

k8A Perio extralang
156 006 | 1 kos | 36,90 €

k60A lang
156 032 | 1 kos | 36,90 €

KaVo® Piezolux/Sonosoft:

k11 Universal
156 010 | 1 kos | 36,90 €

k9 Sichel
156 011 | 1 kos | 36,90 €

k10 Perio
156 012 | 1 kos | 36,90 €

KaVo® Piezo LED™:

k201
156 000 | 1 kos | 36,90 €

k202
156 001 | 1 kos | 36,90 €

k203
156 002 | 1 kos | 36,90 €

Ključ vrtilni:

za KaVo® Sonicflex™
156 024 | 1 kos | 23,90 €

za KaVo® Sonicflex™
156 029 | 1 kos | 31,90 €

za KaVo® Piezo LED™/Piezo
soft™ 156 030 | 1 kos | 31,90 €

primerne za NSK®:

Naprave za skaliranje NSK®:

nS1 Universal
156 015 | 1 kos | 36,90 €

nS2 Sichel
156 016 | 1 kos | 36,90 €

nS3 Perio
156 017 | 1 kos | 36,90 €

nG1
156 040 | 1 kos | 36,90 €

nG16
156 041 | 1 kos | 36,90 €

nG4
156 042 | 1 kos | 36,90 €

nG6
156 043 | 1 kos | 36,90 €

nG8
156 044 | 1 kos | 36,90 €

nS20
156 045 | 1 kos | 36,90 €

Ključ vrtilni:

za NSK®
156 026 | 1 kos | 23,90 €

primerne za ACTEON®:

Naprave za skaliranje ACTEON®:

s1 Universal
156 021 | 1 kos | 36,90 €

s10X interdental/ approximal
156 022 | 1 kos | 36,90 €

s10P sub-/ supragingival
156 023 | 1 kos | 36,90 €

s10Z subgingival
156 046 | 1 kos | 36,90 €

S1S sub-/supra slim
156 047 | 1 kos | 36,90 €

SH3 anterior Paro
156 048 | 1 kos | 36,90 €

Ključ vrtilni:
za Acteon®
156 028 | 1 kos | 23,90 €

primerne za Dentsply Sirona®

Naprave za skaliranje Dentsply Sirona®:

sr3l Universal
156 013 | 1 kos | 36,90 €

sr4l Universal fin
156 014 | 1 kos | 36,90 €

srPE1 Perio
156 037 | 1 kos | 36,90 €

sr2l Versatile
156 036 | 1 kos | 36,90 €

sr1l General
156 035 | 1 kos | 36,90 €

srPE2 Perio ukrivljen desno
156 038 | 1 kos | 36,90 €

srPE3 Perio ukrivljen levo
156 039 | 1 kos | 36,90 €

Ključ vrtilni:
za Sirona®
156 025 | 1 kos | 23,90 €

primerne za EMS®:

Naprave za skaliranje EMS®:

eA Universal
156 018 | 1 kos | 36,90 €

eP Perio
156 019 | 1 kos | 36,90 €

ePS Perio fin
156 020 | 1 kos | 36,90 €

Ključ vrtilni:
za EMS®
156 027 | 1 kos | 23,90 €

* KaVo je registrirana blagovna znamka družbe Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE.
Dentsply Sirona je registrirana blagovna znamka družbe Dentsply Sirona Deutschland GmbH, 64625 Bensheim, DE.
NSK je registrirana blagovna znamka družbe NSK Europe GmbH, 65760 Eschborn, DE.



MECTRON

MT BONE ultrazvočna kirurška enota

Zahvaljujoč najnovejši generaciji vstopamo v novo dobo. MT-BONE ne predstavlja le nove tehnologije PIEZODRILL®, temveč tudi novo dobo PIEZOSURGERY® z izboljšano močjo, izboljšanim nadzorom vstavka in inovativno nastavitvijo enote.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Pretok peristaltične črpalke: 0-75 ml/min.
- Teža: 4.7 kg
- Dimenzije: 330 x 260 x 162 mm



CENA JE ODVISNA OD KONFIGURACIJE

MECTRON

MT BONE CART

Največja mobilnost za MT-Bone ali druge namizne aparate.

Vse cevi so skrite v lahko dostopnem prostoru za kable. Napajalnik je speljan v višini pladnja za enostavno povezavo z vašimi napravami.

730 €
620 €

Akcijska cena z DDV: 756 €



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maks. poraba moči: 120 W
- Programi: endo, perio, special, cancellous, cortical, implant
- Dimenzije: 300 x 250 x 95 mm
- Teža: 3,2 kg.

7.290 €

4.738 €

Akcijska cena z DDV: 5.780 €

MECTRON

PIEZOSURGERY touch ultrazvočna kirurška enota

Natančni mikrometerski rezi za minimalno invazivnost pri kirurških posegih. Visoka kirurška natančnost. Selektivni rezi ščitijo vse vrste tkiv. Najvišja stopnja varnosti za terapevta in pacienta. Odlična vidljivost znotraj operativnega področja. Učinki ultrazvočnih premikov in gibanja pripomorejo, k zmanjšanju krvi v operativnem območju. Na voljo je ročnik z ali brez LED osvetlitve.

BONART

ART E1 elektrokirurška enota

Za zobozdravnike, oralne kirurge so elektrokirurške enote postale nepogrešljiv pripomoček v ordinacijah zaradi hitrega rezanja, enostavne uporabe in dokazane varne izvedbe.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maks. izhodna moč: 50 W
- Dimenzije: 230 x 22.5 x 8.5 cm
- Dolžina kabla ročnika: 190 cm
- Teža: 11 kg

897 €

750 €

Akcijska cena z DDV: 915 €



DÜRR DENTAL

VC 65 kirurški sesalec

Idealno za uporabo v oralni in maksilofacialni kirurgiji ter implantologiji.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Volumski pretok: 65/75 l/min.
- Maks. tlak: 910 mbar
- Dimenzije: 35 x 33 x 37 cm
- Teža: 16 kg
- Raven hrupa: 44 dBA

5.380 €

4.573 €

Akcijska cena z DDV: 5.579 €



HAGEN&WERKEN

hf Surg elektrokirurška enota

Ugodna in prefinjena kirurška enota. Hitro in neboleče celjenje ran. Enostavno upravljanje analognega stikala frekvence in moči. Samodejni nadzor izhodne moči, varnostni mehanizem pri stiku s kovino. Ročnik in elektrode se lahko avtoklavirajo pri 134 °C



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maks. izhodna moč: 50 W
- Delovna frekvenca: 2,2 MHz
- Dimenzije: 190 x 90 x 180 mm
- Teža: 1,6 kg

1.400 €

1.190 €

Akcijska cena z DDV: 1.452 €

**OPREMA****030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

**INFO****01 5204 800**

info@prodent.si



NOUVAG

Vacuson 40 kirurški sesalec

Vacuson 40 se uporablja za sesanje tekočin in izločkov. Moč črpalke je mogoče regulirati, nenehno spremlja manometer s skalo v barih in mmHG. Delovanje pedala za VKLOP/IZKLOP. 2 in 5 litrski sistem za zbiranje polisulfona. Na voljo je zbiralni sistem z vrečkami za enkratno uporabo. 5 let garancije.

3.605 €

2.703 €

Akcijska cena z DDV: 3.298 €

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nastavljiv vakuum: – 0.9 bar pri 675 mmHG
- Dimenzije: 360 x 300 x 280 mm
- Teža: 10 kg
- Kapaciteta sesanja: 40 l/min



NOUVAG

Flovac sistem
za Vacuson 40

Skupaj s pokrovom in nosilcem vklj. 1 vrečko za tekočino za enkratno uporabo.

195 €

156 €

Akcijska cena z DDV: 190 €



NOUVAG

Flovac vrečke
za enkratno uporabo
za Vacuson 40

Zbiralna vrečka za enkratno uporabo. Pakiranje: 50 kos

750 €

600 €

Akcijska cena z DDV: 732 €



NOUVAG

Sesalna posoda
za Vacuson 40

Sesalna posoda primerna za sterilizacijo, s pokrovom. Kapaciteta: 2 L

625 €

500 €

Akcijska cena z DDV: 610 €



NOUVAG

Vacuson Stand dodatki za kirurški sesalec vacuson 40

Voziček za sesalec Vacuson 40. Opremljen je s spodnjo in zgornjo polico, na katere se lahko postavi kirurški sesalec Nouvag.

1.123 €

842 €

Akcijska cena z DDV: 1.028 €



NSK

Surgic Pro 2 kirurški mikromotor

Vidljivost je zagotovljena z velikim, osvetljenim, visokokontrastnim zaslonom LCD. Intuitivne in lahko razumljive ikone zaslona zagotavljajo gladko delovanje. Črpalka zagotavlja dosleden in enakomeren pretok, ki tiho deluje v ozadju. Nastavitev irigacijske cevi je enostavna, črpalka pa se brezhibno prilega kompaktni in elegantni zasnovi Surgic Pro2.

~~5.016 €~~**3.762 €**

Akcijska cena z DDV: 4.590 €

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maks. Izhodna moč pumpe: 57 mL/min.
- Programi: 8
- Dimenzije: 245 x 235 x 90
- Navor: 5-80 Ncm
- Svetilnost (optični mikromotor): Več kot 32.000 Lux.



#whdentalwerk



video.wh.com



Pametna pomoč na višji ravni



Nepogrešljivo v oralni kirurgiji in implantologiji

Implantmed Plus II postaja nepogrešljiv pomočnik v operacijski dvorani. Cilj je na najboljši možen način p odpreti uporabnikovo učinkovitost, bodisi med vstavljanjem vsadka bodisi med ekstrakcijo modrostnega zoba. Modul Piezomed Plus II se preprosto priključi za največjo prilagodljivost.

piezomed^{PLUS}
II
module


implantmed^{PLUS}
II

Preverite sezonske akcije
na **www.prodent.si**



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Maks. izhodna moč: 80 W
- Maks. navor na motorju: 6.2 Ncm
- Hitrost mikromotorja: 200 - 40.000 min⁻¹
- Pretok hladilne tekočine pri 100%: vsaj 90 ml/min.
- Nožna stopalka: S-N2 (žična) ali opcijsko S-NW (brežžična)



4.027 €

3.050 €

Akcijska cena z DDV: 3.721 €

W&H

Implantmed Plus SI-1023 kirurški mikromotor

Kirurški mikromotor, SET 4, WIFI pedalka, mikromotor brez osvetlitve, primeren za nasadne instrumente brez luksa ali nasadne instrumente z lastnim generatorjem, za ostale različice artikla (žična pedalka, mikromotor z osvetlitvijo) se obrnite na vašega prodajnega zastopnika. **Garancija: 2 leti.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- LED osvetlitev
- Funkcija: boost
- Moč: 24W
- Ročnik z osvetlitvijo SA-40 L
- Avtomatska zaznava nastavkov
- Ključ za menjavo nastavkov
- Knjižnica nastavkov
- 6 irigacijskih cevč



5.060 €

3.560 €

Akcijska cena z DDV: 4.343 €

W&H

Piezomed modul ultrazvočna kirurška enota

Za normalno delovanje modula je potreben Implantmed SI-1023 glavna enota ali že obstoječi mikromotor. Samodejno zaznavanje instrumentov (model črne barve). Učinkovito hlajenje zahvaljujoč pršilni odprtini blizu delovnega območja instrumenta. Brežžični nožni upravljalnik vam omogoča izbiro optimalne lokacije v vašem delovnem prostoru.



W&H

WS-75 L zelen kolenčnik - razstavlјiv

Prestavno razmerje: 20:1

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 50.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.)

1.448 €

1.013 €

Akcijska cena z DDV: 1.236 €



W&H

WS-75 LG zelen kolenčnik - razstavlјiv

Prestavno razmerje: 20:1

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: lastni generator svetlobe
- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.)
- Višina glave: 21.6 mm

1.602 €

1.121 €

Akcijska cena z DDV: 1.368 €



W&H

WS-92 L rdeč kolenčnik - razstavlјiv

Prestavno razmerje: 1:2.7.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 3-kratno (> 50ml/min.)
- Višina glave: 21.6 mm

1.336 €

935 €

Akcijska cena z DDV: 1.141 €



W&H

WS-92 LG rdeč kolenčnik - razstavlјiv

Prestavno razmerje: 1:2.7.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: lastni generator svetlobe
- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 3-kratno (> 50ml/min.)
- Višina glave: 21.6 mm

1.492 €

1.044 €

Akcijska cena z DDV: 1.274 €



Preverite sezonske akcije na www.prodent.si

W&H

S-9 moder ročnik - razstavljljiv

Prestavno razmerje: 1:1

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.)

1.340 €

938 €

Akcijska cena z DDV: 1.144 €



W&H

S-9 LG moder ročnik - razstavljljiv

Prestavno razmerje: 1:1

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: lastni generator svetlobe
- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.)

1.719 €

1.203 €

Akcijska cena z DDV: 1.468 €



W&H

S-11 L moder ročnik - razstavljljiv

Prestavno razmerje: 1:1

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.)

1.437 €

1.005 €

Akcijska cena z DDV: 1.226 €



W&H

S-11 LG moder ročnik - razstavljljiv

Prestavno razmerje: 1:1

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: lastni generator svetlobe
- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.)

1.593 €

1.115 €

Akcijska cena z DDV: 1.360 €



W&H

WS-56 L moder kolenčnik - razstavljljiv

Prestavno razmerje: 1:1

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.)
- Višina glave: 21.6 mm

1.336 €

935 €

Akcijska cena z DDV: 1.141 €



W&H

WS-56 LG moder kolenčnik - razstavljljiv

Prestavno razmerje: 1:1

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Razsvetlitev: lastni generator svetlobe
- Razsvetlitev: mini LED +
- Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
- Zunanje pršilo: 1-kratno (> 50ml/min.)
- Višina glave: 21.6 mm

1.492 €

1.044 €

Akcijska cena z DDV: 1.274 €





W&H

Kirurški voziček z vtičnicami

kirurški voziček

Kovinske police z nosilnostjo do 10 kg (na polico), vključuje ročaj na zgornji polici za lažje rokovanje. Razdelilnik s 3 vtičnicami s pokrov, stikalom za vklop/izklop in prostor za skrivanje kablov. Ima posebno polico za odlaganje nožnega pedala za upravljanje naprav. Kakovostna kolesa z zavorami vam omogočajo udobno premikanje vozička.

~~1.110 €~~**780 €**

Akcijska cena z DDV: 952 €

**dentalart**

DENTAL-ART

TRON voziček za scanner

Praktičen, eleganten in vitek: računalniški voziček TRON ima vse, kar je potrebno, da na novo opredeli kategorijo vozičkov vse v enem. Odkrijte najnaprednejši voziček za rokovanje s tehnologijo v zobozdravstveni ordinaciji! TRON je najboljša rešitev za to, da imate namizni ali prenosni računalnik in opremo ob sebi med aktivnostjo. Tanka in prostorsko varčna zasnova vam omogoča prosto premikanje tehnologije, dodatki pa izboljšujejo funkcionalnost za neprekosljivo izkušnjo.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 54.5 x 86 x 51 cm
- Barva: bela WA005 + mat siva WA7021.
- Konstrukcija: kovinska

~~997 €~~**797 €**

Akcijska cena z DDV: 972 €

**OPREMA****030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

**INFO****01 5204 800**

info@prodent.si

OMNIA®

OMNIA

Tihi asistent za kirurgijo z vtičnicam kirurški voziček

Kirurški voziček je izdelek za zobozdravnike, ki je namenjen izboljšanju organizacije zobozdravstvene ordinacije: omogoča vam, da je oprema urejena, da se izognete zapletanju kablov in žic, povečate stopnjo higiene v ordinaciji ter prihranite čas in trud pri organiziranju vašega dela.

1.760 €

1.500 €

Akcijska cena z DDV: 1.830 €



OMNIA

Hidravlični voziček za instrumente kirurški voziček

Hidravlična mizica Mayo je v celoti izdelana iz nerjavečega jekla. Hidravlični steber omogoča hitro nastavitev delovne višine mizice. Odlagalna površina 73x47 cm lahko sprejme velike količine kirurških instrumentov.

1.750 €

1.500 €

Akcijska cena z DDV: 1.830 €



OMNIA

Voziček za instrumente kirurški voziček

Mize Omnia, v celoti izdelane iz nerjavečega jekla dopolnjujejo opremo vsake operacijske sobe. Pladenj lahko sprejme velike količine kirurških instrumentov.

1.150 €

980 €

Akcijska cena z DDV: 1.196 €



zumax

ZUMAX
OMS2050
mikroskop

15.700 €

11.775 €

Akcijska cena z DDV: 14.366 €



OMS 2000/2050

Dentalni mikroskop



Pogled na vrtljivo roko

Ko se leča vrti okoli osi vrtenja ravnotežne roke, optična os in os vrtenja ravnotežne roke ostaneta sovpadajoči. Vodoravna ravnina se zavrti za 350 stopinj.



Nihalo Pro

Okular ostane v prvotnem položaju med nihalnim gibanjem leče pod kotom nihala 22 stopinj levo in desno.



Zasnova nastavitve dušenja nagiba leče

Kot sprednjega nihanja 45 stopinj.
Kot zadnjega nihanja 100 stopinj.



Gumb za izbiro filtrov in velikosti svetlobnih točk Neprekinjena povečava - zoom

Preklaplja lahko med vsaj petimi stanji: velika svetlobna točka, mrdijska svetlobna točka, majhna svetlobna točka, rumeni filter in zeleni filter.



Zunanji adapter za kamero

OPCIJSKO

Popolnoma nova zasnova vmesnika kamere za dokumentirano opazovanje. (Prilagodljivo za večje znamke fotoaparata, iPhone in nekatere znamke telefonov Android).



Modul kamare 4K

OPCIJSKO

Omogoča snemanje v ločljivosti 4K HD in prenos videa na monitor prek HDMI kabla.



Delovna razdalja

Spremenljiva delovna razdalja 190mm ~ 480mm

zumax

ZUMAX
OMS2360
Standard
mikroskop

~~16.590 €~~

12.450 €

Akcijska cena z DDV: 15.189 €



OMS 2380/2360

Dentalni mikroskop



Visokokakovostna optika

Optika je izdelana iz uvoženega stekla iz Nemčije za zmanjšanje optične aberacije. Vse leče so večslojno prevlečene z antirefleksnim premazom in apokromatske.

Okularji s širokim vidnim poljem

Okularji s širokim vidnim poljem se enostavno vstavijo v binokularni tubus in imajo integrirane okularje z brezstopenjsko nastavitvijo. Okularji so idealni za kirurge, ki želijo delati z očali, saj je mogoče refrakcijo očesa enostavno nastaviti z velikim razponom dioptrije $\pm 7D$.



Dvojna preklopna LED osvetlitev



Vgrajen sistem kamer 4K

OPCIJSKO



Integrirani laserski filtri

OPCIJSKO




Super uravnotežena roka



Protiodsevni modul

OPCIJSKO



Fluorescentni modul FluoDet™

OPCIJSKO

Dodatki

Easy360 Plus
adapter za
mobilni telefon



Rota 360 adapter za
digitalni fotoapar
at Nikon/Sony/Canon



Adapter za digitalno
kamero



Adapter za digitalno
kamero Nikon/Sony
/Canon



Rotacijski obroč



Podaljšek



Podaljšek in
delilnik žarka
(20%:80% or 50%:50%)

Uravnoveževalna roka

Ta uravnoveževalna roka zagotavlja izjemno gladko, tekoče in popolno ravnesje med premeščanjem mikroskopa. Tudi ko so nameščeni zunanji dodatki, uravnoveži težo, kar omogoča nemoteno rokovanje.



25° desni naklon



Navpični položaj



25° levi naklon



zumax

ZUMAX
DFK lupe

1.460 €

1.025 €

Akcijska cena z DDV: 1.251 €



- ◆ Lupe z odklonskim delovanjem imajo odlično ergonomijo in vizija uporabnikov se enostavno integrira.
- ◆ Široko vidno polje.
- ◆ Pomožne funkcije
 - 1) Dodati je mogoče brezžične naglavne svetilke.
 - 2) Hitra nastavitvev razdalje med zenicami.
 - 3) Po meri za posameznega zdravnika.
 - 4) Uporabno skupaj z očali zdravnika (opcijsko).



Prosto oko



Galilean lupe



ZUMAX odklonske lupe

Brez očalnih leč

Specifikacije:

Model	Povečava	Delovna razdalja
DFK	3.0x	400mm
DFK	3.0x	450mm
DFK	3.0x	500mm
DFK	3.0x	550mm
DFK	4.0x	400mm
DFK	4.0x	450mm
DFK	4.0x	500mm
DFK	4.0x	550mm
DFK	5.0x	400mm
DFK	5.0x	450mm
DFK	5.0x	500mm
DFK	5.0x	550mm



Barva okvirja
Modra
Siva
Rdeča



DFK binokularne lupe



HL8200 naglavna svetilka v kombinaciji z DFK binokularnimi lupami



HL8260 naglavna svetilka v kombinaciji z DFK binokularnimi lupami



ZUMAX
SLH lupe

zumax

1.520 €

1.065 €

Akcijska cena z DDV: 1.299 €

ZUMAX SLH lupe

Zaradi oblike leč s prizmami in inovativnega optičnega sistema je premer vidnega polja veliko večji kot pri tradicionalnih kirurških lupah. Poljubno prilagajajte delovno razdaljo v ponujenem razponu. Svoboda nastavitve očesne točke, razdalje med zenicami in delovne razdalje.

- ◆ Kepler optika, akromatična leča, brez popačenja
- ◆ Večslojna prevleka, antirefleksna, z jasnostjo od roba do roba
- ◆ Individualna nastavitve razdalje med zenicama, enostavna uporaba, za vsako višino in kot.
- ◆ Vodoodporno, enostavno za čiščenje
- ◆ 3 možnosti povečave: 4X, 5X, 6X
- ◆ 4 možnosti delovne razdalje: 340 mm, 420 mm, 460 mm, 500 mm
- ◆ Uporabno v kardiorakalni, kardiovaskularni, nevrokirurgiji, ORL in splošni kirurgiji, oftamologiji, ginekologiji, zobozdravstvu, plastični kirurgiji in dermatologiji.

Specifikacije:

Povečava	Delovna razdalja	Vidno polje
4.0x	340mm	55mm
4.0x	420mm	65mm
4.0x	460mm	75mm
4.0x	500mm	85mm
5.0x	340mm	45mm
5.0x	420mm	55mm
5.0x	460mm	60mm
5.0x	500mm	65mm
6.0x	340mm	40mm
6.0x	420mm	47mm
6.0x	460mm	50mm
6.0x	500mm	58mm



Gumb za zaklep



Magnetni konektor



Gumb za navpični premik



Ščitnik za nadzor okužb



Ščitnik za nadzor okužb - 1



Zaščitni pokrov

D-TEC

Leaf luč za osvetlitev delovnega okolja

Izkusite najnovejšo inovacijo razsvetljave podjetja D-tec s tehnologijo "Sunlike LED". Naravna svetloba z visokim indeksom barvnega upodabljanja (CRI) in edinstveno tehnologijo, ki zmanjšuje izvore modre svetlobe. Luč ne samo izboljša vaše okolje, temveč tudi vaše dobro počutje, saj zagotavlja bolj naravno in zdravo osvetlitev.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Izvor svetlobe: LED 115 - 168 W
- Svetilnost: 3000 lux/1.2 m
- Temperatura barve: 3000 - 5700 K CRI98
- Dimenzije: 1190 x 638 x 51 mm
- Teža: 12 kg.

3.640 €

2.920 €

Akcijska cena z DDV: 3.562 €



D-TEC

Cloud luč za osvetlitev delovnega okolja

Cloud je s svojo velikostjo popoln za uporabo v ordinacijah. Opcijske nadgradnje: indirektna svetloba, dinamična svetloba.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Izvor svetlobe: LED 209 - 290 W
- Svetilnost: 4.500 lux / 1.2 m
- Temperatura barve: 3.000 - 5.700 K CRI94
- Dimenzije: 1282 x 850 x 15 mm
- Teža: 20 kg.

4.670 €

3.736 €

Akcijska cena z DDV: 4.558 €



D-TEC

Clair luč za osvetlitev delovnega okolja

Opcijske nadgradnje: indirektna svetloba, dinamična svetloba.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Izvor svetlobe: LED 104 - 216 W
- Svetilnost: 3.000 lux / 1.2 m
- Temperatura barve: 3.000 - 5.700 K CRI94
- Dimenzije: 1530 x 670 x 59 mm
- Teža: 16.3 kg

3.850 €

3.080 €

Akcijska cena z DDV: 3.758 €



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si



TECNO-GAZ

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Osvetlitev pri razdalji 80 cm (pri 5000°K): 130.000 lux.
- Osvetlitev pri razdalji 80 cm (pri 4500°K): 80.000 lux.
- Temperatura barve: 4500°K/ 5000°K
- Fokus: fiksni
- Premer točke osvetlitve majhno polje: 130 mm
- Premer točke osvetlitve. veliko polje: 210 mm
- Število LED luči: 30
- Vir svetlobe: N°30 LEDs.

7.500 €

6.000 €

Akcijska cena z DDV: 7.320 €

TECNO-GAZ

Orion 40 DS kirurška luč

Posebej priporočljivo za operacijske dvorane, kjer kirurg potrebuje dimenzijsko manjšo luč. Odličen za oralno in maksilofacialno kirurgijo ter estetsko plastično kirurgijo. Model ima 30 eliptičnimi reflektorjev, ki so razdeljeni v 6 modulov, od katerih vsak vsebuje 5 LED, ki zagotavljajo 130.000 luksov. Za lažje pozicioniranje je okrog kupole aluminijast obroč.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Osvetlitev pri razdalji 100 cm : 100.000 lux
- Temperatura barve: 4500°K
- Število LED luči: 12
- Vir svetlobe: N°12 LEDs
- Upravljanje intenzitete barve: 20 - 100 %

4.100 €

3.280 €

Akcijska cena z DDV: 4.002 €

TECNO-GAZ

Slim kirurška luč

S tem novim modelom je Tecno-Gaz razširil svojo ponudbo kirurških luči. Model SLIM je najboljša rešitev za problem kirurške osvetlitve pri operacijah. Zahvaljujoč svojim lastnostim in tehnični strukturi izpolnjuje vse zahteve za umestitev v zobozdravstveni ordinacijo. Osvetlitev operacijskega polja je bistvenega pomena v sodobnem zobozdravstvu in SLIM je bil zasnovan in izdelan kot ustrezen odgovor na to zahtevo. Izvedenka: stropna luč



**CENA JE ODVISNA
OD KONFIGURACIJE**

SCHÜTZ DENTAL

Tizian JMA Optic digitalni obrazni lok

Klinična in instrumentalna analiza funkcije je pomemben predpogoj za zobne restavracije in odlično orodje za zgodnjo diagnozo kranio-mandibularne disfunkcije (CMD), zlasti pri pripravi restavracije, podprte z vsadki.

Ponudite svojim pacientom izjemno varnost s preciznim in enostavnim sistemom Zebris.

Prenesite podatke o resničnih pacientih ali nastavitve virtualnih artikulatorjev prek standardiziranega izvoza XML v zunanje CAD sisteme (Tizian CAD/CAM sistem). S to izjemno funkcijo sistem postane sestavni del digitalnega delovnega procesa podjetja Schütz Dental za izdelavo funkcionalnih zobnih protez.

Patentirana ugrizna ploščica ustvarja natančno povezavo med podatki o gibanju merilnega sistema in zobnimi površinami, ki jih skenira modelni skener (. Ta ploščica je prav tako del nove naprave za prenos Zebris in omogoča nemoten prenos položaja zgornje čeljusti glede na lobanjo na mehanski artikulator.

Tako uporaba mehanskega obraznega loka postane nepotrebna.



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Delovanje: brezžično
- Skeniranje celotnega zobnega loka: 1 min.
- Teža: 542 g

**CENA JE ODVISNA
OD KONFIGURACIJE**

DENTSPLY SIRONA

Primescan 2 intraoralni skener

Primescan® 2: prva rešitev za intraoralno skeniranje, ki deluje v oblaku. Podatki skeniranja, ki jih poganja DS Core1, se zajamejo neposredno v oblaku, kar vam omogoča uporabo skenerja kjer koli in kadar koli. Primescan® 2 ne potrebuje namenske strojne opreme – uporabljajte ga s katerim koli računalnikom, prenosnikom, tablico ali drugo mobilno napravo z internetno povezavo. Ko je skeniranje končano, lahko Primescan® 2 premaknete k naslednjemu pacientu, kar omogoča hitro predajo skenerja znotraj ordinacije in povečuje razpoložljivost vaše naprave. Primescan® 2 zagotavlja natančnost in visokokakovostno skeniranje za številne indikacije in materiale. Zahvaljujoč širokemu naboru aplikacij lahko odpre svet možnosti za ponudbo vaše ordinacije.



TEHNIČNE LASTNOSTI


- Skeniranje celotnega zobnega loka: 2-3 min.
- Dimenzije glave skenerja: 22.5 x 20.7 mm
- Dimenzije: 50.9 x 58.8 x 253 mm
- Teža: 524.5 g
- Procedura skeniranja: dinamično globinsko skeniranje do 20 mm.

**CENA JE ODVISNA
OD KONFIGURACIJE**

DENTSPLY SIRONA

Primescan Connect intraoralni skener

Primescan Connect: visokozmogljiv intraoralni skener, ki je zdaj na voljo tudi v konfiguraciji s prenosnim računalnikom. Izkoristite vse prednosti Primescana po dostopnejši ceni. Primescan je intraoralni skener, ki vam omogoča visoko natančne digitalne odtise pacientovih ust brez uporabe tradicionalnega materiala za odtise. S poenostavljenim skeniranjem in optimiziranimi delovnimi procesi je Primescan Connect odlično izhodišče za digitalno zobozdravstvo. Dosežite boljšo diagnostiko, načrtovanje zdravljenja in pospešeno finančno rast, hkrati pa izboljšajte izkušnjo pacientov.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 20 x 20 x 37 cm
- Teža: 11 kg
- XY resolucija: 45 µm
- Polimerizacijsko telo: 385 nm UV-A LED projektor.

10.490 €

9.450 €

Akcijska cena z DDV: 11.529 €

SPRINTRAY
MIDAS 3D tiskalnik

Midas je najboljša rešitev za izdelavo restavracij v ordinaciji. Uporablja patentirano digitalno stereolitografijo (DPS) za premagovanje izzivov tiskanja visoko polnjenih viskoznih materialov. Midas uporablja digitalno stereolitografijo, patentno metodo tiskanja, ki nadomešča smolo, rezervoar in platformo za izdelavo s kapsulo iz smole. Ta napredek omogoča Midasu tiskanje z visoko polnjenimi smolami, ki so preveč viskozne za uporabo na običajnem 3D-tiskalniku.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tehnologija polimerizacije: 34 LED luči
- Valovna dolžina: 365 + 385 nm LED.
- Uporabni prostor za končna dela: 11.4 x 11.4 x 3.8 cm
- Dimenzije: 20 x 20.5 x 34.5 cm
- Teža: 10 kg.

3.490 €

3.150 €

Akcijska cena z DDV: 3.843 €

SPRINTRAY
NanoCure polimerizacijska peč

Razširite svoje zmogljivosti in hkrati izboljšajte hitrost polimerizacije, ne da bi pri tem izgubili prostor na pultu. NanoCure uporablja zmogljive nove LED diode z valovno dolžino 365 + 385 nm za strjevanje 3D-natisnjenih zobnih aparatov brez potrebe po dušiku. Valovni dolžini se združujeta za optimizacijo biokompatibilnosti in mehanskih lastnosti.

**OPREMA**

030 709 029

uros.sraj@prodent.si

**INFO**

01 5204 800

info@prodent.si

Preverite sezonske akcije na **www.prodent.si**

SPRINTRAY

SprintRay Pro 2 3D Printer 3D tiskalnik

Pro 2 je 3D-tiskalnik naslednje generacije, ki zagotavlja izjemno natančnost in zmogljivost. S patentirano tehnologijo Optical Panel in 385 nm UV-A svetlobo je Pro 2 najnaprednejši 3D-tiskalnik, ki so jih kdaj izdelali v podjetju Sprintray.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 38 x 45 x 53 cm
- Teža: 30 kg
- Debelina sloja: 50, 100, 170 µm
- XY resolucija: 35 µm
- Polimerizacijsko telo: 385 nm UV-A-LED
- Zaslon na dotik

~~10.490 €~~**9.450 €**

Akcijska cena z DDV: 11.529 €



SPRINTRAY

SprintRay ProCure 2 polimerizacijska peč

ProCure 2 skrajša čas strjevanja za kar 10-krat, kar odpira vrata 3D-tiskanju v zobozdravstvu. S 25-krat večjo svetlobno močjo za strjevanje lahko "Night-guard" utrdite v samo 3 minutah – predgretje ni potrebno.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 41 x 34 x 32 cm
- Teža: 15 kg
- Brez predgretja. Maks. Temperatura: 80°C
- Število LED: 42
- Valovna dolžina: 385 nm
- Barvni zaslon na dotik

~~3.490 €~~**3.150 €**

Akcijska cena z DDV: 3.843 €



SPRINTRAY

SprintRay ProWash S avtomatski čistilec za 3D tiskalnik

SprintRay Pro Wash S je naslednik modela SprintRay Pro Wash and Dry. Je popolnoma avtomatiziran dvostopenjski sistem pranja in sušenja ter ponuja enoten uporabniški vmesnik za integracijo s tiskalnikom Pro S Printer in ProCure 2.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 28 x 28 x 28 cm
- Tekočina primerna za rezervoar: Isopropyl alcohol 91% / Isopropyl alcohol 99% Ethanol
- Kapaciteta rezervoarja: 1 l po komori (skupno dve komore)
- Barvni zaslon na dotik

~~2.990 €~~**2.700 €**

Akcijska cena z DDV: 2.294 €



IVOCLAR

Bluephase G4 polimerizacijska lučka

Polywave LED tehnologija širokopasovnega spektra. Barva: Siva

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385-515 nm
- Intenziteta svetlobe
High Power program 1.200 mW/cm (odstopanje 10%)
PreCure program 90 mW/cm (odstopanje 10%)
- Svetlobno vodilo: 10 mm
- Dimenzije brez svetlobnega vodila: 170 x 30 x 30 mm
- Teža: 135 g (vključuje baterijo in sondo)

1.275 €

893 €

Akcijska cena z DDV: 1.089 €



IVOCLAR

Bluephase EasyCure polimerizacijska lučka

Kakovost, ki jo potrebujete, preprostost, ki jo želite. Brez napora utrjevanje s funkcionalnostjo enega gumba za enostavnost uporabe. Visoka intenzivnost omogoča utrjevanje vseh vrst restavracij. 10-sekundni program z jakostjo 1200mW/cm zagotavlja enakomerno in popolno utrjevanje z enotno polimerizacijo. **Garancija: 3 leta aparat, 1 leto baterija.**

950 €

665 €

Akcijska cena z DDV: 811 €



IVOCLAR

Bluephase PowerCure polimerizacijska lučka

Visoko zmogljiva luč za utrjevanje s pametnim pomočnikom za utrjevanje. Visoko zmogljiva naprava za utrjevanje združuje inteligenco in učinkovitost. Bluephase PowerCure ima pametnega pomočnika za utrjevanje, ki opozori ob vsaki nepravilni uporabi. **Kratki časi osvetljevanja, od 3 sekund naprej,** vam omogočajo učinkovito delo.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Intenzivnost: 1.200 / 2.000 / 3.000 mW/cm²
- Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385 - 515 Nm
- Enakomeren žarek svetlobe
- Svetlobno vodilo: 9 mm
- Teža: 170g

1.645 €

1.150 €

Akcijska cena z DDV: 1.403 €



SDI

Radii xpert polimerizacijska lučka

Radii Xpert strdi vse komercialno dostopne kompozite brez potrebe po večvalovni svetlobi. Profesionalna LED polimerizacijska lučka. Edinstvena tehnologija za pom pri ciljanju adii Xpert vam omogoča, da pravilno postavite svetlobo in ste preprič o kotu pred strjevanjem. Radii Xpert je idealna izbira za restavracije vseh veliko vključno z restavracijami z masivnim polnjenjem, ki zahtevajo globoko strjevanje.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 142 x 70 x 70 mm
- Teža: 155 g
- Standardni nastavek za strjevanje: 440 nm - 480 nm.

SDI

YOUR OUR
SMILE. VISION.

1.480 €

1.036 €

Akcijska cena z DDV: 1.264 €

MECTRON

Starlight pro polimerizacijska lučka

Brezžična LED polimerizacijska svetilka. Ima dva načina delovanja: hiter in počasen program. Optično vlakno je možno sterilizirati. Kontrolni mehanizem zagotavlja konstantno moč svetlobe, ki jo preverja integriran radiometer. Barva: Mat črna

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vir svetlobe: LED optična vlakna
- Moč LED svetlobe: > 1.400 mW/cm²
- Optično vlakno: premer 8 mm
- Teža: 105 g

mectron



604 €

483 €

Akcijska cena z DDV: 589 €

MECTRON

Starlight uno polimerizacijska lučka

Akustičen signal se oglasi v primeru, ko je baterija skoraj prazna. S pomočjo "pametnega" procesorja nudi konstanten nadzor nad močjo presvetljevanja. Gladek in ergonomičen ročnik omogoča enostavno čiščenje. Barva: Siva

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Vir svetlobe: LED optična vlakna
- Moč LED svetlobe: > 1.500 mW/cm²
- Valovna dolžina svetlobnega spektra: 440 - 465 nm
- Teža: 105g



492 €

394 €

Akcijska cena z DDV: 481 €

**OPREMA**

030 709 029

uros.sraj@prodent.si

**INFO**

01 5204 800

info@prodent.si



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Intenzivnost: 1.000 - 1.400 mW/cm² (do 3.200 mW/cm²)
- Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385 - 515 Nm
- Premer leče: 10 mm
- Teža: 170g

~~1.505 €~~

1.129 €

Akcijska cena z DDV: 1.377 €

ULTRADENT

Valo cordless polimerizacijska lučka

Brezžična LED polimerizacijska svetilka z ultra visokim spektrom delovanja.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Leča: 11,7 mm
- Razpon valovnih dolžin: 385 - 515 nm
- Teža: 190 g
- Dimenzije: 203 x 32,5 x 27 mm

~~1.710 €~~

1.282 €

Akcijska cena z DDV: 1.564 €

ULTRADENT

Valo Grand polimerizacijska lučka

Velik, 12 mm svetlobno telo. Gumb za strjevanje na spodnji strani za intuitivno upravljanje. Ultravisokoenergijske širokopasovne LED diode strdijo vse zobozdravstvene materiale. Optimalno usklajen žarek zagotavlja popolno, enotno strjevanje. Tri možnosti strjevanja – Standardna moč, High Power Plus in Xtra Power – nudijo udobje in prilagodljivost.



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si

DENTSPLY SIRONA

X-Smart Pro+ endodontski mikromotor z apeks lokatorjem

Recipročno ali rotacijsko gibanje. Funkcija "Auto-reverse". OPCIJSKA nožna stopalka (doplačilo). Uporabniku prijazen vmesnik na zaslonu na dotik; upravljanje z rokavico. Majhna glava: odlična vidljivost in dostop.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Navor: 0,2 N·cm – 7,5 N·cm
- Hitrost: 100 vrt./min – 3.000 vrt./min.
- 360° nastavljen položaj glave
- LED osvetlitev
- 7" zaslon na dotik

2.900 €

2.420 €

Akcijska cena z DDV: 2.953 €

Dentsply
Sirona

KERR

elements™ Connect endodontski mikromotor

Z intuitivnimi svetlobnimi indikatorji boste imeli večjo vidljivost za bolj samozavestno oblikovanje. Intuitivni, pregledni, pametni svetlobni in zvočni indikatorji ter velik in svetel zaslon vas opozorijo, ko dosežete apeks. Uporablja se lahko samostojno ali kot povezan sistem.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 202 x 28 x 28 mm
- Teža: 130 g
- Hitrost: 100 - 1000 rpm
- Navor: 1 - 4 Ncm
- Način delovanja: kontinuirano

2.099 €

1.785 €

Akcijska cena z DDV: 2.178 €



Kerr™

MORITA

TriAuto ZX2+ brezžični endodontski mikromotor z vgrajenim apeks lokatorjem

Tri Auto ZX2+ je opremljen z novo generacijo recipročnega pogona, OGP2, ki močno zmanjša možnost zloma instrumentov v kanalu. Ta inovativni motor se lahko uporablja za prehodnost, drsno pot in oblikovanje. Integriran apeks lokator.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Hitrost: 100 - 1000 rpm
- Navor: 4 Ncm
- Teža: 140 g

2.730 €

2.195 €

Akcijska cena z DDV: 2.678 €



MORITA


DENTSPLY SIRONA

X-smart apeks lokator

Model X-Smart® Apex Locator temelji na edinstveni patentirani tehnologiji z več kot 20-letno uveljavljeno klinično zgodovino, ki uporablja električne lastnosti različnih tkiv znotraj sistema koreninskih kanalov in zagotavlja pravilne rezultate v kanalih v različnih pogojih – suhih in mokrih. Garancija: 2 leti

TEHNIČNE LASTNOSTI

- 5" vmesnik z zaslonom na dotik
- Dimenzije: 95 x 146 x 111 mm
- Frekvence meritve: 500 Hz in 8 kHz.

1.050 €

820 €

Akcijska cena z DDV: 1.000 €

Dentsply
Sirona



KERR

Apex Connect apeks lokator

Zagotovite natančnost meritev s funkcijo samodejne samokalibracije naprave Apex Connect, ki se aktivira ob vsakem vklopu naprave. Med postopki na barvnem zaslonu v realnem času spremljajte informacije o dosegu, zvočni indikatorji pa vas opozorijo, ko je dosežen apeks.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 90 x 75,4 x 73,6 mm
- Teža: 184 g
- Natančnost: ±0.5 mm

999 €

850 €

Akcijska cena z DDV: 1.037 €

Kerr™



MORITA

Dentaport ZX apeks lokator

Natančni in zanesljivi merilni rezultati. Samodejna kalibracija. Zvočni signali za večjo varnost. Vedno takoj pripravljen za uporabo. Pripravljen na nadgradnjo z OTR modulom.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 105 x 105 x 105 mm
- Zaslon: LCD
- Teža: 370 g.

1.376 €

963 €

Akcijska cena z DDV: 1.175 €

MORITA



MORITA

Root ZX mini apeks lokator

Spominska nastavitev programa. Kompakten, priročen in prenosen. LCD zaslon za enostavno pregledovanje. Barva: bela

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Zaslon: LCD
- Dimenzije: 60 x 103 x 57 mm
- Teža: 110 g

1.376 €

963 €

Akcijska cena z DDV: 1.175 €

MORITA



PARKELL

Digitest 3 digitalni vitalitetni aparat

Digitest® 3 električno stimulira zob za testiranje vitalnosti. Primerjava odziva na dražljaj izbranega zoba z znanim odzivom zdravega zoba vam pomaga ugotoviti izvor bolečine.

Trajanje impulza (širina): Visoko (3 vrstice): 60.5 ms, Srednje (2 vrstici): 100 ms, Nizka (1 vrstica): 124 ms. **Period ponavljanja impulza**: Visoka (3 vrstice): 140 ms; Srednje (2 vrstici): 228 ms; Nizka (1 vrstica): 284 ms. Povečanje povprečne napetosti: 7 V.

parkell®



606 €

472 €

Akcijska cena z DDV: 576 €

DENLUX

Pulppen B1000 Analogue analogni vitalitetni aparat

Neboleče za pacienta. Enostaven, brezžičen, praktičen in učinkovit. Lahko se uporablja v vsakdanji praksi. Model se vklopi samodejno ob dotiku. Nastavitev in odčitavanje z nastavljenim gumbom. Samodejni izklop po uporabi (30 sec.)

Denlux | DENTAL ELECTRONIC 
... reliable connections!



400 €

350 €

Akcijska cena z DDV: 427 €

DENLUX

Pulppen DP2000 Digital digitalni vitalitetni aparat

Neboleče za pacienta. Enostaven, brezžičen, praktičen in učinkovit. Lahko se uporablja v vsakdanji praksi. Upravljanje na dotik. Digitalno odčitavanje na zaslonu. Samodejni izklop po uporabi (30 sec.)

Denlux | DENTAL ELECTRONIC 
... reliable connections!



450 €

380 €

Akcijska cena z DDV: 464 €



15.323 €

5.650 €

Akcijska cena z DDV: 6.893 €

DENTSPLY SIRONA

SIROLaser Blue diodni laser

Diodni laserji imajo velike prednosti v primerjavi z običajnimi metodami zdravljenja. Glavne razlike so vidne pri celjenju ran brez brazgotin in izboljšani zaščiti, ki znatno zmanjša število bacilov. Za bolnike uporaba diodnih laserjev pomeni manj pooperativne bolečine in zato tudi manjšo potrebo po zdravlilih. Kompakten SIROLaser Blue je prvi zobni diodni laser, ki ima modro, infrardečo in rdečo diodo. To mu omogoča neskončne možnosti uporabe v vaši praksi na dnevni bazi.

TEHNIČNE LASTNOSTI


 Laserska dioda: modra.

Valovna dolžina: 445 nm

Moč: 0.5 – 3.0 W

Področje uporabe: kirurgija (mehka tkiva), hemostaza


 Laserska dioda: infrardeča

Valovna dolžina: 970 nm

Moč: 0.5 – 2.5 W

Področje uporabe: parodontologija, endodontija, aftozne razjede, herpes


 Laserska dioda: rdeča.

Valovna dolžina: 660 nm

Moč: 0.5 – 100 mW

Področje uporabe: LLLT, biostimulacija

Način delovanja: kontinuiran, prekinjen

Frekvenca: 1 – 10.000 Hz

Dimenzije: 197 x 182 x 189 mm

Teža: 1.3 kg.

DENTSPLY SIRONA

SIROLaser Blue EasyTip Endo

konica za diodni laser sirolaser blue

- Sterilna vlaknasta konica za enkratno uporabo.
- Vključuje Endo-omejevalnik.
- Dolžina vlakna 27 mm.

~~240 €~~**204 €**

Akcijska cena z DDV: 249 €



DENTSPLY SIRONA

SIROLaser Blue EasyTip 320 µm

konica za diodni laser sirolaser blue

- Sterilna vlaknasta konica za enkratno uporabo
- Dolžina vlakna 13 mm

~~240 €~~**204 €**

Akcijska cena z DDV: 249 €



DENTSPLY SIRONA

SIROLaser Blue EasyTip 200 µm

konica za diodni laser sirolaser blue

- Sterilna vlaknasta konica za enkratno uporabo
- Dolžina vlakna 13 mm

~~240 €~~**204 €**

Akcijska cena z DDV: 249 €

**OPREMA****030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

**INFO****01 5204 800**

info@prodent.si

TECNO-GAZ

TECNO-GAZ

Orma naprava za apliciranje zaščitne folije obuval NEPOGREŠLJIVA V KIRURGIJI IN TUDI DRUGOD!

Kirurški protokoli zahtevajo uporabo osebne zaščitne opreme, tako s strani operaterjev kot pacientov. Zaščita za obuvale mora izolirati čevlje, ki očitno lahko »prenašajo« kužne snovi. Pri običajnih ambulantnih medicinskih dejavnostih, pri katerih popolnoma oblečen pacient prestaja operacijo ali invazivne terapije, mora biti obuvale zaščiteno.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 800 x 445 x 330 mm
- Teža: 21 Kg
- Predgretje: 3 min.

~~1.600 €~~**1.280 €**

Akcijska cena z DDV: 1.562 €



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si

Preverite sezonske akcije na **www.prodent.si**

NSK

iSD900 protetični izvijač

Brezžični protetični izvijač s sistemom za kalibracijo navora (TCS). Prihranek časa pri samodejni pritrditvi abutment vijakov. Univerzalna uporaba za vse glavne implantatne sisteme. Sistem za kalibracijo navora (TCS). Uporabniku prijazen LC zaslon.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Navor: 10-40 Ncm ali 5 Ncm povečanje
- Hitrost: 15,20,25/min-1
- Teža: 148 g

1.838 €

1.286 €

Akcijska cena z DDV: 1.569 €



W&H

Osstell Beacon aparat za merjenje stabilnosti implantata

Aparat za merjenje stabilnosti implantata, ob nakupu je potrebno dodatno izbrati Smart-peg glede na izbran implantatni sistem (ni vključeno v ceno aparata).

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije: 210 x 35 x 25 mm
- Teža: 0,75 kg
- IP razred: IP20

2.970 €

2.080 €

Akcijska cena z DDV: 2.538 €



RONVIG

CALAJECT računalniško vodena lokalna anestezija

Primerno za kartuše: 1,7/1,8 ml standardne kartuše. Primerno za igle: Standard M6 in 7/32



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dolžina kabla nožne stopalke: 2,2m
- Dimenzije aparata: 100 x 117 x 115 mm
- Teža: 760g
- Dolžina kabla ročnika: 200 mm
- Teža ročnika: 50g.

2.915 €

2.332 €

Akcijska cena z DDV: 2.845 €



MESTRA

COMPOSITE HEATER grelec kompozitov

Ima prostornino za 8 brizg in naj bi omogočal izbiro med tremi različnimi temperaturami (40, 50 ali 70 °C). Manipulacija s kompoziti je tako optimizirana, kar izboljša njihovo fluidnost.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Moč: 24 W
- Luknje: 8x Ø16 mm
- Teža: 750 g
- Nastavitve temperature: 40-50-70 °C

225 €

Akcijska cena z DDV: 275 €



MESTRA

GUTTA-PERCHA CUTTER rezalnik poenov

Konica je fleksibilne zasnove za gladko rezanje. Pritisnite gumb za vklop in konica se lahko takoj segreje do 500 °C. Spustite gumb za vklop in konica se lahko hitro ohladi.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Teža: 35 g (brez baterij)
- Premer: 20 mm
- Dolžina: 185 mm
- Konice: L 2.0 mm – M 1.2 mm – S 0.5 mm

~~100 €~~

90 €

Akcijska cena z DDV: 110 €



DRMAYER

GuttaCut rezalnik poenov

Ročnik ima gumb za hitro segrevanje rezalne konice, ki ga pritismo po pozicioniranju aparata. Ko spustite gumb za gretje, se rezalna konica ohladi v le nekaj sekundah. Rezalno konico lahko večkrat sterilizirate in ponovno uporabite

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dimenzije ročaja (D x Ø): 126 x 19 mm
- Delovna temperatura: + 10° - +40°C.
- Brezžični ročnik

~~110 €~~

100 €

Akcijska cena z DDV: 122 €

Dr. Mayer
LIFE & HEALTH



DENTSPLY SIRONA

Gutta-Smart sistem za obturacijo

Z brezžično obturacijsko napravo Gutta-Smart™ in glavnimi gutaperčnimi konusi Conform Fit™ priročno in zanesljivo zapolnite kanale. Zasnovani so za skupno delovanje in imajo enake lastnosti pretoka pri nizkih temperaturah in radioplačnost za popolno toplo vertikalno obturacijsko rešitev.

~~2.390 €~~**2.031 €**

Akcijska cena z DDV: 2.478 €

DENTSPLY SIRONA

SmartLite Pro EndoActivator endoaktivator

SmartLite Pro EndoActivator, zasnovan za večsmerno gibanje, uporablja eliptično gibanje in povečano energijo za učinkovito aktivacijo irigantnega sredstva. Na voljo v 3 velikostih, vključno z novo srednje dolgo konico.

Uvodni paket: 1x ročnik SmartLite Pro, 1x nastavek EndoActivator, 2x baterija, 1x polnilna postaja, 1x škatla s pripomočki, 100x zaščitni pokrovčki, 25x majhne, srednje in srednje dolge konice EndoActivator.

~~1.265 €~~**890 €**

Akcijska cena z DDV: 1.086 €

KERR

elements™IC sistem za obturacijo

Sistem za obturacijo - Kerr preoblikuje vašo endokrinologijo in jo dvigne na višjo raven. Novi brezžični elements™IC je najnovejši celovit in zanesljiv sistem za obturacijo, ki združuje vir toplote Downpack z ekstruderjem Backfill. Dosežite odlične, predvidljive rezultate hitreje in lažje.

~~3.890 €~~**2.995 €**

Akcijska cena z DDV: 3.654 €

ZHERMACK

MX 300 mešalec alginata

Prihranek časa. Tiho in hitro delovanje. Zavzema manjši prostor. Enostaven in popolnoma čist postopek delovanja. Primeren za vse vrste alginatov vseh proizvajalcev. Digitalni zaslon in ohišje je enostavno za čiščenje.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Hitrost vrtenja: 3600 vrt./min.,
- z dvojnim gibanjem: vrtenje in revolucija,
- Nastavitev čas mešanja: (od 1 do 20 sekund).

1.160 €

880 €

Akcijska cena z DDV: 1.074 €



Zhermack
BEYOND INNOVATION

HAGEN&WERKEN

ALGIMIX mešalec alginata

Elektronsko krmiljeno, enakomerno gibanje mešanja. Meša prah in tekočino v homogeno alginatno maso brez mehurčkov. Hitrost mešanja nastavljiva v dveh korakih (počasno: 250 vrt/min, hitro: 500 vrt/min). Visokokakovostna, trpežna mešalna posoda iz prožne plastike. Priporočena količina polnjenja max. 250 – 350 ml.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost vklj. skleda (Š x V x G): 17,5 x 23 x 25 cm
- Teža s posodo (brez): 3 kg (2,8 kg)

695 €

625 €

Akcijska cena z DDV: 763 €



HÄGER
WERKEN

IVOCLAR

SILAMAT S6 mešalec kapsul

Sodobna univerzalna naprava za mešanje amalgama, stekloionomernih cementov in drugih, v dozah pripravljenih, stomatoloških materialov v kapsulah in injektorskih kapsulah. Značilni sta poseben vzorec gibanja v obliki številke, in nadpovprečna hitrost rotacije 4500 rpm (rotacij v minuti), ki omogočata, da dosežemo zanesljivo in enakomerno mešanje.

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Mešalna frekvenca: 4500 rpm, 75Hz
- Dimenzije: 240 x 230 x 170 mm
- Teža: 3,2 kg

785 €

628 €

Akcijska cena z DDV: 766 €



ivoclar



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si

RENFERT

SYMPRO čistilec za proteze

Kompaktna čistilna enota, še posebej primerna za čiščenje snemljivih zobnih restavracij, opornic in ortodontskih aparatov. Velik prihranek časa v primerjavi z ročnimi metodami zaradi učinkovitega in avtomatiziranega postopka čiščenja. Optimizirana geometrija čistilnih igel, nežna in učinkovita hkrati.



TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tehnologija čiščenja: Magnet / čistilni pini
- Dimenzije: 150 x 240 x 280 mm
- Teža: 3 kg

~~1.068 €~~**854 €**

Akcijska cena z DDV: 1.042 €

~~897 €~~**717 €**

Akcijska cena z DDV: 875 €

SOLVENTUM

Pentamix LITE avtomatska mešalna enota

Pentamix™ Lite je majhna avtomatska mešalna enota z integriranim ročajem, ki omogoča enostavno prenašanje. Zasnovana je za delo z vsemi odtisnimi materiali 3M Penta™ in dosledno zagotavlja homogeno, ponovljivo kakovost mešanja odtisnih materialov brez mehurčkov. **Primerna za "Penta" materiale.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Teža: 6.7 kg
- Dimenzije: 396 x 265 x 305 mm



Več o novem standardu namestitve
plug & play bit.ly/3R9vgN9

Beyond Chairside. Into Practice.

Ceramill Motion 3 Air

Ceramill Motion 3 Air postavlja nove standarde pri namestitvi plug-and-play. Zahvaljujoč integriranemu kompresorju je mog oče proizvodno enoto integrirati v obstoječo infrastrukturo ordinacije ali laboratorija. Preizkušena hibridna proizvodna tehnologija serije Ceramill Motion 3 hkrati zagotavlja najvišjo zanesljivost procesa, učinkovitost in je uporabniku prijazna.



Plug & Play

Tako majhna kot velika podjetja imajo koristi od namestitve plug-and-play – brez dodatnega napora ali posebnega predhodnega znanja. Intuitivni 10-palčni zaslon na dotik vodi uporabnike skozi vse procese, dopolnjujeta pa ga spremljanje orodij RFID in inovativen sistem čiščenja, ki skupaj zagotavljata izjemno enostavno uporabo.

Obsežen spekter materialov – od plastičnih do cirkonijskih blokov sintranih kovin – omogoča široko paleto indikacij.

Napredne strategije obdelave postavljajo nove standarde: Tehnologija oblikovanja v držalu-C natančno rezka celo kompleksne geometrije, kot so spodrezani prehodi od dlesni do zobnega vratu. Način visoke ločljivosti zagotavlja najfinejše končne obdelave, način Speedlining pa omogoča učinkovito obdelavo blokov.



OPREMA

030 709 029

uros.sraj@prodent.si



INFO

01 5204 800

info@prodent.si