




**CA13140001 Z99L**  
Ti-Max Z99L

- Vrhunsko gladko rezanje.
- Zasnovano za vzdržljivost.
- Velikost glave:  $\varnothing 8,9 \times V 13,4$  mm
- Trdno titanovo ohišje s prevleko DURAGRIP®
- Keramični kroglični ležaji
- Mikrofilter
- Funkcija dvosmernega pršenja
- Sistem proti pregrevanju
- Glava pod kotom  $100^\circ$



PRIPOROČENA CENA  
~~1.487,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**698,89 €**

**CA13170001 M94L**  
S-Max M94L

- Hitrejše in bolj gladko odstranjevanje cirkonija.
- Največja hitrost 160.000 min-1
- Velikost glave:  $\varnothing 9,9 \times V 14,5$  mm
- Nerjaveče jeklo
- Za FG svedre ( $\varnothing 1,6$ )
- Osvetlitev iz optičnega vodila
- Keramični kroglični ležaji



PRIPOROČENA CENA  
~~949,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**521,95 €**

**C1038 Z25L**  
Ti-Max Z25L

- Izjemno majhne dimenzije (npr. velikost glave  $\varnothing 8,9 \times V 13,4$  mm)
- Trdno titanovo ohišje z odpornim premazom DURAGRIP®
- Osvetlitev iz optičnega vodila
- Vgrajen mikrofilter
- Sistem čiste glave
- »Ultra« potisna glava
- 3-letna garancija
- Kolenčnik z osvetlitvijo
- Direktni pogon 1:1
- Funkcija dvosmernega pršenja



PRIPOROČENA CENA  
~~927,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**472,77 €**

**C601 X25L**  
Ti-Max X25L

- Trdno titanovo ohišje z odpornim premazom DURAGRIP® proti praskam
- Osvetlitev iz optičnega vodila
- Sistem čiste glave
- 2 leti garancije
- Kolenčnik z osvetlitvijo
- Direktni pogon 1:1
- Enojno pršilo



PRIPOROČENA CENA  
~~885,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**433,65 €**

**PA23750001 Z990KL**  
Ti-Max Z990KL

- Trdno titanovo ohišje z DURAGRIP® prevleko
- Osvetlitev iz optičnega vodila
- Keramični kroglični ležaj
- Sistem čiste glave
- Pršenje »Quattro«
- Hitra zaustavitev
- Enostavna menjava kartuše
- Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWERC HUCK®
- 2-letna garancija
- za priključek KaVo®MULTIflex® LUX



PRIPOROČENA CENA  
~~1.427,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**599,34 €**

**PA23870001 Z990WL**  
Ti-Max Z990WL

- Trdno titanovo ohišje z DURAGRIP® prevleko
- Osvetlitev iz optičnega vodila
- Keramični kroglični ležaj
- Sistem čiste glave
- Pršenje »Quattro«
- Hitra zaustavitev
- Enostavna menjava kartuše
- Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWERC HUCK®
- 2-letna garancija
- Za priključek W&H® Roto Quick® coupling



PRIPOROČENA CENA  
~~1.427,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**599,34 €**

**Y1500505 VCP2****Varios Combi Pro2 Basic Set**

Varios Combi Pro2 združuje sub. in supragingivalno terapijo s praškom ter ultrazvočno odstranjevanje zobnega kamna. Aparat je zasnovan za enostavno uporabo ter se prilagaja vašemu zelenemu načinu zdravljenja. Varios Combi Pro2, ki je nastal na podlagi bogatih izkušenj in raziskav podjetja NSK, zagotavlja profesionalno oskrbo, ki jo lahko pričakujete od podjetja NSK.

- Frekvenca: 28-32 kHz
- Maks. Izhodna moč: 11 W
- Dimenzije: 249 x 290 x 115mm
- Teža: 3.5 kg

PRIPOROČENA CENA  
~~6.129,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**4.229,01 €**


**Y1004161 VA970 LUX****Varios 970 LUX**

iPiezo motor za stabilno izhodno moč. Ekstremno tanek in lahek ročnik za vse indikacije. Širok izbor konic za profilakso, parodontologijo, endodontijo in ostale postopke zdravljenja. LED osvetlitev. 2 posodi za irigacijsko tekočino + zunanji dovod vode.

- Frekvenca: 28-32 kHz
- Maks. Izhodna moč: 11W (G mode)
- Teža: 2,1 kg
- Kapaciteta posode za vodo 400ml (2x)
- Dimenzije: 160 x 270 x 190 mm

PRIPOROČENA CENA  
~~3.102,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**1.737,12 €**


**Y135030 PMNG-KV-P****Prophy-Mate neo**

*Supra-gingivalni instrument za peskanje*

Z originalnimi dvojnimi šobami NSK se doseže večja moč poliranja. Z močnim curkom se čas čiščenja močno skrajša in s tem skrajša čas zdravljenja. Dvojni zglob se gladko vrti za 360° za enostavno upravljanje in se prožno odzivajo na majhne premike prstov z enostavno nastavitvijo kota šobe.

- Ročnik s 60° glavo šobe
- Rezervoar za prah
- Nadomestna glava šobe 80°
- 5 x 15 g vrečk FLASH pearl
- Set za vzdrževanje
- Na voljo za različne tipe sklopke (potrebno izbrati ob naročilu): NSK PTL, KaVo Multiflex, Sirona, W&H Rotoquick, Bien-air Unifix.



PRIPOROČENA CENA  
~~1.075,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**602,00 €**

**Y1002655 PER-KV-P****Perio-Mate**

*Sub-gingivalni instrument za peskanje*

NSK-jeva analiza dinamike tekočin, pridobljena z leti izkušenj pri razvoju turbinske tehnologije, v celoti upošteva, kako mora klinik manevrirati v omejenem prostoru znotraj žepa. Tanka konica šobe ima ravno pravo stopnjo prožnosti, da gladko prehaja čez zobne površine in jo je mogoče enostavno vstaviti v ozke žepe in koreninske površine sosednjih zob, ne da bi pri pacientu povzročali nelagodje.

- Ročnik
- Rezervoar za prah
- Konica šobe (40 kosov)
- Perio-Mate Powder (160 g) x 1
- Set za vzdrževanje.
- Na voljo za različne tipe sklopke (potrebno izbrati ob naročilu): NSK PTL, KaVo Multiflex, Sirona, W&H Rotoquick, Bien-air Unifix.



PRIPOROČENA CENA  
~~1.266,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**708,96 €**

**Y1001358 iSD900****iSD900 protetični izvijač**

Brezžični protetični izvijač s sistemom za kalibracijo navora (TCS). Prihranek časa pri samodejni pritrditvi abutment vijakov. Univerzalna uporaba za vse glavne implantatne sisteme. Sistem za kalibracijo navora (TCS). Uporabniku prijazen LCD zaslon.

- Navor: 10-40 Ncm ali 5 Ncm povečanje
- Hitrost: 15,20,25/min-1
- Teža: 148 g



PRIPOROČENA CENA  
~~1.893,00 €~~

**AKCIJSKA CENA**  
**1.060,08 €**