

#whdentalwerk



wh.com



Novosti in ponudbe **Premikanje meja!**

Marec - Junij 2026



Interaktivni katalog: pritisnite na gumb za nadaljne informacije



Restorativa in protetika

SYNEA, občutite razliko v vaših rokah! Popolnoma uravnotežena ergonomija, ki pretvori natančnost v drugo obliko, ne glede na to, ali uporabljate kolenčnike ali turbine.



24-mesečna garancija nudi močan spodbujevalni dejavnik za nakup s tem, da zmanjšuje tveganje, izboljšuje predvidljivost stroškov in zagotavlja dolgoročne prihranke. Poudarja naše zaupanje v kakovost izdelka in izpolnjuje pričakovanja glede vrhunske opreme.

Patrick Lang, W&H produkti vodja - Preventivna in restavrativna zobozdravstvena nega



W&H postavlja nove standarde trajnosti in dizajna, **ščiti ročnike pred vsakodnevno obrabo** - vrhunski videz skozi leta

 Scratch Blocker Najbolj prodajano 40g	 Scratch Blocker		 Scratch Blocker			 Scratch Blocker		 Scratch Blocker	 Najbolj prodajano	 Scratch Blocker		
Synea Vision TK-98 L	Alegria TE-95 RM	Spojka RQ-24	Synea Vision WK-56 LT 1:1	Synea Fusion WG-56 LT 1:1	Alegria WE-56 1:1	Synea Vision WK-99 LT 1:5	Synea Fusion WG-99 LT 1:5	Power Edition WK-900 LT 1:4	Power Edition WG-900 LT 1:4	Synea Vision HK-43 LT 1:1	Synea Fusion HG-43 A 1:1	Alegria HE-43 1:1
 1.020€ +1.529 €	 260€ -476 €	 210€ -316 €	 770€ -1.087 €	 485€ -842 €	 210€ -293 €	 1.020€ +1.603 €	 615€ +1.216 €	 1.080€ +1.683 €	 715€ +1.275 €	 765€ +1.057 €	 395€ -612 €	 205€ -265 €



Synea Fusion
TG-98 L



510€

-954 €

SYNEA FUSION
nadgradnja turbin:

- ✓ **100% večja garancija**
- ⚡ **Moč do 29 Vatov**
- 🛡️ **Vrhunska zaščita**

V 90 % primerov potrebujejo nasadni instrumenti predčasna popravila in to zaradi nezadostnega vzdrževanja.
Naša rešitev: Assistina!



Assistina One

- › Čiščenje in mazanje v samo 18 sekundah
- › Vključeni tekočini za 2.800 ciklov
- › Hitri priključki RM in ISO
- › Vključen HEPA filter

1.250€

+1.596 €



Servisno olje F1

- › Odlična mazalna sposobnost
- › Odporno proti sterilizaciji
- › Visoka združljivost z materiali
- › Ploščevinka 400 ml

29€

-35 €

Oralna kirurgija in Implantologija

implantmed^{PLUS} II

Preoblikovanje kirurške natančnosti!
Implantmed Plus II vidi, kar uporabljate,
in dviguje standarde, za katere niste mislili,
da se lahko spremenijo.

Majhna funkcija.
**Velika sprememba
v kirurških delovnih tokovih.**

Implantmed Plus II

- Motor EM-19 LC
- WS-75 L

Kabel/brezžični

4.100€
-6.098 €-

Brezžična Scan Izvedba

5.100€
-6.548 €-

Novo!



“Resnično celovit sistem, ki pokriva širok spekter kirurških indikacij — od piezo kirurgije do varne implantacije. Integrirana dokumentacija in nemotena povezljivost z merjenjem stabilnosti implantata Osstell dopolnjujeta rešitev.”

Dr. Stavros Pelekanos, mag. znan. LL.M. - Atene, Grčija

Majhen sken, velik učinek

Implantmed Plus II lahko skenira etikete vseh materialov, uporabljenih med operacijo.

Zahvaljujoč ioDent®, ustvarite popolno DIGITALNO dokumentacijo za vaš kirurški potek dela. Brez papirja, brez lepilnega traku, brez škarij več!

ioDent®

ioDent® Cloud
Smart Digital Connection



Piezomed Plus II Modul

- Ključ za menjavo nastavkov
- Automatska zaznava nastavkov
- Knjižnica nastavkov
- Irigacijske cevke 6 kos
- Nastavek B6

3.950€
-4.990 €-

**Set nastavkov "Special" in
nastavek B6 brezplačno**
Vrednost 1.000€

Kirurški instrumenti
**Neprimerljivo
nadzorovanje z
našim
edinstvenim
oblazinjenim
dizajnom.**

Kirurški
kolenčniki
20:1
**Odkrijte
razliko v
trikotni
obliki telesa**



WS-75 E/KM

580€

-1.077 €-



WS-75 L

850€

-1.448 €-



WS-75 LG

930€

-1.602 €-



**Zygora
SZ-75**

1.180€

-1.650 €-

Kirurški
kolenčniki
1:2,7
**Boljši
dostop do
modrostnih
zob.**



WS-91/92 L

850€

-1.336 €-

Kirurški
nasadniki
1:1
**Upravljajte
sponko
s palcem.**



S-11

580€

-1.035 €-



S-11 L

850€

-1.437 €-



S-11 LG

930€

-1.593 €-

Oralna kirurgija in Implantologija

implantmed PLUS

Vodilni na trgu
na področju implantologije



**Implantmed Plus
z osvetlitvijo**

- › Nožni regulator s kablom S-N2
- › Motor EM-19
- › WS-75 L

3.500€

-5.661€



Piezomed Plus modul

Od retrogradne endodontije do ekstrakcij brez izgube kosti, od natančnega rezanja do dviga sinusa!
Odklenite ves potencial svojih zdravljenj!

- › Menjalnik instrumentov
- › Samodejno zaznavanje instrumentov
- › Knjižnica instrumentov
- › 6 irigacijskih cevi
- › Nastavek B6

3.950€

-5.660€

**Set nastavkov "Special" in
nastavek B6 brezplačno**

Vrednost 1.000€

Kirurški voziček

- › Kovinski predali
- › 3 priključki za elektriko
- › Kolesčki z zavornami


775€

Aparati niso v ceni

Oralna kirurgija in Implantologija

implantmed

Standard na
**katerega se
lahko zanesete**



Implantmed Classic

- › Nožni regulator s kablom S-N2
- › Motor EM-19

Brez osvetlitve
WI-75 E/KM

2.300€

-4.347€

Z generirano osvetlitvijo
WS-75 LG

2.650€

-4.872€

Oralna kirurgija in Implantologija

Je vas vsadek
pripravljen za vgradnjo

OSSTELL
A W&H COMPANY



**Izdelano iz
aluminija.**
Ker implantatne niti
zaslužijo zaščito!



Novo!

**10x bolj
ekonomični**

**Osstell
Smartpeg
Uporabni večkratno**

1 Smartpeg
Sterilizira se lahko vsaj 20-krat

38€

Dobavljivo Maj 2026



x5

**Osstell
Smartpeg
za enkratno
uporabo**

Pakiranje 5x SmartPeg

113€

Osstell Classic

Osstell Classic vam pomaga
objektivno določiti
stabilnost implantata in
izmeriti stopnjo
oseointegracije.

1.595€

-2.200€

Osstell Beacon

- › Semafor za prikaz stabilnosti
- › Dostop do OsstellConnect0
- › Povezljiv z Implantmed Plus
- › **10x SmartPeg GRATIS****

2.150€

-2.967€

** Ob registraciji na osstellconnect

W&H AIMS delovni tok

Ker varnost ne bi smela biti zapletena



Vzdrževanje najvišjih standardov higiene v zobozdravstveni praksi je neprecenljivo. Z W&H kot našim partnerjem v naši popolnoma novi sobi za obdelavo se zanašamo na popolnoma integriran delovni proces delovni proces za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo – vse iz enega zanesljivega vira. Ta zavezanost nadzoru okužb ščiti ne le naše paciente, temveč tudi naše zobozdravnike, medicinske sestre in na koncu ljudi, h katerim se vsak dan vračajo domov.

Anastasia Chatzimichali, vodja zobne klinike, AthenaSmile – dr. Stavros Pelekanos

1 Korak Čiščenje in Razkuževanje



2-3-4 Korak Notranje čiščenje in podmazovanje



5 Korak Pakiranje

Zapakirajte



6 Korak Sterilizacija

Vedno z visoko kakovostno demineralizirano vodo!



7 Korak Sledljivost

Shranjujte in sledite!



BePro Popolnoma viruciden! Namakalna kopel za dekontaminacijo

Kako veste kakšno je pravilno redčenje?
Imamo odgovor!!

57€



U-Son

Ultrazvok lahko odstrani celo najbolj trdovratne obloge iz deli, ki bi jih težko dosegli z ročnim čiščenjem.

3 litrski

595€

-690 €

6 litrski

975€

-1.050 €



Thed

Zavarujte svoj čas! Thermalno pranje, razkuževanje in sušenje v samo 43 minuta

Od

7.200€



Assistina One

instrumenti perfektno očiščeni in podmazani v 18 sekundah.

1.250€

-1.596 €



Seal²

Seal² zagotavlja odpornost in hermetično zapiranje z izdelavo popolnih 12 mm!

650€

-778 €



Multidem C27

Multidem dobavlja vrhunsko kvalitetno demineralizirano vodo in polni samodejno do 2 sterilizatorja.

340€

-411 €



Lara XL sterilizator 28 litrski

Patentirana tehnologija Eco Dry+ prilagaja čas sušenja glede na maso tovara. B-cikel v samo 28 minutah!

5.675€

-9.222 €



EliSafe Paket sledljivosti

Ustvarjanje povezave od sterilizacije do pacienta. Datoteka s tiskalnikom nalepk in bralnikom črtnih kod.

670€

-999 €

Termo dezinfektor

Edini sistem z dvema nivojema pranja,
za močnejše čiščenje, popolno prilagodljivost
in hitrejši odziv tudi v najbolj zaposlenih klinikah

Prvi na trgu!

Pripravljeni za do 240 instrumentov ali 16 kg tovora!

NAMIZNI Idealen za obstoječe prostore

Preprosto ga postavite na
60 cm omarico, vklopite,
priključite na vodo iz
vodovoda in odvod.
Kompakten. Preprost.
Pripravljen za uporabo!

Osvetljena komora
Pomivalna komora z
notranjo osvetlitvijo (Thed+)

Tehnologija Eco Dry
čas sušenja prilagodi masiobremenitve.
Z aktivnim sušenjem zraka zagotovi
najboljše rezultate in najhitrejši cikel
traja samo 43 minut.

VGRADNI Več prostora?

Izberite 5-litrsko posodo
in uživajte v čiščenju do 6
mesecev brez ponovnega
polnjenja.
**manj težav,
večja zmogljivost.**

Osvetljen ročaj
Zahvaljujoč LED luči v ročaju, ponuja
Thed+ informacije o napravi, stanje
na prvi pogled za optimizacijo
poteka dela in rezultatov. (Thed+)

Pametna naprava
notranji senzorji prepoznajo
nastavitve za optimizacijo
časa cikla, vode, energije
in porabo kemikalij ter
priporočajo najustreznejši
program. (Thed+)

thed



Z delom z zobozdravstveno opremo, ki je v skladu z MDR, izpolnjujete
najvišje trenutne standarde EU. To zagotavlja največjo
varnost, popolno sledljivost in zanesljivo kakovost –
za vaše paciente, vašo ekipo in vsak poseg, ki ga opravite.

Thomas Lang, CTO W&H Group



Thed / Thed+

Namizni / Vgradni model


**spodnje stojalo,
čistilo TE in sredstvo za sijaj**

Thed

7.200€

Thed+

9.500€



Thed / Thed+

Namizni / Vgradni model


**spodnje in zgornje stojalo,
čistilo TE in sredstvo za sijaj**

Thed

8.000€

Thed+

10.300€



**Nadgradnja
s spodnjim stojalom**

1.370€

**Izkoristite
ekskluzivne
ponudbe paketov
in odklenite
najboljšo
ceno!**



Oglejte si naslednjo stran.

BePro kemikalije
za namizne naprave



Čistilo TE

Tri-Enzymatic detergent neutralnim
pH. Noben neutralizator ni potreben.

1,5 litrska posoda

24€



Sredstvo za sijaj

Za boljše rezultate
sušenja.

0,8 litrska posoda

22€

BePro kemikalije
za vgradne naprave



Čistilo TE

Tri-Enzymatic detergent z neutralnim
pH. Noben neutralizator ni potreben.

5 litrska posoda

50€ -71 €



Čistilo MA

Alkalni detergent kjer je
potreben neutralizator.

5 litrska posoda

40€ -55 €



Neutralizator C

Potreben pri uporabi alkalnih
detergentov za obnovo pH.

5 litrska posoda

32€ -44 €



Sredstvo za sijaj


Za boljše rezultate
sušenja.

1 litrska posoda

18€ -24 €

Sterilizacija razreda B

Sterilizirajte hitreje, porabite manj. Najnižji stroški porabe in podaljšani servisni pregledi.



Lisa Mini

- › Popolno opremljen sterilizator razreda B, ki omogoča najhitrejše cikle v svojem razredu.
- › Za do 22 instrumentov.

Lisa Mini Komprimirani zrak 5l	Lisa Mini Vakumska črpalka 5l
3.550€	3.860€
-5.029 €	-5.539 €



Lina

- › Sterilizator razreda B, kjer so instrumenti popolnoma suhi po 48 minutah (tovor 2 kg).
- › Edinstvena možnost nadgradnje za prilagoditev in posodobitev glede na vaše potrebe.

Lina 17 litrski	Lina 22 litrski
4.070€	4.210€
-6.615 €	-7.217 €

Edinstveni standardi z vsakim W&H sterilizatorjem

- › Avtomatski zapis cikla preko USB
- › **Prikazni meni je na voljo v vašem jeziku**
- › Notranji in zunanji vir vode
- › Enostavno čiščenje in odtekanje vode spredaj
- › Filter proti prahu za zaščito elektronike



Lara


- › Nadgradljiva: prilagodite vašo napravo skladno z vašimi potrebami, tudi večja hitrost ali celovito dokumentiranje.
- › Cikli razreda B popolnoma suhi v 40 minutah (tovor 2 kg).

Lara 17 litrski	Lara 22 litrski
4.785€	4.930€
-7.205 €	-7.848 €

Ali veste, da so W&H avtoklavi nadgradljivi?

Zahvaljujoč preprostemu sistemu aktivacijskih kod lahko svoj avtoklav prilagodite svojim potrebam. Podaljšajte garancijo. Dodajte hitri cikel S. Nadgradite na algoritmne varčevanja EcoDry+. Odprite napredno sledljivost (poglejte zadnjo stran).

Povprašajte pooblaščenega partnerja za celotno ponudbo.



Lara XL/XXL

- › Omogoča reprocesiranje do 7 kg (XL) in 10 kg (XXL) zavrtih instrumentov ali do 9 KG (XL), 12 kg (XXL) zabojnikov
- › S tehnologijo Eco Dry: prilagodi čas sušenja obremenitvi.
- › Tip B ciklusi popolnoma suhi - pri obremenitvi 2 KG (XL), 3 KG (XXL). V samo 40 minutah.

Lara XL 28 litrski	Lara XXL 38 litrski
5.675€	8.950€
-9.222 €	-11.490 €



Lisa

- › S tehnologijo Eco Dry: prilagaja čas sušenja obremenitvi. To skrajša čas cikla, podaljša življenjsko dobo vaših instrumentov in optimizira porabo energije.
- › Tip B ciklus popolnoma suh pri obremenitvi 2 KG po le 30 minutah.

Lisa 17 litrski	Lisa 22 litrski
6.130€	6.490€
-8.817 €	-9.455 €

Vprašajte vašega zastopnika
za W&H inštrument brezplačno ob nakupu sterilizatorja!



Potrebujete več garancije?
Povprašajte nas!
255 € na leto, maksimalno 5 let!



BePro

Profesionalna zaščita.

Zaščita pred okužbo z odstranitvijo kontaminacije s površin.



BePro Mini-Bath
Basket designed for small items.

9€



Razkužilna banjica za dekontaminacijo

Kako veste kakšno je pravilno redčenje? Imamo odgovor!!

57€



Razkužilo I

Zmogljivo razkužilo koncentrat za medicinske in zobozdravstvene instrumente.

2-litrska steklenica

42€

-60 €



Razkužilo R

Sredstvo pripravljeno za uporabo, za dezinfekcijo in čiščenje rotacijskih zob instrumentov.

1-litrska posoda z aktivnim ogljem

14€

-19 €

46€

-66 €



Robčki za dezinfekcijo

Površinsko razkužilo
Združljivi z 250 materiali.

120 robčkov
tuba

10€

-13 €

120 robčkov
refil

7€

-10 €



Razkužilo v spreju

Površinsko razkužilo za hitro dezinfekcijo in čiščenje neinvazivnega medicinske pripomočke.

1 litrski sprej

14€

-19 €

5-litrska posoda z aktivnim ogljem

50€

-71 €



Dezinfekcijski koncentrat

Dezinfekcija in čiščenje velikih površin in neinvazivnih medicinskih pripomočkov.

1 litrska posoda

19€

-27 €



Sesalni CM

Koncentrat za tedensko kontra čiščenje - kisline in za vzdrževanje dentalnih sesalnih sistemov.

5-litrska posoda z aktivnim ogljem

21€

-30 €



Sesalni CD

Dezinfekcija za dnevno čiščenje in vzdrževanje dentalnih sesalnih sistemov.

5-litrska posoda z aktivnim ogljem

39€

-55 €

Ponudbe paketov

Ali res potrebujete le sterilizator?

Premislite!

Izkoristite **EKSKLUZIVNE PONUDBE PAKETOV**

Združite svoj W&H sterilizator ali toplotni pralni in dezinfekcijski aparat z izbranimi izdelki iz W&H portfelja in si zagotovite najboljšo ceno!

Ker si vaša ordinacija zasluži več!



-49%

Implantmed Plus II brežžični nožni regulator + WS-75 L

- › Implantmed Plus II Brežžični nožni regulator
- › Instrument WS-75 L

3.100€

-6.098 €



-44%

Assistina One

Čiščenje in pomazovanje v 18 sekundah

900€

-1.596 €



-59%

Paket Synea Vision

- › Turbina TK-98 L
- › Spojka RQ-24
- › Kolenčnik 1:1 WK-56 LT

1.190€

-2.932 €



-44%

BePro paket

- › 24x polnilo za BePro robčke
- › 10x koncentrat BePro razkužila
- › 6x BePro razkužilo I
- › 2x BePro Sesalni CD
- › 2x BePro Sesalni CM
- › 2x BePro namakalna banjica

648€

-1.157 €

-67%

Komplet kolenčniki Synea Vision

- › Kolenčnik 1:1 WK-56 LT
- › Kolenčnik 1:5 WK-99 LT

900€

-2.690 €

Sledljivost

Vaša praksa v skladu z najvišjimi in najnovejšimi standardi EU!

Sledenje je sposobnost sledenja instrumentov od cikla sterilizacije do pacienta in dneva uporabe.

Popolno zagotovo varnosti!

W&H vam ponuja 2 možnosti sledenja



01. Paket sledljivosti EliSafe

Uporabite natisnjene etikete (iz faze dokumentacije) in jih naložite na kartico pacienta s čitalcem kod ob času uporabe.

Dobite jasno potrdilo, da so bili na pacientu uporabljeni varni instrumenti.



**EliSafe
paket
sledljivosti**


670€

~~-999€~~

Na voljo za vse avtoklave, brezplačno.

02. Napreden paket sledljivosti

Enkrat ustvarite seznam vseh svojih instrumentov in kompletov, zahvaljujoč čitalcu kod ali pametnemu telefonu povežite avtoklavu, kaj se sterilizira, in pridobite nalepke ne samo z datumom poteka, temveč tudi s QR kodo, ki pove, kaj je znotraj. **Dobite dokaz, KATERI SPECIFIČNI INSTRUMENTI so bili uporabljeni pri pacientu.**



Standard pri Lisa, Lara XL / XXL po nadgradnji, ni na voljo za Lina in Lara.