

#whdentalwerk



wh.com



Novosti in ponudbe
Inovativna trajnost.

September - December 2026



Interaktivni katalog: pritisnite na gumb za nadaljne informacije



Restorativa in protetika

SYNEA, občutite razliko v vaših rokah! Popolnoma uravnotežena ergonomija, ki pretvori natančnost v drugo obliko, ne glede na to, ali uporabljate kolenčnike ali turbine.



Vrhunska kakovost.
Podaljšana življenjska doba.
Vzdržljivost pomeni trajnost.

Podjetje W&H postavlja nove standarde na področju vzdržljivosti in dizajna ter **ščiti ročnike pred vsakodnevno obrabo** – vrhunski videz skozi leta



 Scratch Blocker Najbolj prodajano 40g Synea Vision TK-98 L 28 W 2 LETI 1.020€ +1.529 €	 Alegria TE-95 RM 1 LETO 260€ +476 €	 Spojka RQ-24 2 LETI 210€ +316 €	 Scratch Blocker Synea Vision WK-56 LT 1:1 3 LETI 770€ +1.087 €	 Synea Fusion WG-56 LT 1:1 2 LETI 485€ +842 €	 Alegria WE-56 1:1 1 LETO 210€ +293 €	 Scratch Blocker Synea Vision WK-99 LT 1:5 3 LETI 1.020€ +1.603 €	 Synea Fusion WG-99 LT 1:5 2 LETI 615€ +1.216 €	 Scratch Blocker Power Edition WK-900 LT 1:4 10.7 3 LETI 1.080€ +1.683 €	 Najbolj prodajano Power Edition WG-900 LT 1:4 10.7 2 LETI 715€ +1.275 €	 Scratch Blocker Synea Vision HK-43 LT 1:1 3 LETI 765€ +1.057 €	 Synea Fusion HG-43 A 1:1 2 LETI 395€ +612 €	 Alegria HE-43 1:1 1 LETO 205€ +265 €
---	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	---

42g
Synea Fusion TG-98 L
28 W
2 LETI
510€
+954 €

Synea Fusion nadgradnja turbin:

- ✓ 100% večja garancija
- ⚡ Moč do 29 Vatov
- 🛡️ Vrhunska zaščita
- ☕ Na voljo za Kavo, NSK in za RM fiksni prikllop



Brezplačno

Brezplačna tuba z razkužilnimi robčki BePro
Ob vsakem instrumentu Synea

V 90 % primerov potrebujejo nasadni instrumenti predčasna popravila in to zaradi nezadostnega vzdrževanja.
Naša rešitev: Assistina!



18"

quick connect by W&H

Assistina One

- › Čiščenje in mazanje v samo 18 sekundah
- › Vključeni tekočini za 2.800 ciklov
- › Hitri priključki RM in ISO
- › Vključen HEPA filter

1.250€
+1.596 €



Servisno olje F1

- › Odlična mazalna sposobnost
- › Odporno proti sterilizaciji
- › Visoka združljivost z materiali
- › Ploščevinka 400 ml

29€
+35 €

Oralna kirurgija in Implantologija

implantmed PLUS II

Preoblikovanje kirurške natančnosti! Implantmed Plus II vidi, kar uporabljate, in dviguje standarde, za katere niste mislili, da se lahko spremenijo.

Majhna funkcija. Velika sprememba v kirurških delovnih tokovih.

Zahvaljujoč ioDent®, ustvarite popolno DIGITALNO dokumentacijo za vaš kirurški potek dela. Brez papirja, brez lepilnega traku, brez škarij več!



Majhen sken, velik učinek
Implantmed Plus II lahko skenira etikete vseh materialov, uporabljenih med operacijo.

ioDent®
ioDent® Cloud
Pametna digitalna povezava



Izjemen velik zaslon



Brezžično nožno pedalo
z odličnim občutkom



Digitalna dokumentacija
s skeniranjem-povsem preprosto



Kompakten brez zapletanja kablov



Upravljanje z enim dotikom
med posegom: od implantologije do piezo tehnologije



Inteligentni svetlobni vodnik

Zasnovan na povratnih informacijah **strank**



W&H
135
YEARS
of innovation



Piezomed Plus II Modul

- › Ključ za menjavo nastavkov
- › Automatska zaznava nastavkov
- › Knjižnica nastavkov
- › Irigacijske cevke 6 kos
- › Nastavek B6

3.950€
-4.990€-

Set nastavkov "Special" in nastavki B6 brezplačno
Vrednost 1.000€

Implantmed Plus II

- › Motor EM-19 LC
- › WS-75 L

Kabel/brezžični

4.100€
-6.998€-

Brezžična Scan Izvedba

5.100€
-6.548€-

BREZPLAČEN TEČAJ
Tehnika piezokirurgije
v oralni implantologiji

Ob nakupu naprav Implantmed Plus II in Piezomed Plus II



Dr. Stavros Pelekanos
Center ADEA, Atene, Grčija



ADVANCED DENTAL
EDUCATION ATHENS
PERIO-PROSTHETIC EXCELLENCE

Oralna kirurgija in Implantologija

implantmed

Standard na
katerega se
lahko zanesete



Implantmed Classic

- › Nožni regulator s kablom S-N2
- › Motor EM-19

Brez osvetlitve
WI-75 E/KM

2.300€

-4.947€

Z generirano osvetlitvijo
WS-75 LG

2.650€

-4.872€



Kirurški voziček

- › Kovinski predali
- › 3 priključki za elektriko
- › Kolesčki z zavorami

775€

Aparati niso v ceni

Preverite pred obremenitvijo.
Izmerite stabilnost. Zaupajte
vrednosti ISQ.

**Gotovost pri vsaki
odločitvi o vsadku.**

OSSTELL
A UGH COMPANY

Dve možnosti –
ena preizkušena metoda



Novo!

Za večkratno uporabo

1 sterilizirajoči Smartpeg
za najmanj 20 uporab

38€ **10x bolj
ekonomični**

Za enkratno uporabo

Pakiranje 5x SmartPeg

113€

Osstell Beacon

- › Semafor za prikaz stabilnosti
- › Dostop do OsstellConnect0
- › Povezljiv z Implantmed Plus
- › **10x SmartPeg GRATIS****

2.150€

-2.967€

Osstell Classic

Izmeri. Preberi. Odloči se.
ISQ naredi preprosto

1.595€

-2.200€

Kirurški instrumenti
**Neprimerljivo
nadzorovanje z**
našim
edinstvenim
oblazinjenim
dizajnom.

Kirurški
kolenčniki
20:1
**Odkrijte
razliko v
trikotni
obliki telesa**



WI-75 E/KM

580€

-1.077€



WS-75 L

850€

-1.448€



WS-75 LG

930€

-1.602€



**Zygoma
SZ-75**

1.180€

-1.650€

Kirurški
kolenčniki
1:2,7
**Boljši
dostop do
modrostnih
zob.**



WS-91/92 L

850€

-1.336€

Kirurški
nasadniki
1:1
**Upravljajte
sponko
s palcem.**



S-11

580€

-1.035€



S-11 L

850€

-1.437€



S-11 LG

930€

-1.593€

** Ob registraciji na osstellconnect

W&H AIMS delovni tok

**Ker varnost ne bi
smela biti zapletena**



Oblikujemo trpežne,
popravljive in reciklabilne
izdelke **z daljšo
življenjsko dobo.**

Uporabljamo okolju prijazno embalažo in
dajemo prednost lokalnim dobaviteljem.



1 Korak
**Čiščenje in
Razkuževanje**



2-3-4 Korak
**Notranje čiščenje
in podmazovanje**



5 Korak
Pakiranje
Zapakirajte



6 Korak
Sterilizacija
Vedno z visoko kakovostno
demineralizirano vodo!



7 Korak
Sledljivost
Shranjujte in sledite!



BePro Popolnoma viruciden!
**Namakalna kopel za
dekontaminacijo**

Kako veste kakšno je pravilno redčenje?
Imamo odgovor!!

57€



U-Son

Ultrazvok lahko odstrani celo
najbolj trdovratne obloge iz
deli, ki bi jih težko
dosegli z ročnim čiščenjem.

3 litrski

595€

-690 €

6 litrski

975€

-1.050 €



Thed

Zavarujte svoj čas! Thermalno
pranje, razkuževanje in
sušenje v samo 43 minuta

Od

7.200€



Assistina One

instrumenti perfektno
očiščeni in podmazani v
18 sekundah.

1.250€

-1.596 €



Seal²

Seal² zagotavlja odpornost
in hermetično zapiranje z
Izdelavo popolnih 12 mm!

650€

-778 €



Multidem C27

Multidem dobavlja vrhunsko
kvalitetno demineralizirano
vodo in polni samodejno do
2 sterilizatorja.

340€

-411 €



**Lara XL sterilizator
28 litrski**

Patentirana tehnologija Eco Dry+ prilagaja
čas sušenja glede na maso tovara.
B-cikel v samo 28 minutah!

5.675€

-9.222 €



**EliSafe
Paket sledljivosti**

Ustvarjanje povezave od
sterilizacije do pacienta.
Datoteka s tiskalnikom nalepk
in bralnikom črtnih kod.

670€

-999 €



Termodezinfektor

Pred 150 leti je pomivalni stroj revolucioniral kuhinjo. Zdaj naj termodezinfektor revolucionira vašo ordinacijo.

Ali ni termodezinfektor le drag pomivalni stroj?

To vprašanje slišimo precej pogosto.

Odgovor je preprost:

Pomivalni stroj pomiva posodo.

Termodezinfektor ščiti paciente.

THED čisti, razkužuje in pripravlja medicinske instrumente v skladu z veljavnimi medicinskimi standardi. THED ščiti paciente, osebje in vašo ordinacijo. Avtomatizirano čiščenje in termična dezinfekcija prihranita čas, poenotita postopke priprave in vam zagotavljata zanesljivost pri vsakem ciklu.



Prvi na trgu!

Pripravljeni za do 240 instrumentov ali 16 kg tovora!

thed

Thed / Thed+

Namizni / Vgradni model

spodnje stojalo,
čistilo TE in sredstvo za sijaj

Thed

7.200€

Thed+

9.500€



Thed / Thed+

Namizni / Vgradni model

spodnje in zgornje stojalo,
čistilo TE in sredstvo za sijaj

Thed

8.000€

Thed+

10.300€



Nadgradnja

Na razdelilnik instrumentov spodnjega nosilca

1.370€



Izkoristite ekskluzivne ponudbe paketov in odklenite najboljšo ceno!

Poglejte na strani 14-15



BePro kemikalije za namizne naprave



Čistilo TE

Tri-Enzymatic detergent neutralnim pH. Noben neutralizator ni potreben.

1,5 litrska posoda

24€



Sredstvo za sijaj

Za boljše rezultate sušenja.

0,8 litrska posoda

22€

BePro kemikalije za vgradne naprave



Čistilo TE

Tri-Enzymatic detergent z neutralnim pH. Noben neutralizator ni potreben.

5 litrska posoda

50€ -71€



Čistilo MA

Alkalni detergent kjer je potreben neutralizator.

5 litrska posoda

40€ -55€



Neutralizator C

Potreben pri uporabi alkalnih detergentov za obnovo pH.

5 litrska posoda

32€ -44€



Sredstvo za sijaj

Za boljše rezultate sušenja.


1 litrska posoda

18€ -24€

Sterilizacija razreda B

Hitrejša sterilizacija, nižji stroški.

Najmanjša poraba in podaljšani servisni intervali. 30 % nižji stroški!




Edinstveni standardi z vsakim W&H sterilizatorjem

- › Avtomatski zapis cikla preko USB
- › Prikazni meni je na voljo v vašem jeziku
- › Notranji in zunanji vir vode
- › Enostavno čiščenje in odtekanje vode spredaj
- › Filter proti prahu za zaščito elektronike

Vlaganje v učinkovito opremo
je več kot le tehnološka
odločitev – **je zaveza!**

Zmanjšanje porabe vode in energije danes pomeni
varovanje planeta, ki si ga vsi delimo, za jutri.



Lisa Mini 5 litrov

Popolna dopolnitev velikega sterilizatorja

- › Instrumenti so pripravljeni za takojšnjo uporabo v 10 minutah.
- › Za do 22 instrumentov.

Posebna ponudba samo
za stranke W&H

3.000€

Lina 22 litrov

Kakovost W&H po dostopni ceni

- › Popolnoma suh tovor (2 kg) v samo 48 minutah.
- › Edinstvena možnost nadgradnje za prilagajanje in posodabljanje naprave glede na vaše potrebe.

4.210€

-7.217€

Gratis!

Lara 22 litrov

Najbolje prodajani sterilizator W&H

- › Popolnoma suho perilo za 2 kg perila v samo 40 minutah.
- › Nadgradljivo: Prilagodite enoto svojim potrebam z še večjo hitrostjo ali z obsežno dokumentacijo

4.930€

-7.848€

Lara XL 28 litrov

Prostorna komora, napredna sledljivost
v skladu s standardom EU

- › Popolnoma suha 2-kg obremenitev v samo 40 minutah.
- › Obdelava do 7 kg zaviti instrumentov ali 9 kg abojnikov.
- › Tehnologija Eco Dry: prilagodi čas sušenja obremenitvi.

5.675€

-9.222€

Lara XXL 38 litrov

Največja komora, napredna sledljivost
v skladu s standardom EU

- › Popolnoma suh tovor (3 kg) v samo 40 minutah.
- › Obdelava do 10 kg zaviti instrumentov ali 12 kg zabojnikov
- › Tehnologija Eco Dry: prilagodi čas sušenja obremenitvi

8.950€

-11.490€

Nova Lisa (22 litrov)

Učinkovita sterilizacija z maksimalno zaščito

- › Popolnoma suh tovor (2 kg) v samo 30 minutah.
- › Intuitiven 5-palčni zaslon na dotik s temnim in svetlim načinom.
- › Inovativna sledljivost s sistemoma EliTrace in ioDent®.
- › EliSense – sistem za vizualno prikazovanje statusa.
- › Eco Dry+ (prilagajanje časa sušenja glede na tovor).


6.550€

-9.490€

Vprašajte vašega zastopnika
za W&H inštrument **brezplačno**
ob nakupu sterilizatorja!




Potrebujete več garancije?
Povprašajte nas!
255 € na leto,
maksimalno 5 let!



Paket dodatne opreme za sterilizacijo

- › Varilec folij Seal2
- › Naprava za demineralizacijo vode Multidem C27
- › Kartica za aktivacijo dodatne 1-letne garancije (brezplačno)



990€

BePro

Profesionalna zaščita.

Zaščita pred okužbo z odstranitvijo kontaminacije s površin.



BePro Mini-Bath

Basket designed for small items.

9€



Razkužilna banjica za dekontaminacijo

Kako veste kakšno je pravilno redčenje? Imamo odgovor!!

57€

Zasnovan na povratnih informacijah strank



be pro



Prijazen do materiala



Stroškovno učinkovito zaradi nizke stopnje redčenja



Popolnoma viruciden



Razkužilna banjica
Preprosta ideja
Genialna rešitev



Razkužilo I

Zmogljivo razkužilo koncentrat za medicinske in zobozdravstvene instrumente.

2-litrsko steklenico

42€

-60€



Razkužilo R

Sredstvo pripravljeno za uporabo, za dezinfekcijo in čiščenje rotacijskih zob instrumentov.

1-litrsko posoda
5-litrsko posoda z aktivnim ogljem

14€

-19€

47€

-66€



Razkužilo v spreju

Površinsko razkužilo za hitro dezinfekcijo in čiščenje neinvazivnega medicinske pripomočke.

1 litrski sprej

14€

-19€

5-litrsko posoda z aktivnim ogljem

50€

-71€



Robčki za dezinfekcijo

Površinsko razkužilo
Združljivi z 250 materiali.

120 robčkov tuba

10€

-13€

120 robčkov refil

7€

-10€



Dezinfekcijski koncentrat

Dezinfekcija in čiščenje velikih površin in neinvazivnih medicinskih pripomočkov.

1 litrska posoda

19€

-27€



Sesalni CM

Koncentrat za tedensko kontra čiščenje - kisline in za vzdrževanje dentalnih sesalnih sistemov.

5-litrsko posoda z aktivnim ogljem

21€

-30€



Sesalni CD

Dezinfekcija za dnevno čiščenje in vzdrževanje dentalnih sesalnih sistemov.

5-litrsko posoda z aktivnim ogljem

39€

-55€

Ponudbe paketov

Ali res potrebujete le sterilizator?

Premislite!

Izkoristite **EKSKLUZIVNE PONUDBE PAKETOV**

Združite svoj W&H sterilizator ali toplotni pralni in dezinfekcijski aparat z izbranimi izdelki iz W&H portfelja in si zagotovite najboljšo ceno!

Ker si vaša ordinacija zasluži več!



Paket Synea Vision

- › Turbina TK-98 L
- › Spojka RQ-24
- › Kolenčnik 1:1 WK-56 LT

1.190€

-2.932€



Komplet kolenčniki Synea Vision

- › Kolenčnik 1:1 WK-56 LT
- › Kolenčnik 1:5 WK-99 LT

900€

-2.690€



-44%

BePro paket

- › 24x polnilo za BePro robčke
- › 10x koncentrat BePro razkužila
- › 6x BePro razkužilo I
- › 2x BePro Sesalni CD
- › 2x BePro Sesalni CM
- › 2x BePro namakalna banjica

648€

-1.157€



-49%

Implantmed Plus II brezžični nožni regulator + WS-75 L

- › Implantmed Plus II Brezžični nožni regulator
- › Instrument WS-75 L

3.100€

-6.098€



-44%

Assistina One

Čiščenje in pomazovanje v 18 sekundah

900€

-1.596€

Trajnost

Zeleno Razmišljanje pri W&H.

Natančnost

Inovacije.

Odgovornost



Trajnostna proizvodnja

z recikliranjem v zaprtem
krogu 207 ton
materialov in 98 %
proizvodnega olja.



Zmanjšane emisije z e-mobilnostjo

ter združenimi
in viru prijaznimi
proizvodnimi lokacijami.



Podnebna nevtrálnost kot cilj do leta 2040

z doslednim zmanjševanjem
in učinkovitostjo



Obnovljiva energija, pridobljena s približno 1.800

fotovoltaičnimi moduli
s proizvodnjo 590 MWh,
ter tekoči projekti
za povečanje učinkovitosti.